



omega
medical

Ihr Partner für Nahtmaterial, Praxis- & Sprechstundenbedarf

OPHTHALMOLOGIE

Katalog 2025

Chirurgisches Nahtmaterial



Wir stehen für Qualität, Kompetenz & Beratung
und haben immer Ihre Bedürfnisse im Blick.

www.omega-medical.de



LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Sie halten heute unseren überarbeiteten Katalog speziell für die Ophthalmologie in Ihren Händen. Bei der Zusammenstellung war uns wichtig, Ihnen ein größtmögliches Spektrum an Nadel-Faden-Kombinationen anbieten zu können. Wir bieten Ihnen Nahtmaterial von namhaften Herstellern aus Übersee sowie Europa.

Die Rubriken des Kataloges sind nach Faden-Materialien aufgebaut. Innerhalb jeder Rubrik erhalten Sie die Faden-Preislisten der unterschiedlichen Hersteller SMI, Vitrex, Ethicon, B.Braun und SERAG-WIESSNER aufgeführt.

In Kundengesprächen stellen wir immer wieder fest, dass den meisten Kunden gar nicht bekannt ist, wieviele Möglichkeiten bzw. Alternativen sie eigentlich haben. Daher haben wir Ihnen zur Veranschaulichung zu Beginn jeder Rubrik, anhand eines Artikels, einen direkten Vergleich ausgearbeitet.

Gerne bieten wir Ihnen diesen "Artikel-Alternativ-Service" auch für andere Artikel an. Unser Serviceteam hilft Ihnen bei dieser und vielen weiteren Fragestellungen gerne weiter! Natürlich senden wir Ihnen auch gerne Probemuster zu!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Bestellungen.

Ihr Serviceteam der omega medical GmbH



SIE WÜNSCHEN EINEN RÜCKRUF?

Sie haben Beratungsbedarf oder eine spezielle Frage und gerade aber keine Zeit? Vereinbaren Sie einfach einen Rückrufwunsch mit uns per E-Mail an die sales@omega-medical.de

SIE HABEN GANZ BESONDERE ANFORDERUNGEN?

Sie haben ganz besondere Anforderungen an Ihre Nadel-Faden-Kombination und diese ist am Markt nicht (mehr) erhältlich?
Kein Problem! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner realisieren wir gerne Ihre individuelle Nadel-Faden-Kombination.*

* Ab einer vertraglichen Mindestabnahmemenge von 100 Packungen innerhalb von 2 Jahren.



INHALTSANGABE

Einführung

Alle Fäden im Überblick

S. 8–13

Nadel-Faden-Kombinationen

S. 14–15

Nahtmaterial – Ophthalmologie

Fäden aus Polyglactin 910

S. 18

Fäden aus Polyglykolsäure

S. 22

Fäden aus Polypropylene

S. 24

Fäden aus Polyamid

S. 28

Fäden aus Polyester

S. 31

Fäden aus Seide

S. 34

Weitere Infos

Hilfreiche Erklärungen:
Nadeltypen & Verpackung

S. 38

Versandbedingungen

S. 40

Muster- & Rezeptbestellung + Ihre Vorteile

S. 41



Einführung

Nadel- & Fadenvarianten

Alle Fäden im Überblick

S. 8 – 13

Nadel-Faden-Kombinationen im Überblick

S. 14 – 15



ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglactin 910



Zusammensetzung: Polyglactin 910 – ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid
Typ: multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)
Resorption: Hydrolyse
Gewebereaktion: minimal
Farben: ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl 910	VITREX Chirasorb	ETHICON Vicryl geflochten / monofil	ETHICON Vicryl Rapide
BESCHICHTUNG	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)	nicht antigen und nicht kollagen	k.A.	k.A.
FARBE	●	● ○	● ○	● ○
KOMPLETTE RESORPTION (100%)	56 – 70 Tage	56 – 70 Tage	56-70 Tage	42 Tage
kurzfristige Resorption (50%)				5 Tage
mittelfristige Resorption (50%)	21 Tage	21 Tage	21 Tage	
langfristige Resorption (50%)				
EIGENSCHAFTEN				
Flexibilität	hoch		besonders glatt	
Reißfestigkeit	hoch		hoch	hoch
Zugfestigkeit		hoch		
Wundheilung		mittelfristig		hoch
Knotensicherheit	ausgezeichnet		sicher	sicher
Gewebedurchzug	geschmeidig		weich und geschmeidig	geschmeidig
Kapillarwirkung	minimal	gering	minimal	minimal
VERPACKUNGSEINHEITEN	12 Fäden/Schachtel	12 Fäden/Schachtel	12, 24 oder 36 Fäden/Schachtel	12 Fäden / Schachtel
SEITE	S. 18	S. 19	S. 19/20/21	S. 21

RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglykolsäure



Zusammensetzung: Polyglykolsäure
 Typ: multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)
 Resorption: Hydrolyse
 Gewebereaktion: minimal
 Farben: ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl PGA	VITREX Chirlac	SERAG-WIESSNER SERAFIT
BESCHICHTUNG	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Glyconat	k. A.
FARBE	● ●	● ●	● ●
KOMPLETTE RESORPTION (100%)	60 – 90 Tage	80 – 90 Tage	30 – 42 Tage
kurzfristige Resorption (50%)			
mittelfristige Resorption (50%)	21 Tage	21 Tage (45 – 50%)	15 – 20 Tage
langfristige Resorption (50%)			
EIGENSCHAFTEN			
Flexibilität	hoch		
Reißfestigkeit	hoch		
Zugfestigkeit		hoch	
Wundheilung		mittelfristig	
Knotensicherheit	ausgezeichnet		gut
Gewebedurchzug	geschmeidig		hervorragend
Kapillarwirkung	minimal	gering	minimal
VERPACKUNGS-EINHEITEN	12 Fäden/Schachtel	12 Fäden/Schachtel	24 Fäden/Schachtel
SEITE	S. 22	S. 23	S. 23



ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polypropylen



Zusammensetzung: Polypropylen
 Typ: monofil (synthetisch)
 Gewebereaktion: minimal
 Farben: ● blau, ● schwarz, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Polypropylene	VITREX Chiralen	ETHICON Prolene	ETHICON Pronova	B. BRAUN Optilene
BESCHICHTUNG	-	-	-	-	-
FARBEN	●	● ●	● ○	●	●
EIGENSCHAFTEN					
Flexibilität					hoch
Reißfestigkeit	hoch		hoch		permanent hoch
Zugfestigkeit					
Wundheilung			dauerhaft		
Oberfläche		glatt, porenfrei	glatt		weich, geschmeidig
Knotensicherheit	ausgezeichnet	optimal			exzellent
Gewebedurchzug	geschmeidig	gleichmäßiges Gleiten	äußerst inertes Gewebeverhalten, weich & geschmeidig		sanft
Kapillarwirkung	keine	keine	keine		
VERPACKUNGS-EINHEITEN	12 Fäden/Schachtel	12 Fäden/Schachtel	12 Fäden/Schachtel	12 oder 36 Fäden/Schachtel	36 Fäden/Schachtel
SEITE	S. 24	S. 24	S. 25	S. 26	S. 27

NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyamid



Zusammensetzung: Polyamid 6.0 oder 6.6
 Typ: monofil (synthetisch)
 Gewebereaktion: minimal
 Farben: ● blau, ● schwarz, ○ weiß, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Daclon Nylon	VITREX Silon Monofilament	ETHICON Ethilon	SERAG-WIESSNER Supramid Multifil gezwirnt/ummantelt
BESCHICHTUNG	-	-	-	-
FARBEN	● ●	● ●	○ ●	○
EIGENSCHAFTEN				
Flexibilität			hoch	
Reißfestigkeit		hoch	hoch	hoch
Zugfestigkeit		Verlust der Zugfestigkeit nach Langzeit-implantation		
Wundheilung	ausgezeichnet			
Oberfläche		glatt, porenfrei		
Knotensicherheit	sehr gut	sehr gut	gut	ausgezeichnet
Gewebedurchzug	geschmeidig		geschmeidig	geschmeidig
Kapillarwirkung	keine	gering	keine	
VERPACKUNGS-EINHEITEN	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden/Schachtel	12 Fäden/Schachtel	24 Fäden/Schachtel
SEITE	S. 28	S. 29	S. 29/30	S. 30



ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyester



Zusammensetzung: Polyester
Typ: multifil geflochten beschichtet (synthetisch)
Gewebereaktion: minimal
Farben: ● grün, ○ weiß, ◐ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Polyester	VITREX Tervalon	ETHICON Ethibond Excel	B.BRAUN PremiCron	SERAG-WIESSNER Terylene
BESCHICHTUNG	Silikon	Ethylcellulose und Bienenwachs	Polybutylat	Silikon	Silikon
FARBEN	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○
EIGENSCHAFTEN					
Flexibilität	hoch				
Reißfestigkeit	hoch		hoch	hoch	hoch
Zugfestigkeit		extrem hoch			
Wundheilung	ausgezeichnet	gut			
Oberfläche		glatt	glatte Beschichtung		glatt
Knotensicherheit	ausgezeichnet		sicher	gut	ausgezeichnet
Gewebedurchzug	geschmeidig	schonend	geschmeidig	schonend	optimal gleitend
Kapillarwirkung	vermindert	keine	gering		
VERPACKUNGS-EINHEITEN	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden / Schachtel	24 Fäden / Schachtel
SEITE	S. 31	S. 31	S. 32	S. 32	S. 33

NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Seide







Zusammensetzung: Seide
 Typ: multifil geflochten beschichtet
 Gewebereaktion: mäßig
 Farben: ● schwarz, ○ weiß, ● blau, ○ ungefärbt





HERSTELLER Faden	SMI Seide	VITREX Silk	ETHICON Perma Hand (PH) Seide	SERAG-WIESSNER Seraflex
BESCHICHTUNG	Seide gefl.: Silikon Seide natur: keine	Silikon	Wachs	Silikon
FARBEN	●	● ●	○ ● ●	○ ●
EIGENSCHAFTEN				
Flexibilität	hoch		natürliche Elastizität	
Reißfestigkeit	hoch	hoch	hoch	
Zugfestigkeit		hoch		
Wundheilung	ausgezeichnet, lang			
Oberfläche				gleitend
Knotensicherheit	ausgezeichnet		sicher	gut
Gewebedurchzug	geschmeidig	geschmeidig	geschmeidig	geschmeidig
Kapillarwirkung	vermindert	gering	stark	
VERPACKUNGS- EINHEITEN	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden / Schachtel	12 Fäden / Schachtel	24 Fäden / Schachtel
SEITE	S. 34	S. 34	S. 35	S. 35



NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

	1/2 K.		3/8 K.		1/4 K.		gerade	Sonderform	Seite
									
resorbierbare Fäden	SMI Surgicryl 910	HSP 8 mm	DSP 6 mm DSP 11 mm		VSP 8 mm				18
	VITREX Chirasorb		DLZ 6,4 mm		VLZ 8 mm				19
	ETHICON Vicryl geflochten	GS14 5,5 mm TG-160-8 5,5 mm S22 8 mm S12 8 mm	CS35C 6 mm CS1406 6,2 mm TG140-8 6,5 mm GS9 6,5 mm		S14 8 mm S29 8 mm S4 8 mm				19, 20
	ETHICON Vicryl monofil	GS14 5,5 mm	CS140-6 6,2 mm TG140-6 6,5 mm GS9 6,5 mm						21
	ETHICON Vicryl Rapide		GS12 5,5 mm GS9 6,5 mm TG140-8 6,5 mm						21
	SMI Surgicryl PGA	HSP 8 mm	DSP 6 mm DSP 6,2 mm DSP 6,4 mm DSP 8 mm		VSP 8 mm				22
	VITREX Chirlac		DLZ 6,4 mm		VLZ 8 mm				23
	SERAG-WIESSNER Serafit				VSP 8 mm				23
nicht resorbierbare Fäden	SMI Polypropylene						GSP 16,15 mm GSP 16 mm (+ DSP 4 mm)		24
	VITREX Chiralen		DR 6 mm DLZ 6,4 mm DR 6,5 mm				GLZ 16 mm		24
	ETHICON Prolene	GS14 5,5 mm	GS12 5,5 mm CS35C 6 mm GS9 6,5 mm		CTC6L 13 mm	STC6 16 mm	CSS160 16 mm		25
	ETHICON Pronova	RB2 13 mm SH 26 mm	MV14 5,5 mm BV2 6,5 mm BV175-6 8 mm BV1 VB 9,3 mm BV175-8 9,3 mm CC175-8 9,3 mm CC1 13 mm BB 17 mm				ACC1 13 mm		26
	B.BRAUN Optilene		DR 6 mm						27

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

	1/2 K.		3/8 K.		1/4 K.		gerade	Sonderform	Seite
									
nicht resorbierbare Fäden	SMI Daclon Nylon	HSP 6,2 mm HSP 6,4 mm HSP 8 mm	DSP 6 mm DSP 6,2 mm DSP 6,4 mm DSP 8 mm	VR 8 mm VSP 8 mm					28
	VITREX Silon Monofilament		DR 3,75 mm DR 5 mm DR 5,1 mm DR 6,5 mm DLZ 6,2 mm DSM 6,5 mm						29
	ETHICON Ethilon	CS160-6 5,5 mm CS44C 5,5 mm TG160-6 5,5 mm CS44C 5,5 mm TG175-8 7 mm	CS35C 6 mm CS140-6 6,2 mm TG140-4 6,5 mm TG140-8 6,5 mm TG140-6 6,5 mm U20 6,5 mm GS9 6,5 mm	GS8 6,5 mm S4 8 mm CSA48C 5 mm			UCSA48 5 mm		29, 30
	SERAG-WIESSNER Supramid			VSP 8 mm					30
	SMI Polyester		DSP 8 mm						31
	VITREX Tervalon			VLZ 8 mm					31
	ETHICON Ethibond Excel			S14 8 mm S22 8 mm					32
	ETHICON Mersilene	S22 8 mm		S14 8 mm RD1 8 mm S24 8 mm S4 8 mm					32
	B.BRAUN PremiCron		DR 8 mm						32
	SERAG-WIESSNER Terylene			VSP 8 mm					33
	Seide SMI		DSP 6,5 mm DSP 8 mm	VSP 8 mm VSP 10 mm					34
	VITREX Silk	HLZ 8 mm	DLZ 6,4 mm						34
	ETHICON PH Seide		CS35C 6 mm TG140-6 6,5 mm TG140-8 6,5 mm	S14 8 mm					35
SERAG-WIESSNER Seraflex			VSP 8 mm					35	

Alle Fäden sind auch ohne Nadel erhältlich!



Ophthalmologie

Polyglactin 910: Surgicryl 910, Chirasorb, Vicryl geflochten, Vicryl monofil, Vicryl Rapid	S. 18
Polyglykolsäure: Surgicryl PGA, Chirlac, Serafit	S. 22
Polypropylen: Polypropylene, Chiralen, Prolene, Pronova, Optilene	S. 24
Polyamid: Daclon Nylon, Silon Monofilament, Ethilon, Supramid	S. 28
Polyester: Polyester, Tervalon, Ethibond Excel, Mersilene, PremiCron, Terylene	S. 31
Seide: Seide, Silk, PH Seide, Seraflex	S. 34



POLYGLACTIN 910

Polyglactin 910

3/8 Kreis • schneidende Nadel mit Präzisionsspitze



Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	
SMI Surgicryl 910	2x DSP 6 mm	USP 8/0	45 cm	●	SMO91008	128,84			Preis in € pro Naht 10,73
VITREX Chirasorb	2x DLZ 6,4 mm	USP 8/0	45 cm	●	MI 2422	183,49			15,29
ETHICON Vicryl geflochten	2x CS35C 6 mm	USP 8/0	30 cm	●	V975G	211,40			17,62



SMI

SURGICRYL 910 | Faden + schneidende Nadel







Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x HSP 8 mm 200µm	USP 7/0	45 cm	●	SMO91007	128,84		
	USP 6/0	45 cm	●	SMO910061	128,84		
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x VSP 8 mm 300µm	USP 6/0	20 cm	●	SMO91006U_20	128,84		
	USP 6/0	45 cm	●	SMO91006	128,84		
	USP 6/0	45 cm	●	SMO91006U	128,84		
2x VSP 8 mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMO91005	128,84		
3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DSP 6 mm 240µm	USP 8/0	45 cm	●	SMO91008	128,84		
2x DSP 6 mm 220µm	USP 7/0	45 cm	●	SMO910072	128,84		
2x DSP 11mm	USP 5/0	45 cm	●	SMO910051	128,84		



VITREX
CHIRASORB | Faden + schneidende Nadel



VITREX

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x VLZ 8 mm 350µm	USP 7/0	45 cm	●	MI 2609	166,91		
	USP 6/0	45 cm	●	MI 2610	166,91		

 3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x DLZ 6,4 mm 200µm	USP 8/0	45 cm	●	MI 2422	183,49		
	USP 7/0	30 cm	●	MI 2421	183,49		



ETHICON
VICRYL geflochten | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
 1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x GS14 5,5 mm	USP 8/0	20 cm	●	V574G	247,12		
2x TG160-8 5,5 mm	USP 7/0	30 cm	●	ENN2534H			687,77
2x S22 8 mm	USP 6/0	20 cm	●	W9563	182,99		
	USP 6/0	45 cm	●	W9756	171,89		
	USP 5/0	45 cm	●	W9567	169,12		
2x S12 8 mm	USP 6/0	45 cm	●	MLL2641H			464,45

**POLYGLACTIN 910****ETHICON
VICRYL geflochten | Faden + schneidende Nadel**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
	1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel						
2x S14 8 mm	USP 6/0	20 cm	●	X943H			590,54
	USP 6/0	45 cm	●	V670G	184,58		
S14 8 mm	USP 6/0	45 cm	●	MN2641H			474,08
	1/4 Kreis, innen schneidende Spatulanadel						
2x S29 8 mm	USP 6/0	45 cm	●	J555G	154,85		
2x S4 8 mm	USP 4/0	45 cm	●	J572G	180,14		
	3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze						
CS1406 6,2 mm	USP 10/0	10 cm	●	V960G	315,61		
2x GS9 6,5 mm	USP 9/0	30 cm	●	V549G	256,06		
	USP 8/0	20 cm	●	V547G	217,37		
	USP 8/0	30 cm	●	V548G	208,43		
GS9 6,5 mm	USP 9/0	30 cm	●	V600G	241,17		
	USP 8/0	30 cm	●	V120G	193,52		
	USP 7/0	30 cm	●	V119G	181,62		
2x CS35C 6 mm	USP 8/0	30 cm	●	V975G	211,40		
TG140-8 6,5 mm	USP 6/0	30 cm	●	EC2634E		315,61	

**ETHICON
VICRYL monofil | Faden + schneidende Nadel**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
	1/2 Kreis, schneidende Nadel mit Präzisionsspitze						
2x GS14 5,5 mm	USP 10/0	30 cm	●	V450G	315,61		
	USP 9/0	30 cm	●	V449G	285,83		
	3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze						
TG140-6 6,5 mm	USP 10/0	10 cm	●	W1702	300,72		
CS140-6 6,2 mm	USP 10/0	15 cm	●	V429G	315,61		
2x GS9 6,5 mm	USP 10/0	30 cm	●	V440G	285,83		
	USP 9/0	30 cm	●	V439G	247,58		



ETHICON
VICRYL RAPID | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze 							
GS12 5,5mm	USP 8/0	30 cm	●	V1220G	241,17		
GS9 6,5mm	USP 8/0	30 cm	●	V1210G	208,43		
	USP 7/0	30 cm	●	V1211G	196,52		
2x GS9 6,5mm	USP 7/0	45 cm	●	V38G	208,43		
TG140-8 6,5mm	USP 6/0	30 cm	●	EC1534G	172,69		



POLYGLYKOLSÄURE

Polyglykolsäure

1/4 Kreis • schneidende Nadel mit Präzisionsspitze



Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	
SMI Surgicryl PGA	2x VSP 8mm	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU06	117,39			Preis in € pro Naht 9,78
VITREX Chirlac	2x VLZ 8mm	USP 6/0	45 cm	●	MI 1610	166,91			13,91
SERAG-WIESSNER Serafit	2x VSP 8mm	USP 6/0	45 cm	●	SW5P071399		557,75		23,24



SMI

SURGICRYL PGA | Faden + schneidende Nadel






Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x HSP 8mm 200µm	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU07	117,39		
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x VSP 8mm 300µm	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU06	117,39		
2x VSP 8mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOSU05	117,39		
3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DSP 6,2mm 150µm	USP 10/0	10 cm	●	SMOSU101	143,12		
	USP 10/0	30 cm	●	SMOSU10	157,50		
2x DSP 6,4mm 200µm	USP 9/0	30 cm	●	SMOSU09	143,12		
2x DSP 6mm 200µm	USP 8/0	45 cm	●	SMOSU08	117,39		
2x DSP 8mm 200µm	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU071	117,39		




VITREX
CHIRLAC | Faden + schneidende Nadel



VITREX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x VLZ 8 mm 350µm	USP 6/0	45 cm	●	MI 1610		166,91	
	USP 5/0	45 cm	●	MI 1710		166,91	

 3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
DLZ 6,4 mm 200µm	USP 8/0	30 cm	●	MI 1419		167,13	
	USP 7/0	30 cm	●	MI 1420		167,13	
2x DLZ 6,4 mm 200µm	USP 8/0	30 cm	●	MI 1426		183,49	
	USP 7/0	30 cm	●	MI 1427		183,49	



SERAG-WIESSNER
SERAFIT | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x VSP 8 mm	USP 6/0	45 cm	●	SW5P071399		557,75	
	USP 5/0	45 cm	●	SW5P101399		544,32	



POLYPROPYLEN

Polypropylen 3/8 Kreis • Rundkörpernadel



Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	
VITREX Chiralen	2x DR 6,5mm	USP 8/0	60 cm	●	MI 3242	150,98			Preis in € pro Naht 12,58
ETHICON Pronova	2x BV2 6,5mm	USP 8/0	45 cm	●	PN1836LG	243,29			20,27



SMI POLYPROPYLENE | Faden + schneidende Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
gerade, außen schneidende Spatulanadel							
2x GSP 16,15mm 150µm	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP101	126,00		
GSP 16mm + DSP 4mm	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP102	143,01		



VITREX CHIRALEN | Faden + Rundkörpernadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
3/8 Kreis, Rundkörpernadel							
DR 6mm	USP 8/0	45 cm	●	MI 3241	103,20		
2x DR 6,5mm	USP 8/0	60 cm	●	MI 3242	150,98		






Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
DLZ 6,4mm 200mm	USP 10/0	15 cm	●	MI 1219	103,20		
	USP 10/0	23 cm	●	MI 1220	137,67		

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
gerade, außen schneidende Spatulanadel							
2x GLZ 16-150µm	USP 10/0	23 cm	●	MI 1280	301,31		








**ETHICON
PROLENE | Faden + schneidende Nadel**

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
1/2 Kreis, schneidende Nadel mit Präzisionsspitze ▼							
							
2x GS14 5,5 mm	USP 10/0	15 cm	●	1755G	354,30		
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel ▽							
							
CTC6L Schlinge 13 mm	USP 10/0	10 cm	●	EH7896G	334,25		
CTC6L 13 mm	USP 10/0	10 cm	●	EH7897G	327,51		
2x CTC6L 13 mm	USP 10/0	10 cm	●	HKK5631G	318,83		
3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze ▼							
							
2x GS9 6,5 mm	USP 10/0	15 cm	●	1757G	324,53		
	USP 9/0	15 cm	●	1754G	294,61		
GS12 5,5 mm	USP 10/0	30 cm	●	EH7473G	315,61		
2x GS12 5,5 mm	USP 10/0	30 cm	●	EH7598G	330,50		
2x CS35C 6 mm	USP 10/0	30 cm	●	EH7984G	300,72		
2xGS9 / 1x STC6 6,5 mm	USP 9/0	20 cm	●	1753G	267,95		
gerade, schneidende Nadel ▼							
							
STC6 16 mm	USP 10/0	15 cm	●	EH7900G	282,84		
2x STC6 16 mm	USP 10/0	20 cm	●	1713G	250,11		
skiförmig, Spatulanadel mit Mikrospitze ▼							
							
2x CSS160 16 mm	USP 10/0	30 cm	●	EH7997G	241,17		






POLYPROPYLEN

ETHICON
PRONOVA | Faden + Rundkörpernadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●							
2x RB2 13mm	USP 6/0	75 cm	●	PN3711H			471,75
SH 26mm	USP 5/0	75 cm	●	PN1837H			246,95
 3/8 Kreis, Rundkörpernadel ●							
2x BV2 6,5mm	USP 8/0	45 cm	●	PN1836LG	243,29		
2x BV175-6 8mm	USP 8/0	60 cm	●	PN1890LG	196,94		
	USP 7/0	60 cm	●	PN1889H			554,19
2x BV1 VB 9,3mm	USP 7/0	45 cm	●	PN8700H			1031,58
	USP 7/0	60 cm	●	PN8706H			1.114,91
2x BV175-8 9,3mm	USP 6/0	75 cm	●	PN1852H			458,65
2x C1 13mm	USP 5/0	75 cm	●	PN8506H			383,20
2x C1 VB 13mm	USP 6/0	75 cm	●	PN1855H			465,81
	USP 5/0	75 cm	●	PN1856H			455,70
	USP 5/0	90 cm	●	PN8522H			733,21
2x BV1 9,3mm	USP 6/0	75 cm	●	PN8612H			642,25
2x BB 17mm	USP 5/0	75 cm	●	PN1830H			325,18
	USP 5/0	90 cm	●	PN1860H			329,77
2x BB VB 17mm	USP 5/0	75 cm	●	PN1859H			331,74
	USP 5/0	90 cm	●	PN1863H			341,60
 3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit schneidender Spitze mit Kurzschliff ●							
2x CC1 13mm	USP 6/0	75 cm	●	PN1811H			500,70
	USP 5/0	75 cm	●	PN1812H			490,70
2x CC175-8 9,3mm	USP 6/0	75 cm	●	PN1832H			623,58
 3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit schneidender Spitze ●							
2x MV14 5,5mm	USP 8/0	60 cm	●	PN2890LG	292,06		
 asymptotisch, Rundkörpernadel mit schneidender Spitze ●							
2x ACC1 VB 13mm	USP 6/0	75 cm	●	PN8623H			994,53
	USP 5/0	75 cm	●	PN8529H			846,99



B.BRAUN
OPTILENE | Faden + Rundkörpernadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 3/8 Kreis, Rundkörpernadel 							
2x DR 6mm	USP 8/0	60 cm		C3095669			1.224,14



POLYAMID

Polyamid 3/8 Kreis • schneidende Nadel mit Präzisionsspitze



Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
SMI Daclon Nylon	DSP 6,2mm	USP 10/0	30 cm	●	SMON101	82,95			6,91
VITREX Silon monofilament	DLZ 6,2mm	USP 10/0	30 cm	●	MI 2223	136,58			11,38
ETHICON Ethilon	CS140-6 6,2mm	USP 10/0	30 cm	●	U7061	267,96			22,33



SMI DACLON NYLON | Faden + Rundkörpernadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
1/4 Kreis, Rundkörpernadel							
2x VR 8 mm 220µm	USP 8/0	45 cm	●	SMON81	82,95		

Faden + schneidende Nadel

1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
2x HSP 6,2mm 150µm	USP 10/0	30 cm	●	SMON102	82,95		
2x HSP 6,4mm 220µm	USP 10/0	30 cm	●	SMON106	82,95		
2x HSP 8mm 300µm	USP 6/0	45 cm	●	SMON62	82,95		



1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
2x VSP 8mm 220µm	USP 5/0	45 cm	●	SMON51	82,95		

3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
2x DSP 6,2mm 150µm	USP 11/0	20 cm	●	SMON111	126,00		
	USP 10/0	30 cm	●	SMON101	82,95		
	USP 9/0	30 cm	●	SMON95	82,95		
	USP 9/0	45 cm	●	SMON95_45	82,95		
	USP 8/0	30 cm	●	SMON85	82,95		
	USP 8/0	45 cm	●	SMON85_45	82,95		
	USP 7/0	30 cm	●	SMON75	82,95		
2x DSP 6,0mm 220µm	USP 10/0	30 cm	●	SMON103	82,95		
2x DSP 6,4mm 220µm	USP 10/0	30 cm	●	SMON105	82,95		
	USP 10/0	45 cm	●	SMON105_45	82,95		
2x DSP 8mm 300µm	USP 6/0	30 cm	●	SMON61	82,95		





VITREX
SILON MONOFILAMENT | Faden + Rundkörpernadel

VITREX

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 3/8 Kreis, Rundkörpernadel 							
DR 3,75 mm	75µm	USP 10/0	13 cm	● MI 2248	166,25		
DR 5 mm	100µm	USP 9/0	15 cm	● MI 2344	131,56		
DR 5 mm	130µm	USP 8/0	13 cm	● MI 2241	121,75		
DR 5,1 mm	75µm	USP 10/0	13 cm	● MI 2246	161,45		
DR 5,1 mm	100µm	USP 9/0	13 cm	● MI 2345	131,56		
DR 6,5 mm	150µm	USP 8/0	15 cm	● MI 1240	121,75		



Faden + schneidende Nadel


 3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
DLZ 6,2 mm	150µm	USP 10/0	30 cm	● MI 2223	136,58		
2x DLZ 6,2 mm	150µm	USP 10/0	30 cm	● MI 1225	177,38		
		USP 9/0	30 cm	● MI 1226	177,38		

 3/8 Kreis, Nadel mit Präzisionsspitze 							
DSM 6,5 mm	200µm	USP 8/0	13 cm	● MI 2448	121,75		



ETHICON
ETHILON | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/2 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze 							
CS160-6	5,5 mm	USP 10/0	15 cm	● 7061G	309,71		
2x CS160-6	5,5 mm	USP 10/0	30 cm	● 7000G	297,71		
CS44C	5,5 mm	USP 10/0	15 cm	● EH7990G	309,71		
2x CS44C	5,5 mm	USP 10/0	30 cm	● EH7995G	297,71		
2x TG160-6	5,5 mm	USP 10/0	30 cm	● W1756	267,96		
CS44C	5,5 mm	USP 9/0	15 cm	● EH7991G	279,88		
2x TG175-8	7 mm	USP 8/0	30 cm	● 1716G	217,37		


 1/4 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze 							
GS8	6,5 mm	USP 7/0	30 cm	● EB5133H	482,34		
2x S4	8 mm	USP 4/0	45 cm	● EH7136G	148,33		



POLYAMID



ETHICON
ETHILON | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze							
TG140-4 6,5mm	USP 11/0	10 cm	●	EH7465G	309,71		
	USP 10/0	10 cm	●	EH7467G	279,88		
2x TG140-8 6,5mm	USP 10/0	30 cm	●	B7718	264,99		
CS140-6 6,2mm	USP 10/0	10 cm	●	9060G	294,61		
	USP 10/0	15 cm	●	7060G	294,61		
	USP 10/0	30 cm	●	U7061	267,96		
CS35C 6mm	USP 10/0	15 cm	●	EH7980G	279,88		
	USP 9/0	15 cm	●	EH7981G	250,11		
2x CS35C 6mm	USP 10/0	30 cm	●	EH7985G	267,96		
TG140-6 6,5mm	USP 10/0	30 cm	●	W1768	253,07		
2xTG140-6 6,5mm	USP 10/0	30 cm	●	W1770	267,96		
	USP 9/0	30 cm	●	W1769	238,19		
2x U20 6,5mm	USP 10/0	30 cm	●	U7003	282,85		
2x GS9 6,5mm	USP 9/0	30 cm	●	1717G	235,21		

 1/4 Kreis, Spatulanadel innen schneidend							
CSA48C 5mm	USP 10/0	10 cm	●	EH7998G	315,61		

asymptotisch, Spatulanadel mit Mikrospitze							
2x UCSA48 5mm	USP 10/0	20 cm	●	7008G	327,51		


SERAG-WIESSNER
SUPRAMID | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x VSP 8	USP 5/0	45 cm	●	SWSP101399		598,61	
	USP 4/0	45 cm	●	SWSP151399		598,61	

Polyester

1/4 Kreis • schneidende Nadel mit Präzisionsspitze



Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	
VITREX Tervalon	2x VLZ 8mm	USP 5/0	45 cm	●	MI 8710	143,35			Preis in € pro Naht 11,94
ETHICON Ethibond Excel	2x S14 8mm	USP 5/0	45 cm	○	X893G	187,57			15,63
SERAG-WIESSNER Terylene	2x VSP 8mm	USP 5/0	45 cm	○	SWNP101399		468,09		19,50



SMI

POLYESTER | Faden + schneidende Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DSP 8mm 350µm	USP 7/0	45 cm	●	SMOP71	82,95		
	USP 6/0	45 cm	●	SMOP61	82,95		
	USP 5/0	45 cm	●	SMOP51	82,95		
	USP 4/0	45 cm	●	SMOP41	82,95		

3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DSP 8mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOP53	82,95		



VITREX

TERVALON | Faden + schneidende Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x VLZ 8,0mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	MI 8710	143,35		



POLYESTER



ETHICON ETHIBOND EXCEL | Faden + Rundkörpernadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x S22 8mm	USP 5/0	45 cm	○	W883	157,83		
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x S14 8mm	USP 5/0	45 cm	○	X893G	187,57		



ETHICON MERSILENE | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x S22 8mm	USP 5/0	45 cm	○	1765G	163,06		
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x S14 8mm	USP 6/0	45 cm	○	1722G	155,17		
	USP 5/0	45 cm	○	1760G	152,47		
2x RD1 8mm	USP 5/0	45 cm	○	746G	163,06		
2x S24 8mm	USP 4/0	45 cm	○	1763G	131,92		
2x S4 8mm	USP 4/0	45 cm	○	1778G	151,08		






B. BRAUN PREMICRON | Faden + Rundkörpernadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
3/8 Kreis, Rundkörpernadel							
2x DR 8mm	USP 5/0	45 cm	○	C2027822	495,95		



SERAG-WIESSNER

TERYLENE | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Faden stärke	Faden länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x VSP 8mm	USP 5/0	45 cm		SWNP101399		468,09	



SEIDE

Seide

3/8 Kreis • schneidende Nadel mit Präzisionsspitze



Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
						12 St.	24 St.	36 St. <i>Preis in € pro Naht</i>
SMI Seide	2x DSP 6,5 mm	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81B	82,95		6,91
VITREX Silk	2x DLZ 6,4 mm	USP 8/0	30 cm	●	MI 1431	143,35		11,94
ETHICON PH Seide	TG140-6 6,5 mm	USP 8/0	30 cm	●	W1782	199,48		16,62



SMI SEIDE | Faden + schneidende Nadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x VSP 10 mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOS51	82,95		
2x VSP 8 mm 250µm	USP 6/0	45 cm	●	SMOS62	82,95		
3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DSP 6,5 mm 240µm	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81	82,95		
	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81B	82,95		
	USP 7/0	45 cm	●	SMOS71	82,95		
	USP 6/0	45 cm	●	SMOS61	82,95		
2x DSP 8 mm 250µm	USP 5/0	30 cm	●	SMOS52	82,95		







VITREX SILK | Faden + schneidende Nadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x HLZ 8 mm 200µm	USP 8/0	30 cm	●	MI 1430	143,35		
3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel							
2x DLZ 6,4 mm 200µm	USP 8/0	30 cm	●	MI 1431	143,35		
	USP 7/0	45 cm	●	MI 1432	143,35		




ETHICON
PERMA HAND (PH) SEIDE | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x S14 8 mm	USP 6/0	45 cm	●	1780G		172,68	
	USP 5/0	45 cm	●	EH7440G		158,04	
 3/8 Kreis, Spatulanadel mit Mikrospitze 							
2x CS35C 6 mm	USP 8/0	30 cm	●	EH7983G		199,48	
TG140-6 6,5 mm	USP 8/0	30 cm	●	W1782		199,48	
2x TG140-8 6,5 mm	USP 7/0	45 cm	●	ECC3543G		181,60	



SERAG-WIESSNER
SERAFLEX | Faden + schneidende Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel 							
2x VSP 8 mm	USP 5/0	45 cm	●	SWIP101399		494,48	




Weitere Infos

<u>Erklärungen: Nadeltypen & Verpackung</u>	S. 38–39
<u>Versandbedingungen</u>	S. 40
<u>Muster- & Rezeptbestellung + Ihre Vorteile</u>	S. 41



NADELTYPEN

NADELGEOMETRIE





NADELKÖRPER	
	Rundkörper
	Außen schneidend

SPEZIAL-NADELSPITZEN	
	Spatula / Lanzette
	Mikrospitze
	Trokarspitze

NADELKRÜMMUNGEN	
	1/2 Kreis
	1/4 Kreis
	3/8 Kreis
	gerade
	J-Form

NADELARMIERUNG	
	Einfach armiert <i>Einzelstich, fortlaufende Naht</i>
	Doppelt armiert <i>Hauptsächlich zur Anastomose von Blutgefäßen oder anderen anatomischen Gängen</i>
	Loop <i>Bauchwand und Sehnen</i>

Beschriftung der Verpackungsboxen anhand von zwei Beispielen:



* Die Buchstaben am Ende der Bestellnummer bezeichnen die Liefermenge:





G – 1 Dutzend Folien in der Packung, E – 2 Dutzend Folien in der Packung, H – 3 Dutzend Folien in der Packung

Die Packungsgröße bleibt bei E- und H-Verpackungen immer bestehen. G-Verpackungen hingegen reduzieren sich in ihrer Größe um die Hälfte.





VERSANDBEDINGUNGEN

VERSANDKOSTEN national

<p>Produkte mit einem Bestellwert unter 150 EUR:</p>  <p>unter 150 €</p> <p>VERSAND: 5 € netto</p>	<p>Produkte mit einem Bestellwert über 150 EUR:</p>  <p>ab 150 €</p> <p>VERSAND: kostenlos</p>	<p>Nahtmaterial und Knochenwachs ab 5 Boxen</p>  <p>ab 5 Boxen</p> <p>VERSAND: kostenlos</p>	<p>Bestellung Sprechstundenbedarf mit Rezept</p>  <p>mit Rezept</p> <p>VERSAND: kostenlos</p>
--	--	---	---

VERSANDKOSTEN EU

<p>Bestellung mit EU-Versand bis 10 kg:</p>  <p>bis 10 kg</p> <p>VERSAND: 18 € netto</p>	<p>Bestellung mit EU-Versand von 10 bis 30 kg:</p>  <p>10 kg – 30 kg</p> <p>VERSAND: 35 € netto</p>
--	---

Lieferungen an Postfachadressen sind nicht möglich!

Unsere Lieferbedingungen sind gemäß der omega medical GmbH Geschäftsbedingungen.

Die AGBs können Sie unter www.omega-medical.de nachlesen.

MUSTER- & REZEPTBESTELLUNG + IHRE VORTEILE

MUSTERBESTESTELLUNGEN

Sie würden gerne mal neue Nadeln und Fäden ausprobieren, möchten aber keine ganze Packung bestellen?

Dann geben Sie uns einfach Bescheid, welche Artikel Sie interessieren und wir senden Ihnen bis zu 6 Muster kostenlos in unserer **Mustermappe** zu.



KOSTENLOSE BESTELLUNG MIT REZEPT

Ärzte, die in Deutschland niedergelassen und kassenärztlich tätig sind, können bei uns ihren **Sprechstundenbedarf kostenfrei** und ohne Mindestbestellwert bestellen und bequem per Rezeptabrechnung bezahlen.

Freiumschläge für Ihre Rezeptzusendung können Sie gerne per Mail an sales@omega-medical.de bei uns bestellen!

Wie Sie Ihr Rezept korrekt ausfüllen, finden Sie in der Anleitung in unserem Onlineshop:

<https://www.omega-medical.de/rezept/>

Die Rezeptabrechnung erfolgt durch uns mit der zuständigen Krankenkasse gemäß Sprechstundenbedarfsvereinbarung/zum Apothekeneinkaufspreis (AEP) und selbstverständlich vollkommen gebührenfrei für Sie.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Sprechstundenbedarf haben, steht Ihnen das Serviceteam sehr gerne zur Verfügung: Tel. 07195/77979-0.

IHRE VORTEILE



Beratung per
Telefon & Online-Chat



Alles aus einer Hand
Nahtmaterial, Praxis &
Sprechstundenbedarf



3% Online-Rabatt



Kostenlose Freiumschläge
für Ihre Rezepte –
Einfach per Mail bestellen!



Sprechstundenbedarf /
Abrechnung Ihrer
Rezepte zum AEP



Kein Mindestbestellwert!



Versandkostenfrei
ab 150 EUR netto



Versicherter Versand

omega medical GmbH

Birkenstraße 6

D-71364 Winnenden

Tel.: 07195/77979-0

Fax: 07195/77979-99

sales@omega-medical.de

www.omega-medical.de

