



# omega medical

 Ihr Partner für Nahtmaterial, Praxis- & Sprechstundenbedarf

VETERINÄRMEDIZIN

## Katalog 2024

Chirurgisches Nahtmaterial, Spezialprodukte & Zubehör



Wir stehen für Qualität, Kompetenz & Beratung  
und haben immer Ihre Bedürfnisse im Blick.

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)





## LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Sie erhalten heute unseren aktualisierten Katalog für die Veterinärmedizin. Bei der Zusammenstellung war uns wichtig, Ihnen ein größtmögliches Spektrum an Nadel-Faden-Kombinationen\* anbieten zu können. Wir bieten Ihnen Nahtmaterial von namhaften Herstellern aus Übersee sowie Europa.

Die Rubriken des Kataloges sind nach Faden-Materialien aufgebaut. Innerhalb jeder Rubrik erhalten Sie die Faden-Preislisten der unterschiedlichen Hersteller SMI, Vitrex, Ethicon und B.Braun aufgeführt. Um Ihren Bedarf komplett abdecken zu können, haben wir Ihnen am Ende die Rubrik "Spezialprodukte und Zubehör" ausgearbeitet.

In Kundengesprächen stellen wir immer wieder fest, dass den meisten Kunden gar nicht bekannt ist, wie viele Möglichkeiten bzw. Alternativen sie eigentlich haben. Daher haben wir Ihnen zur Veranschaulichung zu Beginn jeder Rubrik, anhand eines beispielhaften Artikels, einen direkten Vergleich ausgearbeitet.

Gerne bieten wir Ihnen diesen "Artikel-Alternativ-Service" für jeden Nahtmaterial-Artikel an. Unser Serviceteam hilft Ihnen bei dieser und vielen weiteren Fragestellungen gerne weiter! Natürlich senden wir Ihnen auch gerne Probemuster zu!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Bestellungen.

Ihr Serviceteam der omega medical GmbH

## SIE WÜNSCHEN EINEN RÜCKRUF?

Sie haben Beratungsbedarf oder eine spezielle Frage aber gerade aber keine Zeit? Vereinbaren Sie einfach einen Rückrufwunsch mit uns per [E-Mail](mailto:sales@omega-medical.de) an die [sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)


## SIE HABEN GANZ BESONDERE ANFORDERUNGEN?

Sie haben ganz besondere Anforderungen an Ihre Nadel-Faden-Kombination und diese ist am Markt nicht (mehr) erhältlich?

Kein Problem! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner realisieren wir gerne Ihre individuelle Nadel-Faden-Kombination.\*\*

\* Im Katalog präsentieren wir Ihnen nur einen Auszug unseres Sortiments. In unserem Onlineshop können Sie unser komplettes Angebot entdecken.

\*\* Ab einer vertraglichen Mindestabnahmemenge von 100 Packungen innerhalb von 2 Jahren.







## INHALTSANGABE

### EINFÜHRUNG

Alle Fäden im Überblick

S. 7 – 19

Nadel-Faden-Kombinationen (Kurzvorschau)

S. 20 – 21

### NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Resorbierbare Fäden aus:

Polyglactin 910

S. 24 – 29

Polyglykolsäure

S. 30 – 32

weiteren synthetischen Materialien

S. 34 – 37

Natürliche Materialien

S. 38 – 40

Polydioxanon

S. 41 – 44

Nicht-resorbierbare Fäden aus:

Polypropylen

S. 45 – 46

Polyamid

S. 47 – 49

Polyester

S. 50 – 51

### FÄDEN

Resorbierbare Fäden aus:

Polyglactin 910

S. 54 – 56

Polydioxanon

S. 57

Polyglykolsäure

S. 58 – 59

Nicht-resorbierbare Fäden aus:

Polyamid

S. 60 – 61

Polyester

S. 62 – 63

Seide

S. 64 – 65

Natürliches Material

S. 66 – 68

Metallisches Material

S. 68

### NADELN

Rundkörpernadeln & schneidende Nadeln

S. 70 – 72

### SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

Spezialprodukte für die Veterinärmedizin

S. 74 – 75

Wundkleber, Chirurgische Netze & Blutstillung

S. 76 – 79

Biopsie & Katheter

S. 80

Hilfsmittel:

Halskrägen, Bandagen, Hautklammergeräte &  
-entferner, OP-Ausrüstung, Schutzkleidung,  
Nahtmaterial-Ständer & -Halter

S. 81 – 85

### WEITERE INFOS

Hilfreiche Erklärungen: Nadeltypen & Verpackung

S. 88 – 89

Versandbedingungen

S. 90

Musterbestellung

S. 91





# Einführung

## Nadel- & Fadenvarianten

Alle Fäden im Überblick

S. 8 – 19

Nadel-Faden-Kombinationen im Überblick

S. 20 – 21



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglactin 910



**Zusammensetzung:** Polyglactin 910 – ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid  
**Typ:** multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)  
**Resorption:** Hydrolyse  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl 910	VITREX Chirasorb rapid	VITREX Chirasorb	VITREX Chirasorb Plus	ETHICON Vicryl Plus	B.BRAUN Novosyn
<b>BESCHICHTUNG</b>	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)	nicht antigen und nicht kollagen	nicht antigen und nicht kollagen	Copolymer-Glykolid und Lactid, Calciumstearat und Chlorhexidindiaceta (antibakt.)	Triclosan: IRGACARE MP (antibakteriell)	Poly-glycolid-co-L-lactid 35/65 Calciumstearat
<b>FARBE</b>	●	● ○	● ○	● ○	● ○	●
<b>KOMPLETTE RESORPTION (100%)</b>	56–70 Tage	42 Tage	56–70 Tage	56–70 Tage	56–70 Tage	56–70 Tage
<b>kurzfristige Resorption (50%)</b>		12 Tage				
<b>mittelfristige Resorption (50%)</b>	21 Tage		35 Tage	21 Tage	21 Tage	21 Tage
<b>EIGENSCHAFTEN</b>						
<b>Flexibilität</b>	hoch					gut
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch	gering				hoch
<b>Zugfestigkeit</b>			hoch			
<b>Wundheilung</b>		kurzfristig	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig	
<b>Knotensicherheit</b>	ausgezeichnet					hervorragend
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig					
<b>Kapillarwirkung</b>	minimal	gering	gering	minimal	gering	gering
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Faden (24 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Faden (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box) ✓ Faden (24 + 36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 24, 25, 54</b>	<b>S. 25, 55</b>	<b>S. 26, 55</b>	<b>S. 27, 56</b>	<b>S. 28, 56</b>	<b>S. 29</b>



RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglykolsäure



**Zusammensetzung:** Polyglykolsäure  
**Typ:** multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)  
**Resorption:** Hydrolyse  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl PGA	SMI Surgicryl Rapid (PGA)	VITREX Chirlac rapid	VITREX Chirlac braided
<b>BESCHICHTUNG</b>	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat	Glyconat
<b>FARBE</b>	● ●	○	●	● ●
<b>KOMPLETTE RESORPTION(100%)</b>	60–90 Tage	42 Tage	42 Tage	80–90 Tage
<b>kurzfristige Resorption (50%)</b>		7 Tage	12 Tage	
<b>mittelfristige Resorption (50%)</b>	21 Tage			26–35 Tage
<b>langfristige Resorption (50%)</b>				
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
<b>Flexibilität</b>	hoch	hoch		
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch	hoch		
<b>Zugfestigkeit</b>				hoch
<b>Wundheilung</b>			kurzfristig	mittelfristig
<b>Knotensicherheit</b>	ausgezeichnet			
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	geschmeidig		
<b>Kapillarwirkung</b>	minimal	gering		gering
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (24 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 30, 58</b>	<b>S. 58</b>	<b>S. 31</b>	<b>S. 31, 32, 59</b>



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK


## Weitere RESORBIERBARE FÄDEN aus synthetischen Materialien



**Typ:** monofil ohne Beschichtung  
**Resorption:** Hydrolyse  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl Monofast	VITREX Monolac monofilament	ETHICON Monocryl Plus	B.BRAUN Monosyn	B.BRAUN Monosyn Quick
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Polyglecapron 25	Glykolid und ε-Caprolacton	Polyglecaprone 25, antibakteriell durch- tränkt mit Triclosan IRGACARE MP	Glykonat	Glykonat
<b>FARBE</b>	● ●	● ●	● ●	● ●	○
<b>KOMPLETTE RESORPTION(100%)</b>	90 – 110 Tage	90 – 120 Tage	90 – 120 Tage	60 – 90 Tage	56 Tage
<b>kurzfristige Resorption (50%)</b>	7 Tage	7 Tage	7 Tage		7 Tage
<b>mittelfristige Resorption (50%)</b>				14 Tage	
<b>langfristige Resorption (50%)</b>					
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
<b>Flexibilität</b>	biegsam			hoch	hoch
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch		sehr hoch	gut	
<b>Zugfestigkeit</b>		hoch			
<b>Wundheilung</b>					
<b>Knotensicherheit</b>	gut			gut	gut
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig		gut		
<b>Kapillarwirkung</b>	keine	gering			
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 34</b>	<b>S. 35</b>	<b>S. 36</b>	<b>S. 36</b>	<b>S. 37</b>

RESORBIERBARE FÄDEN aus Polydioxanon



**Zusammensetzung:** Polydioxanon  
**Typ:** monofil ohne Beschichtung (synthetisch)  
**Resorption:** Hydrolyse  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgycryl Monofilament	VITREX Polydox	ETHICON PDS Plus	B.BRAUN Monoplus
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Polydioxanon	Poly-p-dioxanon	Polydioxanon	Polydioxanon
<b>FARBE</b>	● ●	● ●	● ●	●
<b>KOMPLETTE RESORPTION(100%)</b>	180 – 210 Tage	180 – 240 Tage	210 Tage	180 – 210 Tage
<b>kurzfristige Resorption (50%)</b>				
<b>mittelfristige Resorption (50%)</b>				
<b>langfristige Resorption (50%)</b>	42 Tage	45 Tage		35 Tage
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
<b>Flexibilität</b>	biegsam	sehr hoch		
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch und dauerhaft		hoch	gut
<b>Zugfestigkeit</b>		hoch		hoch
<b>Wundheilung</b>			langsam	
<b>Knotensicherheit</b>	gut	hoch	hoch	
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig			
<b>Kapillarwirkung</b>	keine	gering	keine	
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 41, 42, 57</b>	<b>S. 42, 43, 57</b>	<b>S. 43</b>	<b>S. 44</b>



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK


## RESORBIERBARE FÄDEN aus natürlichen Materialien



- Zusammensetzung:** Stränge aus gereinigtem Kollagen, das aus der Serosa von ausgewähltem Rinderdarm gewonnen wird. Herkunft aus als BSE-frei klassifizierten Ländern.
- Typ:** Gedrehtes Multifilament mit einem monofilen Aspekt ohne Beschichtung
- Resorption:** Phagozytose
- Gewebereaktion:** mäßig
- Farben:** ● elfenbein/natur, ● dunkelbraun

HERSTELLER Faden	SMI Catgut Plain	SMI Catgut Chrom	VITREX Catgut Plain	VITREX Catgut Chrom
<b>GERBUNG</b>	-	mit Chromsalzen	k. A.	k. A.
<b>FARBE</b>	●	●	●	●
<b>KOMPLETTE RESORPTION (100%)</b>	63 Tage	90 Tage	70–90 Tage	90–120 Tage
<b>kurzfristige Resorption (50%)</b>	7 Tage		7–10 Tage	
<b>mittelfristige Resorption (50%)</b>		40 Tage		14–18 Tage
<b>langfristige Resorption (50%)</b>				
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
<b>Flexibilität</b>	hoch			
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch	hervorragend		
<b>Zugfestigkeit</b>				
<b>Wundheilung</b>				
<b>Knotensicherheit</b>			hervorragend	hervorragend
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	geschmeidig		
<b>Kapillarwirkung</b>			gering	gering
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)</li> <li>✓ Flachspulen</li> <li>✓ Faden (12 Folien/Box)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)</li> <li>✓ Flachspulen</li> <li>✓ Faden (12 Folien/Box)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>
<b>SEITE</b>	<b>S. 38, 66</b>	<b>S. 39, 40, 67</b>	<b>S. 66</b>	<b>S. 67</b>

**NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polypropylen**




**Zusammensetzung:** Polypropylen  
**Typ:** monofil (synthetisch)  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● blau, ● schwarz, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Polypropylene	VITREX Chiralen monof.	ETHICON Prolene
<b>BESCHICHTUNG</b>	-	-	-
<b>FARBEN</b>	●	● ●	● ○
<b>EIGENSCHAFTEN</b>			
<b>Flexibilität</b>			
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch		hoch
<b>Zugfestigkeit</b>			
<b>Wundheilung</b>			dauerhaft
<b>Oberfläche</b>		glatt, porenfrei	glatt
<b>Knotensicherheit</b>	ausgezeichnet	optimal	
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	gleichmäßiges Gleiten	äußerst inertes Gewebeverhalten, weich & geschmeidig
<b>Kapillarwirkung</b>	keine	keine	keine
<b>VERPACKUNGS-EINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 45</b>	<b>S. 45, 46</b>	<b>S. 46</b>



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyamid



**Zusammensetzung:** Polyamid 6.0 oder 6.6  
**Typ:** monofil / pseudomonofil (synthetisch), gedreht und geflochten  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● blau, ● schwarz, ○ weiß, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Daclon Nylon	SMI Supramid	VITREX Silon monofilament	VITREX Silon braided	ETHICON Ethilon
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Extrusion aus Poly- amid 6.0 oder 6.6	Polyamid 6.6	Polyamid 6	Polyamid 6	Polyamid 6
<b>BESCHICHTUNG</b>	-	Polyamid 6	-		-
<b>TYP</b>	monofil	pseudomonofil	monofil	geflochten multifil	monofil
<b>FARBEN</b>	● ●	○ ●	● ● <sup>1</sup>	○	○ ● ● <sup>2</sup>
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
<b>Flexibilität</b>		hoch			
<b>Reißfestigkeit</b>		hoch	sehr hoch		
<b>Zugfestigkeit</b>				hoch	
<b>Wundheilung</b>	ausgezeichnet		anfänglich milde Entzündungsreak- tionen	anfänglich milde Entzündungsreak- tionen	
<b>Oberfläche</b>			glatt, porenfrei		sehr glatt
<b>Knotensicherheit</b>	sehr gut	gut		hoch	
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	geschmeidig		minimaler Wider- stand	
<b>Kapillarwirkung</b>	keine	minimal		gering	
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box) ✓ Faden (12 + 36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 47, 60</b>	<b>S.47, 60</b>	<b>S. 48, 61</b>	<b>S. 61</b>	<b>S. 48, 61</b>

<sup>1</sup> in diesem Katalog nur blaue Ausführungen

<sup>2</sup> in diesem Katalog nur schwarze und blaue Ausführungen

B.BRAUN Dafilon	B.BRAUN Supramid
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Polyamid 6/6.6</li> <li>● Polyamid 6.6</li> <li>● Polyamid 6</li> </ul>	Polyamid 6.6
-	Polyamid 6
monofil	monofil und pseudomonofil
● ● ● <sup>3</sup>	● ●
	hoch
weich	glatt
exzellent	
geschmeidig (atraumatisch)	weich
minimal	gering
✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
<b>S. 49</b>	<b>S. 49</b>

<sup>3</sup> in diesem Katalog nur blaue Ausführungen



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyester



**Zusammensetzung:** Polyester  
**Typ:** multifil geflochten beschichtet (synthetisch)  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● grün, ○ weiß

HERSTELLER Faden	SMI Polyester	SMI Dermafil	SMI Vitafile	VITREX Tervalon	ETHICON Ethibond Excel
<b>BESCHICHTUNG</b>	Silikon	k.A.	Silikon	Ethylcellulose und Bienenwachs	Polybutylat
<b>FARBEN</b>	● ○	●	○	●	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
<b>Flexibilität</b>	hoch		gut		
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch		hoch		hoch
<b>Zugfestigkeit</b>				extrem hoch	
<b>Wundheilung</b>	ausgezeichnet			gut	
<b>Oberfläche</b>				glatt	glatt
<b>Knotensicherheit</b>	ausgezeichnet				gut
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig			schonend	schonend
<b>Kapillarwirkung</b>	vermindert	minimal	minimal	keine	
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)</li> <li>✓ Ligapack</li> <li>✓ Rollen</li> <li>✓ Faden (12 Folien/Box)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)</li> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)</li> <li>✓ Faden (36 Folien/Box)</li> </ul>
<b>SEITE</b>	<b>S. 50, 62</b>	<b>S. 62</b>	<b>S. 62</b>	<b>S. 50,51, 63</b>	<b>S. 51, 63</b>



**NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Seide**



**Zusammensetzung:** Seide  
**Typ:** multifil geflochten beschichtet  
**Gewebereaktion:** mäßig  
**Farben:** ● schwarz

HERSTELLER Faden	SMI Seide geflochten	VITREX Silk
<b>BESCHICHTUNG</b>	Seide gefl.: Silikon Seide natur: keine	Silikon
<b>FARBEN</b>	●	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>		
<b>Flexibilität</b>	hoch	
<b>Reißfestigkeit</b>	hoch	hoch
<b>Zugfestigkeit</b>		hoch
<b>Wundheilung</b>	ausgezeichnet, lang	
<b>Oberfläche</b>		
<b>Knotensicherheit</b>	ausgezeichnet	
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	geschmeidig
<b>Kapillarwirkung</b>	vermindert	gering
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Flachspulen ✓ Ligapack ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Flachspulen ✓ Ligapack ✓ Faden (24 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	<b>S. 64</b>	<b>S. 65</b>



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN metallisch



**Zusammensetzung:** Metall  
**Typ:** monofil und multifil  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● natur (metallisch)

<b>HERSTELLER Faden</b>	SMI <b>Stahl Monofilament</b>
<b>ZUSAMMEN-SETZUNG</b>	Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom
<b>BESCHICHTUNG</b>	keine
<b>FARBEN</b>	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
<b>Flexibilität</b>	dehn- und verformbar
<b>Reißfestigkeit</b>	
<b>Zugfestigkeit</b>	
<b>Wundheilung</b>	
<b>Oberfläche</b>	
<b>Knotensicherheit</b>	hoch
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig
<b>Kapillarwirkung</b>	keine
<b>VERPACKUNGSEINHEITEN</b>	✓ Flachspulen
<b>SEITE</b>	<b>S. 68</b>

**NICHT RESORBIERBARE FÄDEN natürlich**






**Zusammensetzung:** natürliches Material  
**Typ:** gedrehtes Multifilament  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● natur




HERSTELLER Faden	SMI Linafil natural
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Leinen
<b>FARBEN</b>	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Flexibilität	gut
Reißfestigkeit	hoch
Zugfestigkeit	
Wundheilung	
Oberfläche	glatt
Knotensicherheit	
Gewebedurchzug	
Kapillarwirkung	gering
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Flachspulen
<b>SEITE</b>	<b>S. 68</b>



## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

		1/2 Kreis	3/8 Kreis	gerade	Seite
					
resorbierbare Fäden	SMI <b>Surgicryl 910</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR48, HS36, HS36	DS12, DS19, DS24, DS30, DS36		24
	VITREX <b>Chirasorb rapid</b>	HR18, HR27	DS15, DS19 DSM12		25
	VITREX <b>Chirasorb</b>	HR22, HR26, HR27, HR30, HR35 HS25	DS19, DS24, DS25, DS30		26
	VITREX <b>Chirasorb Plus</b>	HR30, HRX50, HRT25, HRF17, HS25	DS15, DS19, DS25, DS30		27
	ETHICON <b>Vicryl Plus</b>	26 mm CT2, 36 mm CT1, 48 mm CTX, 17 mm RB1 plus, 22 mm SH1 plus, 26 mm SH plus, 31 mm MH1 plus, 36 mm MH plus, 26 mm V7, 36 mm CP1, 40 mm CP	19 mm FS2, 24 mm FS1		28
	B.BRAUN <b>Novosyn</b>	HR10, HR17, HR22, HR26, HR30, HR37 HSX26, HS37s	DS12, DS19, DS24, DS30		29
	SMI <b>Surgicryl PGA</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR48,	DS12, DS19, DS24, DS30, DS36		30
	VITREX <b>Chirlac rapid</b>	HR 27	DS12, DS15, DS19, DSM12		31
	VITREX <b>Chirlac</b>	HR22, HR27, HR30, HR35, HRT25	DS15, DS19, DS25, DS26, DS30, DS37		31, 32
	SMI <b>Surgicryl Monofast</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR40	DS12, DS16, DS19, DS24, DS26, DS30		34
	VITREX <b>Monolac monof.</b>	HR13, HR18, HR22, HR26, HR27, HR30,	DS12, DS15, DS19, DS25, DS30, DSM12, DSM15		35
	ETHICON <b>Monocryl Plus</b>	3 mm TF plus, 17 mm TB1 plus, 22 mm SH1 plus, 26 mm SH plus	24 mm FS1, 30 mm FSL		36
	B.BRAUN <b>Monosyn</b>	HR17, HR22, HR26, HR37, HR48	DS12, DS16, DS19, DS24		36
	B.BRAUN <b>Monosyn Quick</b>	HR22, HR26	DS12, DS19		37
	SMI <b>Surgicryl Monofilament</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR40, HR48, HS36	DS12, DS19, DS24, DS26, DS30, DS40		41, 42
	VITREX <b>Polydox</b>	HR18, HR22, HR26, HR27, HR30, HR40, HRT25, HRT26 HS18, HS21, HS37	DS19, DS25, DS30		42, 43
	ETHICON <b>PDS Plus</b>	26 mm CP2, 36 mm CP1, 40 mm CP			43
	B.BRAUN <b>Monoplus</b>	HR13ss, HR26, HRT37, HS26s, HS48			44
	SMI <b>Catgut Plain</b>	HR16, HR20, HR26, HR30, HR37, HR40, HR45, HR50	DS16, DS19, DS24, DS37		38
	SMI <b>Catgut Chrom</b>	HR15, HR20, HR26, HR30, HR37, HR40, HR45, HR48, HR50, HS37	DS12, DS16, DS19, DS24, DS30, DS37, DS40		39

## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

		1/2 Kreis	3/8 Kreis	gerade	Seite
					
SMI <b>Polypropylene</b>	HR25, HR30		DS19, DS24, DS30		45
VITREX <b>Chiralen monofilament</b>	HR27, HR30		DS19, DS25, DS30	GS60	45, 46
ETHICON <b>Prolene</b>	17 mm RB1, 26 mm MO6, 36 mm CT1 plus		19 mm FS2, 24 mm FS1		46
SMI <b>Daclon Nylon</b>			DS12, DS19, DS24, DS30, DS40		47
SMI <b>Supramid Black</b>			DS19, DS24		47
VITREX <b>Silon monofilament</b>			DS19, DS24, DS25, DS30, DS38, DS50		48
ETHICON <b>Ethilon</b>			16 mm FS3, 19 mm FS2, 24 mm FS1, 26 mm FS, 30 mm FSL		48
B.BRAUN <b>Dafilon</b>			DS19, DS24		49
B.BRAUN <b>Supramid</b>			DS19, DS24, DS30		49
SMI <b>Polyester</b>	HR16, HR20, HR26, HR30		DS16, DS19, DS24, DS30		50
VITREX <b>Tervalon</b>	HR22, HR30		DS19, DS25, DS30		50, 51
ETHICON <b>Ethibond Excel</b>	22 mm SH1		19 mm FS2, 24 mm FS1, 30 mm FSL		51





# Nadel-Faden

## Kombinationen

<b>Polyglactin 910:</b>	Surgicryl 910, Chirasorb rapid, Chirasorb, Chirasorb Plus, Vicryl Plus, Novosyn	S. 24
<b>Polyglykolsäure:</b>	Surgicryl PGA, Chirlac rapid, Chirlac	S. 30
<b>Synthetische Materialien:</b>	Surgicryl Monofast, Monolac monofilament, Monocryl Plus, Monosyn, Monosyn Quick	S. 34
<b>Natürliche Materialien:</b>	Catgut Plain, Catgut Chrom	S. 38
<b>Polydioxanon:</b>	Surgicryl Monofilament, Polydox, PDS Plus, Monoplus	S. 41
<b>Polypropylen:</b>	Chiralen monofilament, Prolene	S. 45
<b>Polyamid</b>	Daclon Nylon, Supramid Black, Silon monofilament, Ethilon, Dafilon, Supramid	S. 47
<b>Polyester</b>	Polyester, Ethibond Excel	S. 50



# POLYGLACTIN 910



## Polyglactin 910


### 3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
VITREX <b>Chirasorb rapid</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	LR 0211		67,20		2,80
SMI <b>Surgicryl 910</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519	39,48			3,29
B. BRAUN <b>Novosyn</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	C0068420			166,18	4,61
ETHICON <b>Vicryl Plus</b>	19 mm FS2	USP 4/0	70 cm	●	VCP397H			232,23	6,45

## SMI SURGICRYL 910 | Faden + Nadel




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM15070113	43,37		
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15100117	38,96		
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150117	38,96		
<b>HR22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200122	37,07		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300122	37,07		
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15150126	41,58		
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200126	38,96		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300126	41,58		
	USP 0	75 cm	●	SM15350126	41,58		
<b>HR30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300130	37,07		
<b>HR36</b>	USP 0	90 cm	●	SM15350136	39,69		
	USP 1	90 cm	●	SM15400136	39,69		
<b>HR48</b>	USP 2	90 cm	●	SM15500148	49,56		






**SMI**  
**SURGICRYL 910 | Faden + Nadel**




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>HS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201426	49,25		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301426	49,25		
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301436	49,25		
	USP 1	90 cm	●	SM15401436	49,25		




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071512	43,37		
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15101519	38,96		
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519	39,48		
	USP 3/0	75 cm	●	SM15201519	38,12		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201524	38,12		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301524	38,12		
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301530	38,12		
	USP 2/0	90 cm	●	SM15301530_90	38,22		
	USP 0	75 cm	●	SM15351530	42,63		
	USP 0	90 cm	●	SM15351530_90	39,00		
<b>DS36</b>	USP 0	75 cm	●	SM15401536	42,63		
	USP 1	75 cm	●	SM15351536	42,63		

**VITREX**  
**CHIRASORB RAPID | Faden + Nadel**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel ○</b>							
<b>HR18</b>	USP 3/0	75 cm	●	LR 0257		75,20	
<b>HR27</b>	USP 3/0	75 cm	●	LR 0266		72,40	
	USP 2/0	75 cm	●	LR 0267		72,40	



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS15</b>	USP 4/0	45 cm	●	LR 0206		65,60	
	USP 5/0	75 cm	●	LR 0210		72,40	
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	LR 0211		67,20	
	USP 3/0	75 cm	●	LR 0212		67,20	
	USP 4/0	75 cm	○	LQ 1226		72,40	


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze ▼</b>							
<b>DSM12</b>	USP 5/0	75 cm	○	LQ 0198		128,40	

**POLYGLACTIN 910****VITREX  
CHIRASORB | Faden + Nadel****VITREX**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> ●							
<b>HR22</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0262		69,20	
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0535		65,48	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0536		65,48	
	USP 0	75 cm	●	LV 0540		65,48	
<b>HR27</b>	USP 4/0	75 cm	●	LV 0265		64,00	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0267		64,00	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 0367		72,91	
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0269		64,00	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0273		64,00	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 0364		68,80	
	USP 0	75 cm	●	LV 0274		64,00	
	USP 0	90 cm	●	LV 0371		68,80	
<b>HR35</b>	USP 1	75 cm	●	LV 1275		74,77	
	USP 2	75 cm	●	LV 1272		65,48	

**1/2 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>HS25</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0441		68,73	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0442		67,20	

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>DS19</b>	USP 3/0	45 cm	●	LV 0216		60,56	
	USP 4/0	75 cm	●	LV 0211		72,73	
	USP 3/0	75 cm	●	LV 0212		59,20	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0213		60,56	
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 1225		60,56	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	LV 0222		60,56	
	USP 3/0	75 cm	●	LV 0223		59,20	
	USP 3/0	90 cm	●	LV 2223		73,20	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0224		59,20	
<b>DS30</b>	USP 2/0	90 cm	●	LV 2224		73,20	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0234		68,80	
<b>DS30</b>	USP 2/0	90 cm	●	LV 1239		74,31	
	USP 0	75 cm	●	LV 0235		70,13	
	USP 0	75 cm	●	LN 1244		78,02	
	USP 1	90 cm	●	LV 1236		78,00	

VITREX  
CHIRASORB PLUS | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b>							
HR30	USP 3/0	75 cm	●	CV 0269		102,80	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0273		102,80	
	USP 0	75 cm	●	CN 0274		102,80	

<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel – extra stark</b>							
HRX40	USP 1	90 cm	●	CV 0386		122,80	
HRX50	USP 1	75 cm	●	CV 0295		154,40	


<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b>							
HRT17	USP 4/0	75 cm	●	CN 0561		130,80	
HRT25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0581		116,00	
	USP 0	75 cm	●	CV 0583		124,80	

<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit flacher Spitze</b>							
HRF13	USP 5/0	75 cm	●	CN 9252		104,80	
HRF17	USP 5/0	75 cm	●	CV 9242		106,80	
	USP 4/0	75 cm	●	CV 9256		106,80	

<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
HS25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0441		108,00	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0442		108,00	
HS30	USP 2/0	75 cm	●	CV 0445		110,00	



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
DS15	USP 5/0	45 cm	●	CV 0205		102,40	
DS19	USP 4/0	45 cm	●	CV 0215		106,80	
	USP 3/0	75 cm	●	CV 0212		109,60	
DS25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0223		109,60	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0224		109,60	
DS30	USP 2/0	75 cm	●	CV 0234		109,60	
	USP 0	75 cm	●	CV 0235		109,60	


**POLYGLACTIN 910****ETHICON  
VICRYL PLUS | Faden + Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>26 mm CT2</b>	USP 2	70 cm	●	VCP336H			237,15
<b>36 mm CT1</b>	USP 0	90 cm	●	VCP346H			234,46
<b>48 mm CTX</b>	USP 0	70 cm	●	VCP364H			229,99
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze</b> ⊖							
<b>17 mm RB1 plus</b>	USP 5/0	70 cm	●	VCP303H			245,62
	USP 4/0	70 cm	●	VCP304H			241,17
<b>22 mm SH1 plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP311H			238,98
	USP 2/0	70 cm	●	VCP312H			236,70
<b>26 mm SH plus</b>	USP 4/0	70 cm	●	VCP315H			241,17
	USP 3/0	70 cm	●	VCP316H			238,98
	USP 2/0	70 cm	●	VCP317H			236,70
<b>26 mm SH plus schw. Nadel</b>	USP 0	70 cm	●	VCP318H			238,98
	USP 3/0	70 cm	●	VCP3160H			283,59
	USP 2/0	70 cm	●	VCP3170H			281,36
<b>31 mm MH1 plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP245H			238,98
<b>36 mm MH plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP322H			238,98
	USP 2/0	70 cm	●	VCP323H			236,70
	USP 0	70 cm	●	VCP324H			238,98
	USP 1	70 cm	●	VCP325H			242,51
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit schneidender Spitze</b> ▼							
<b>26 mm V7</b>	USP 2/0	70 cm	●	VCP999H			254,57
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>36 mm CP1</b>	USP 0	70 cm	●	VCP467H			229,99
	USP 1	70 cm	●	VCP468H			233,58
<b>40 mm CP</b>	USP 2	90 cm	●	VCP481H			241,40




<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>19 mm FS2</b>	USP 4/0	45 cm	●	VCP392H			227,79
	USP 4/0	70 cm	●	VCP397H			232,23
	USP 3/0	45 cm	●	VCP293H			225,55
<b>24 mm FS1</b>	USP 2/0	70 cm	●	VCP453H			227,79

**B. BRAUN**  
**NOVOSYN | Faden + Nadel**



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>HR10</b>	USP 6/0	70 cm	●	C0068002			226,13
<b>HR17</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0068013			179,78
	USP 3/0	70 cm	●	C0068014			179,78
<b>HR22</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068030			171,69
<b>HR26</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068041			171,69
	USP 2/0	70 cm	●	C0068042			171,69
	USP 0	70 cm	●	C0068043			171,69
<b>HR30</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068046			171,69
<b>HR37</b>	USP 2/0	70 cm	●	C0068051			171,69

<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>HSX26</b>	USP 2/0	70 cm	●	C0068242			166,18
<b>HS37s</b>	USP 1	70 cm	●	C0068583			190,62



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>DS12</b>	USP 5/0	45 cm	●	C0068207			166,18
<b>DS19</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0068420			166,18
	USP 3/0	70 cm	●	C0068421			166,18
<b>DS24</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068235			166,18
	USP 2/0	70 cm	●	C0068236			166,18
<b>DS30</b>	USP 0	70 cm	●	C0068248			166,18



# POLYGLYKOLSÄURE



## Polyglykolsäure

### 1/2 Kreis • Rundkörpernadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
SMI <b>Surgicryl PGA</b>	HR22	USP 3/0	75 cm	●	SM11200122	34,34			2,86
VITREX <b>Chirlac</b>	HR22	USP 3/0	75 cm	●	PG 0262		69,20		2,88

## SMI SURGICRYL PGA | Faden + Nadel




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ⦿							
HR13	USP 6/0	75 cm	●	SM11070113	43,37		
HR17	USP 5/0	75 cm	●	SM11100117	36,02		
	USP 4/0	75 cm	●	SM11150117	36,02		
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200117	36,02		
HR20	USP 2/0	75 cm	●	SM11300120	32,27		
HR22	USP 3/0	75 cm	●	SM11200122	34,34		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300122	34,34		
HR26	USP 0	75 cm	●	SM11350126	38,54		
	USP 1	75 cm	●	SM11400126	38,54		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM11300130	38,54		
HR36	USP 3/0	75 cm	●	SM11200136	38,54		
	USP 0	90 cm	●	SM11350136	36,75		
	USP 1	90 cm	●	SM11400136	36,75		
HR48	USP 2	90 cm	●	SM11500148	45,89		




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
DS12	USP 6/0	45 cm	●	SM11071512	40,11		
DS19	USP 5/0	75 cm	●	SM11101519	36,02		
	USP 4/0	75 cm	●	SM11151519	36,54		
	USP 4/0	90 cm	●	SM11151519_90	37,33		
	USP 3/0	75 cm	●	SM11151519	36,54		
	USP 3/0	90 cm	●	SM11201519_90	36,04		
DS24	USP 3/0	75 cm	●	SM11201524	35,28		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301524	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351524	39,48		
DS30	USP 3/0	75 cm	●	SM11201530	35,28		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301530	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351530	39,48		
DS36	USP 2/0	75 cm	●	SM11301536	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351536	39,48		
	USP 1	75 cm	●	SM11401536	40,11		

VITREX  
CHIRLAC RAPID | Faden + Nadel

VITREX




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b>							
HR27	USP 4/0	75 cm	●	PR 0265		73,75	
	USP 3/0	75 cm	●	PR 0266		72,40	
	USP 3/0	75 cm	○	PQ 0266		72,40	



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
DS12	USP 5/0	45 cm	●	PR 0202		80,40	
	USP 4/0	45 cm	●	PR 0206		65,60	
DS15	USP 3/0	45 cm	●	PR 0207		65,60	
	USP 5/0	75 cm	●	PR 0210		72,40	
DS19	USP 4/0	75 cm	●	PR 0211		67,20	
	USP 4/0	75 cm	○	PQ 1226		73,75	
	USP 3/0	75 cm	●	PR 0212		67,20	

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze</b>							
DSM12	USP 5/0	75 cm	○	PQ 0198		130,97	

VITREX  
CHIRLAC BRAIDED | Faden + Nadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b>							
HR22	USP 3/0	75 cm	●	PG 0262		69,20	
HR27	USP 3/0	75 cm	●	PG 0266		64,00	
	USP 2/0	75 cm	●	PG 0267		64,00	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	PG 0273		64,00	
	USP 0	75 cm	●	PG 0274		64,00	
HR35	USP 2/0	75 cm	●	PG 0271		64,00	
	USP 1	90 cm	●	PG 0376		78,00	
	USP 2	75 cm	●	PG 1272		65,48	


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>							
HRT25	USP 3/0	75 cm	●	PG 0581		83,20	



# POLYGLYKOLSÄURE

## VITREX CHIRLAC BRAIDED | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS15</b>	USP 3/0	45 cm	●	PG 0207		58,40	
<b>DS19</b>	USP 4/0	45 cm	●	PG 0215		71,20	
	USP 3/0	45 cm	●	PG 0216		59,20	
	USP 3/0	75 cm	●	PG 0212		59,20	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	PG 0222		59,20	
	USP 3/0	75 cm	●	PG 0223		59,20	
	USP 2/0	75 cm	●	PG 0224		59,20	
<b>DS26</b>	USP 3/0	45 cm	●	PG 1221		60,56	
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	PG 0234		68,80	
	USP 0	75 cm	●	PG 0235		68,80	
	USP 1	75 cm	●	PG 0229		68,80	
<b>DS37</b>	USP 2	75 cm	●	PG 1237		74,77	








## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

Alternativ-  
VergleichWeitere synthetische Materialien  
3/8 Kreis • schneidende Nadel


Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
VITREX <b>Monolac monof.</b>	DS25	USP 2/0	75 cm	●	MV 0224		78,40		3,27
SMI <b>Surgicryl Monof.</b>	DS24	USP 2/0	75 cm	●	SM16301524	47,15			3,92
B. BRAUN <b>Monosyn</b>	DS24	USP 2/0	70 cm	●	C2022216			186,58	5,18
ETHICON <b>Monocryl Plus</b>	24mm FS1	USP 2/0	70 cm	●	MCP4443H			254,57	7,07

SMI  
SURGICRYL MONOFAST | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ○							
HR13	USP 6/0	45 cm	●	SM16070113	45,99		
HR17	USP 5/0	45 cm	●	SM16100117	47,04		
HR22	USP 4/0	75 cm	●	SM16150122	48,09		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16200122	49,46		
HR26	USP 3/0	75 cm	●	SM16200126	48,41		
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300126	49,14		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM11300130	38,54		
HR36	USP 0	90 cm	●	SM16350136	53,97		
HR40	USP 1	90 cm	●	SM16400140	56,18		

SMI A.G.  
Surgicryl Monofast

1/2 Kreis

SMI A.G.  
Surgicryl Monofast

3/8 Kreis


**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼


DS12	USP 6/0	45 cm	●	SM16071512	48,41		
	USP 6/0	45 cm	●	SM16071512V	43,57		
	USP 6/0	75 cm	●	SM16071512_75	43,57		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512	39,48		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512V	39,48		
	USP 5/0	75 cm	●	SM16101516V	46,66		
DS16	USP 4/0	75 cm	●	SM16151516V	48,51		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101519	46,41		
DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519	51,35		
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519V	42,11		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519	51,35		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519V	40,09		
	USP 2/0	75 cm	●	SM16301519	45,36		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201524	47,15		
DS24	USP 2/0	75 cm	●	SM16301524	47,15		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201526V	42,11		
DS26	USP 2/0	75 cm	●	SM16301526V	42,11		
	USP 0	75 cm	●	SM16351530V	47,15		

## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

### VITREX MONOLAC MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 							
<b>HR13</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0252		70,00	
<b>HR18</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0256		70,00	
	USP 4/0	75 cm	●	MV 0257		70,00	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0258		70,00	
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	MV 0261		70,00	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0262		70,00	
<b>HR26</b>	USP 2/0	75 cm	●	MV 0167		70,00	
<b>HR27</b>	USP 4/0	75 cm	●	MV 0265		70,00	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0266		70,00	
	USP 2/0	75 cm	●	MV 0267		70,00	
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	MV 0272		77,09	
	USP 2/0	75 cm	●	MV 0273		73,38	
	USP 0	75 cm	●	MV 0274		77,09	



### 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼


<b>DS12</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0203		81,20		
<b>DS15</b>	USP 4/0	45 cm	●	MV 0206		78,40		
	USP 4/0	75 cm	●	MN 0209		83,60		
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	MV 0214		79,88		
	USP 4/0	45 cm	●	MV 0215		78,40		
	USP 4/0	75 cm	●	MV 0211		78,40		
	USP 4/0	75 cm	●	MN 0211		78,40		
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0212		78,40		
	USP 3/0	75 cm	●	MN 0212		78,40		
	<b>DS25</b>	USP 3/0	75 cm	●	MV 0223		78,40	
		USP 3/0	75 cm	●	MN 0223		78,40	
USP 2/0		75 cm	●	MV 0224		78,40		
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	MN 0224		78,40		
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0227		81,74		
	USP 0	75 cm	●	MV 0229		85,60		

### 3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze ▼

<b>DSM12</b>	USP 5/0	45 cm	●	MV 0231		111,20	
<b>DSM15</b>	USP 4/0	45 cm	●	MV 0235		109,60	




## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

ETHICON  
MONOCRYL PLUS | Faden + Nadel


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze</b> (⊖)							
13 mm	TF plus	USP 5/0	70 cm	●	MCP925H		361,76
17 mm	TB1 plus	USP 5/0	70 cm	●	MCP2131H		272,41
22 mm	SH1 plus	USP 4/0	70 cm	●	MCP218H		267,96
26 mm	SH plus	USP 3/0	70 cm	●	MCP4160H		265,74
		USP 2/0	70 cm	●	MCP4170H		263,50



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
24 mm	FS1	USP 2/0	70 cm	●	MCP4443H		254,57
30 mm	FSL	USP 0	70 cm	●	MCP587H		256,80

B. BRAUN  
MONOSYN | Faden + Nadel





Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> (⊙)							
HR17		USP 5/0	70 cm	●	C2022003		199,44
		USP 4/0	70 cm	●	C2022004		199,44
HR22		USP 4/0	70 cm	●	C2022014		189,53
		USP 3/0	70 cm	●	C2022015		189,53
		USP 2/0	70 cm	●	C0022016		189,53
		USP 0	70 cm	●	C0022027		202,88
HR26		USP 3/0	70 cm	●	C2022025		192,02
		USP 2/0	70 cm	●	C0022026		202,88
		USP 0	70 cm	●	C0022027		202,88
HR37		USP 3/0	70 cm	●	C0022045		216,65
		USP 2/0	70 cm	●	C0022046		216,65
HR48		USP 1	90 cm	●	C0022078		294,04









Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
DS12		USP 6/0	70 cm	●	C2023412		176,05
DS16		USP 5/0	45 cm	●	C2022419		176,05
DS19		USP 4/0	45 cm	●	C0022504		167,80
		USP 4/0	70 cm	●	C2022204		186,58
		USP 3/0	70 cm	●	C2022205		186,58
DS24		USP 3/0	70 cm	●	C2022215		186,58
		USP 3/0	45 cm	●	C2023115		176,05
		USP 2/0	70 cm	●	C2022216		186,58
		USP 0	70 cm	●	C0022217		177,84


WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

**B. BRAUN**  
**MONOSYN QUICK | Faden+Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> 							
<b>HR22</b>	USP 4/0	70 cm		C0025245			198,76
	USP 3/0	70 cm		C0025246			198,76
<b>HR26</b>	USP 4/0	70 cm		C0025057			201,73



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 							
<b>DS12</b>	USP 5/0	70 cm		C0025323			184,65
<b>DS19</b>	USP 5/0	70 cm		C0025006			184,65
	USP 4/0	70 cm		C0025007			184,65
	USP 3/0	70 cm		C0025008			184,65







## NATÜRLICHE MATERIALIEN

SMI A.G.  
CATGUT PLAIN | Faden + Nadel


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
HR16	USP 5/0	75 cm		SM1150116	17,75		
	USP 4/0	75 cm		SM1200116	17,75		
HR20	USP 4/0	75 cm		SM1200120	17,75		
	USP 3/0	75 cm		SM1300120	18,64		
	USP 2/0	75 cm		SM1350120	18,64		
HR26	USP 4/0	75 cm		SM1200126	17,75		
	USP 3/0	75 cm		SM1300126	18,64		
	USP 2/0	75 cm		SM1350126	18,64		
	USP 0	75 cm		SM1400126	18,64		
HR30	USP 3/0	75 cm		SM1300130	18,64		
HR37	USP 3/0	75 cm		SM1300137	18,64		
	USP 2/0	75 cm		SM1350137	18,64		
	USP 0	75 cm		SM1400137	18,64		
	USP 1	75 cm		SM1500137	19,58		
HR40	USP 1	90 cm		SM1500140_90	21,06		
HR45	USP 1	75 cm		SM1500145	21,40		
	USP 2	75 cm		SM1600145	21,40		
HR45	USP 0	75 cm		SM1400145	18,64		
HR50	USP 2/0	75 cm		SM1350150	18,64		


**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

DS16	USP 6/0	45 cm		SM1101516	20,77		
	USP 5/0	75 cm		SM1151516	20,77		
	USP 4/0	75 cm		SM1201516	20,77		
DS16	USP 3/0	75 cm		SM1301516	21,71		
DS19	USP 4/0	75 cm		SM1201519	20,77		
	USP 3/0	75 cm		SM1301519	21,71		
	USP 2/0	75 cm		SM1351519	21,71		
DS24	USP 4/0	75 cm		SM1201524	20,77		
	USP 3/0	75 cm		SM1301524	21,71		
	USP 2/0	75 cm		SM1351524	21,71		
	USP 0	75 cm		SM1401524	21,71		
DS37	USP 2/0	75 cm		SM1351537	21,71		




SMI A.G.  
CATGUT CHROM | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> 							
<b>HR15</b>	<b>USP 6/0</b>	75 cm	●	SM2100115	26,20		
	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150115	23,88		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200115	17,74		
<b>HR20</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150120	17,74		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200120	17,74		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300120	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350120	18,64		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400120	18,64		
<b>HR26</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150126	17,74		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200126	17,74		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300126	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350126	18,64		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500126	19,58		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400126	18,64		
<b>HR30</b>	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200130	17,74		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300130	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350130	18,64		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400130	18,64		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500130	19,58		
<b>HR37</b>	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200137	18,65		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300137	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350137	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	90 cm	●	SM2350137_90	20,12		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500137	19,58		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400137	18,64		
	<b>USP 1</b>	90 cm	●	SM2500140_90	23,29		
<b>HR40</b>	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350140	18,64		
	<b>USP 2/0</b>	90 cm	●	SM2350140_90	20,12		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400140	18,64		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500140	19,58		
	<b>USP 1</b>	90 cm	●	SM2500140_90	23,29		
	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600140	21,41		
<b>HR45</b>	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400145	19,58		
	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600145	21,41		
<b>HR48</b>	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500148	21,32		
<b>HR50</b>	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600150	22,23		
	<b>USP 2</b>	90 cm	●	SM2600150_90	23,59		






# NATÜRLICHE MATERIALIEN



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							

<b>HS37</b>	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2401437	21,71		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2501437	22,60		



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
---------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>DS12</b>	<b>USP 6/0</b>	45 cm	●	SM2101512	33,43		
	<b>USP 5/0</b>	45 cm	●	SM2151512	24,18		
<b>DS16</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2151516	20,78		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2201516	20,78		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2351519	21,71		
<b>DS19</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2151519	20,78		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2201519	20,78		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2301519	21,71		
<b>DS24</b>	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2201524	20,78		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2301524	21,71		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2351524	21,71		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2401524	21,71		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2501524	22,61		
<b>DS30</b>	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2301530	21,71		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2351530	21,71		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2401530	21,71		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2501530	22,61		
<b>DS37</b>	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2301537	21,71		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2351537	21,71		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2501537	21,71		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2401537	21,71		
<b>DS40</b>	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2351540	22,09		
	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2601540	24,46		
	<b>USP 3</b>	75 cm	●	SM2701540	31,03		





Polydioxanon

1/2 Kreis • Rundkörpernadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	36 St.	
VITREX <b>Polydox</b>	HR26	USP 2/0	75 cm	●	DX 0365		77,56		3,23
SMI <b>Surgicryl Monof.</b>	HR26	USP 2/0	75 cm	●	SM13300126	49,14			4,09
B. BRAUN <b>Monoplus</b>	HR26	USP 2/0	70 cm	●	C0024026			205,48	5,70

SMI  
**SURGICRYL MONOFILAMENT | Faden + Nadel**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
-----------	-------------	------------	-------	----------	--------	-------------------	--------

1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM13070113	42,84		
	USP 5/0	75 cm	●	SM13100113	35,64		
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100117	43,37		
	USP 4/0	75 cm	●	SM13150117	48,89		
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13150122	47,88		
	USP 3/0	75 cm	●	SM13200122	49,25		
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13200126	48,20		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300126	49,14		
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13200130	49,35		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300130	49,98		
<b>HR36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13300136	49,77		
	USP 0	90 cm	●	SM13350136	53,66		
<b>HR40</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM13300140	53,66		
<b>HR48</b>	USP 1	90 cm	●	SM13400148	53,87		


1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301436	48,62		
	USP 0	75 cm	●	SM13351436	49,25		
	USP 1	75 cm	●	SM13401436	49,25		


3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM13071512	48,09		
	USP 5/0	45 cm	●	SM13101512	48,09		
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM13101519	48,09		
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519	50,19		
	USP 4/0	90 cm	●	SM13151519_90	44,61		
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201519	51,45		



**POLYDIOXANON****SMI**  
**SURGICRYL MONOFILAMENT | Faden + Nadel**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13201524	51,45		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301524	53,24		
	USP 0	75 cm	●	SM13351524	55,02		
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13201526	51,45		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301526	51,45		
<b>DS30</b>	USP 0	75 cm	●	SM13351530	51,45		
<b>DS40</b>	USP 1	90 cm	●	SM13401540	51,45		
	USP 2	90 cm	●	SM13501540	51,45		

**VITREX**  
**POLYDOX | Faden + Nadel**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel ●</b>							
<b>HR18</b>	USP 5/0	75 cm	●	DX 0257	76,80		
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0259	76,80		
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	DX 0261	76,00		
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	DX 0366	77,56		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0365	77,56		
<b>HR27</b>	USP 4/0	75 cm	●	DX 0265	77,56		
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0266	76,00		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0267	76,00		
	USP 0	75 cm	●	DX 0268	77,56		
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	DX 0270	75,20		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0271	75,20		
	USP 0	75 cm	●	DX 0272	75,20		
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	DX 0275	75,20		
	USP 1	75 cm	●	DX 0277	84,40		
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel mit Trokarspitze ▼</b>							
<b>HRT25</b>	USP 3/0	75 cm	●	DX 0581	89,60		
<b>HRT26</b>	USP 2/0	75 cm	●	DX 0572	91,49		

VITREX  
POLYDOX | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HS18	USP 4/0	75 cm	●	DX 0155		76,63	
HS21	USP 3/0	75 cm	●	DX 0166		76,63	
HS37	USP 2/0	75 cm	●	DX 0177		78,40	
	USP 0	75 cm	●	DX 0178		78,40	
	USP 1	75 cm	●	DX 0179		99,85	




<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS19	USP 4/0	75 cm	●	DX 0215		73,20	
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0216		73,20	
DS25	USP 3/0	75 cm	●	DX 0227		73,20	
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0228		73,20	
	USP 0	75 cm	●	DX 0229		73,20	
DS30	USP 2/0	75 cm	●	DX 0232		73,20	
	USP 0	75 cm	●	DX 0234		74,87	
	USP 1	75 cm	●	DX 0235		78,58	






ETHICON  
PDS Plus | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
26 mm CP2	USP 0	70 cm	●	PDP983H		283,59	
36 mm CP1	USP 0	70 cm	●	PDP467H		283,59	
	USP 1	70 cm	●	PDP468H		287,16	
40 mm CP	USP 0	90 cm	●	PDP485H		288,04	



**POLYDIOXANON****B. BRAUN  
MONOPLUS | Faden + Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel</b> 							
<b>HR13ss</b>	USP 0	70 cm	●	C0024207			330,09
<b>HR26</b>	USP 2/0	70 cm	●	C0024026			205,48
	USP 0	70 cm	●	C0024027			205,48
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel mit Trokarspitze</b> 							
<b>HRT37</b>	USP 0	90 cm	●	C0024517			387,56
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 							
<b>HS26s</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0024185			214,40
	USP 2/0	70 cm	●	C0024186			212,83
<b>HS48</b>	USP 0	90 cm	●	C0024127			261,58
	USP 1	90 cm	●	C0024128			261,58




Polypropylen

3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	36 St.	
SMI <b>Polypropylene</b>	DS19	USP 3/0	45 cm	●	SM5201519_45	21,32			1,77
VITREX <b>Chiralen monof.</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	PP 5111		59,20		2,47
ETHICON <b>Prolene</b>	19mm FS2	USP 3/0	75 cm	●	EH7693H			221,05	6,14


SMI  
POLYPROPYLENE | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
-----------	------------------	-----------------	-------	----------	--------	----------------------	--------



1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

HR25	USP 2/0	75 cm	●	SM5300125	19,37		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM5300130	19,31		



3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

DS19	USP 4/0	45 cm	●	SM5151519_45	21,32		
	USP 3/0	45 cm	●	SM5201519_45	21,32		
DS24	USP 4/0	75 cm	●	SM5151524	21,32		
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201524	21,32		
DS30	USP 2/0	75 cm	●	SM5301530	21,32		
	USP 0	75 cm	●	SM5351530	21,53		

VITREX –  
CHIRALEN MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
-----------	------------------	-----------------	-------	----------	--------	----------------------	--------



1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

HR27	USP 3/0	75 cm	●	PP 5163		59,20	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	PP 5165		59,20	




# POLYPROPYLEN

## VITREX – CHIRALEN MONOFILAMENT | Faden + Nadel

**VITREX**



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	PP 5509		59,20	
	USP 4/0	45 cm	●	PP 5510		59,20	
	USP 4/0	75 cm	●	PP 5110		59,20	
	USP 3/0	45 cm	●	PP 5511		59,20	
	USP 3/0	75 cm	●	PP 5111		59,20	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	PP 5115		60,47	
	USP 3/0	45 cm	●	PP 5516		59,20	
	USP 3/0	75 cm	●	PP 5116		59,20	
	USP 2/0	75 cm	●	PP 5117		59,20	
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	PP 5121		59,20	
	USP 0	75 cm	●	PP 5122		59,20	

**gerade, außen schneidende Nadel ▼**

<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	PP 5140		87,87	
-------------	---------	-------	---	---------	--	-------	--

## ETHICON PROLENE | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●</b>							
<b>17 mm RB1</b>	USP 3/0	75 cm	●	8872H			310,40
	USP 2/0	75 cm	●	8417H			218,83
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze ⊖</b>							
<b>36 mm CT1 plus</b>	USP 1	75 cm	●	8425H			233,58

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼**

<b>19 mm FS2</b>	USP 5/0	45 cm	●	8661H			223,32
	USP 3/0	75 cm	●	EH7693H			221,05
<b>24 mm FS1</b>	USP 3/0	75 cm	●	EH7694H			221,05



Polyamid

3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
						12 St.	24 St.	36 St. <i>Preis in € pro Naht</i>
SMI <b>Daclon Nylon</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	SM9201519	18,69		1,55
VITREX <b>Silon monof.</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	SM 2268		40,40	1,68
B. BRAUN <b>Dafilon</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	C0935212			92,73 2,57
ETHICON <b>Ethilon</b>	19mm FS2	USP 3/0	75 cm	●	EH7797H			122,83 3,41

SMI  
**DACLON NYLON | Faden + Nadel**



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS12</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM9071512	21,74		
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9101519	18,69		
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151519	18,69		
	USP 4/0	90 cm	●	SM9151519_90	18,38		
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201519	18,69		
	USP 3/0	90 cm	●	SM9201519_90	18,44		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201524	18,69		
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301524	18,80		
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9301530	18,80		
	USP 0	75 cm	●	SM9351530	18,80		
<b>DS40</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401540	18,90		
	USP 2	90 cm	●	SM9501540	18,90		



SMI  
**SUPRAMID BLACK | Faden + Nadel**



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151519	22,79		
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201519	22,79		
	USP 0	75 cm	●	SM4301519	22,79		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM4201524	22,68		
	USP 2/0	75 cm	●	SM4301524	22,68		
	USP 0	75 cm	●	SM4351524	22,68		




## POLYAMID

VITREX  
SILON MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
					12 St.	24 St.	36 St.	
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>								
<b>DS19</b>	USP 4/0	45 cm	●	SM 2367		40,40		
	USP 4/0	75 cm	●	SM 2267		40,40		
	USP 3/0	45 cm	●	SM 2368		40,40		
	USP 3/0	75 cm	●	SM 2268		40,40		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM 3276		40,40		
<b>DS25</b>	USP 3/0	45 cm	●	SM 2373		40,40		
	USP 3/0	75 cm	●	SM 2270		40,40		
	USP 2/0	45 cm	●	SM 2374		40,40		
	USP 2/0	75 cm	●	SM 2271		40,40		
	USP 0	75 cm	●	SM 2272		40,40		
	USP 1	75 cm	●	SM 2274		41,29		
	<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM 4325		40,40	
		USP 2/0	75 cm	●	SM 2284		40,40	
		USP 0	75 cm	●	SM 2285		40,40	
USP 1		90 cm	●	SM 4327		41,29		
<b>DS38</b>	USP 1	75 cm	●	SM 2293		49,74		
	USP 2/0	90 cm	●	SM 3291		40,40		
<b>DS50</b>	USP 1	100 cm	●	SM 2693		74,82		

ETHICON  
ETHILON | Faden + Nadel


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>16 mm</b>	<b>FS3</b>	USP 4/0	45 cm	●	1162H		120,61
<b>19 mm</b>	<b>FS2</b>	USP 3/0	75 cm	●	EH7797H		122,83
<b>24 mm</b>	<b>FS1</b>	USP 3/0	75 cm	●	669H		122,83
		USP 3/0	75 cm	●	EH7795H		122,83
		USP 2/0	75 cm	●	EH7827H		120,61
<b>26 mm</b>	<b>FS</b>	USP 2/0	45 cm	●	664H		116,11
<b>30 mm</b>	<b>FSL</b>	USP 2/0	75 cm	●	EH7798H		120,61



**B. BRAUN**  
**DAFILON** | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	C0933236			89,56
	USP 4/0	75 cm	●	C0935204			81,45
	USP 3/0	75 cm	●	C0935212			92,73
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	C0935344			81,45
	USP 3/0	75 cm	●	C0935352			81,45
	USP 2/0	75 cm	●	C0935360			81,45
	USP 2/0	45 cm	●	C0932361			81,45


B. BRAUN/AESCLAP  
**Dafilon**



**B. BRAUN**  
**SUPRAMID** | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	C0714208			133,84
	USP 3/0	45 cm	●	C0712213			133,84
	USP 3/0	75 cm	●	C0714216			133,84
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	C0714356			133,84
	USP 2/0	45 cm	●	C0712361			133,84
<b>DS30</b>	USP 0	75 cm	○	C0694487			133,84

B. BRAUN/AESCLAP  
**Supramid**





# POLYESTER

**Alternativ-  
Vergleich**

## Polyester


### 1/2 Kreis • Rundkörpernadel Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
						12 St.	24 St.	36 St. <i>Preis in € pro Naht</i>
SMI <b>Polyester</b>	HR20	USP 3/0	75 cm	●	SM7200120	18,80		1,57
VITREX <b>Tervalon</b>	HR22	USP 4/0	75 cm	●	TG 4465		49,79	2,074
ETHICON <b>Ethibond Excel</b>	22mm SH1	USP 3/0	75 cm	●	EH7398H		203,21	5,64


### SMI POLYESTER | Faden + Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HR16	USP 4/0	75 cm	●	SM7150116	18,80		
HR20	USP 3/0	75 cm	●	SM7200120	18,80		
HR26	USP 2/0	75 cm	●	SM7300126	19,01		
HR30	USP 0	75 cm	●	SM7350130	19,01		



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS16	USP 5/0	75 cm	●	SM7101516	25,26		
DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM7151519	21,32		
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201519	21,32		
DS24	USP 3/0	75 cm	●	SM7201524	21,32		
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301524	21,32		
DS30	USP 2/0	75 cm	●	SM7301530	21,32		
	USP 0	75 cm	●	SM7351530	21,32		



### VITREX TERVALON | Faden + Nadel




Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HR22	USP 4/0	75 cm	●	TG 4465		49,79	
	USP 2/0	75 cm	●	TG 4467		48,80	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	TG 4316		48,80	




VITREX  
TERVALON | Faden + Nadel

VITREX




Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS19	USP 4/0	75 cm	●	TG 4553			47,60
DS25	USP 2/0	75 cm	●	TG 4565			47,60
DS30	USP 2/0	75 cm	●	TG 4575			47,60

ETHICON  
ETHIBOND EXCEL | Faden + Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
22 mm SH1	USP 4/0	75 cm	●	EH7397H			205,43
	USP 3/0	75 cm	●	EH7398H			203,21



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
19 mm FS2	USP 4/0	45 cm	●	EH7018H			245,62
24 mm FS1	USP 3/0	75 cm	●	EH7033H			247,87
30 mm FSL	USP 2/0	75 cm	●	EH7687H			200,97





# Fäden

## Flachspulen, Faden ohne Nadel & Ligapack

<b>Polyglactin 910:</b> Surgicryl 910, Chirasorb rapid, Chirasorb, Chirasorb Plus, Vicryl Plus	S. 54
<b>Polydioxanon:</b> Surgicryl Monofilament, Polydox	S. 57
<b>Polyglykolsäure:</b> Surgicryl PGA, Surgicryl Rapid (PGA), Chirlac braided	S. 58
<b>Polyamid:</b> Daclon Nylon, Supramid, Silon monofilament, Silon braided, Ethilon	S. 60
<b>Polyester:</b> Polyester, Dermafil, Vitafil, Tervalon, Ethibond Excel	S. 62
<b>Seide:</b> Seide geflochten, Silk	S. 64
<b>Natürliche Materialien (nicht resorbierbar):</b> Linafil natural	S. 68
<b>Natürliche Materialien (resorbierbar):</b> Catgut Plain, Catgut Chrom	S. 66
<b>Metall:</b> Stahl Monofilament	S. 68



# POLYGLACTIN 910



## SURGICRYL 910

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	15 m	●	SM17151	24,84
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	SM17201	25,07
	25 m	●	SM17202	32,77
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	SM17301	26,30
	25 m	●	SM17302	35,38
	50 m	●	SM17305	59,19
<b>USP 0</b>	15 m	●	SM17351	28,34
	25 m	●	SM17352	38,56
	50 m	●	SM17355	65,54
<b>USP 1</b>	15 m	●	SM17401	29,82
	25 m	●	SM17402	41,16
	50 m	●	SM17405	70,76
<b>USP 2</b>	15 m	●	SM17501	31,42
	25 m	●	SM17502	46,26
	50 m	●	SM17505	74,84
	100 m	●	SM175010	136,50
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	SM17601	34,69
	25 m	●	SM17602	49,79
	50 m	●	SM17605	84,47
	100 m	●	SM176010	150,68
<b>USP 5</b>	15 m	●	SM17701	38,84
	25 m	●	SM17702	51,54
	50 m	●	SM17705	93,27
<b>USP 6</b>	15 m	●	SM17801	41,52
	25 m	●	SM17802	55,77
	50 m	●	SM17805	102,96

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x70 cm	●	SM15200070_2	32,97
	150 cm	●	SM15200015	32,55
<b>USP 2/0</b>	2x70 cm	●	SM15300070_2	35,91
	150 cm	●	SM15300015	35,49
<b>USP 0</b>	2x70 cm	●	SM15350070_2	38,96
	150 cm	●	SM15350015	37,80
<b>USP 1</b>	2x70 cm	●	SM15400070_2	44,94
	150 cm	●	SM15400015	44,42
<b>USP 2</b>	2x70 cm	●	SM15500070_2	47,67
	150 cm	●	SM15500015	47,04

### LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM15200025	37,07
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM15300025	39,69
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM15350025	41,58
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM15400025	56,07
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM15500025	49,25



**VITREX**  
**CHIRASORB RAPID**

Weitere Eigenschaften siehe S. 8



**VITREX**  
**CHIRASORB**

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	LR 0024	64,40
	150 cm	●	LR 0084	59,20
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	LR 0025	68,00
	150 cm	●	LR 0085	63,20
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	LR 0026	73,20
	150 cm	●	LR 0086	70,40
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	LR 0027	95,60
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	LR 0028	103,60

**LIGAPACK**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	300 cm	●	LR 0004	92,67
<b>USP 2/0</b>	300 cm	●	LR 0005	107,00
<b>USP 0</b>	300 cm	●	LR 0006	124,67
<b>USP 1</b>	300 cm	●	LR 0007	145,33
<b>USP 2</b>	300 cm	●	LR 0008	186,33

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	LV 1023	23,67
	25 m	●	LV 1043	33,90
	50 m	●	LV 1013	59,91
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	LV 1024	26,88
	25 m	●	LV 1044	39,48
	50 m	●	LV 1014	71,06
<b>USP 0</b>	15 m	●	LV 1025	30,19
	25 m	●	LV 1045	43,42
	50 m	●	LV 1015	78,02
<b>USP 1</b>	15 m	●	LV 1026	33,67
	50 m	●	LV 1016	88,70
<b>USP 2</b>	15 m	●	LV 1027	38,08
	50 m	●	LV 1017	102,64
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	LV 1028	43,66
	50 m	●	LV 1018	120,29

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	LV 0024	60,65
	150 cm	●	LV 0084	59,17
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	LV 0025	63,81
	150 cm	●	LV 0085	58,00
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	LV 0026	68,83
	150 cm	●	LV 0089	62,00
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	LV 0027	74,21
	150 cm	●	LV 0087	78,49
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	LV 0028	85,92
	150 cm	●	LV 0090	115,64



## POLYGLACTIN 910



### VITREX CHIRASORB PLUS

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

#### 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	2x75 cm	●	CV 0023	78,80
	150 cm	●	CV 0083	82,00
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	CV 0024	88,40
	150 cm	●	CV 0084	86,80
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	CV 0025	88,80
	150 cm	●	CV 0085	91,60
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	CV 0026	90,00
	150 cm	●	CV 0089	98,00
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	CV 0027	94,80
	150 cm	●	CV 0087	115,60
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	CV 0028	99,20
	150 cm	●	CV 0090	170,00



### ETHICON VICRYL PLUS

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

#### 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 0</b>	3x45 cm	●	VCP636E	201,12
<b>USP 1</b>	3x45 cm	●	VCP637E	206,64

#### 36 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	3x45 cm	●	VCP634H	301,66
<b>USP 2/0</b>	3x45 cm	●	VCP635H	296,37





## SURGICRYL MONOFILAMENT

Weitere Eigenschaften siehe S. 12



## VITREX POLYDOX

Weitere Eigenschaften siehe S. 12

### FLACHSPULEN in Aufbewahrungsflüssigkeit

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	15 m	●	SM13151	28,58
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	SM13201	29,05
	25 m	●	SM13202	41,11
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	SM13301	31,55
	25 m	●	SM13302	46,01
<b>USP 0</b>	15 m	●	SM13351	32,63
	25 m	●	SM13352	47,83
<b>USP 1</b>	15 m	●	SM13401	33,98
	25 m	●	SM13402	48,46
	50 m	●	SM13405	79,53
<b>USP 2</b>	15 m	●	SM13501	37,29
	25 m	●	SM13502	48,15
	50 m	●	SM13505	82,13
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	SM13601	37,55
	25 m	●	SM13602	52,97
	50 m	●	SM13605	94,14

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	25 m	●	DX 1043	52,06
	50 m	●	DX 1013	97,94
<b>USP 2/0</b>	25 m	●	DX 1044	55,59
<b>USP 0</b>	25 m	●	DX 1045	64,88
<b>USP 1</b>	50 m	●	DX 1016	139,00

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2</b>	150 cm	●	SM13500015	43,37
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM13600015	45,89

### LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM13200025	39,59



# POLYGLYKOLSÄURE



## SURGICRYL PGA

Weitere Eigenschaften siehe S. 9

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	15 m	●	SM11151	24,15
USP 3/0	15 m	●	SM11201	24,27
	25 m	●	SM11202	31,87
USP 2/0	15 m	●	SM11301	25,62
	25 m	●	SM11302	34,36
	50 m	●	SM11305	57,37
USP 0	15 m	●	SM11351	27,43
	25 m	●	SM11352	37,42
	50 m	●	SM11355	63,61
USP 1	15 m	●	SM11401	25,74
	25 m	●	SM11402	39,91
	50 m	●	SM11405	68,61
USP 2	15 m	●	SM11501	30,51
	25 m	●	SM11502	44,90
	50 m	●	SM11505	72,67
	100 m	●	SM115010	133,45
USP 3+4	15 m	●	SM11601	33,67
	25 m	●	SM11602	48,30
	50 m	●	SM11605	79,59
	100 m	●	SM116010	149,15
USP 5	15 m	●	SM11701	37,74
	25 m	●	SM11702	49,98
	50 m	●	SM11705	90,59
USP 6	15 m	●	SM11801	40,29
	25 m	●	SM11802	54,21
	50 m	●	SM11805	99,93

### LIGAPACK

USP 3/0	250 cm	●	SM11200025	42,32
USP 2/0	250 cm	●	SM11300025	44,73
USP 0	250 cm	●	SM11350025	47,15
USP 1	250 cm	●	SM11400025	52,61
USP 2	250 cm	●	SM11500025	59,22
USP 3+4	250 cm	●	SM11600025	59,22
USP 5	250 cm	●	SM11700025	59,22

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	3x50 cm	●	SM11150050	32,24
USP 3/0	3x50 cm	●	SM11200050	35,07
	150 cm	●	SM11200015	35,07
USP 2/0	3x50 cm	●	SM11300050	37,49
	150 cm	●	SM11300015	37,49
USP 0	3x50 cm	●	SM11350050	35,70
	150 cm	●	SM11350015	39,90
USP 1	3x50 cm	●	SM11400050	40,53
	150 cm	●	SM11400015	39,48
USP 2	3x50 cm	●	SM11500050	47,78
	150 cm	●	SM11500015	47,78
USP 3+4	150 cm	●	SM11600015	49,67



## SURGICRYL RAPID (PGA)

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 3/0	150 cm	●	SM14200015	44,00
USP 2/0	150 cm	●	SM14300015	44,42
USP 0	150 cm	●	SM14350015	44,73
USP 1	150 cm	●	SM14400015	44,73
USP 2	150 cm	●	SM14500015	45,99



**VITREX**  
**CHIRLAC BRAIDED**

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	PG 1023	23,67
	25 m	●	PG 1043	33,25
	50 m	●	PG 1013	58,72
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	PG 1024	26,88
	25 m	●	PG 1044	38,72
<b>USP 0</b>	15 m	●	PG 1025	29,58
	25 m	●	PG 1045	42,55
<b>USP 1</b>	15 m	●	PG 1026	32,97
	25 m	●	PG 1046	48,00
	50 m	●	PG 1016	86,92
<b>USP 2</b>	15 m	●	PG 1027	37,30
	25 m	●	PG 1047	55,08
	50 m	●	PG 1017	100,58
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	PG 1028	43,66
	50 m	●	PG 1018	120,29

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
<b>USP 5/0</b>	45 cm	●	PG 0042	75,79	
<b>USP 4/0</b>	45 cm	●	PG 0043	75,79	
	75 cm	●	PG 0053	89,82	
	150 cm	●	PG 0083	55,64	
<b>USP 3/0</b>	45 cm	●	PG 0044	85,60	
	10x45 cm	●	PG 0064	136,00	
	75 cm	●	PG 0054	111,60	
	150 cm	●	PG 0084	55,20	
	<b>USP 2/0</b>	45 cm	●	PG 0045	99,60
	10x45 cm	●	PG 0065	162,18	
	75 cm	●	PG 0055	125,60	
	150 cm	●	PG 0085	58,00	
	<b>USP 0</b>	45 cm	●	PG 0046	110,98
	10x45 cm	●	PG 0066	178,74	
	75 cm	●	PG 0056	143,20	
	150 cm	●	PG 0089	62,00	
<b>USP 1</b>	45 cm	●	PG 0047	126,97	
	10x45 cm	●	PG 0067	203,78	
	75 cm	●	PG 0057	160,81	
	150 cm	●	PG 0087	73,20	
	<b>USP 2</b>	45 cm	●	PG 0048	156,53
	10x45 cm	●	PG 0068	240,45	
	75 cm	●	PG 0058	182,22	
	150 cm	●	PG 0090	108,00	



## POLYAMID



### DACLON NYLON

Weitere Eigenschaften siehe S. 14



### SUPRAMID BLACK

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM9015	17,41
USP 3/0	100 m	●	SM9020	17,87
USP 2/0	100 m	●	SM9030	20,23
USP 0	100 m	●	SM9035	21,52
USP 1	100 m	●	SM9040	24,93
USP 2	75 m	●	SM9050	24,11
USP 3+4	50 m	●	SM9060	21,64

#### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 1	150 cm	●	SM9400015	14,91
USP 0	150 cm	●	SM9350015	14,91

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM4015	25,87
USP 3/0	100 m	●	SM4020	26,11
USP 2/0	100 m	●	SM4030	29,75
USP 0	100 m	●	SM4035	32,45
USP 1	100 m	●	SM4040	33,98
USP 2	75 m	●	SM4050	33,40
USP 3+4	50 m	●	SM4060	27,74
USP 5	40 m	●	SM4070	26,47
USP 6	40 m	●	SM4080	28,35
USP 7	30 m	●	SM4090	24,92



### SUPRAMID WHITE

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	○	SM3015	21,39
USP 3/0	100 m	○	SM3020	21,63
USP 2/0 – EP2,5	100 m	○	SM3025	24,93
– EP3	100 m	○	SM3030	25,53
USP 0	100 m	○	SM3035	28,35
USP 1	100 m	○	SM3040	29,99
USP 2	75 m	○	SM3050	30,57
USP 3+4	50 m	○	SM3060	25,87
USP 5	40 m	○	SM3070	24,93
USP 6	40 m	○	SM3080	26,81
USP 7	30 m	○	SM3090	23,75
USP 8	30 m	○	SM3100	25,63

#### FLACHSPULEN in Aufbewahrungsflüssigkeit

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	○	SM3016	22,81
USP 3/0	100 m	○	SM3021	23,05
USP 2/0 – EP2,5	100 m	○	SM3026	26,33
– EP3	100 m	○	SM3031	26,93
USP 0	100 m	○	SM3036	29,75
USP 1	100 m	○	SM3041	31,41
USP 2	75 m	○	SM3051	31,99
USP 3+4	50 m	○	SM3061	27,28
USP 5	40 m	○	SM3071	26,33
USP 6	40 m	○	SM3081	28,23
USP 7	30 m	○	SM3091	25,17
USP 8	30 m	○	SM3101	26,47



**VITREX**  
**SILON**  
**MONOFILAMENT**

Weitere Eigenschaften siehe S. 15



**VITREX**  
**SILON BRAIDED**

Weitere Eigenschaften siehe S. 15

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	50 m	●	SM 0702	17,42
<b>USP 4/0</b>	50 m	●	SM 0703	17,08
<b>USP 3/0</b>	50 m	●	SM 0704	17,08
<b>USP 2/0</b>	50 m	●	SM 0705	17,08
	100 m	●	SM 0725	31,81
<b>USP 0</b>	50 m	●	SM 0706	17,08
<b>USP 1</b>	50 m	●	SM 0707	17,08
<b>USP 2</b>	50 m	●	SM 0708	17,08

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	100 m	○	501 N	18,67
<b>USP 4/0</b>	100 m	○	502 N	18,67
<b>USP 3/0 – EP2</b>	100 m	○	503 N	18,67
<b>– EP2,5</b>	100 m	○	504 N	19,13
<b>USP 2/0</b>	100 m	○	505 N	19,13
<b>USP 0</b>	100 m	○	506 N	19,13
<b>USP 1</b>	50 m	○	507 N	14,55
<b>USP 2</b>	50 m	○	508 N	14,55
<b>USP 3+4</b>	50 m	○	509 N	19,13
<b>USP 5</b>	50 m	○	510 N	19,13



**ETHICON**  
**ETHILON**


Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**12 (G) UND 36 (H) FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 6/0</b>	45 cm	●	697G	131,02



## POLYESTER



### POLYESTER

Weitere Eigenschaften siehe S. 16

#### LIGAPACK


Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	2,5 m	●	SM7150025	16,59
USP 3/0	2,5 m	●	SM7200025	16,59
USP 2/0	2,5 m	●	SM7300025	16,59
USP 3+4	2,5 m	●	SM7600025	16,59
USP 2	2,5 m	●	SM7500025	16,59
USP 1	2,5 m	●	SM7400025	16,59
USP 0	2,5 m	●	SM7350025	16,59

#### ROLLEN

+0,30 mm	2.000 m	●	SMPolyester030	312,90
+0,25 mm	2.000 m	●	SMPolyester025	293,16

#### 12 FOLIEN/BOX

USP 4/0	45 cm	●	SM7150045	14,60
	150 cm	●	SM7150015	14,60
USP 3/0	45 cm	●	SM7200045	14,60
	3x50 cm	●	SM7200050	14,60
	2x75 cm	●	SM7200075_2	14,60
USP 2/0	150 cm	●	SM7200015	14,60
	45 cm	●	SM7300045	14,60
USP 2/0	3x50 cm	●	SM7300050	14,60
	150 cm	●	SM7300015	14,60
USP 3+4	45 cm	●	SM7600045	14,60
	150 cm	●	SM7600015	14,60
USP 2	45 cm	●	SM7500045	14,60
	3x50 cm	●	SM7500050	14,60
	150 cm	●	SM7500015	14,60
USP 1	45 cm	●	SM7400045	14,60
	3x50 cm	●	SM7400050	14,60
	150 cm	●	SM7400015	14,60
USP 0	45 cm	●	SM7350045	14,60
	3x50 cm	●	SM7350050	14,60
	150 cm	●	SM7350015	14,60



### DERMAFIL

Weitere Eigenschaften siehe S. 16

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM7015	22,23
USP 3/0	100 m	●	SM7020	22,58
USP 2/0 – EP 2,5	100 m	●	SM7025	22,82
	– EP 2	100 m	●	SM7030
USP 0	100 m	●	SM7035	23,41
USP 1	100 m	●	SM7040	23,88
USP 2	75 m	●	SM7050	22,70
USP 3+4	50 m	●	SM7060	21,77
USP 5	40 m	●	SM7070	21,40
USP 6	40 m	●	SM7080	23,05



### VITAFIL

Weitere Eigenschaften siehe S. 16

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 2/0	100 m	●	SM6030	24,94
USP 0	100 m	●	SM6035	24,94
USP 1	100 m	●	SM6040	25,30
USP 2	100 m	●	SM6050	26,48
USP 3+4	80 m	●	SM6060	26,46
USP 5	60 m	●	SM6070	25,76
USP 6	50 m	●	SM6080	24,70
USP 7	40 m	●	SM6090	27,17
USP 8	30 m	●	SM6100	26,70



**VITREX**  
**TERVALON**

Weitere Eigenschaften siehe S. 16



**ETHICON**  
**ETHIBOND EXCEL**

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	TG 0503	23,22
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	TG 0504	22,75
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	TG 0505	22,75
<b>USP 0</b>	100 m	●	TG 0506	23,22
<b>USP 1</b>	50 m	●	TG 0507	22,75
<b>USP 2</b>	50 m	●	TG 0508	22,75
<b>USP 3+4</b>	50 m	●	TG 0509	23,22
<b>USP 5</b>	25 m	●	TG 0510	23,22
<b>USP 6</b>	25 m	●	TG 0511	23,23

**36 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	6x45 cm	●	EH6441H	469,91
<b>USP 4/0</b>	6x45 cm	●	EH6442H	446,42
	12x 45 cm	●	EH6372H	751,82
<b>USP 3/0</b>	6x45 cm	●	EH6443H	395,30
	12x 45 cm	●	EH6373H	732,06
	5 x 70 cm	●	EH6523H	385,79
<b>USP 2/0</b>	3x45 cm	●	EH6434H	222,58
	6x45 cm	●	EH6444H	422,89
	12x 45 cm	●	EH6374H	712,27
	2x70cm	●	EH6454H	169,17
<b>USP 0</b>	5x70 cm	●	EH6524H	375,89
	6x45 cm	●	EH6445H	434,65
	5x70 cm	●	EH6525H	385,79
<b>USP 1</b>	2x70 cm	●	EH6455H	173,61
	6x45 cm	●	EH6446H	453,42
	2x70 cm	●	EH6456H	180,74
<b>USP 2</b>	5x70 cm	●	EH6526H	401,64
	3x45 cm	●	EH6437H	248,57
	6x45 cm	●	EH6447H	472,23
	2x70 cm	●	EH6457H	187,89
<b>USP 3</b>	5x70 cm	●	EH6527H	417,48
	2x70 cm	●	EH6458H	251,47
	2x70 cm	●	EH6459H	327,73



# SEIDE



## SEIDE GEFLOCHTEN

Weitere Eigenschaften siehe S. 17

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 5/0	100 m	●	SM8010	27,75
USP 4/0	100 m	●	SM8015	22,70
USP 3/0	100 m	●	SM8020	22,70
USP 2/0	100 m	●	SM8030	24,74
USP 0	100 m	●	SM8035	24,82
USP 1	100 m	●	SM8040	26,57
USP 2	100 m	●	SM8050	30,69
USP 3+4	80 m	●	SM8060	28,23
USP 5	60 m	●	SM8070	27,76
USP 6	50 m	●	SM8080	26,34
USP 7	40 m	●	SM8090	27,06
USP 8	30 m	●	SM8100	25,18

### LIGAPACK

USP 3/0	250 cm	●	SM8200025	20,90
USP 2/0	250 cm	●	SM8300025	20,69
USP 3+4	250 cm	●	SM8600025	21,53
USP 2	250 cm	●	SM8500025	22,73
USP 1	250 cm	●	SM8400025	21,21
USP 0	250 cm	●	SM8350025	20,69

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	17x45 cm	●	SM8150046	18,80
	13x60 cm	●	SM8150060	18,80
USP 3/0	6x45 cm	●	SM8200044	13,86
	17x45 cm	●	SM8200046	18,80
	13x60 cm	●	SM8200060	18,80
	12x75 cm	●	SM8200075	19,22
USP 2/0	150 cm	●	SM8200015	15,75
	6x45 cm	●	SM8300044	14,07
	17x45 cm	●	SM8300046	17,96
USP 2	13x60 cm	●	SM8300060	18,80
	12x75 cm	●	SM8300075	19,53
	150 cm	●	SM8300015	15,75
USP 6	150 cm	●	SM8800015	17,22
USP 3+4	150 cm	●	SM8600015	15,75
USP 2	6x45 cm	●	SM8500044	15,44
	17x45 cm	●	SM8500046	19,95
	12x75 cm	●	SM8500075	20,37
	150 cm	●	SM8500015	17,01
USP 1	6x45 cm	●	SM8400044	14,81
	17x45 cm	●	SM8400046	19,43
	13x60 cm	●	SM8400060	18,80
	12x75 cm	●	SM8400075	20,06
USP 0	150 cm	●	SM8400015	16,38
	6x45 cm	●	SM8350044	14,49
	17x45 cm	●	SM8350046	19,22
	13x60 cm	●	SM8350060	18,80
USP 0	12x75 cm	●	SM8350075	19,85
	150 cm	●	SM8350015	15,75





## VITREX SILK

Weitere Eigenschaften siehe S. 17

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 5/0	100 m	●	302 N	18,34
USP 4/0	100 m	●	303 N	18,34
USP 3/0	100 m	●	304 N	18,00
USP 2/0	100 m	●	306 N	21,22
USP 1	50 m	●	308 N	16,16
USP 2	50 m	●	309 N	20,20
USP 5	25 m	●	311 N	30,79

### 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	3x45cm	●	HB 4033	27,87
	12x45cm	●	HB 3043	50,00
USP 3/0	3x45cm	●	HB 4034	27,87
	12x45cm	●	HB 3044	51,09
USP 2/0	5x30cm	●	HB 7055	26,00
	3x45cm	●	HB 4035	28,79
	12x45cm	●	HB 3045	54,80
USP 0	12x45cm	●	HB 3046	54,58
USP 2	3x45cm	●	HB 4038	28,79

### LIGAPACK 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 5/0	1,5 m	●	317	26,01
USP 4/0	1,5 m	●	318	26,01
USP 3/0	1,5 m	●	319	26,40
USP 2/0	1,5 m	●	321	29,72
USP 0	1,5 m	●	322	30,65
USP 1	1,5 m	●	323	32,79
USP 2	1,5 m	●	324	33,81
USP 3+4	1,5 m	●	325	34,83
USP 5	1,5 m	●	326	35,39

### LIGAPACK 20 FOLIEN/BOX

USP 3/0	3 m	●	HB 3053	22,06
USP 2/0	3 m	●	HB 3054	23,22
USP 0	3 m	●	HB 3055	23,45
USP 1	3 m	●	HB 3056	24,57



## NATÜRLICHE MATERIALIEN



### CATGUT PLAIN

Weitere Eigenschaften siehe S. 13



VITREX

### CATGUT PLAIN

Weitere Eigenschaften siehe S. 13

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM1020	76,09
USP 3/0	100 m	●	SM1030	78,80
USP 2/0	100 m	●	SM1035	84,20
USP 0	100 m	●	SM1040	90,21
USP 1	75 m	●	SM1050	84,42
USP 2	50 m	●	SM1060	67,72
USP 3	50 m	●	SM1070	73,26
USP 4	30 m	●	SM1080	66,56
USP 5	30 m	●	SM1090	75,96
USP 6	30 m	●	SM1100	82,08

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	103VP	65,98
USP 3/0	100 m	●	104VP	64,97
USP 2/0	100 m	●	105VP	65,33
USP 0	50 m	●	106VP	44,23
USP 1	50 m	●	107VP	48,05
USP 2	50 m	●	108VP	54,78
USP 3	25 m	●	109VP	36,77
USP 4	25 m	●	110VP	39,32

#### 12 FOLIEN/BOX

USP 4/0	1,5 m	●	SM1200015	19,98
USP 3/0	1,5 m	●	SM1300015	19,98
USP 2/0	1,5 m	●	SM1350015	19,98
USP 0	1,5 m	●	SM1400015	19,98
USP 1	1,5 m	●	SM1500015	22,42
USP 2	1,5 m	●	SM1600015	27,70
USP 3	1,5 m	●	SM1700015	32,43

## NATÜRLICHE MATERIALIEN & METALL



### CATGUT CHROM

Weitere Eigenschaften siehe S. 13



VITREX

### CATGUT CHROM

Weitere Eigenschaften siehe S. 13

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	100 m	●	SM2015	92,61
<b>USP 4/0</b>	50 m	●	SM20205	42,10
	100 m	●	SM2020	76,09
<b>USP 3/0</b>	50 m	●	SM20305	43,40
	100 m	●	SM2030	78,80
<b>USP 2/0</b>	50 m	●	SM20355	43,75
	100 m	●	SM2035	84,20
<b>USP 0</b>	50 m	●	SM20405	49,04
	75 m	●	SM20407	67,63
	100 m	●	SM2040	90,21
<b>USP 1</b>	50 m	●	SM20505	60,22
	75 m	●	SM2050	84,42
<b>USP 2</b>	50 m	●	SM2060	67,72
<b>USP 3</b>	50 m	●	SM2070	73,26
<b>USP 4</b>	25 m	●	SM20802	58,91
	30 m	●	SM2080	66,56
<b>USP 5</b>	30 m	●	SM2090	75,96
<b>USP 6</b>	30 m	●	SM2100	82,08

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	103VC	65,98
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	104VC	64,97
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	105VC	65,33
<b>USP 0</b>	50 m	●	106VC	44,23
<b>USP 1</b>	50 m	●	107VC	48,05
<b>USP 2</b>	50 m	●	108VC	54,78
<b>USP 3</b>	25 m	●	109VC	36,77
<b>USP 4</b>	25 m	●	110VC	39,32

#### 12 FOLIEN/BOX

<b>USP 4/0</b>	1,5 m	●	SM2200015	19,98
<b>USP 3/0</b>	1,5 m	●	SM2300015	19,98
<b>USP 2/0</b>	1,5 m	●	SM2350015	19,98
<b>USP 0</b>	1,5 m	●	SM2400015	19,98
<b>USP 1</b>	1,5 m	●	SM2500015	22,42
<b>USP 2</b>	1,5 m	●	SM2600015	27,70
<b>USP 3</b>	1,5 m	●	SM2700015	32,43
<b>USP 4</b>	1,5 m	●	SM2800015	36,86
<b>USP 6</b>	1,5 m	●	SM21000015	41,28



# NATÜRLICHE MATERIALIEN & METALL



## LINAFIL NATURAL

Weitere Eigenschaften siehe S. 19



## STAHL MONOFIL.

Weitere Eigenschaften siehe S. 18

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	SM5030	21,63
<b>USP 0</b>	100 m	●	SM5035	21,63
<b>USP 1</b>	100 m	●	SM5040	21,63
<b>USP 2</b>	75 m	●	SM5050	20,45
<b>USP 3+4</b>	50 m	●	SM5060	20,82
<b>USP 5</b>	40 m	●	SM5070	20,70

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	50 m	●	SM10010	24,22
<b>USP 4/0</b>	50 m	●	SM10015	24,22
<b>USP 3/0</b>	50 m	●	SM10020	24,46
<b>USP 2/0</b>	50 m	●	SM10030	24,82
<b>USP 0</b>	50 m	●	SM10035	25,40
<b>USP 1</b>	50 m	●	SM10040	25,76



# Chirurgische Nadeln

---

## **Rundkörpernadeln**

von SMI und Vitrex

S. 70

---

## **Schneidende Nadeln**

von SMI und Vitrex

S. 71–72


---



# RUNDKÖRPERNADELN




## RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b>				
16	N°16	Federöhr	SMZ866	10,34
20	N°15	Öhr	SMZ814	10,34
	N°15	Federöhr	SMZ864	10,34
25	N°13	Öhr	SMZ813	10,34
	N°13	Federöhr	SMZ863	10,34
30	N°12	Öhr	SMZ812	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ862	10,34
35	N°10	Öhr	SMZ811	10,34
	N°10	Federöhr	SMZ861	10,34
40	N°9	Öhr	SMZ810	10,34
	N°9	Federöhr	SMZ860	10,34
45	N°8	Öhr	SMZ808	11,03
	N°8	Federöhr	SMZ859	10,34
48	N°7	Federöhr	SMZ840	10,82
50	N°7	Öhr	SMZ807	11,03
	N°7	Federöhr	SMZ858	10,82
55	N°6	Öhr	SMZ806	11,03
	N°6	Federöhr	SMZ856	10,82
60	N°4	Federöhr	SMZ855	10,82
70	N°2	Federöhr	SMZ853	10,82
80	N°1	Federöhr	SMZ851	10,82
90	N°00	Federöhr	SMZ850	10,82


## VITREX

### RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €	
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel extra stark</b>					
85	N°2	HRX 38	Öhr	EY 9709	18,00
110	N°0	HRX 72	Öhr	EY 9701	18,00



## RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis, Rundkörperringel</b>				
14	N°17	Federöhr	SMZ667	10,34
16	N°16	Federöhr	SMZ666	10,34
20	N°15	Öhr	SMZ614	10,34
	N°15	Federöhr	SMZ664	10,34
22	N°14	Federöhr	SMZ671	10,34
25	N°13	Öhr	SMZ613	10,34
	N°13	Federöhr	SMZ663	10,34
30	N°12	Öhr	SMZ612	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ662	10,34
32	N°11	Federöhr	SMZ670	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ662	10,34
35	N°10	Öhr	SMZ611	10,34
	N°10	Federöhr	SMZ661	10,34
40	N°9	Öhr	SMZ610	10,34
	N°9	Federöhr	SMZ660	10,34
45	N°8	Öhr	SMZ608	10,34
	N°8	Federöhr	SMZ658	10,34
50	N°7	Öhr	SMZ607	10,71
	N°7	Federöhr	SMZ657	10,34
55	N°6	Federöhr	SMZ656	10,82
57	N°5	Öhr	SMZ605	10,71
60	N°4	Federöhr	SMZ655	10,82
65	N°3	Öhr	SMZ604	10,71
70	N°2	Öhr	SMZ603	10,71
	N°2	Federöhr	SMZ653	10,82
80	N°1	Öhr	SMZ591	10,71
85	N°0	Öhr	SMZ590	10,71
90	N°00	Öhr	SMZ601	11,45
	N°00 LIGHT	Öhr	SMZ602	11,45
	N°00	Federöhr	SMZ651	11,45
100	N°000	Federöhr	SMZ650	11,45
110	N°4-0	Öhr	SMZ599	11,03
130	N°000000	Öhr	SMZ595	11,03




### 3/8 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze

80	N°1	Federöhr	SMZ303	12,71
90	N°00	Federöhr	SMZ301	12,71

## SCHNEIDENDE NADELN




### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>			
16	N°16	Federöhr	SMZ766	11,45
20	N°15	Öhr	SMZ714	11,87
	N°15	Federöhr	SMZ764	11,45
25	N°13	Öhr	SMZ713	11,87
	N°13	Federöhr	SMZ763	11,45
30	N°12	Öhr	SMZ712	11,87
	N°12	Federöhr	SMZ762	11,87
35	N°10	Öhr	SMZ711	11,87
	N°10	Federöhr	SMZ761	11,87
40	N°9	Öhr	SMZ710	11,87
	N°9	Federöhr	SMZ760	11,87
45	N°8	Öhr	SMZ708	11,87
	N°8	Federöhr	SMZ759	11,87
50	N°7	Federöhr	SMZ758	11,87
55	N°6	Öhr	SMZ706	11,87
	N°6	Federöhr	SMZ756	11,87
60	N°4	Federöhr	SMZ755	11,87
65	N°3	Öhr	SMZ704	11,87
70	N°2	Öhr	SMZ703	11,87
	N°2	Federöhr	SMZ753	11,87
80	N°1	Öhr	SMZ702	11,87
	N°1	Federöhr	SMZ752	11,87
90	N°00	Federöhr	SMZ751	11,87



### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX


Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>			
12	N°20	Federöhr	SMZ568	11,03
14	N°17	Federöhr	SMZ567	11,03
16	N°16	Öhr	SMZ516	11,03
	N°16	Federöhr	SMZ566	11,03
20	N°15	Öhr	SMZ514	11,03
	N°15	Federöhr	SMZ564	11,03
22	N°14	Federöhr	SMZ571	11,03
25	N°13	Öhr	SMZ513	11,03
	N°13	Federöhr	SMZ563	11,03
30	N°12	Öhr	SMZ512	11,03
	N°12	Federöhr	SMZ562	11,03
32	N°11	Federöhr	SMZ570	11,03
35	N°10	Öhr	SMZ511	11,45
	N°10	Federöhr	SMZ561	11,45
40	N°9	Öhr	SMZ510	11,45
	N°9	Federöhr	SMZ560	11,45
45	N°8	Öhr	SMZ508	11,45
	N°8	Federöhr	SMZ558	11,45
50	N°7	Federöhr	SMZ557	11,45
55	N°6	Federöhr	SMZ556	11,45
57	N°5	Öhr	SMZ506	11,87
60	N°4	Öhr	SMZ505	11,87
	N°4	Federöhr	SMZ555	11,45
70	N°2	Öhr	SMZ504	11,87
	N°2 LIGHT	Öhr	SMZ504L	11,87
	N°2	Federöhr	SMZ553	11,87
80	N°1	Öhr	SMZ503	12,71
	N°1	Federöhr	SMZ552	13,13
90	N°00	Öhr	SMZ501	12,71
	N°00	Federöhr	SMZ551	12,71
100	N°000	Öhr	SMZ500	12,71
	N°000	Federöhr	SMZ550	12,71
130	N°000000	Öhr	SMZ495	12,71



# SCHNEIDENDE NADELN


## VITREX

### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
55	N°21 DS 20	Öhr	EY 9421	17,20
65	N°19 DS 24.5	Öhr	EY 9419	17,20
	N°17 DS 28	Öhr	EY 9417	17,20
75	N°15 DS 32	Öhr	EY 9415	17,20
85	N°10 DS 44	Öhr	EY 9410	17,20
110	N°5 DS 58	Öhr	EY 9405	19,00



### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>J-Nadeln, außen schneidende Nadel</b>				
12	N°20	Federöhr	SMZ268	9,40
16	N°16	Federöhr	SMZ266	9,40
20	N°15	Federöhr	SMZ264	9,40
25	N°13	Federöhr	SMZ263	9,40
30	N°12	Federöhr	SMZ262	9,40
35	N°10	Federöhr	SMZ261	9,40
40	N°9	Federöhr	SMZ260	9,40
45	N°8	Öhr	SMZ208	9,40
50	N°7	Öhr	SMZ207	9,40
55	N°6	Öhr	SMZ206	9,40
57	N°5	Öhr	SMZ201	9,40
60	N°4	Öhr	SMZ205	9,40
65	N°3	Öhr	SMZ204	9,40
70	N°2	Öhr	SMZ203	9,40
80	N°1	Öhr	SMZ202	9,40





# Zubehör

<b>Spezialprodukte für die Veterinärmedizin</b>	S. 74–75
<b>Wundkleber</b>	S. 76
<b>Chirurgische Netze</b>	S. 77
<b>Blutstillung</b>	S. 78–79
<b>Biopsie &amp; Katheter</b>	S. 80
<b>Halskrägen</b>	S. 81
<b>Bandagen</b>	S. 82
<b>Hautklammergerät &amp; -Entferner</b>	S. 83
<b>OP-Ausrüstung &amp; Schutzkleidung</b>	S. 84
<b>Nahtmaterial-Ständer &amp; -Halter</b>	S. 85



# SPEZIALPRODUKTE

## SMI OP-MATERIAL FÜR DEN ERSATZ DES VORDEREN KREUZBANDES

Mit diesem System können Sie ohne großen Kraftaufwand und ohne fremde Hilfe eine stabile und dauerhafte Fixierung der Kreuzbandplastik vornehmen.



### Fabella Nadel

<b>Größe 2</b>	groß	Länge 80 mm	12 St.	SMZC0000002	22,84 €
			6 St.	SMZC0000002_6	12,96 €
<b>Größe 3</b>	medium	Länge 62 mm	12 St.	SMZC0000003	22,84 €
			6 St.	SMZC0000003_6	12,96 €
<b>Größe 4</b>	klein	Länge 45 mm	12 St.	SMZC0000004	20,58 €
			6 St.	SMZC0000004_6	12,48 €
<b>Größe 5</b>	sehr klein	Länge 30 mm	12 St.	SMZC0000005	20,26 €
			6 St.	SMZC0000005_6	12,16 €



### Crimp-Röhre

<b>10 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00010	23,50 €
<b>12 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00012	25,76 €
<b>14 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00014	30,46 €



### VKB Nahtmaterial, steril

Nylonmonolament für die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes.

Fäden für Hunde mit einem unterschiedlichen Belastungsbereich, abhängig vom Gewicht des Hundes. Beim Gewicht über 40 kg muss der Faden doppelt geführt werden.

<b>Faden VKB</b>	50 lb x 50 cm	Hunde < 15 kg	1 St.	SMZC050	4,38 €
	80 lb x 80 cm	Hunde < 20 kg	1 St.	SMZC080	4,54 €
	100 lb x 80 cm	Hunde > 20 kg	1 St.	SMZC100	4,70 €
Hunde > 40 kg = 2x SMZC100					

Fadenstärke	Crimp-Röhre	Nadel	Menge	Bestell-Nr.	Preis
<b>VKB Varianten</b>					
<b>50 lb x 50 cm</b>	1x 10mm	-	1 St.	SMZC05010	7,46 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	-	1 St.	SMZC08012	7,78 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	-	1 St.	SMZC10012	8,42 €
<b>50 lb x 50 cm</b>	3x 10mm	-	1 St.	SMZC05010_3	11,02 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	3x 12mm	-	1 St.	SMZC08012_3	11,98 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	3x 12mm	-	1 St.	SMZC10012_3	13,60 €
<b>50 lb x 50 cm</b>	1x 10mm	30mm Nadel (sehr klein)	1 St.	SMZC0501005	10,70 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	45mm Nadel (klein)	1 St.	SMZC0801204	11,02 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	62mm Nadel (medium)	1 St.	SMZC1001203	11,66 €
<b>50 lb x 1 m</b>		30mm Nadel Loop (sehr klein)	1 St.	SMZC0500005L	12,48 €
<b>80 lb x 1,6m</b>		45mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0800004L	12,80 €
<b>80 lb x 1,6m</b>		62mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0800003L	13,12 €
<b>100 lb x 1,6m</b>		62mm Nadel Loop (medium)	1 St.	SMZC1000003L	13,44 €
<b>50 lb x 1 m</b>	2x 10mm	30mm Nadel Loop (sehr klein)	1 St.	SMZC0501005L	14,90 €
<b>80 lb x 1,6m</b>	2x 12mm	62mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0801204L	15,22 €
<b>100 lb x 1,6m</b>	2x 12mm	62mm Nadel Loop (medium)	1 St.	SMZC1001203L	15,56 €

SMI

**E-FIBER UHMWPE (= ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)**

E-FIBER ist ein medizinisch hochwertiges geflochtenes steriles chirurgisches Nahtmaterial aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE) und Polyester. E-FIBER ist ein nicht resorbierbares geflochtenes Nahtmaterial, das Flexibilität und Festigkeit bietet, die den meisten anderen Nahtmaterialien überlegen sind.

**VORTEILE:**

- Hochreine, medizinisch hochwertige, ultrahochmolekulare und leichte Polyethylenfasern bieten Flexibilität und unübertroffene Festigkeit
- Die einzigartige Geflechtkonstruktion hat eine bessere Knotenbruchfestigkeit als Polyesternäht mit einem langkettigen Polyethylenkern
- Das geschmeidige Design lässt jeden Knoten gleiten, um eine sanftere und effizientere Leistung zu erzielen
- Eine flachere Oberfläche ermöglicht es jedem Knoten, sich gegen den vorherigen zu verriegeln, was eine hervorragende Knotensicherheit bietet
- Einzigartige Ummantelung mit einem blauen Indikator sorgt für bessere Sichtbarkeit


Fadenstärke	Fadenlänge	Nadel	Crimp-Röhre	Menge	Bestell-Nr.	Preis
<b>E-Fiber Nahtmaterial, steril</b>						
<b>USP 2</b>	50 cm	-	-	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5	18,54 €
<b>USP 3+4</b>	50 cm	-	-	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6	20,08 €
<b>USP 5</b>	50 cm	-	-	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7	21,64 €
<b>USP 7</b>	60 cm	-	-	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9	24,72 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial mit gerader &amp; gebogener Nadel, steril</b>						
<b>USP 2</b>	30 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5N	24,72 €
<b>USP 3+4</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6N	29,36 €
<b>USP 5</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7N	30,90 €
<b>USP 7</b>	60 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9N	34,00 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial mit gerader &amp; gebogener Nadel + 1 Crimp-Röhre, steril</b>						
<b>USP 2</b>	30 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5NC	29,36 €
<b>USP 3+4</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6NC	34,00 €
<b>USP 5</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7NC	35,54 €
<b>USP 7</b>	60 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9NC	38,62 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial Doppelfaden mit gerader &amp; gebogener Nadel, steril</b>						
<b>USP 7</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel		Hunde > 40 kg	1 St. SMZCB9N2	46,36 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial Doppelfaden mit gerader &amp; gebogener Nadel + 2 Crimp-Röhren, steril</b>						
<b>USP 7</b>	50 cm	gerade & gebogene Nadel	2 Crimp-Röhren	Hunde > 40 kg	1 St. SMZCB9N2C	50,98 €



**CCL Instrumente**

<b>1 Crimpzange</b>	18 cm	1 St.	SMZC24	51,00 €
<b>2 Crimpzange mit Übersetzung</b>	23 cm	1 St.	SMZC25	159,00 €



# WUNDKLEBER

## WUNDKLEBER

**Indikation:** Schnittwunden, Schürfwunden, Verschluss einer Naht- / Heftklammerwunde, Zahn- und Kieferchirurgie

**SMI****Surgibond – n-Butyl-Cyanoacrylat Wundkleber**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Sichtbarkeit durch blaue Färbung</li> <li>• Surgibond wirkt innerhalb von Sekunden</li> <li>• Keine unnötigen Nähte oder Verbände</li> <li>• Wundverschluss</li> <li>• Zusätzliche Stabilisierung von Nähten</li> <li>• Stoppt Blutungen</li> <li>• Schutz von Infektionen</li> </ul>	2,5 ml	SMZG2	20,64 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	---------

**Surgibond Applikatoren**

6 St.	SMZGA2	1,92 €
-------	--------	--------

**Ethicon****Dermabond Mini – 2-Octyl-Cyanoacrylat Wundkleber (2-Schicht-Auftrag)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unkomplizierte Wundversorgung von Platzwunden und kleinen Inzisionen (Wunden bis 5 cm Länge)</li> <li>• Sofort nach der Versorgung sicher adaptierte Wundränder</li> <li>• Einfaches und präzises Auftragen in 2 Schichten</li> <li>• Definierter Aushärtungsprozess des Hautklebers</li> <li>• Mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen</li> <li>• Lagerhaltung bei Raumtemperatur</li> </ul>	12 x 0,36 ml	AHVM12	175,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------	--------

**Ethicon****Dermabond Advanced - 2-Octyl-Cyanoacrylat (1-Schicht-Auftrag)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehr Flexibilität</li> <li>• Eine verbesserte Verbindung mit der Haut und erhöhte Viskosität</li> <li>• Für Wunden bis zu 15 cm Länge</li> <li>• Schnelle Trockenzeit bei einschichtiger Anwendung</li> <li>• Ergonomisch geformter Applikator in Stiftform</li> </ul>	12 x 0,7 ml	ANX12	475,13 €
	6 x 0,7 ml	ANX6	237,31 €

**B. Braun****Histoacryl® – n-Butyl-Cyanoacrylat Wundkleber**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches, schnelles und präzises Auftragen (einschichtig)</li> <li>• Antibakterieller Schutzfilm gegen Eindringen von Bakterien</li> <li>• Kosteneffiziente Alternative durch OP-Zeitverkürzung</li> <li>• Empfohlen zur Herniennetzfixierung</li> <li>• Schnelle Polymerisierung in Kontakt mit Gewebe</li> <li>• Exzellente kosmetische Ergebnisse</li> </ul>			
farblos – speziell für Anwendungen im Gesichtsbereich	10 x 0,5 ml	1050071	271,60 €
	5 x 0,5 ml	1050060	160,89 €
blau – gute Sichtbarkeit	10 x 0,5 ml	1050044	271,60 €
	5 x 0,5 ml	1050052	160,89 €

SMI

**POLYPROPYLEN NETZ (nicht resorbierbar)**

Elastisches und beständiges Netz aus Polypropylen

- Äußerste Formstabilität und ausgezeichnete Transparenz
- Sehr dünne Netzstruktur, optimale Porosität
- Gute Handhabungseigenschaften – einfach zu schneiden
- Gute Verträglichkeit



**Polypropylen Hernia Netz Standard (50 gr/m<sup>2</sup>)**

5 x 10 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1515	143,12 €
6 x 11 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS0611	128,84 €
7,5 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS07515	128,84 €
10 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1015	128,84 €
15 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1515	157,50 €
30 x 30 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS3030	357,95 €

ETHICON

**PROLENE NETZ – nicht resorbierbar**

Das Prolene Netz ist ein steriles Einweg-Produkt zur Gewebeunterstützung bzw. Defektüberbrückung bei der Behandlung von Hernien

- Aus Polypropylen, kleinporig
- Ungefärbt, zuschneidbar

**Prolene Netz**

6 x 11 cm	3 St.	PMS3	190,24 €
12 x 10	3 St.	PMP3	268,22 €
15 x 10 cm	3 St.	PMN3	295,44 €
15 x 15 cm	3 St.	PMM3	324,84 €
30 x 30 cm	1 St.	PML1	273,51 €

B. BRAUN

**OPTILENE® MESH – Netz zur Reparatur von Narben- und Leistenhernien**

- Universell einsetzbar:
  - Für alle offenen Techniken in der Narbenhernienchirurgie (Onlay, Sublay)
  - Für alle offenen und laparoskopischen Techniken in der Leistenhernienchirurgie (Lichtenstein, TEP, TAPP)
- Großporig und gewichtsreduziert
- Blaue Entfaltungslinien

**Optilene Mesh**

Polypropylen (60 g/m<sup>2</sup>), Porengröße/-stärke 1,5 mm / 0,53 mm

5 x 10 cm	5 St.	1065020	312,50 €
7,5 x 15 cm	5 St.	1065030	375,00 €
10 x 15 cm	5 St.	1065040	400,00 €

**Optilene Mesh Elastic**

Polypropylen (60 g/m<sup>2</sup>), Porengröße/-stärke 1,5 mm / 0,53 mm

7,5 x 15 cm	5 St.	1064930	375,00 €
10 x 15 cm	5 St.	1064920	400,00 €



## BLUTSTILLUNG

SMI

### SMI SPON

#### Resorbierbarer hämostatischer Gelatineschwamm

- Hochgereinigtes Gelatinematerial aus bester Qualität
- Für den hämostatischen Einsatz durch Auftragen auf eine blutende Oberfläche
- Biokompatibel und nicht pyrogen



#### SMI SPON

<b>Dental Cube</b>	<b>10 x 10 x 10 mm</b>	32 St./Box	SMZHG101010	14,83 €
<b>Regular</b>	<b>70 x 50 x 10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG705010	22,00 €
<b>Tampon</b>	<b>80 x 30 mm</b>	8 St./Box	SMZHG8030	22,05 €
<b>Special</b>	<b>80 x 50 x 1 mm</b>	20 St./Box	SMZHG805001	31,63 €
<b>Standard</b>	<b>80 x 50 x 10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG805010	22,45 €

ETHICON

### TABOTAMP HÄMOSTYPTIKUM

- Bewährte Sicherheit und Wirksamkeit bei einem breiten Spektrum von Blutungen
- Offene Wirkstruktur ermöglicht die Sicht auf die Blutung
- Einfach zuschneid- und faltbar für den Einsatz in offenen und endoskopischen Prozeduren
- Flexible Wirkart passt sich unebenen Oberflächen an
- Anwendbar mit Elektrokauterisierung
- Durch Studien belegte bakterizide Wirkung



#### Tabotamp Hämostyptikum

<b>Tabotamp Snow</b>	<b>2,5 x 5 cm</b>	10 St.	T2091	760,96 €
	<b>5 x 10 cm</b>	10 St.	T2092	1.678,62 €
	<b>10 x 10 cm</b>	10 St.	T2093	2.233,65 €

B.BRAUN

### LYOSTYPT® - Hämostyptikum für die Gefäßchirurgie

Lyostypt® ist ein nassstabiles Kollagenvlies bovinen Ursprungs für die lokale Hämostase

- Effektive Hämostase bei kapillären, venösen, kleinen arteriellen Blutungen und Sickerblutungen
- Einfache Handhabung und sehr gute Gewebeerträglichkeit
- Vollständige Resorption innerhalb von 3 Wochen
- Hervorragend modellier- und verformbar



#### Lyostypt® KHV

<b>3 x 5 cm</b>	12 St.	1069128	136,60 €
<b>5 x 8 cm</b>	6 St.	1069152	138,00 €
	12 St.	1069020	287,90 €
<b>10 x 12 cm</b>	4 St.	1069209	118,70 €
	8 St.	1069039	328,00 €

## KNOCHENWACHS

Mechanische Barriere zum Eindämmen der Knochenblutungen

### Lieferform:

- 2,5 g einzeln verpackt



#### SMI

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> Raffiniertes weißes Bienenwachs (20%), Paraffin und Isopropyl Palmitat (80%)	12 x 2,5g	SMZ046	18,14 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------	---------

#### Ethicon

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> k.A.	12 x 2,5g	W31C	68,75 €
------------------------------	-----------	------	---------

#### B. Braun

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> Sterile Mischung aus Bienenwachs (70%) und Vaseline (30%).	24 x 2,5g	1029754	81,80 €
------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	---------	---------



## BIOPSIE & KATHETER

SMI

### BIOPSIE-PUNCH

Sterile Biopsie-Punch für genaue und schonende Hautbiopsien

- Nahtlose scharfe Schneide aus Edelstahl
- Gerippter Griff für einen sicheren Halt und Steuerung



#### Biopsie-Punch

Ø 2 mm	25 St.	SMZBP2	58,32 €
Ø 3 mm	25 St.	SMZBP3	58,32 €
Ø 4 mm	25 St.	SMZBP4	58,32 €
Ø 5 mm	25 St.	SMZBP5	58,32 €
Ø 6 mm	25 St.	SMZBP6	58,32 €
Ø 8 mm	25 St.	SMZBP8	58,32 €
Ø 10 mm	20 St.	SMZBP10	53,46 €
Ø 12 mm	20 St.	SMZBP12	53,46 €

SMI

### HARNKATHETER FÜR HUNDE UND KATZEN



#### HARNKATHETER KATZEN aus Polypropylen

1.00 mm x 13 cm	3FG	12 St.	SMZAKA10	34,42 €
1.30 mm x 13 cm	4FG	12 St.	SMZAKA13	34,42 €
1.00 mm x 13 cm mit Stylet	3FG	12 St.	SMZAKA10_S	39,56 €
1.30 mm x 13 cm mit Stylet	4FG	12 St.	SMZAKA13_S	40,18 €



#### HARNKATHETER HUNDE aus Polypropylen


1.30 mm x 50 cm mit Stylet	4FG	12 St.	SMZAKA13D	41,40 €
2.00 mm x 50 cm	6FG	12 St.	SMZAKA20	41,40 €
2.60 mm x 50 cm	8FG	12 St.	SMZAKA26	42,02 €
3.30 mm x 50 cm	10FG	12 St.	SMZAKA33	42,64 €



SMI

### EASYCOL HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus umweltfreundlichem, flexiblem Polypropylen
- Mit einem Baumwollflanellstreifen am Rand des Kragens, der einen bequemen Sitz für den Patienten bietet
- Ausgestattet mit einem neuen Schnellbefestigungssystem. Der Kragen wird mit einem Befestigungsband oder Druckknöpfen geschlossen.
- Erhältlich in 9 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze




#### Easycol Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: +- 5,5 cm	1 St.	SMZKE7	2,38 €
9,5 cm	+- 7,5 cm	1 St.	SMZKE95	2,48 €
10 cm	+- 9,0 cm	1 St.	SMZKE10	2,84 €
11,5 cm	+- 9,5 cm	1 St.	SMZKE115	3,16 €
13 cm	+- 10,5 cm	1 St.	SMZKE13	3,64 €
15,5 cm	+- 10 cm	1 St.	SMZKE155	4,36 €
17 cm	+- 10 cm	1 St.	SMZKE17	5,08 €
18 cm	+- 11 cm	1 St.	SMZKE18	7,02 €
22,5 cm	+- 13 cm	1 St.	SMZKE225	9,36 €

SMI

### KLASSISCHE HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus 100% umweltfreundlichem transparentem Polypropylen
- 3 Einstellungen der Halsgröße – leicht am Patienten zu befestigen, passend für jeden Hund und jede Katze



#### Klassische Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: 6 – 8 cm	10 St.	SMZKC75	8,74 €
10 cm	7 – 8 cm	10 St.	SMZKC10	9,82 €
12,5 cm	9 – 11 cm	10 St.	SMZKC125	12,82 €
15 cm	10 – 12 cm	10 St.	SMZKC15	20,86 €
20 cm	12 – 14 cm	10 St.	SMZKC20	26,46 €
25 cm	14 – 16 cm	10 St.	SMZKC25	34,76 €
30 cm	15 – 18 cm	10 St.	SMZKC30	45,32 €
35 cm	19 – 22 cm	10 St.	SMZKC35	66,62 €
40 cm	22 – 25 cm	10 St.	SMZKC40	85,86 €

SMI

### KLICK-HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus 100% umweltfreundlichem transparentem Polypropylen
- Einfacher Schließmechanismus
- 3 Einstellungen der Halsgröße – leicht am Patienten zu befestigen, passend für jeden Hund und jede Katze



#### Klick-Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: 6 – 8 cm	10 St.	SMZKK75	9,66 €
10 cm	7 – 8 cm	10 St.	SMZKK10	10,82 €
12,5 cm	9 – 11 cm	10 St.	SMZKK125	14,00 €
15 cm	10 – 12 cm	10 St.	SMZKK15	21,30 €
20 cm	12 – 14 cm	10 St.	SMZKK20	29,04 €
25 cm	14 – 16 cm	10 St.	SMZKK25	38,12 €
30 cm	15 – 18 cm	10 St.	SMZKK30	49,80 €
35 cm	19 – 22 cm	10 St.	SMZKK35	72,02 €
40 cm	22 – 25 cm	10 St.	SMZKK40	93,20 €



# BANDAGEN

## SMI

### FLEX-BANDAGEN

- Selbstklebend, ohne mit der Haut oder den Haaren zu verkleben
- Stark und angenehm in der Anwendung
- Schweiß- und wasserabweisend
- Behalten die ursprüngliche Größe bei und schrumpfen nicht ein
- Handabriß, keine Schere erforderlich

2,5 cm / 4,5 m			
rot	60 St.	SMZBAR25	37,50 €
grün	60 St.	SMZBAG25	37,50 €
blau	60 St.	SMZBAB25	37,50 €
gelb	60 St.	SMZBAY25	37,50 €
gelb Smiley	60 St.	SMZBAY25_S	43,50 €
verschiedene Farben	60 St.	SMZBAM25	37,50 €

5 cm / 4,5 m			
weiß	36 St.	SMZBAW5	38,40 €
rot	36 St.	SMZBAR5	38,40 €
grün	36 St.	SMZBAG5	38,40 €
blau	36 St.	SMZBAB5	38,40 €
gelb	36 St.	SMZBAY5	38,40 €
neon orange	36 St.	SMZBANO5	38,40 €
neon pink	36 St.	SMZBANP5	38,40 €
neon grün	36 St.	SMZBANG5	38,40 €
blau Smiley	36 St.	SMZBAB5_S	42,90 €
gelb Smiley	36 St.	SMZBAY5_S	42,90 €
weiß Pfote	36 St.	SMZBAW5_P	42,90 €
verschiedene Farben	36 St.	SMZBAM5	38,40 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	36 St.	SMZBAM5_S	42,90 €

7,5 cm / 4,5 m			
weiß	24 St.	SMZBAW75	35,22 €
rot	24 St.	SMZBAR75	35,22 €
grün	24 St.	SMZBAG75	35,22 €
blau	24 St.	SMZBAB75	35,22 €
gelb	24 St.	SMZBAY75	35,22 €
neon orange	24 St.	SMZBANO75	35,22 €
neon pink	24 St.	SMZBANP75	35,22 €
neon grün	24 St.	SMZBANG75	35,22 €
blau Smiley	24 St.	SMZBAB75_S	39,72 €
gelb Smiley	24 St.	SMZBAY75_S	39,72 €
weiß Pfote	24 St.	SMZBAW75_P	39,72 €
verschiedene Farben	24 St.	SMZBAM75	35,22 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	24 St.	SMZBAM75_S	39,72 €

10 cm / 4,5 m			
weiß	18 St.	SMZBAW10	31,92 €
rot	18 St.	SMZBAR10	31,92 €
grün	18 St.	SMZBAG10	31,92 €
blau	18 St.	SMZBAB10	31,92 €
gelb	18 St.	SMZBAY10	31,92 €
schwarz	18 St.	SMZBABL10	31,92 €
neon orange	18 St.	SMZBANO10	31,92 €
neon pink	18 St.	SMZBANP10	31,92 €
neon grün	18 St.	SMZBANG10	31,92 €
blau Smiley	18 St.	SMZBAB10_S	37,50 €
gelb Smiley	18 St.	SMZBAY10_S	37,50 €
weiß Pfote	18 St.	SMZBAW10_P	37,50 €
verschiedene Farben	18 St.	SMZBAM10	31,92 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	18 St.	SMZBAM10_S	37,50 €

15 cm / 4,5 m			
rot	12 St.	SMZBAR15	34,50 €
grün	12 St.	SMZBAG15	34,50 €

No bit no chew Flex Bandage mit Bitterstoff			
Der bittere Geschmack verhindert Kauen und Lecken am Verband			
5 cm / 4,5 m	36 St.	SMZBAPT5	48,00 €
7,5 cm / 4,5 m	24 St.	SMZBAPT75	43,50 €
10 cm / 4,5 m	18 St.	SMZBAPT10	42,00 €

SMI  
HILFSMITTEL



**Hautklammergerät**

- Hautklammern und Einmal-Hautklammergerät steril, für den Gebrauch für jeweils einen Patienten
- Ergonomisches und benutzerfreundliches Design
- Ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld – die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen

<b>Set 10</b>	10x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	10 St.	SMZS35W010	84,00 €
<b>Set 50</b>	50x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	50 St.	SMZS35W050	420,00 €
<b>Set 100</b>	100x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	100 St.	SMZS35W100	780,00 €



**Klammer-Entferner**

<b>1 Einmal-Klammer-Entferner 1</b>	20 St.	SMZSR	110,20 € (Stk.-Preis: 5,51 €)
<b>2 Einmal-Klammer-Entferner 2</b>	50 St.	SMZSR2	125,00 € (Stk.-Preis: 2,50 €)



**Tabletteneingeber**

- Mit einem ausgeklügelten Design und einer weichen Gummispitze zur Erleichterung der Tabletten-Verabreichung ohne den Mund zu verletzen
- Schnelle und einfache Möglichkeit, Katzen und Hunden Tabletten zu verabreichen
- Die Box kann in ein intelligentes Panel umgewandelt werden, das mit 10 Einheiten ausgestattet ist

<b>Tabletteneingeber mit Silikon Spitze</b>	10 St.	SMZT1	11,12 €
---------------------------------------------	--------	-------	---------



**Pilomat**

Der **Tablettenteiler** kann Tabletten in jeglicher Größe in zwei Teile teilen.  
Der **Tablettenmörser** kann Tabletten im Handumdrehen zermahlen.

<b>Tablettenteiler blau, stabile Qualität</b>	1 St.	SMZ044	4,52 €
<b>Tablettenmörser blau, stabile Qualität</b>	1 St.	SMZ045	4,52 €



**OP Abdecktuch, 56 m<sup>2</sup>, 3-lagig**

- Folie auf Polyolefin Basis 24 g/m<sup>2</sup>, Klebstoff auf Gummibasis (UFD-Technologie) 2 g/m<sup>2</sup>
- Hydrophile Polypropylen Spinnvlies 30 g/m<sup>2</sup>
- Latexfreie Materialien – durch die Materialzusammensetzung verteilt und absorbiert Flüssigkeit schnell

<b>Tuchgröße</b>	30 x 45 cm	<b>ohne Loch</b>	225 St.	SMZOC3045	101,92 €
	45 x 60 cm		125 St.	SMZOC4560	78,30 €
	60 x 90 cm		75 St.	SMZOC6090	69,52 €
	90 x 120 cm		40 St.	SMZOC90120	63,72 €
	120 x 120 cm		30 St.	SMZOC120120	68,32 €
	120 x 180 cm		15 St.	SMZOC120180	50,08 €
	180 x 250 cm		15 St.	SMZOC180250	72,36 €
	31 x 44 cm	<b>mit Loch:</b> 1,5 x 4,5 cm	225 St.	SMZOC3144_S	144,00 €
	31 x 44 cm	3,5 x 9 cm	225 St.	SMZOC3144_M	144,46 €
	31 x 44 cm	5 x 14 cm	200 St.	SMZOC3144_B	141,00 €
	44 x 74 cm	7 x 20 cm	100 St.	SMZOC4474_S	120,00 €
	44 x 74 cm	8 x 24 cm	125 St.	SMZOC4474_M	165,00 €



# HILFSMITTEL

## SMI SCHUTZKLEIDUNG



### Einmal-Überziehkittel

Einweg-Schutzkittel aus Polyethylen, einzeln verpackte und gefaltete Kittel

- Lange trichterförmige Raglanärmel mit engen Unterarmabschlüssen für eine gute Abdichtung
- Keine Rückenöffnung für besseren Schutz
- Lang und geräumig zum Knien

<b>Economic 25 µ</b>	180 cm, ● grün	24 St.	SMZP001	33,00 €
	170 cm, ● grün	24 St.	SMZP002	33,00 €
<b>Standard 30 µ</b>	190 cm (165 cm), ● blau	24 St.	SMZP004	51,00 €
	180 cm (156 cm), ● blau	24 St.	SMZP005	48,00 €
	170 cm (140 cm), ● blau	24 St.	SMZP006	48,00 €
	180 cm (156 cm), ● blau, steril	1 St.	SMZP007	3,76 €
	170 cm (140 cm), ● blau, steril	1 St.	SMZP008	3,76 €



### Handschuhe

<b>1 Eco-Handschuhe</b>	Einweghandschuhe aus Standard-Polyethylen 25 µ 90 cm, ● grün	100 St.	SMZP015	9,30 €
<b>2 Nackenschützer von der Fingermitte bis zum Nacken</b>	Einweg-Untersuchungshandschuhe mit Achselschutz und Kopfschleufe 25 µ 90 cm, ● grün Maximaler Schutz	50 St.	SMZP016	9,90 €



### Überziehtiefel

<b>Einwegüberziehtiefel aus Kunststoff mit Gummibändern</b>	<b>60 µ</b>	35 x 50 cm	50 St.	SMZP030	13,78 €
-------------------------------------------------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

SMI

**NAHTMATERIALSTÄNDER FÜR NAHTMATERIAL IN FOLIEN**

Das flexible Ständersystem ermöglicht das geordnete Aufbewahren von Nahtmaterial in Folien. So bleibt das Nahtmaterial während der Operationen einfach zugänglich. Die austauschbaren Teile ermöglichen die Zusammenstellung verschiedener Konstellationen.



**Nahtmaterialständer**

<b>1 Ständer für 2 horizontale Nahtmaterialdosen</b>	125 mm x 72 mm x 143 mm	1 St.	SMZ070	6,37 €
<b>Schublade für Ständer</b>		1 St.	SMZ071	4,21 €



**Flachspulenhalter**

<b>Rostfreier Stahl</b>	für 3 Flachspulen	1 St.	SMZ0050	24,00 €
	für 4 Flachspulen	1 St.	SMZ0051	27,00 €
	für 5 Flachspulen	1 St.	SMZ0052	37,50 €





# Weitere Infos

Erklärungen: Nadeltypen & Verpackung S. 88–89


Versandbedingungen S. 90

Musterbestellung + Ihre Vorteile S. 91



# NADELTYPEN

## NADELGEOMETRIE



NADELKRÜMMUNGEN	
	1/2 Kreis
	1/4 Kreis
	3/8 Kreis
	gerade
	J-Form

## NADELKÖRPER

	Rundkörper
	Außen schneidend

## SPEZIAL-NADELSPITZEN


	Spatula / Lanzette
	Mikrospitze
	Trokarspitze
	flache Spitze

## NADELARMIERUNG

	<b>Einfach armiert</b> <i>Einzelstich, fortlaufende Naht</i>
	<b>Doppelt armiert</b> <i>Hauptsächlich zur Anastomose von Blutgefäßen oder anderen anatomischen Gängen</i>
	<b>Loop</b> <i>Bauchwand und Sehnen</i>



**Beschriftung der Verpackungsboxen anhand von zwei Beispielen:**



\* Hinweis zu Ethicon-Bestellnummern:

Die Buchstaben am Ende der Bestellnummer bezeichnen die Liefermenge: G – 1 Dutzend Folien in der Packung  
E – 2 Dutzend Folien in der Packung  
H – 3 Dutzend Folien in der Packung



## VERSANDBEDINGUNGEN


### VERSANDKOSTEN national

**Produkte mit einem  
Bestellwert  
unter 150 EUR:**




**VERSAND:  
5€ netto**

**Produkte mit einem  
Bestellwert  
über 150 EUR:**



**VERSAND:  
kostenlos**

**Nahtmaterial und  
Knochenwachs  
ab 5 Boxen**



**VERSAND:  
kostenlos**

### VERSANDKOSTEN EU

**Bestellung mit  
EU-Versand  
bis 10 kg:**



**VERSAND:  
18€ netto**

**Bestellung mit  
EU-Versand  
von 10 bis 30 kg:**



**VERSAND:  
35€ netto**

Lieferungen an Postfachadressen sind nicht möglich!

Unsere Lieferbedingungen sind gemäß der omega medical GmbH Geschäftsbedingungen.

Die AGBs können Sie unter [www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de) nachlesen.

## MUSTERBESTELLUNG + IHRE VORTEILE

### MUSTERBESTESTELLUNGEN

Sie würden gerne mal neue Nadeln und Fäden ausprobieren, möchten aber keine ganze Packung bestellen?

Dann geben Sie uns einfach Bescheid, welche Artikel Sie interessieren und wir senden Ihnen bis zu 6 Muster kostenlos in unserer **Mustermappe** zu.



### IHRE VORTEILE



Beratung per  
Telefon & Online-Chat



Alles aus einer Hand  
Nahtmaterial und  
Praxisbedarf



Kein Mindestbestellwert!



Versandkostenfrei  
ab 150 EUR netto



Versicherter Versand

## **omega medical GmbH**

Birkenstraße 6

D-71364 Winnenden

Tel.: 07195/ 58944-0

Fax: 07195/ 58944-22

[sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)

