





omega  
medical

Ihr Partner für Nahtmaterial, Praxis- & Sprechstundenbedarf

VETERINÄRMEDIZIN

# Katalog 2025

Chirurgisches Nahtmaterial, Spezialprodukte & Zubehör



Wir stehen für Qualität, Kompetenz & Beratung  
und haben immer Ihre Bedürfnisse im Blick.

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)





## LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

Sie erhalten heute unseren aktualisierten Katalog für die Veterinärmedizin. Bei der Zusammenstellung war uns wichtig, Ihnen ein größtmögliches Spektrum an Nadel-Faden-Kombinationen\* anbieten zu können. Wir bieten Ihnen Nahtmaterial von namhaften Herstellern aus Übersee sowie Europa.

Die Rubriken des Kataloges sind nach Faden-Materialien aufgebaut. Innerhalb jeder Rubrik erhalten Sie die Faden-Preislisten der unterschiedlichen Hersteller SMI, Vitrex, Ethicon und B.Braun aufgeführt. Um Ihren Bedarf komplett abdecken zu können, haben wir Ihnen am Ende die Rubrik "Spezialprodukte und Zubehör" ausgearbeitet.

In Kundengesprächen stellen wir immer wieder fest, dass den meisten Kunden gar nicht bekannt ist, wie viele Möglichkeiten bzw. Alternativen sie eigentlich haben. Daher haben wir Ihnen zur Veranschaulichung zu Beginn jeder Rubrik, anhand eines beispielhaften Artikels, einen direkten Vergleich ausgearbeitet.

Gerne bieten wir Ihnen diesen "Artikel-Alternativ-Service" für jeden Nahtmaterial-Artikel an. Unser Serviceteam hilft Ihnen bei dieser und vielen weiteren Fragestellungen gerne weiter! Natürlich senden wir Ihnen auch gerne Probemuster zu!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Bestellungen.

Ihr Serviceteam der omega medical GmbH

## SIE WÜNSCHEN EINEN RÜCKRUF?

Sie haben Beratungsbedarf oder eine spezielle Frage aber gerade aber keine Zeit? Vereinbaren Sie einfach einen Rückrufwunsch mit uns per [E-Mail](mailto:sales@omega-medical.de) an die [sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)

## SIE HABEN GANZ BESONDERE ANFORDERUNGEN?

Sie haben ganz besondere Anforderungen an Ihre Nadel-Faden-Kombination und diese ist am Markt nicht (mehr) erhältlich?

Kein Problem! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner realisieren wir gerne Ihre individuelle Nadel-Faden-Kombination.\*\*

\* Im Katalog präsentieren wir Ihnen nur einen Auszug unseres Sortiments. In unserem Onlineshop können Sie unser komplettes Angebot entdecken.

\*\* Ab einer vertraglichen Mindestabnahmemenge von 100 Packungen innerhalb von 2 Jahren.







## INHALTSANGABE

### EINFÜHRUNG

Alle Fäden im Überblick

S. 7 – 19

Nadel-Faden-Kombinationen (Kurzvorschau)

S. 20 – 21

### NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

Resorbierbare Fäden aus:

Polyglactin 910

S. 24 – 29

Polyglykolsäure

S. 30 – 32

weiteren synthetischen Materialien

S. 34 – 37

Natürliche Materialien

S. 38 – 40

Polydioxanon

S. 41 – 44

Nicht-resorbierbare Fäden aus:

Polypropylen

S. 45 – 46

Polyamid

S. 47 – 49

Polyester

S. 50 – 51

### FÄDEN

Resorbierbare Fäden aus:

Polyglactin 910

S. 54 – 56

Polydioxanon

S. 57

Polyglykolsäure

S. 58 – 59

Nicht-resorbierbare Fäden aus:

Polyamid

S. 60 – 61

Polyester

S. 62 – 63

Seide

S. 64 – 65

Natürliches Material

S. 66 – 68

Metallisches Material

S. 68

### NADELN

Rundkörpernadeln & schneidende Nadeln

S. 70 – 72

### SPEZIALPRODUKTE & ZUBEHÖR

Spezialprodukte für die Veterinärmedizin

S. 74 – 75

Wundkleber, Chirurgische Netze & Blutstillung

S. 76 – 79

Biopsie & Katheter

S. 80

Hilfsmittel:

Halskrägen, Bandagen, Hautklammergeräte & -entferner, OP-Ausrüstung, Schutzkleidung, Nahtmaterial-Ständer & -Halter

S. 81 – 85

### WEITERE INFOS

Hilfreiche Erklärungen: Nadeltypen & Verpackung

S. 88 – 89

Versandbedingungen

S. 90

Musterbestellung

S. 91







# Einführung

## Nadel- & Fadenvarianten

Alle Fäden im Überblick

S. 8–19

Nadel-Faden-Kombinationen im Überblick

S. 20–21



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglactin 910



**Zusammensetzung:** Polyglactin 910 – ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid  
**Typ:** multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)  
**Resorption:** Hydrolyse  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl 910	VITREX Chirasorb rapid	VITREX Chirasorb	VITREX Chirasorb Plus	ETHICON Vicryl Plus	B.BRAUN Novosyn
BESCHICHTUNG	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)	nicht antigen und nicht kollagen	nicht antigen und nicht kollagen	Copolymer-Glykolid und Lactid, Calciumstearat und Chlorhexidindiaceta (antibakt.)	Triclosan: IRGACARE MP (antibakteriell)	Poly-glycolid-co-L-lactid 35/65 Calciumstearat
FARBE	●	● ○	● ○	● ○	● ○	●
KOMPLETTE RESORPTION(100%)	56 – 70 Tage	42 Tage	56 – 70 Tage	56 – 70 Tage	56 – 70 Tage	56 – 70 Tage
kurzfristige Resorption (50%)		12 Tage				
mittelfristige Resorption (50%)	21 Tage		35 Tage	21 Tage	21 Tage	21 Tage
EIGENSCHAFTEN						
Flexibilität	hoch					gut
Reißfestigkeit	hoch	gering				hoch
Zugfestigkeit			hoch			
Wundheilung		kurzfristig	mittelfristig	mittelfristig	mittelfristig	
Knotensicherheit	ausgezeichnet					hervorragend
Gewebedurchzug	geschmeidig					
Kapillarwirkung	minimal	gering	gering	minimal	gering	gering
VERPACKUNGS-EINHEITEN	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Faden (24 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Faden (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box) ✓ Faden (24 + 36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
SEITE	S. 24, 25, 54	S. 25, 55	S. 26, 55	S. 27, 56	S. 28, 56	S. 29



RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyglykolsäure




Zusammensetzung: Polyglykolsäure  
 Typ: multifil geflochten und beschichtet (synthetisch)  
 Resorption: Hydrolyse  
 Gewebereaktion: minimal  
 Farben: ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl PGA	SMI Surgicryl Rapid (PGA)	VITREX Chirlac rapid	VITREX Chirlac braided
BESCHICHTUNG	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat	Glyconat
FARBE	● ●	○	●	● ●
KOMPLETTE RESORPTION(100%)	60 – 90 Tage	42 Tage	42 Tage	80 – 90 Tage
kurzfristige Resorption (50%)		7 Tage	12 Tage	
mittelfristige Resorption (50%)	21 Tage			26 – 35 Tage
langfristige Resorption (50%)				
EIGENSCHAFTEN				
Flexibilität	hoch	hoch		
Reißfestigkeit	hoch	hoch		
Zugfestigkeit				hoch
Wundheilung			kurzfristig	mittelfristig
Knotensicherheit	ausgezeichnet			
Gewebedurchzug	geschmeidig	geschmeidig		
Kapillarwirkung	minimal	gering		gering
VERPACKUNGSEINHEITEN	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box) ✓ Ligapack	✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (24 Folien/Box)
SEITE	S. 30, 58	S. 58	S. 31	S. 31, 32, 59



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK


## Weitere RESORBIERBARE FÄDEN aus synthetischen Materialien



Typ: monofil ohne Beschichtung  
 Resorption: Hydrolyse  
 Gewebereaktion: minimal  
 Farben: ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgicryl Monofast	VITREX Monolac monofilament	ETHICON Monocryl Plus	B.BRAUN Monosyn	B.BRAUN Monosyn Quick
ZUSAMMENSETZUNG	Polyglecapron 25	Glykolid und ε-Caprolacton	Polyglecaprone 25, antibakteriell durchtränkt mit Triclosan IRGACARE MP	Glykonat	Glykonat
FARBE	● ●	● ●	● ●	● ●	○
KOMPLETTE RESORPTION(100%)	90 – 110 Tage	90 – 120 Tage	90 – 120 Tage	60 – 90 Tage	56 Tage
kurzfristige Resorption (50%)	7 Tage	7 Tage	7 Tage		7 Tage
mittelfristige Resorption (50%)				14 Tage	
langfristige Resorption (50%)					
EIGENSCHAFTEN					
Flexibilität	biegsam			hoch	hoch
Reißfestigkeit	hoch		sehr hoch	gut	
Zugfestigkeit		hoch			
Wundheilung					
Knotensicherheit	gut			gut	gut
Gewebedurchzug	geschmeidig		gut		
Kapillarwirkung	keine	gering			
VERPACKUNGSEINHEITEN	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
SEITE	S. 34	S. 35	S. 36	S. 36	S. 37

RESORBIERBARE FÄDEN aus Polydioxanon




Zusammensetzung: Polydioxanon  
 Typ: monofil ohne Beschichtung (synthetisch)  
 Resorption: Hydrolyse  
 Gewebereaktion: minimal  
 Farben: ● violett, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Surgycryl Monofilament	VITREX Polydox	ETHICON PDS Plus	B.BRAUN Monoplus
ZUSAMMEN- SETZUNG	Polydioxanon	Poly-p-dioxanon	Polydioxanon	Polydioxanon
FARBE	● ●	● ●	● ●	●
KOMPLETTE RESORPTION(100%)	180 – 210 Tage	180 – 240 Tage	210 Tage	180 – 210 Tage
kurzfristige Resorption (50%)				
mittelfristige Resorption (50%)				
langfristige Resorption (50%)	42 Tage	45 Tage		35 Tage
EIGENSCHAFTEN				
Flexibilität	biegsam	sehr hoch		
Reißfestigkeit	hoch und dauerhaft		hoch	gut
Zugfestigkeit		hoch		hoch
Wundheilung			langsam	
Knotensicherheit	gut	hoch	hoch	
Gewebedurchzug	geschmeidig			
Kapillarwirkung	keine	gering	keine	
VERPACKUNGS- EINHEITEN	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box)
SEITE	S. 41, 42, 57	S. 42, 43, 57	S. 43	S. 44



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## RESORBIERBARE FÄDEN aus natürlichen Materialien



**Zusammensetzung:** Stränge aus gereinigtem Kollagen, das aus der Serosa von ausgewähltem Rinderdarm gewonnen wird. Herkunft aus als BSE-frei klassifizierten Ländern.

**Typ:** Gedrehtes Multifilament mit einem monofilen Aspekt ohne Beschichtung

**Resorption:** Phagozytose

**Gewebereaktion:** mäßig

**Farben:** ● elfenbein/natur, ● dunkelbraun

HERSTELLER Faden	SMI Catgut Plain	SMI Catgut Chrom	VITREX Catgut Plain	VITREX Catgut Chrom
GERBUNG	-	mit Chromsalzen	k. A.	k. A.
FARBE	●	●	●	●
KOMPLETTE RESORPTION (100%)	63 Tage	90 Tage	70 – 90 Tage	90 – 120 Tage
kurzfristige Resorption (50%)	7 Tage		7 – 10 Tage	
mittelfristige Resorption (50%)		40 Tage		14 – 18 Tage
langfristige Resorption (50%)				
<b>EIGENSCHAFTEN</b>				
Flexibilität	hoch			
Reißfestigkeit	hoch	hervorragend		
Zugfestigkeit				
Wundheilung				
Knotensicherheit			hervorragend	hervorragend
Gewebedurchzug	geschmeidig	geschmeidig		
Kapillarwirkung			gering	gering
VERPACKUNGS- EINHEITEN	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Flachspulen	✓ Flachspulen
SEITE	S. 38, 66	S. 39, 40, 67	S. 66	S. 67

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polypropylen



Zusammensetzung: Polypropylen  
 Typ: monofil (synthetisch)  
 Gewebereaktion: minimal  
 Farben: ● blau, ● schwarz, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Polypropylene	VITREX Chiralen monof.	ETHICON Prolene
BESCHICHTUNG	-	-	-
FARBEN	●	● ●	● ○
EIGENSCHAFTEN			
Flexibilität			
Reißfestigkeit	hoch		hoch
Zugfestigkeit			
Wundheilung			dauerhaft
Oberfläche		glatt, porenfrei	glatt
Knotensicherheit	ausgezeichnet	optimal	
Gewebedurchzug	geschmeidig	gleichmäßiges Gleiten	äußerst inertes Gewebeverhalten, weich & geschmeidig
Kapillarwirkung	keine	keine	keine
VERPACKUNGS-EINHEITEN	✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
SEITE	S. 45	S. 45, 46	S. 46





# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyamid



**Zusammensetzung:** Polyamid 6.0 oder 6.6  
**Typ:** monofil / pseudomonofil (synthetisch), gedreht und geflochten  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● blau, ● schwarz, ○ weiß, ○ ungefärbt

HERSTELLER Faden	SMI Daclon Nylon	SMI Supramid	VITREX Silon monofilament	VITREX Silon braided	ETHICON Ethilon
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Extrusion aus Poly- amid 6.0 oder 6.6	Polyamid 6.6	Polyamid 6	Polyamid 6	Polyamid 6
<b>BESCHICHTUNG</b>	-	Polyamid 6	-		-
<b>TYP</b>	monofil	pseudomonofil	monofil	geflochten multifil	monofil
<b>FARBEN</b>	● ●	○ ●	● ● <sup>1</sup>	○	○ ● ● <sup>2</sup>
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
<b>Flexibilität</b>		hoch			
<b>Reißfestigkeit</b>		hoch	sehr hoch		
<b>Zugfestigkeit</b>				hoch	
<b>Wundheilung</b>	ausgezeichnet		anfänglich milde Entzündungsreak- tionen	anfänglich milde Entzündungsreak- tionen	
<b>Oberfläche</b>			glatt, porenfrei		sehr glatt
<b>Knotensicherheit</b>	sehr gut	gut		hoch	
<b>Gewebedurchzug</b>	geschmeidig	geschmeidig		minimaler Wider- stand	
<b>Kapillarwirkung</b>	keine	minimal		gering	
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden- Kombination (12 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (24 Folien/Box) ✓ Flachspulen	✓ Flachspulen	✓ Nadel-Faden- Kombination (36 Folien/Box) ✓ Faden (12 + 36 Folien/Box)
<b>SEITE</b>	S. 47, 60	S.47, 60	S. 48, 61	S. 61	S. 48, 61

<sup>1</sup> in diesem Katalog nur blaue Ausführungen

<sup>2</sup> in diesem Katalog nur schwarze und blaue Ausführungen

B.BRAUN Dafilon	B.BRAUN Supramid
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Polyamid 6/6.6</li> <li>● Polyamid 6.6</li> <li>● Polyamid 6</li> </ul>	Polyamid 6.6
-	Polyamid 6
monofil	monofil und pseudomonofil
● ● ● <sup>3</sup>	● ●
	hoch
weich	glatt
exzellent	
geschmeidig (atraumatisch)	weich
minimal	gering
✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)	✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)
S. 49	S. 49

<sup>3</sup> in diesem Katalog nur blaue Ausführungen



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Polyester



**Zusammensetzung:** Polyester  
**Typ:** multifil geflochten beschichtet (synthetisch)  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● grün, ○ weiß

HERSTELLER Faden	SMI Polyester	SMI Dermafil	SMI Vitafile	VITREX Tervalon	ETHICON Ethibond Excel
<b>BESCHICHTUNG</b>	Silikon	k.A.	Silikon	Ethylcellulose und Bienenwachs	Polybutylat
<b>FARBEN</b>	● ○	●	○	●	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>					
Flexibilität	hoch		gut		
Reißfestigkeit	hoch		hoch		hoch
Zugfestigkeit				extrem hoch	
Wundheilung	ausgezeichnet			gut	
<b>Oberfläche</b>				glatt	glatt
Knotensicherheit	ausgezeichnet				gut
Gewebedurchzug	geschmeidig			schonend	schonend
Kapillarwirkung	vermindert	minimal	minimal	keine	
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (12 Folien/Box)</li> <li>✓ Ligapack</li> <li>✓ Rollen</li> <li>✓ Faden (12 Folien/Box)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (24 Folien/Box)</li> <li>✓ Flachspulen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nadel-Faden-Kombination (36 Folien/Box)</li> <li>✓ Faden (36 Folien/Box)</li> </ul>
<b>SEITE</b>	S. 50, 62	S. 62	S. 62	S. 50,51, 63	S. 51, 63

**NICHT RESORBIERBARE FÄDEN aus Seide**



Zusammensetzung: Seide  
 Typ: multifil geflochten beschichtet  
 Gewebereaktion: mäßig  
 Farben: ● schwarz

HERSTELLER Faden	SMI Seide geflochten	VITREX Silk
BESCHICHTUNG	Seide gefl.: Silikon Seide natur: keine	Silikon
FARBEN	●	●
EIGENSCHAFTEN		
Flexibilität	hoch	
Reißfestigkeit	hoch	hoch
Zugfestigkeit		hoch
Wundheilung	ausgezeichnet, lang	
Oberfläche		
Knotensicherheit	ausgezeichnet	
Gewebedurchzug	geschmeidig	geschmeidig
Kapillarwirkung	vermindert	gering
VERPACKUNGS- EINHEITEN	✓ Flachspulen ✓ Ligapack ✓ Faden (12 Folien/Box)	✓ Flachspulen ✓ Ligapack ✓ Faden (24 Folien/Box)
SEITE	S. 64	S. 65



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN metallisch



**Zusammensetzung:** Metall  
**Typ:** monofil und multifil  
**Gewebereaktion:** minimal  
**Farben:** ● natur (metallisch)

<b>HERSTELLER</b> Faden	SMI Stahl Monofilament
<b>ZUSAMMEN- SETZUNG</b>	Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom
<b>BESCHICHTUNG</b>	keine
<b>FARBEN</b>	●
<b>EIGENSCHAFTEN</b>	
Flexibilität	dehn- und verformbar
Reißfestigkeit	
Zugfestigkeit	
Wundheilung	
<b>Oberfläche</b>	
Knotensicherheit	hoch
Gewebedurchzug	geschmeidig
Kapillarwirkung	keine
<b>VERPACKUNGS- EINHEITEN</b>	✓ Flachspulen
<b>SEITE</b>	S. 68



**NICHT RESORBIERBARE FÄDEN natürlich**



Zusammensetzung: natürliches Material  
 Typ: gedrehtes Multifilament  
 Gewebereaktion: minimal  
 Farben: ● natur

HERSTELLER Faden	SMI Linafil natural
ZUSAMMEN- SETZUNG	Leinen
FARBEN	●
EIGENSCHAFTEN	
Flexibilität	gut
Reißfestigkeit	hoch
Zugfestigkeit	
Wundheilung	
<b>Oberfläche</b>	glatt
Knotensicherheit	
Gewebedurchzug	
Kapillarwirkung	gering
VERPACKUNGS- EINHEITEN	✓ Flachspulen
SEITE	S. 68



## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

	1/2 Kreis	3/8 Kreis	gerade	Seite
				
SMI <b>Surgicryl 910</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR48, HS26, HS36	DS12, DS19, DS24, DS30, DS36		24
VITREX <b>Chirasorb rapid</b>	HR18, HR27	DS15, DS19 DSM12		25
VITREX <b>Chirasorb</b>	HR22, HR26, HR27, HR30, HR35 HS25	DS19, DS24, DS25, DS30		26
VITREX <b>Chirasorb Plus</b>	HR30, HRX40, HRX50, HRT25, HRF17, HRF13, HS25, HS30, HRT17	DS15, DS19, DS25, DS30		27
ETHICON <b>Vicryl Plus</b>	26 mm CT2, 36 mm CT1, 48 mm CTX, 17 mm RB1 plus, 22 mm SH1 plus, 26 mm SH plus, 31 mm MH1 plus, 36 mm MH plus, 26 mm V7, 36 mm CP1, 40 mm CP	19 mm FS2, 24 mm FS1		28
B.BRAUN <b>Novosyn</b>	HR10, HR17, HR22, HR26, HR30, HR37 HSX26, HS37s	DS12, DS19, DS24, DS30		29
SMI <b>Surgicryl PGA</b>	HR13, HR17, HR20, HR22, HR26, HR30, HR36, HR48,	DS12, DS19, DS24, DS30, DS36		30
VITREX <b>Chirlac rapid</b>	HR 27	DS12, DS15, DS19, DSM12		31
VITREX <b>Chirlac</b>	HR22, HR27, HR30, HR35, HRT25	DS15, DS19, DS25, DS26, DS30, DS37		31
SMI <b>Surgicryl Monofast</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR40	DS12, DS16, DS19, DS24, DS26, DS30		34
VITREX <b>Monolac monof.</b>	HR13, HR18, HR22, HR26, HR27, HR30	DS12, DS15, DS19, DS25, DS30, DSM12, DSM15		35
ETHICON <b>Monocryl Plus</b>	13 mm TF plus, 17 mm TB1 plus, 22 mm SH1 plus, 26 mm SH plus	24 mm FS1, 30 mm FSL		36
B.BRAUN <b>Monosyn</b>	HR17, HR22, HR26	DS12, DS16, DS19, DS24		36
B.BRAUN <b>Monosyn Quick</b>	HR22, HR26	DS12, DS19		37
SMI <b>Surgicryl Monofilament</b>	HR13, HR17, HR22, HR26, HR30, HR36, HR40, HR48, HS36	DS12, DS19, DS24, DS26, DS30, DS40		41
VITREX <b>Polydox</b>	HR18, HR22, HR26, HR27, HR30, HR40, HRT25, HRT26 HS18, HS21, HS37	DS19, DS25, DS30		42
ETHICON <b>PDS Plus</b>	26 mm CP2, 36 mm CP1, 40 mm CP			43
B.BRAUN <b>Monoplus</b>	HR13ss, HRT37, HS26s, HS48			44
SMI <b>Catgut Plain</b>	HR16, HR20, HR26, HR30, HR37, HR40, HR45, HR50	DS16, DS19, DS24, DS37		38
SMI <b>Catgut Chrom</b>	HR15, HR20, HR26, HR30, HR37, HR40, HR45, HR48, HR50, HS37	DS12, DS16, DS19, DS24, DS30, DS37, DS40		39

## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

	1/2 Kreis	3/8 Kreis	gerade	Seite
				
SMI <b>Polypropylene</b>	HR25, HR30	DS19, DS24, DS30		45
VITREX <b>Chiralen monofilament</b>	HR27, HR30	DS19, DS25, DS30	GS60	45
ETHICON <b>Prolene</b>	17 mm RB1, 26 mm MO6, 36 mm CT1 plus	19 mm FS2, 24 mm FS1		46
SMI <b>Daclon Nylon</b>		DS12, DS19, DS24, DS30, DS40		47
SMI <b>Supramid Black</b>		DS19, DS24		47
VITREX <b>Silon monofilament</b>		DS19, DS24, DS25, DS30, DS38, DS50		48
ETHICON <b>Ethilon</b>		16 mm FS3, 19 mm FS2, 24 mm FS1, 26 mm FS, 30 mm FSL		48
B.BRAUN <b>Dafilon</b>		DS19, DS24		49
B.BRAUN <b>Supramid</b>		DS19, DS24, DS30		49
SMI <b>Polyester</b>	HR16, HR20, HR26, HR30	DS16, DS19, DS24, DS30		50
VITREX <b>Tervalon</b>	HR22, HR30	DS19, DS25, DS30		50
ETHICON <b>Ethibond Excel</b>	22 mm SH1	19mm FS2, 24 mm FS1, 30 mm FSL		51





# Nadel-Faden

## Kombinationen

<b>Polyglactin 910:</b>	Surgicryl 910, Chirasorb rapid, Chirasorb, Chirasorb Plus, Vicryl Plus, Novosyn	S. 24
<b>Polyglykolsäure:</b>	Surgicryl PGA, Chirlac rapid, Chirlac	S. 30
<b>Synthetische Materialien:</b>	Surgicryl Monofast, Monolac monofilament, Monocryl Plus, Monosyn, Monosyn Quick	S. 34
<b>Natürliche Materialien:</b>	Catgut Plain, Catgut Chrom	S. 38
<b>Polydioxanon:</b>	Surgicryl Monofilament, Polydox, PDS Plus, Monoplus	S. 41
<b>Polypropylen:</b>	Chiralen monofilament, Prolene	S. 45
<b>Polyamid</b>	Daclon Nylon, Supramid Black, Silon monofilament, Ethilon, Dafilon, Supramid	S. 47
<b>Polyester</b>	Polyester, Ethibond Excel	S. 50





# POLYGLACTIN 910



## Polyglactin 910

### 3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	
VITREX <b>Chirasorb rapid</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	LR 0211		73,31		Preis in € pro Naht 3,05
SMI <b>Surgicryl 910</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519	39,48			3,29
B. BRAUN <b>Novosyn</b>	DS19	USP 4/0	75 cm	●	C0068420			180,16	5,00
ETHICON <b>Vicryl Plus</b>	19 mm FS2	USP 4/0	70 cm	●	VCP397H			232,23	6,45

## SMI SURGICRYL 910 | Faden+Nadel




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM15070113		43,37	
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15100117		38,96	
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150117		38,96	
<b>HR22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200122		37,07	
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300122		37,07	
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15150126		41,58	
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200126		38,96	
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300126		41,58	
	USP 0	75 cm	●	SM15350126		41,58	
<b>HR30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300130		37,07	
<b>HR36</b>	USP 0	90 cm	●	SM15350136		39,69	
	USP 1	90 cm	●	SM15400136		39,69	
<b>HR48</b>	USP 2	90 cm	●	SM15500148		49,56	



**SMI**  
**SURGICRYL 910 | Faden + Nadel**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>HS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201426	49,25		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301426	49,25		
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301436	49,25		
	USP 1	90 cm	●	SM15401436	49,25		



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071512	43,37		
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15101519	38,96		
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519	39,48		
	USP 3/0	75 cm	●	SM15201519	38,12		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201524	38,12		
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301524	38,12		
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301530	38,12		
	USP 2/0	90 cm	●	SM15301530_90	38,22		
	USP 0	75 cm	●	SM15351530	42,63		
	USP 0	90 cm	●	SM15351530_90	39,00		
<b>DS36</b>	USP 0	75 cm	●	SM15401536	42,63		
	USP 1	75 cm	●	SM15351536	42,63		

**VITREX**  
**CHIRASORB RAPID | Faden + Nadel**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel ○</b>							
<b>HR18</b>	USP 3/0	75 cm	●	LR 0257		82,04	
<b>HR27</b>	USP 3/0	75 cm	●	LR 0266		78,98	
	USP 2/0	75 cm	●	LR 0267		78,98	



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS15</b>	USP 4/0	45 cm	●	LR 0206		71,56	
	USP 5/0	75 cm	●	LR 0210		78,98	
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	LR 0211		73,31	
	USP 3/0	75 cm	●	LR 0212		73,31	
	USP 4/0	75 cm	○	LQ 1226		78,98	

**3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze ▼**

<b>DSM12</b>	USP 5/0	75 cm	○	LQ 0198		140,07	
--------------	---------	-------	---	---------	--	--------	--

**POLYGLACTIN 910****VITREX  
CHIRASORB | Faden + Nadel****VITREX**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> ●							
<b>HR22</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0262		75,49	
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0535		69,82	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0536		69,82	
	USP 0	75 cm	●	LV 0540		69,82	
<b>HR27</b>	USP 4/0	75 cm	●	LV 0265		69,82	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0267		69,82	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 0367		78,11	
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0269		69,82	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0273		69,82	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 0364		75,05	
	USP 0	75 cm	●	LV 0274		69,82	
	USP 0	90 cm	●	LV 0371		75,05	
	USP 1	75 cm	●	LV 1275		79,85	
<b>HR35</b>	USP 2	75 cm	●	LV 1272		69,82	

**1/2 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>HS25</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 0441		73,31	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0442		73,31	

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>DS19</b>	USP 3/0	45 cm	●	LV 0216		64,58	
	USP 4/0	75 cm	●	LV 0211		77,67	
	USP 3/0	75 cm	●	LV 0212		64,58	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0213		64,58	
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	LV 1225		64,58	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	LV 0222		64,58	
	USP 3/0	75 cm	●	LV 0223		64,58	
	USP 3/0	90 cm	●	LV 2223		79,85	
	USP 2/0	75 cm	●	LV 0224		64,58	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 2224		79,85	
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	LV 0234		75,05	
	USP 2/0	90 cm	●	LV 1239		79,42	
	USP 0	75 cm	●	LV 0235		75,05	
	USP 0	75 cm	●	LN 1244		83,35	
	USP 1	90 cm	●	LV 1236		83,09	

VITREX  
CHIRASORB PLUS | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b>							
HR30	USP 3/0	75 cm	●	CV 0269		112,15	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0273		112,15	
	USP 0	75 cm	○	CN 0274		112,15	

<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel – extra stark</b>							
HRX40	USP 1	90 cm	●	CV 0386		133,96	
HRX50	USP 1	75 cm	●	CV 0295		147,93	

<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b>							
HRT17	USP 4/0	75 cm	○	CN 0561		142,69	
HRT25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0581		126,55	
	USP 0	75 cm	●	CV 0583		136,15	

<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit flacher Spitze</b>							
HRF13	USP 5/0	75 cm	○	CN 9252		114,33	
HRF17	USP 5/0	75 cm	●	CV 9242		116,51	
	USP 4/0	75 cm	●	CV 9256		116,51	

<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
HS25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0441		117,82	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0442		117,82	
HS30	USP 2/0	75 cm	●	CV 0445		120,00	



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
DS15	USP 5/0	45 cm	●	CV 0205		111,71	
DS19	USP 4/0	45 cm	●	CV 0215		116,51	
	USP 3/0	75 cm	●	CV 0212		119,56	
DS25	USP 3/0	75 cm	●	CV 0223		119,56	
	USP 2/0	75 cm	●	CV 0224		119,56	
DS30	USP 2/0	75 cm	●	CV 0234		119,56	
	USP 0	75 cm	●	CV 0235		119,56	


**POLYGLACTIN 910****ETHICON  
VICRYL PLUS | Faden + Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>26 mm CT2</b>	USP 2	70 cm	●	VCP336H			237,15
<b>36 mm CT1</b>	USP 0	90 cm	●	VCP346H			234,46
<b>48 mm CTX</b>	USP 0	70 cm	●	VCP364H			229,99
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze</b> ⊖							
<b>17 mm RB1 plus</b>	USP 5/0	70 cm	●	VCP303H			245,62
	USP 4/0	70 cm	●	VCP304H			344,03
<b>22 mm SH1 plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP311H			238,98
	USP 2/0	70 cm	●	VCP312H			236,70
<b>26 mm SH plus</b>	USP 4/0	70 cm	●	VCP315H			241,17
	USP 3/0	70 cm	●	VCP316H			238,98
	USP 2/0	70 cm	●	VCP317H			236,70
<b>26 mm SH plus schw. Nadel</b>	USP 0	70 cm	●	VCP318H			238,98
	USP 3/0	70 cm	●	VCP3160H			283,59
	USP 2/0	70 cm	●	VCP3170H			280,14
<b>31 mm MH1 plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP245H			238,98
<b>36 mm MH plus</b>	USP 3/0	70 cm	●	VCP322H			341,93
	USP 2/0	70 cm	●	VCP323H			339,83
	USP 0	70 cm	●	VCP324H			238,98
	USP 1	70 cm	●	VCP325H			242,51
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit schneidender Spitze</b> ▼							
<b>26 mm V7</b>	USP 2/0	70 cm	●	VCP999H			342,38
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>36 mm CP1</b>	USP 0	70 cm	●	VCP467H			229,99
	USP 1	70 cm	●	VCP468H			233,58
<b>40 mm CP</b>	USP 2	90 cm	●	VCP481H			241,40



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>19 mm FS2</b>	USP 4/0	45 cm	●	VCP392H			227,79
	USP 4/0	70 cm	●	VCP397H			232,23
	USP 3/0	45 cm	●	VCP293H			225,55
<b>24 mm FS1</b>	USP 2/0	70 cm	●	VCP453H			227,79

**B. BRAUN**  
**NOVOSYN | Faden+Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 							
<b>HR10</b>	USP 6/0	70 cm	●	C0068002			245,14
<b>HR17</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0068013			194,93
	USP 3/0	70 cm	●	C0068014			194,93
<b>HR22</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068030			186,14
<b>HR26</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068041			186,14
	USP 2/0	70 cm	●	C0068042			186,14
	USP 0	70 cm	●	C0068043			186,14
<b>HR30</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068046			186,14
<b>HR37</b>	USP 2/0	70 cm	●	C0068051			186,14



<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>HSX26</b>	USP 2/0	70 cm	●	C0068242			180,16
<b>HS37s</b>	USP 1	70 cm	●	C0068583			206,68



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>DS12</b>	USP 5/0	45 cm	●	C0068207			180,16
<b>DS19</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0068420			180,16
	USP 3/0	70 cm	●	C0068421			180,16
<b>DS24</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0068235			180,16
	USP 2/0	70 cm	●	C0068236			180,16
<b>DS30</b>	USP 0	70 cm	●	C0068248			180,16



# POLYGLYKOLSÄURE



## Polyglykolsäure

### 1/2 Kreis • Rundkörpernadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
SMI <b>Surgicryl PGA</b>	HR22	USP 3/0	75 cm	●	SM11200122	34,34			2,86
VITREX <b>Chirlac</b>	HR22	USP 3/0	75 cm	●	PG 0262		75,49		3,14

## SMI SURGICRYL PGA | Faden + Nadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
HR13	USP 6/0	75 cm	●	SM11070113	43,37		
HR17	USP 5/0	75 cm	●	SM11100117	36,02		
	USP 4/0	75 cm	●	SM11150117	36,02		
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200117	36,02		
HR20	USP 2/0	75 cm	●	SM11300120	32,27		
HR22	USP 3/0	75 cm	●	SM11200122	34,34		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300122	34,34		
HR26	USP 0	75 cm	●	SM11350126	38,54		
	USP 1	75 cm	●	SM11400126	38,54		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM11300130	38,54		
HR36	USP 3/0	75 cm	●	SM11200136	38,54		
	USP 0	90 cm	●	SM11350136	36,75		
	USP 1	90 cm	●	SM11400136	36,75		
HR48	USP 2	90 cm	●	SM11500148	45,89		



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
DS12	USP 6/0	45 cm	●	SM11071512	40,11		
DS19	USP 5/0	75 cm	●	SM11101519	36,02		
	USP 4/0	75 cm	●	SM11151519	36,54		
	USP 4/0	90 cm	●	SM11151519_90	37,33		
	USP 3/0	75 cm	●	SM11151519	36,54		
	USP 3/0	90 cm	●	SM11201519_90	36,04		
DS24	USP 3/0	75 cm	●	SM11201524	35,28		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301524	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351524	39,48		
DS30	USP 3/0	75 cm	●	SM11201530	35,28		
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301530	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351530	39,48		
DS36	USP 2/0	75 cm	●	SM11301536	35,28		
	USP 0	75 cm	●	SM11351536	39,48		
	USP 1	75 cm	●	SM11401536	40,11		



VITREX  
CHIRLAC RAPID | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b>							
HR27	USP 4/0	75 cm	●	PR 0265		78,98	
	USP 3/0	75 cm	●	PR 0266		78,98	
	USP 3/0	75 cm	○	PQ 0266		78,98	



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>							
DS12	USP 5/0	45 cm	●	PR 0202		87,71	
	USP 4/0	45 cm	●	PR 0206		71,56	
DS15	USP 3/0	45 cm	●	PR 0207		71,56	
	USP 5/0	75 cm	●	PR 0210		78,98	
DS19	USP 4/0	75 cm	●	PR 0211		73,31	
	USP 4/0	75 cm	○	PQ 1226		78,98	
	USP 3/0	75 cm	●	PR 0212		73,31	

**3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze**

DSM12	USP 5/0	75 cm	○	PQ 0198		140,07	
-------	---------	-------	---	---------	--	--------	--

VITREX  
CHIRLAC BRAIDED | Faden + Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b>							
HR22	USP 3/0	75 cm	●	PG 0262		75,49	
HR27	USP 3/0	75 cm	●	PG 0266		69,82	
	USP 2/0	75 cm	●	PG 0267		69,82	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	PG 0273		69,82	
	USP 0	75 cm	●	PG 0274		69,82	
HR35	USP 2/0	75 cm	●	PG 0271		69,82	
	USP 1	90 cm	●	PG 0376		85,09	
	USP 2	75 cm	●	PG 1272		69,82	

**1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze**

HRT25	USP 3/0	75 cm	●	PG 0581		90,76	
-------	---------	-------	---	---------	--	-------	--



# POLYGLYKOLSÄURE

## VITREX CHIRLAC BRAIDED | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS15</b>	USP 3/0	45 cm	●	PG 0207		63,71	
<b>DS19</b>	USP 4/0	45 cm	●	PG 0215		77,67	
	USP 3/0	45 cm	●	PG 0216		64,58	
	USP 3/0	75 cm	●	PG 0212		64,58	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	PG 0222		64,58	
	USP 3/0	75 cm	●	PG 0223		64,58	
	USP 2/0	75 cm	●	PG 0224		64,58	
<b>DS26</b>	USP 3/0	45 cm	●	PG 1221		64,58	
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	PG 0234		75,05	
	USP 0	75 cm	●	PG 0235		75,05	
	USP 1	75 cm	●	PG 0229		75,05	
<b>DS37</b>	USP 2	75 cm	●	PG 1237		79,85	





## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

Alternativ-  
VergleichWeitere synthetische Materialien  
3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
						12 St.	24 St.	36 St.	Preis in € pro Naht
VITREX <b>Monolac monof.</b>	DS25	USP 2/0	75 cm	●	MV 0224		85,53		3,56
SMI <b>Surgicryl Monof.</b>	DS24	USP 2/0	75 cm	●	SM16301524	47,15			3,92
B. BRAUN <b>Monosyn</b>	DS24	USP 2/0	70 cm	●	C2022216			202,30	5,62
ETHICON <b>Monocryl Plus</b>	24mm FS1	USP 2/0	70 cm	●	MCP4443H			254,57	7,07

SMI  
SURGICRYL MONOFAST | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.

SMI A.G.  
Surgicryl Monofast

## 1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

HR13	USP 6/0	45 cm	●	SM16070113	45,99		
HR17	USP 5/0	45 cm	●	SM16100117	47,04		
HR22	USP 4/0	75 cm	●	SM16150122	48,09		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16200122	49,46		
HR26	USP 3/0	75 cm	●	SM16200126	48,41		
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300126	49,14		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM11300130	38,54		
HR36	USP 0	90 cm	●	SM16350136	53,97		
HR40	USP 1	90 cm	●	SM16400140	56,18		

SMI A.G.  
Surgicryl Monofast


## 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

DS12	USP 6/0	45 cm	●	SM16071512	48,41		
	USP 6/0	45 cm	●	SM16071512V	43,57		
	USP 6/0	75 cm	●	SM16071512_75	43,57		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512	39,48		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512V	39,48		
	USP 5/0	75 cm	●	SM16101516V	46,66		
DS16	USP 4/0	75 cm	●	SM16151516V	48,51		
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101519	46,41		
DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519	51,35		
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519V	42,11		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519	51,35		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519V	40,09		
	USP 2/0	75 cm	●	SM16301519	45,36		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201524	47,15		
DS24	USP 2/0	75 cm	●	SM16301524	47,15		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201526V	42,11		
DS26	USP 2/0	75 cm	●	SM16301526V	42,11		
	USP 3/0	75 cm	●	SM16351530V	47,15		
DS30	USP 0	75 cm	●	SM16351530V	47,15		

## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

### VITREX MONOLAC MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 							
<b>HR13</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0252		76,36	
<b>HR18</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0256		76,36	
	USP 4/0	75 cm	●	MV 0257		76,36	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0258		76,36	
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	MV 0261		76,36	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0262		76,36	
<b>HR26</b>	USP 2/0	75 cm	●	MV 0167		76,36	
<b>HR27</b>	USP 4/0	75 cm	●	MV 0265		76,36	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0266		76,36	
	USP 2/0	75 cm	●	MV 0267		76,36	
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	MV 0272		82,47	
	USP 2/0	75 cm	●	MV 0273		78,55	
	USP 0	75 cm	●	MV 0274		82,47	



### 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel

<b>DS12</b>	USP 5/0	75 cm	●	MV 0203		88,58	
<b>DS15</b>	USP 4/0	45 cm	●	MV 0206		85,53	
	USP 4/0	75 cm	●	MN 0209		91,20	
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	MV 0214		85,53	
	USP 4/0	45 cm	●	MV 0215		85,53	
	USP 4/0	75 cm	●	MV 0211		85,53	
	USP 4/0	75 cm	●	MN 0211		85,53	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0212		85,53	
	USP 3/0	75 cm	●	MN 0212		85,53	
	USP 3/0	75 cm	●	MV 0223		85,53	
<b>DS25</b>	USP 3/0	75 cm	●	MN 0223		85,53	
	USP 2/0	75 cm	●	MV 0224		85,53	
	USP 2/0	75 cm	●	MN 0224		85,53	
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	MV 0227		87,27	
	USP 0	75 cm	●	MV 0229		93,38	

### 3/8 Kreis, außen schneidend mit Mikrospitze

<b>DSM12</b>	USP 5/0	45 cm	●	MV 0231		121,30	
<b>DSM15</b>	USP 4/0	45 cm	●	MV 0235		116,95	




## WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

ETHICON  
MONOCRYL PLUS | Faden + Nadel


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze</b> (—)							
13 mm	TF plus	USP 5/0	70 cm	●	MCP925H		361,76
17 mm	TB1 plus	USP 5/0	70 cm	●	MCP2131H		272,41
22 mm	SH1 plus	USP 4/0	70 cm	●	MCP218H		267,96
26 mm	SH plus	USP 3/0	70 cm	●	MCP4160H		265,74
		USP 2/0	70 cm	●	MCP4170H		263,50



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
24 mm	FS1	USP 2/0	70 cm	●	MCP4443H		254,57
30 mm	FSL	USP 0	70 cm	●	MCP587H		256,80

B. BRAUN  
MONOSYN | Faden + Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> (●)							
HR17		USP 5/0	70 cm	●	C2022003		216,23
		USP 4/0	70 cm	●	C2022004		216,23
HR22		USP 4/0	70 cm	●	C2022014		205,50
		USP 3/0	70 cm	●	C2022015		205,50
		USP 2/0	70 cm	●	C0022016		205,50
HR26		USP 3/0	70 cm	●	C2022025		208,18



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
DS12		USP 6/0	70 cm	●	C2023412		190,84
DS16		USP 5/0	45 cm	●	C2022419		190,84
DS19		USP 4/0	70 cm	●	C2022204		202,30
		USP 3/0	70 cm	●	C2022205		202,30
DS24		USP 3/0	70 cm	●	C2022215		202,30
		USP 3/0	45 cm	●	C2023115		190,84
		USP 2/0	70 cm	●	C2022216		202,30

WEITERE SYNTHETISCHE MATERIALIEN

**B. BRAUN**  
**MONOSYN QUICK | Faden+Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
-----------	------------------	-----------------	-------	----------	--------	----------------------	--------



<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
<b>HR22</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0025245			215,49
	USP 3/0	70 cm	●	C0025246			215,52
<b>HR26</b>	USP 4/0	70 cm	●	C0025057			218,73



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>DS12</b>	USP 5/0	70 cm	●	C0025323			200,19
<b>DS19</b>	USP 5/0	70 cm	●	C0025006			200,19
	USP 4/0	70 cm	●	C0025007			200,19
	USP 3/0	70 cm	●	C0025008			200,19





## NATÜRLICHE MATERIALIEN

SMI A.G.  
CATGUT PLAIN | Faden + Nadel


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ●							
HR16	USP 5/0	75 cm		SM1150116	19,17		
	USP 4/0	75 cm		SM1200116	19,17		
HR20	USP 4/0	75 cm		SM1200120	19,17		
	USP 3/0	75 cm		SM1300120	20,13		
	USP 2/0	75 cm		SM1350120	20,13		
HR26	USP 4/0	75 cm		SM1200126	19,17		
	USP 3/0	75 cm		SM1300126	20,13		
	USP 2/0	75 cm		SM1350126	20,13		
	USP 0	75 cm		SM1400126	20,13		
HR30	USP 3/0	75 cm		SM1300130	20,13		
HR37	USP 3/0	75 cm		SM1300137	20,13		
	USP 2/0	75 cm		SM1350137	20,13		
	USP 0	75 cm		SM1400137	20,13		
	USP 1	75 cm		SM1500137	21,14		
HR40	USP 1	90 cm		SM1500140_90	22,73		
HR45	USP 1	75 cm		SM1500145	23,13		
	USP 2	75 cm		SM1600145	23,13		
HR50	USP 2/0	75 cm		SM1350150	20,13		

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

DS16	USP 6/0	45 cm		SM1101516	22,44		
	USP 5/0	75 cm		SM1151516	22,44		
	USP 4/0	75 cm		SM1201516	22,44		
	USP 3/0	75 cm		SM1301516	23,44		
DS19	USP 4/0	75 cm		SM1201519	22,44		
	USP 3/0	75 cm		SM1301519	23,44		
	USP 2/0	75 cm		SM1351519	23,44		
DS24	USP 4/0	75 cm		SM1201524	22,44		
	USP 3/0	75 cm		SM1301524	23,44		
	USP 2/0	75 cm		SM1351524	23,44		
	USP 0	75 cm		SM1401524	23,44		
DS37	USP 2/0	75 cm		SM1351537	23,44		



SMI A.G.  
CATGUT CHROM | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> 							
<b>HR15</b>	<b>USP 6/0</b>	75 cm	●	SM2100115	28,29		
	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150115	25,79		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200115	19,16		
<b>HR20</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150120	19,16		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200120	19,16		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300120	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350120	20,13		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400120	20,13		
<b>HR26</b>	<b>USP 5/0</b>	75 cm	●	SM2150126	19,16		
	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200126	19,16		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300126	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350126	20,13		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500126	21,14		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400126	20,13		
<b>HR30</b>	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200130	19,16		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300130	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350130	20,13		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400130	20,13		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500130	21,14		
<b>HR37</b>	<b>USP 4/0</b>	75 cm	●	SM2200137	20,14		
	<b>USP 3/0</b>	75 cm	●	SM2300137	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350137	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	90 cm	●	SM2350137_90	21,72		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500137	21,14		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400137	20,13		
	<b>USP 1</b>	90 cm	●	SM2500140_90	25,15		
<b>HR40</b>	<b>USP 2/0</b>	75 cm	●	SM2350140	20,13		
	<b>USP 2/0</b>	90 cm	●	SM2350140_90	21,72		
	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400140	20,13		
	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500140	21,14		
	<b>USP 1</b>	90 cm	●	SM2500140_90	25,15		
	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600140	23,12		
<b>HR45</b>	<b>USP 0</b>	75 cm	●	SM2400145	21,14		
	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600145	23,12		
<b>HR48</b>	<b>USP 1</b>	75 cm	●	SM2500148	23,03		
<b>HR50</b>	<b>USP 2</b>	75 cm	●	SM2600150	24,01		
	<b>USP 2</b>	90 cm	●	SM2600150_90	25,48		





# NATÜRLICHE MATERIALIEN



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HS37	USP 0	75 cm	●	SM2401437	23,44		
	USP 1	75 cm	●	SM2501437	24,42		



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS12	USP 6/0	45 cm	●	SM2101512	36,11		
	USP 5/0	45 cm	●	SM2151512	26,11		
DS16	USP 5/0	75 cm	●	SM2151516	22,46		
	USP 4/0	75 cm	●	SM2201516	22,46		
	USP 2/0	75 cm	●	SM2351519	23,44		
DS19	USP 5/0	75 cm	●	SM2151519	22,46		
	USP 4/0	75 cm	●	SM2201519	22,46		
	USP 3/0	75 cm	●	SM2301519	23,44		
DS24	USP 4/0	75 cm	●	SM2201524	22,46		
	USP 3/0	75 cm	●	SM2301524	23,44		
	USP 2/0	75 cm	●	SM2351524	23,44		
	USP 0	75 cm	●	SM2401524	23,44		
	USP 1	75 cm	●	SM2501524	24,43		
DS30	USP 3/0	75 cm	●	SM2301530	23,44		
	USP 2/0	75 cm	●	SM2351530	23,44		
	USP 0	75 cm	●	SM2401530	23,44		
	USP 1	75 cm	●	SM2501530	24,43		
DS37	USP 3/0	75 cm	●	SM2301537	23,44		
	USP 2/0	75 cm	●	SM2351537	23,44		
	USP 1	75 cm	●	SM2501537	23,44		
	USP 0	75 cm	●	SM2401537	23,44		
DS40	USP 2/0	75 cm	●	SM2351540	23,87		
	USP 2	75 cm	●	SM2601540	26,41		
	USP 3	75 cm	●	SM2701540	33,51		



Polydioxanon

1/2 Kreis • Rundkörpernadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	36 St.	
VITREX <b>Polydox</b>	HR26	USP 2/0	75 cm	●	DX 0365		77,56		3,23
SMI <b>Surgicryl Monof.</b>	HR26	USP 2/0	75 cm	●	SM13300126	49,14			4,09
B. BRAUN <b>Monoplus</b>	HR26	USP 2/0	70 cm	●	C0024026			205,48	5,70

SMI

**SURGICRYL MONOFILAMENT | Faden + Nadel**



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
-----------	------------------	-----------------	-------	----------	--------	----------------------	--------



**1/2 Kreis, Rundkörpernadel** ●

<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM13070113	42,84		
	USP 5/0	75 cm	●	SM13100113	35,64		
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100117	43,37		
	USP 4/0	75 cm	●	SM13150117	45,89		
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13150122	47,88		
	USP 3/0	75 cm	●	SM13200122	49,25		
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13200126	48,20		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300126	49,14		
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13200130	49,35		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300130	49,98		
<b>HR36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13300136	49,77		
	USP 0	90 cm	●	SM13350136	53,66		
<b>HR40</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM13300140	53,66		
<b>HR48</b>	USP 1	90 cm	●	SM13400148	53,87		

**1/2 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301436	48,62		
	USP 0	75 cm	●	SM13351436	49,25		
	USP 1	75 cm	●	SM13401436	49,25		



**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel** ▼

<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM13071512	48,09		
	USP 5/0	45 cm	●	SM13101512	48,09		
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM13101519	48,09		
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519	50,19		
	USP 4/0	90 cm	●	SM13151519_90	44,61		
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201519	51,45		



## POLYDIOXANON

SMI  
SURGICRYL MONOFILAMENT | Faden + Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS24	USP 3/0	75 cm	●	SM13201524	51,45		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301524	53,24		
	USP 0	75 cm	●	SM13351524	55,02		
DS26	USP 3/0	75 cm	●	SM13201526	51,45		
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301526	51,45		
DS30	USP 0	75 cm	●	SM13351530	51,45		
DS40	USP 1	90 cm	●	SM13401540	51,45		
	USP 2	90 cm	●	SM13501540	51,45		

VITREX  
POLYDOX | Faden + Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel ●</b>							
HR18	USP 5/0	75 cm	●	DX 0257	83,78		
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0259	83,78		
HR22	USP 4/0	75 cm	●	DX 0261	82,91		
HR26	USP 3/0	75 cm	●	DX 0366	82,91		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0365	82,91		
HR27	USP 4/0	75 cm	●	DX 0265	82,91		
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0266	82,91		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0267	82,91		
	USP 0	75 cm	●	DX 0268	82,91		
HR30	USP 3/0	75 cm	●	DX 0270	82,04		
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0271	82,04		
	USP 0	75 cm	●	DX 0272	82,04		
HR40	USP 2/0	75 cm	●	DX 0275	75,20		
	USP 1	75 cm	●	DX 0277	92,07		
<b>1/2 Kreis, Rundköpfnadel mit Trokarspitze ▼</b>							
HRT25	USP 3/0	75 cm	●	DX 0581	97,75		
HRT26	USP 2/0	75 cm	●	DX 0572	97,75		

VITREX  
POLYDOX | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HS18	USP 4/0	75 cm	●	DX 0155		82,04	
HS21	USP 3/0	75 cm	●	DX 0166		82,04	
HS37	USP 2/0	75 cm	●	DX 0177		85,53	
	USP 0	75 cm	●	DX 0178		85,53	
	USP 1	75 cm	●	DX 0179		106,91	



**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼**


DS19	USP 4/0	75 cm	●	DX 0215		79,85	
	USP 3/0	75 cm	●	DX 0216		79,85	
DS25	USP 3/0	75 cm	●	DX 0227		79,85	
	USP 2/0	75 cm	●	DX 0228		79,85	
	USP 0	75 cm	●	DX 0229		79,85	
DS30	USP 2/0	75 cm	●	DX 0232		79,85	
	USP 0	75 cm	●	DX 0234		79,85	
	USP 1	75 cm	●	DX 0235		84,22	



ETHICON  
PDS Plus | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
26 mm CP2	USP 0	70 cm	●	PDP983H		283,59	
36 mm CP1	USP 0	70 cm	●	PDP467H		283,59	
	USP 1	70 cm	●	PDP468H		287,16	
40 mm CP	USP 0	90 cm	●	PDP485H		288,04	



**POLYDIOXANON****B. BRAUN  
MONOPLUS | Faden + Nadel**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> ⦿							
<b>HR13ss</b>	USP 0	70 cm	●	C0024207			357,85
<b>1/2 Kreis, Rundköpernadel mit Trokarspitze</b> ▼							
<b>HRT37</b>	USP 0	90 cm	●	C0024517			420,16
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼							
<b>HS26s</b>	USP 3/0	70 cm	●	C0024185			232,43
<b>HS48</b>	USP 0	90 cm	●	C0024127			283,59
	USP 1	90 cm	●	C0024128			283,59






Polypropylen

3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	36 St.	
SMI <b>Polypropylene</b>	DS19	USP 3/0	45 cm	●	SM5201519_45	23,01			1,91
VITREX <b>Chiralen monof.</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	PP 5111		64,58		2,69
ETHICON <b>Prolene</b>	19mm FS2	USP 3/0	75 cm	●	EH7693H			221,05	6,14


SMI  
POLYPROPYLENE | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.



1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

HR25	USP 2/0	75 cm	●	SM5300125	20,91		
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM5300130	20,85		



3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

DS19	USP 4/0	45 cm	●	SM5151519_45	23,01		
	USP 3/0	45 cm	●	SM5201519_45	23,01		
DS24	USP 4/0	75 cm	●	SM5151524	23,01		
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201524	23,01		
DS30	USP 2/0	75 cm	●	SM5301530	23,01		
	USP 0	75 cm	●	SM5351530	23,26		

VITREX –  
CHIRALEN MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.



1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●

HR27	USP 3/0	75 cm	●	PP 5163		64,58	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	PP 5165		64,58	



# POLYPROPYLEN

## VITREX – CHIRALEN MONOFILAMENT | Faden + Nadel

**VITREX**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	PP 5509		64,58	
	USP 4/0	45 cm	●	PP 5510		64,58	
	USP 4/0	75 cm	●	PP 5110		64,58	
	USP 3/0	45 cm	●	PP 5511		64,58	
	USP 3/0	75 cm	●	PP 5111		64,58	
<b>DS25</b>	USP 4/0	75 cm	●	PP 5115		64,58	
	USP 3/0	45 cm	●	PP 5516		64,58	
	USP 3/0	75 cm	●	PP 5116		64,58	
	USP 2/0	75 cm	●	PP 5117		64,58	
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	PP 5121		64,58	
	USP 0	75 cm	●	PP 5122		64,58	

**gerade, außen schneidende Nadel ▼**

<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	PP 5140		93,82	
-------------	---------	-------	---	---------	--	-------	--




## ETHICON PROLENE | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel ●</b>							
<b>17 mm RB1</b>	USP 3/0	75 cm	●	8872H			353,53
	USP 2/0	75 cm	●	8417H			218,83
<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit flacher Spitze ⊖</b>							
<b>36 mm CT1 plus</b>	USP 1	75 cm	●	8425H			233,58

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼**

<b>19 mm FS2</b>	USP 5/0	45 cm	●	8661H			223,32
	USP 3/0	75 cm	●	EH7693H			221,05
<b>24 mm FS1</b>	USP 3/0	75 cm	●	EH7694H			221,05





Polyamid

3/8 Kreis • schneidende Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	
SMI <b>Daclon Nylon</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	SM9201519	20,19		1,68
VITREX <b>Silon monof.</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	SM 2268		44,07	1,83
B. BRAUN <b>Dafilon</b>	DS19	USP 3/0	75 cm	●	C0935212			91,85 2,55
ETHICON <b>Ethilon</b>	19mm FS2	USP 3/0	75 cm	●	EH7797H			122,83 3,41

SMI  
**DACLON NYLON** | Faden + Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS12</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM9071512	23,48		
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9101519	20,19		
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151519	20,17		
	USP 4/0	90 cm	●	SM9151519_90	19,85		
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201519	20,19		
	USP 3/0	90 cm	●	SM9201519_90	19,91		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201524	20,19		
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301524	20,30		
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9301530	20,30		
	USP 0	75 cm	●	SM9351530	20,30		
<b>DS40</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401540	20,42		
	USP 2	90 cm	●	SM9501540	20,40		



SMI  
**SUPRAMID BLACK** | Faden + Nadel



<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151519	24,61		
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201519	24,61		
	USP 0	75 cm	●	SM4301519	24,61		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM4201524	24,48		
	USP 2/0	75 cm	●	SM4301524	24,50		
	USP 0	75 cm	●	SM4351524	24,50		



## POLYAMID

VITREX  
SILON MONOFILAMENT | Faden + Nadel

VITREX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €			
					12 St.	24 St.	36 St.	
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>								
<b>DS19</b>	USP 4/0	45 cm	●	SM 2367		44,07		
	USP 4/0	75 cm	●	SM 2267		44,07		
	USP 3/0	45 cm	●	SM 2368		44,07		
	USP 3/0	75 cm	●	SM 2268		44,07		
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM 3276		44,07		
<b>DS25</b>	USP 3/0	45 cm	●	SM 2373		44,07		
	USP 3/0	75 cm	●	SM 2270		44,07		
	USP 2/0	45 cm	●	SM 2374		44,07		
	USP 2/0	75 cm	●	SM 2271		44,07		
	USP 0	75 cm	●	SM 2272		44,07		
	USP 1	75 cm	●	SM 2274		41,29		
	<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM 4325		44,07	
		USP 2/0	75 cm	●	SM 2284		44,07	
USP 0		75 cm	●	SM 2285		44,07		
USP 1		90 cm	●	SM 4327		41,29		
<b>DS38</b>	USP 1	75 cm	●	SM 2293		53,24		
	USP 2/0	90 cm	●	SM 3291		44,07		
<b>DS50</b>	USP 1	100 cm	●	SM 2693		79,85		

ETHICON  
ETHILON | Faden + Nadel

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>16 mm</b>	<b>FS3</b>	USP 4/0	45 cm	●	1162H		120,61
<b>19 mm</b>	<b>FS2</b>	USP 3/0	75 cm	●	EH7797H		122,83
<b>24 mm</b>	<b>FS1</b>	USP 3/0	75 cm	●	669H		122,83
		USP 3/0	75 cm	●	EH7795H		122,83
		USP 2/0	75 cm	●	EH7827H		120,61
<b>26 mm</b>	<b>FS</b>	USP 2/0	45 cm	●	664H		116,11
<b>30 mm</b>	<b>FSL</b>	USP 2/0	75 cm	●	EH7798H		120,61



**B. BRAUN**  
**DAFILON** | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	C0935204			88,31
	USP 3/0	75 cm	●	C0935212			91,85
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	C0935344			88,31
	USP 3/0	75 cm	●	C0935352			88,31
	USP 2/0	75 cm	●	C0935360			88,31
	USP 2/0	45 cm	●	C0932361			88,31



**B. BRAUN**  
**SUPRAMID** | Faden + Nadel

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	C0714208			145,11
	USP 3/0	45 cm	●	C0712213			145,11
	USP 3/0	75 cm	●	C0714216			145,11
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	C0714356			145,11
	USP 2/0	45 cm	●	C0712361			145,11
<b>DS30</b>	USP 0	75 cm	○	C0694487			145,11





# POLYESTER



## Polyester

### 1/2 Kreis • Rundkörpernadel Nadel

Hersteller / Faden	Nadel	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		Preis in € pro Naht
						12 St.	24 St.	
SMI <b>Polyester</b>	HR20	USP 3/0	75 cm	●	SM7200120	20,30		1,69
VITREX <b>Tervalon</b>	HR22	USP 4/0	75 cm	●	TG 4465		53,24	2,21
ETHICON <b>Ethibond Excel</b>	22mm SH1	USP 3/0	75 cm	●	EH7398H		203,21	5,64

### SMI POLYESTER | Faden + Nadel



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HR16	USP 4/0	75 cm	●	SM7150116	20,30		
HR20	USP 3/0	75 cm	●	SM7200120	20,30		
HR26	USP 2/0	75 cm	●	SM7300126	20,52		
HR30	USP 0	75 cm	●	SM7350130	20,52		



### SMI A.G. Polyester 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

DS16	USP 5/0	75 cm	●	SM7101516	27,69		
DS19	USP 4/0	75 cm	●	SM7151519	23,01		
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201519	23,01		
DS24	USP 3/0	75 cm	●	SM7201524	23,01		
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301524	23,01		
DS30	USP 2/0	75 cm	●	SM7301530	23,01		
	USP 0	75 cm	●	SM7351530	23,01		



### VITREX TERVALON | Faden + Nadel




Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	12 St.	Preis in € 24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
HR22	USP 4/0	75 cm	●	TG 4465		53,24	
	USP 2/0	75 cm	●	TG 4467		53,24	
HR30	USP 2/0	75 cm	●	TG 4316		53,24	



VITREX  
TERVALON | Faden + Nadel

VITREX



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
DS19	USP 4/0	75 cm	●	TG 4553		51,93	
DS25	USP 2/0	75 cm	●	TG 4565		51,93	
DS30	USP 2/0	75 cm	●	TG 4575		51,93	

ETHICON  
ETHIBOND EXCEL | Faden + Nadel



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
22 mm	SH1	USP 4/0	75 cm	●	EH7397H		205,43
		USP 3/0	75 cm	●	EH7398H		203,21



Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €		
					12 St.	24 St.	36 St.
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>							
19 mm	FS2	USP 4/0	45 cm	●	EH7018H		245,62
24 mm	FS1	USP 3/0	75 cm	●	EH7033H		247,87
30 mm	FSL	USP 2/0	75 cm	●	EH7687H		200,97







# Fäden

## Flachspulen, Faden ohne Nadel & Ligapack

<b>Polyglactin 910:</b> Surgicryl 910, Chirasorb rapid, Chirasorb, Chirasorb Plus, Vicryl Plus	S. 54
<b>Polydioxanon:</b> Surgicryl Monofilament, Polydox	S. 57
<b>Polyglykolsäure:</b> Surgicryl PGA, Surgicryl Rapid (PGA), Chirlac braided	S. 58
<b>Polyamid:</b> Daclon Nylon, Supramid, Silon monofilament, Silon braided, Ethilon	S. 60
<b>Polyester:</b> Polyester, Dermafil, Vitafil, Tervalon, Ethibond Excel	S. 62
<b>Seide:</b> Seide geflochten, Silk	S. 64
<b>Natürliche Materialien (nicht resorbierbar):</b> Linafil natural	S. 68
<b>Natürliche Materialien (resorbierbar):</b> Catgut Plain, Catgut Chrom	S. 66
<b>Metall:</b> Stahl Monofilament	S. 68



# POLYGLACTIN 910



## SURGICRYL 910

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	15 m	●	SM17151	24,84
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	SM17201	25,07
	25 m	●	SM17202	32,77
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	SM17301	26,30
	25 m	●	SM17302	35,38
	50 m	●	SM17305	59,19
<b>USP 0</b>	15 m	●	SM17351	28,34
	25 m	●	SM17352	38,56
	50 m	●	SM17355	65,54
<b>USP 1</b>	15 m	●	SM17401	29,82
	25 m	●	SM17402	41,16
	50 m	●	SM17405	70,76
<b>USP 2</b>	15 m	●	SM17501	31,42
	25 m	●	SM17502	46,26
	50 m	●	SM17505	74,84
	100 m	●	SM175010	136,50
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	SM17601	34,69
	25 m	●	SM17602	49,79
	50 m	●	SM17605	84,47
	100 m	●	SM176010	150,68
<b>USP 5</b>	15 m	●	SM17701	38,84
	25 m	●	SM17702	51,54
	50 m	●	SM17705	93,27
<b>USP 6</b>	15 m	●	SM17801	41,52
	25 m	●	SM17802	55,77
	50 m	●	SM17805	102,96

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x70 cm	●	SM15200070_2	32,97
	150 cm	●	SM15200015	32,55
<b>USP 2/0</b>	2x70 cm	●	SM15300070_2	35,91
	150 cm	●	SM15300015	35,49
<b>USP 0</b>	2x70 cm	●	SM15350070_2	38,96
	150 cm	●	SM15350015	37,80
<b>USP 1</b>	2x70 cm	●	SM15400070_2	44,94
	150 cm	●	SM15400015	44,42
<b>USP 2</b>	2x70 cm	●	SM15500070_2	47,67
	150 cm	●	SM15500015	47,04

### LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM15200025	37,07
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM15300025	39,69
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM15350025	41,58
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM15400025	56,07
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM15500025	49,25



**VITREX**  
**CHIRASORB RAPID**

Weitere Eigenschaften siehe S. 8



**VITREX**  
**CHIRASORB**

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	LR 0024	70,25
	150 cm	●	LR 0084	64,58
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	LR 0025	74,18
	150 cm	●	LR 0085	68,95
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	LR 0026	79,85
	150 cm	●	LR 0086	76,80
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	LR 0027	104,29
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	LR 0028	113,02

**LIGAPACK**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	300 cm	●	LR 0004	101,09
<b>USP 2/0</b>	300 cm	●	LR 0005	116,73
<b>USP 0</b>	300 cm	●	LR 0006	136,00
<b>USP 1</b>	300 cm	●	LR 0007	158,55
<b>USP 2</b>	300 cm	●	LR 0008	203,27

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	LV 1023	25,82
	25 m	●	LV 1043	36,27
	50 m	●	LV 1013	64,05
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	LV 1024	29,33
	25 m	●	LV 1044	42,24
	50 m	●	LV 1014	75,96
<b>USP 0</b>	15 m	●	LV 1025	32,27
	25 m	●	LV 1045	46,42
	50 m	●	LV 1015	83,42
<b>USP 1</b>	15 m	●	LV 1026	35,96
	50 m	●	LV 1016	94,82
<b>USP 2</b>	15 m	●	LV 1027	40,69
	50 m	●	LV 1017	109,73
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	LV 1028	46,64
	50 m	●	LV 1018	128,60

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	LV 0024	61,53
	150 cm	●	LV 0084	60,22
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	LV 0025	65,02
	150 cm	●	LV 0085	63,27
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	LV 0026	70,25
	150 cm	●	LV 0089	67,64
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	LV 0027	75,49
	150 cm	●	LV 0087	79,85
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	LV 0028	87,27
	150 cm	●	LV 0090	117,82



## POLYGLACTIN 910



### VITREX CHIRASORB PLUS

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

#### 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	2x75 cm	●	CV 0023	85,96
	150 cm	●	CV 0083	89,45
<b>USP 3/0</b>	2x75 cm	●	CV 0024	96,44
	150 cm	●	CV 0084	94,69
<b>USP 2/0</b>	2x75 cm	●	CV 0025	96,87
	150 cm	●	CV 0085	99,93
<b>USP 0</b>	2x75 cm	●	CV 0026	98,18
	150 cm	●	CV 0089	106,91
<b>USP 1</b>	2x75 cm	●	CV 0027	103,42
	150 cm	●	CV 0087	126,11
<b>USP 2</b>	2x75 cm	●	CV 0028	108,22
	150 cm	●	CV 0090	185,45



### ETHICON VICRYL PLUS

Weitere Eigenschaften siehe S. 8

#### 24 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 0</b>	3x45 cm	●	VCP636E	134,85
<b>USP 1</b>	3x45 cm	●	VCP637E	140,82


#### 36 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	3x45 cm	●	VCP634H	202,29
<b>USP 2/0</b>	3x45 cm	●	VCP635H	196,74



## SURGICRYL MONOFILAMENT

Weitere Eigenschaften siehe S. 12



## VITREX POLYDOX

Weitere Eigenschaften siehe S. 12

### FLACHSPULEN in Aufbewahrungsflüssigkeit

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	15 m	●	SM13151	28,58
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	SM13201	29,05
	25 m	●	SM13202	41,11
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	SM13301	31,55
	25 m	●	SM13302	46,01
<b>USP 0</b>	15 m	●	SM13351	32,63
	25 m	●	SM13352	47,83
<b>USP 1</b>	15 m	●	SM13401	33,98
	25 m	●	SM13402	48,46
	50 m	●	SM13405	79,53
<b>USP 2</b>	15 m	●	SM13501	37,29
	25 m	●	SM13502	48,15
	50 m	●	SM13505	82,13
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	SM13601	37,55
	25 m	●	SM13602	52,97
	50 m	●	SM13605	94,14

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	25 m	●	DX 1043	55,64
	50 m	●	DX 1013	104,69
<b>USP 2/0</b>	25 m	●	DX 1044	59,42
<b>USP 0</b>	25 m	●	DX 1045	69,36
<b>USP 1</b>	50 m	●	DX 1016	148,60

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2</b>	150 cm	●	SM13500015	43,37
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM13600015	45,89

### LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM13200025	39,59



# POLYGLYKOLSÄURE



## SURGICRYL PGA

Weitere Eigenschaften siehe S. 9

### FLACHSPULEN


Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	15 m	●	SM11151	24,15
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	SM11201	24,27
	25 m	●	SM11202	31,87
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	SM11301	25,62
	25 m	●	SM11302	34,36
	50 m	●	SM11305	57,37
<b>USP 0</b>	15 m	●	SM11351	27,43
	25 m	●	SM11352	37,42
	50 m	●	SM11355	63,61
<b>USP 1</b>	15 m	●	SM11401	25,74
	25 m	●	SM11402	39,91
	50 m	●	SM11405	68,61
<b>USP 2</b>	15 m	●	SM11501	30,51
	25 m	●	SM11502	44,90
	50 m	●	SM11505	72,67
	100 m	●	SM115010	133,45
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	SM11601	33,67
	25 m	●	SM11602	48,30
	50 m	●	SM11605	79,59
	100 m	●	SM116010	149,15
<b>USP 5</b>	15 m	●	SM11701	37,74
	25 m	●	SM11702	49,98
	50 m	●	SM11705	90,59
<b>USP 6</b>	15 m	●	SM11801	40,29
	25 m	●	SM11802	54,21
	50 m	●	SM11805	99,93

### LIGAPACK

<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM11200025	42,32
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM11300025	44,73
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM11350025	47,15
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM11400025	52,61
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM11500025	59,22
<b>USP 3+4</b>	250 cm	●	SM11600025	59,22
<b>USP 5</b>	250 cm	●	SM11700025	59,22

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	3x50 cm	●	SM11150050	32,24
<b>USP 3/0</b>	3x50 cm	●	SM11200050	35,07
	150 cm	●	SM11200015	35,07
<b>USP 2/0</b>	3x50 cm	●	SM11300050	37,49
	150 cm	●	SM11300015	37,49
<b>USP 0</b>	3x50 cm	●	SM11350050	35,70
	150 cm	●	SM11350015	39,90
<b>USP 1</b>	3x50 cm	●	SM11400050	40,53
	150 cm	●	SM11400015	39,48
<b>USP 2</b>	3x50 cm	●	SM11500050	47,78
	150 cm	●	SM11500015	47,78
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM11600015	49,67



## SURGICRYL RAPID (PGA)

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	150 cm	●	SM14200015	44,00
<b>USP 2/0</b>	150 cm	●	SM14300015	44,42
<b>USP 0</b>	150 cm	●	SM14350015	44,73
<b>USP 1</b>	150 cm	●	SM14400015	44,73
<b>USP 2</b>	150 cm	●	SM14500015	45,99



**VITREX**  
**CHIRLAC BRAIDED**

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	15 m	●	PG 1023	25,82
	25 m	●	PG 1043	36,27
	50 m	●	PG 1013	64,05
<b>USP 2/0</b>	15 m	●	PG 1024	29,33
	25 m	●	PG 1044	42,24
<b>USP 0</b>	15 m	●	PG 1025	32,27
	25 m	●	PG 1045	46,42
<b>USP 1</b>	15 m	●	PG 1026	35,96
	25 m	●	PG 1046	52,36
	50 m	●	PG 1016	94,82
<b>USP 2</b>	15 m	●	PG 1027	40,69
	25 m	●	PG 1047	60,09
	50 m	●	PG 1017	109,73
<b>USP 3+4</b>	15 m	●	PG 1028	46,64
	50 m	●	PG 1018	128,60

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
<b>USP 5/0</b>	45 cm	●	PG 0042	77,24	
<b>USP 4/0</b>	45 cm	●	PG 0043	77,24	
	75 cm	●	PG 0053	91,20	
	150 cm	●	PG 0083	56,73	
<b>USP 3/0</b>	45 cm	●	PG 0044	93,38	
	10x45 cm	●	PG 0064	148,36	
	75 cm	●	PG 0054	121,75	
	150 cm	●	PG 0084	60,22	
	<b>USP 2/0</b>	45 cm	●	PG 0045	108,65
	10x45 cm	●	PG 0065	170,18	
	75 cm	●	PG 0055	137,02	
	150 cm	●	PG 0085	63,27	
	<b>USP 0</b>	45 cm	●	PG 0046	115,64
	10x45 cm	●	PG 0066	179,78	
	75 cm	●	PG 0056	156,22	
	150 cm	●	PG 0089	67,64	
<b>USP 1</b>	45 cm	●	PG 0047	132,22	
	10x45 cm	●	PG 0067	198,55	
	75 cm	●	PG 0057	165,38	
	150 cm	●	PG 0087	79,85	
	<b>USP 2</b>	45 cm	●	PG 0048	151,42
	10x45 cm	●	PG 0068	231,71	
	75 cm	●	PG 0058	188,95	
	150 cm	●	PG 0090	117,82	





## POLYAMID



### DACLON NYLON

Weitere Eigenschaften siehe S. 14



### SUPRAMID BLACK

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM9015	20,57
USP 3/0	100 m	●	SM9020	21,18
USP 2/0	100 m	●	SM9030	23,93
USP 0	100 m	●	SM9035	25,50
USP 1	100 m	●	SM9040	29,50
USP 2	75 m	●	SM9050	28,62
USP 3+4	50 m	●	SM9060	25,65

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM4015	30,55
USP 3/0	100 m	●	SM4020	30,85
USP 2/0	100 m	●	SM4030	35,23
USP 0	100 m	●	SM4035	38,32
USP 1	100 m	●	SM4040	40,18
USP 2	75 m	●	SM4050	39,50
USP 3+4	50 m	●	SM4060	32,87
USP 5	40 m	●	SM4070	31,33
USP 6	40 m	●	SM4080	33,45
USP 7	30 m	●	SM4090	29,55

#### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 1	150 cm	●	SM9400015	14,91
USP 0	150 cm	●	SM9350015	14,91



### SUPRAMID WHITE

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	○	SM3015	24,40
USP 3/0	100 m	○	SM3020	24,70
USP 2/0 – EP2,5	100 m	○	SM3025	28,55
– EP3	100 m	○	SM3030	29,22
USP 0	100 m	○	SM3035	32,40
USP 1	100 m	○	SM3040	34,32
USP 2	75 m	○	SM3050	34,98
USP 3+4	50 m	○	SM3060	29,52
USP 5	40 m	○	SM3070	28,48
USP 6	40 m	○	SM3080	30,67
USP 7	30 m	○	SM3090	27,18
USP 8	30 m	○	SM3100	29,37


#### FLACHSPULEN in Aufbewahrungsflüssigkeit

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	○	SM3016	26,00
USP 3/0	100 m	○	SM3021	26,32
USP 2/0 – EP2,5	100 m	○	SM3026	30,15
– EP3	100 m	○	SM3031	30,82
USP 0	100 m	○	SM3036	34,02
USP 1	100 m	○	SM3041	35,93
USP 2	75 m	○	SM3051	36,58
USP 3+4	50 m	○	SM3061	31,12
USP 5	40 m	○	SM3071	30,08
USP 6	40 m	○	SM3081	32,28
USP 7	30 m	○	SM3091	28,78
USP 8	30 m	○	SM3101	30,23



**VITREX**  
**SILON**  
**MONOFILAMENT**

Weitere Eigenschaften siehe S. 15



**VITREX**  
**SILON BRAIDED**

Weitere Eigenschaften siehe S. 15

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	50 m	●	SM 0702	18,64
<b>USP 4/0</b>	50 m	●	SM 0703	18,64
<b>USP 3/0</b>	50 m	●	SM 0704	18,64
<b>USP 2/0</b>	50 m	●	SM 0705	18,64
	100 m	●	SM 0725	34,00
<b>USP 0</b>	50 m	●	SM 0706	18,64
<b>USP 1</b>	50 m	●	SM 0707	18,64
<b>USP 2</b>	50 m	●	SM 0708	18,64

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	100 m	○	501 N	20,36
<b>USP 4/0</b>	100 m	○	502 N	20,36
<b>USP 3/0 – EP2</b>	100 m	○	503 N	20,36
	– EP2,5 100 m	○	504 N	20,87
<b>USP 2/0</b>	100 m	○	505 N	20,87
<b>USP 0</b>	100 m	○	506 N	20,87
<b>USP 1</b>	50 m	○	507 N	15,87
<b>USP 2</b>	50 m	○	508 N	15,87
<b>USP 3+4</b>	50 m	○	509 N	20,87
<b>USP 5</b>	50 m	○	510 N	20,87



**ETHICON**  
**ETHILON**

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**12 (G) FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 6/0</b>	45 cm	●	697G	131,02



## POLYESTER



### POLYESTER

Weitere Eigenschaften siehe S. 16



### DERMAFIL

Weitere Eigenschaften siehe S. 16

### LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	2,5 m	●	SM7150025	17,91
USP 3/0	2,5 m	●	SM7200025	18,34
USP 2/0	2,5 m	●	SM7300025	18,70
USP 3+4	2,5 m	●	SM7600025	20,14
USP 2	2,5 m	●	SM7500025	19,77
USP 1	2,5 m	●	SM7400025	19,43
USP 0	2,5 m	●	SM7350025	19,06

### 12 FOLIEN/BOX

USP 4/0	45 cm	●	SM7150045	18,77
	150 cm	●	SM7150015	15,76
USP 3/0	45 cm	●	SM7200045	19,15
	3x50 cm	●	SM7200050	15,76
	2x75 cm	●	SM7200075_2	15,76
USP 2/0	150 cm	●	SM7200015	16,09
	45 cm	●	SM7300045	19,52
	3x50 cm	●	SM7300050	15,76
USP 3+4	150 cm	●	SM7300015	16,46
	45 cm	●	SM7600045	19,99
USP 2	150 cm	●	SM7600015	17,99
	45 cm	●	SM7500045	18,67
USP 1	3x50 cm	●	SM7500050	15,76
	150 cm	●	SM7500015	17,62
	45 cm	●	SM7400045	19,27
USP 0	3x50 cm	●	SM7400050	15,76
	150 cm	●	SM7400015	17,23
	45 cm	●	SM7350045	19,91
USP 0	3x50 cm	●	SM7350050	15,76
	150 cm	●	SM7350015	16,85

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	SM7015	26,35
USP 3/0	100 m	●	SM7020	26,75
USP 2/0 – EP 2,5	100 m	●	SM7025	26,93
	– EP 2	100 m	●	SM7030
USP 0	100 m	●	SM7035	27,62
USP 1	100 m	●	SM7040	28,17
USP 2	75 m	●	SM7050	26,88
USP 3+4	50 m	●	SM7060	25,72
USP 5	40 m	●	SM7070	25,28
USP 6	40 m	●	SM7080	27,25



### VITAFIL

Weitere Eigenschaften siehe S. 16

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 2/0	100 m	●	SM6030	26,94
USP 0	100 m	●	SM6035	26,94
USP 1	100 m	●	SM6040	27,32
USP 2	100 m	●	SM6050	28,58
USP 3+4	80 m	●	SM6060	28,59
USP 5	60 m	●	SM6070	27,83
USP 6	50 m	●	SM6080	26,68
USP 7	40 m	●	SM6090	29,35
USP 8	30 m	●	SM6100	28,83



**VITREX**  
**TERVALON**

Weitere Eigenschaften siehe S. 16



**ETHICON**  
**ETHIBOND EXCEL**

Weitere Eigenschaften siehe S. 14

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	TG 0503	24,82
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	TG 0504	24,82
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	TG 0505	24,82
<b>USP 0</b>	100 m	●	TG 0506	24,82
<b>USP 1</b>	50 m	●	TG 0507	24,82
<b>USP 2</b>	50 m	●	TG 0508	24,82
<b>USP 3+4</b>	50 m	●	TG 0509	24,82
<b>USP 5</b>	25 m	●	TG 0510	24,82
<b>USP 6</b>	25 m	●	TG 0511	24,82

**36 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	6 x 45 cm	●	EH6441H	469,91
<b>USP 4/0</b>	6 x 45 cm	●	EH6442H	446,42
	12 x 45 cm	●	EH6372H	751,82
<b>USP 3/0</b>	6 x 45 cm	●	EH6443H	395,30
	12 x 45 cm	●	EH6373H	732,06
	5 x 70 cm	●	EH6523H	385,79
<b>USP 2/0</b>	3 x 45 cm	●	EH6434H	222,58
	6 x 45 cm	●	EH6444H	422,89
	12 x 45 cm	●	EH6374H	712,27
	2 x 70 cm	●	EH6454H	169,17
<b>USP 0</b>	5 x 70 cm	●	EH6524H	375,89
	6 x 45 cm	●	EH6445H	434,65
	5 x 70 cm	●	EH6525H	385,79
<b>USP 1</b>	2 x 70 cm	●	EH6455H	173,61
	6 x 45 cm	●	EH6446H	453,42
	2 x 70 cm	●	EH6456H	180,74
<b>USP 2</b>	5 x 70 cm	●	EH6526H	401,64
	3 x 45 cm	●	EH6437H	248,57
	6 x 45 cm	●	EH6447H	472,23
<b>USP 3</b>	2 x 70 cm	●	EH6457H	187,89
	5 x 70 cm	●	EH6527H	417,48
	6 x 45 cm	●	EH6448H	472,23
<b>USP 5</b>	2 x 70 cm	●	EH6458H	251,47
<b>USP 5</b>	2 x 70 cm	●	EH6459H	327,73



# SEIDE



## SEIDE GEFLOCHTEN

Weitere Eigenschaften siehe S. 17

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	100 m	●	SM8010	31,75
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	SM8015	25,88
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	SM8020	25,88
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	SM8030	28,28
<b>USP 0</b>	100 m	●	SM8035	28,38
<b>USP 1</b>	100 m	●	SM8040	30,42
<b>USP 2</b>	100 m	●	SM8050	35,03
<b>USP 3+4</b>	80 m	●	SM8060	32,30
<b>USP 5</b>	60 m	●	SM8070	31,72
<b>USP 6</b>	50 m	●	SM8080	30,17
<b>USP 7</b>	40 m	●	SM8090	30,85
<b>USP 8</b>	30 m	●	SM8100	28,80

### LIGAPACK

<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM8200025	23,01
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM8300025	23,14
<b>USP 3+4</b>	250 cm	●	SM8600025	25,84
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM8500025	24,08
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM8400025	24,36
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM8350025	23,50

### 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	17x45 cm	●	SM8150046	21,86
	13x60 cm	●	SM8150060	21,71
<b>USP 3/0</b>	6x45 cm	●	SM8200044	18,76
	17x45 cm	●	SM8200046	22,26
	13x60 cm	●	SM8200060	22,03
	12x75 cm	●	SM8200075	22,21
	150 cm	●	SM8200015	17,01
<b>USP 2/0</b>	6x45 cm	●	SM8300044	18,93
	17x45 cm	●	SM8300046	21,29
	13x60 cm	●	SM8300060	21,97
	12x75 cm	●	SM8300075	22,42
	150 cm	●	SM8300015	17,01
<b>USP 6</b>	150 cm	●	SM8800015	18,60
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM8600015	17,01
<b>USP 2</b>	6x45 cm	●	SM8500044	20,07
	12x75 cm	●	SM8500075	23,32
	150 cm	●	SM8500015	18,36
<b>USP 1</b>	6x45 cm	●	SM8400044	19,66
	17x45 cm	●	SM8400046	23,16
	13x60 cm	●	SM8400060	22,11
	12x75 cm	●	SM8400075	22,93
	150 cm	●	SM8400015	17,71
<b>USP 0</b>	6x45 cm	●	SM8350044	19,36
	17x45 cm	●	SM8350046	22,78
	13x60 cm	●	SM8350060	22,06
	12x75 cm	●	SM8350075	22,65
	150 cm	●	SM8350015	17,01



**VITREX**  
**SILK**

Weitere Eigenschaften siehe S. 17

**FLACHSPULEN**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	100 m	●	302 N	19,64
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	303 N	19,64
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	304 N	19,64
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	306 N	22,69
<b>USP 1</b>	50 m	●	308 N	17,27
<b>USP 2</b>	50 m	●	309 N	21,60
<b>USP 5</b>	25 m	●	311 N	32,91

**24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	3x45cm	●	HB 4033	29,67
	12x45cm	●	HB 3043	54,55
<b>USP 3/0</b>	3x45cm	●	HB 4034	29,67
	12x45cm	●	HB 3044	54,55
<b>USP 2/0</b>	5x30cm	●	HB 7055	28,36
	3x45cm	●	HB 4035	30,98
	12x45cm	●	HB 3045	58,47
<b>USP 0</b>	12x45cm	●	HB 3046	61,53
<b>USP 2</b>	3x45cm	●	HB 4038	30,98

**LIGAPACK 24 FOLIEN/BOX**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	1,5 m	●	317	27,93
<b>USP 4/0</b>	1,5 m	●	318	27,93
<b>USP 3/0</b>	1,5 m	●	319	28,80
<b>USP 2/0</b>	1,5 m	●	321	31,85
<b>USP 0</b>	1,5 m	●	322	32,73
<b>USP 1</b>	1,5 m	●	323	34,91
<b>USP 2</b>	1,5 m	●	324	36,22
<b>USP 3+4</b>	1,5 m	●	325	37,09
<b>USP 5</b>	1,5 m	●	326	37,96

**LIGAPACK 20 FOLIEN/BOX**

<b>USP 3/0</b>	3 m	●	HB 3053	23,64
<b>USP 2/0</b>	3 m	●	HB 3054	24,73
<b>USP 0</b>	3 m	●	HB 3055	25,09
<b>USP 1</b>	3 m	●	HB 3056	26,18




## NATÜRLICHE MATERIALIEN



### CATGUT PLAIN

Weitere Eigenschaften siehe S. 13



VITREX

### CATGUT PLAIN

Weitere Eigenschaften siehe S. 13

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	SM1020	76,09
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	SM1030	78,80
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	SM1035	84,20
<b>USP 0</b>	100 m	●	SM1040	90,21
<b>USP 1</b>	75 m	●	SM1050	84,42
<b>USP 2</b>	50 m	●	SM1060	67,72
<b>USP 3</b>	50 m	●	SM1070	73,26
<b>USP 4</b>	30 m	●	SM1080	66,56
<b>USP 5</b>	30 m	●	SM1090	75,96
<b>USP 6</b>	30 m	●	SM1100	82,08

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	100 m	●	103VP	71,98
<b>USP 3/0</b>	100 m	●	104VP	70,87
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	105VP	71,27
<b>USP 0</b>	50 m	●	106VP	48,25
<b>USP 1</b>	50 m	●	107VP	52,42
<b>USP 2</b>	50 m	●	108VP	59,76
<b>USP 3</b>	25 m	●	109VP	40,11
<b>USP 4</b>	25 m	●	110VP	42,89

#### 12 FOLIEN/BOX


<b>USP 4/0</b>	1,5 m	●	SM1200015	21,58
<b>USP 3/0</b>	1,5 m	●	SM1300015	21,58
<b>USP 2/0</b>	1,5 m	●	SM1350015	21,58
<b>USP 0</b>	1,5 m	●	SM1400015	21,58
<b>USP 1</b>	1,5 m	●	SM1500015	24,22
<b>USP 2</b>	1,5 m	●	SM1600015	29,92
<b>USP 3</b>	1,5 m	●	SM1700015	35,03

## NATÜRLICHE MATERIALIEN & METALL



### CATGUT CHROM

Weitere Eigenschaften siehe S. 13



VITREX

### CATGUT CHROM

Weitere Eigenschaften siehe S. 13

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 5/0	100 m	●	SM2015	92,61
USP 4/0	50 m	●	SM20205	42,10
	100 m	●	SM2020	76,09
USP 3/0	50 m	●	SM20305	43,40
	100 m	●	SM2030	78,80
USP 2/0	50 m	●	SM20355	43,75
	100 m	●	SM2035	84,20
USP 0	50 m	●	SM20405	49,04
	75 m	●	SM20407	67,63
	100 m	●	SM2040	90,21
USP 1	50 m	●	SM20505	60,22
	75 m	●	SM2050	84,42
USP 2	50 m	●	SM2060	67,72
USP 3	50 m	●	SM2070	73,26
USP 4	25 m	●	SM20802	58,91
	30 m	●	SM2080	66,56
USP 5	30 m	●	SM2090	75,96
USP 6	30 m	●	SM2100	82,08

#### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	100 m	●	103VC	71,98
USP 3/0	100 m	●	104VC	70,87
USP 2/0	100 m	●	105VC	71,27
USP 0	50 m	●	106VC	48,25
USP 1	50 m	●	107VC	52,42
USP 2	50 m	●	108VC	59,76
USP 3	25 m	●	109VC	40,11
USP 4	25 m	●	110VC	42,89

#### 12 FOLIEN/BOX

USP 4/0	1,5 m	●	SM2200015	21,58
USP 3/0	1,5 m	●	SM2300015	21,58
USP 2/0	1,5 m	●	SM2350015	21,58
USP 0	1,5 m	●	SM2400015	21,58
USP 1	1,5 m	●	SM2500015	24,22
USP 2	1,5 m	●	SM2600015	29,92
USP 3	1,5 m	●	SM2700015	35,03
USP 4	1,5 m	●	SM2800015	39,81
USP 6	1,5 m	●	SM21000015	44,57





# NATÜRLICHE MATERIALIEN & METALL



## LINAFIL NATURAL

Weitere Eigenschaften siehe S. 19



## STAHL MONOFIL.

Weitere Eigenschaften siehe S. 18

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2/0</b>	100 m	●	SM5030	23,36
<b>USP 0</b>	100 m	●	SM5035	23,36
<b>USP 1</b>	100 m	●	SM5040	23,36
<b>USP 2</b>	75 m	●	SM5050	22,09
<b>USP 3+4</b>	50 m	●	SM5060	22,48
<b>USP 5</b>	40 m	●	SM5070	22,36

### FLACHSPULEN

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 5/0</b>	50 m	●	SM10010	29,65
<b>USP 4/0</b>	50 m	●	SM10015	29,65
<b>USP 3/0</b>	50 m	●	SM10020	29,92
<b>USP 2/0</b>	50 m	●	SM10030	30,35
<b>USP 0</b>	50 m	●	SM10035	31,05
<b>USP 1</b>	50 m	●	SM10040	31,57



# Chirurgische Nadeln

---

## **Rundkörpernadeln**

von SMI und Vitrex

S. 70

---

## **Schneidende Nadeln**

von SMI und Vitrex

S. 71–72


---



# RUNDKÖRPERNADELN




## RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b>				
16	N°16	Federöhr	SMZ866	10,34
20	N°15	Öhr	SMZ814	10,34
	N°15	Federöhr	SMZ864	10,34
25	N°13	Öhr	SMZ813	10,34
	N°13	Federöhr	SMZ863	10,34
30	N°12	Öhr	SMZ812	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ862	10,34
35	N°10	Öhr	SMZ811	10,34
	N°10	Federöhr	SMZ861	10,34
40	N°9	Öhr	SMZ810	10,34
	N°9	Federöhr	SMZ860	10,34
45	N°8	Öhr	SMZ808	11,03
	N°8	Federöhr	SMZ859	10,34
48	N°7	Federöhr	SMZ840	10,82
50	N°7	Öhr	SMZ807	11,03
	N°7	Federöhr	SMZ858	10,82
55	N°6	Öhr	SMZ806	11,03
	N°6	Federöhr	SMZ856	10,82
60	N°4	Federöhr	SMZ855	10,82
70	N°2	Federöhr	SMZ853	10,82
80	N°1	Federöhr	SMZ851	10,82
90	N°00	Federöhr	SMZ850	10,82


## VITREX

### RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €	
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel extra stark</b>					
85	N°2	HRX 38	Öhr	EY 9709	19,64
110	N°0	HRX 72	Öhr	EY 9701	19,64



## RUNDKÖRPERNADEL – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis, Rundkörperringel</b>				
14	N°17	Federöhr	SMZ667	10,34
16	N°16	Federöhr	SMZ666	10,34
20	N°15	Öhr	SMZ614	10,34
	N°15	Federöhr	SMZ664	10,34
22	N°14	Federöhr	SMZ671	10,34
25	N°13	Öhr	SMZ613	10,34
	N°13	Federöhr	SMZ663	10,34
30	N°12	Öhr	SMZ612	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ662	10,34
32	N°11	Federöhr	SMZ670	10,34
	N°12	Federöhr	SMZ662	10,34
35	N°10	Öhr	SMZ611	10,34
	N°10	Federöhr	SMZ661	10,34
40	N°9	Öhr	SMZ610	10,34
	N°9	Federöhr	SMZ660	10,34
45	N°8	Öhr	SMZ608	10,34
	N°8	Federöhr	SMZ658	10,34
50	N°7	Öhr	SMZ607	10,71
	N°7	Federöhr	SMZ657	10,34
55	N°6	Federöhr	SMZ656	10,82
57	N°5	Öhr	SMZ605	10,71
60	N°4	Federöhr	SMZ655	10,82
65	N°3	Öhr	SMZ604	10,71
70	N°2	Öhr	SMZ603	10,71
	N°2	Federöhr	SMZ653	10,82
80	N°1	Öhr	SMZ591	10,71
85	N°0	Öhr	SMZ590	10,71
90	N°00	Öhr	SMZ601	11,45
	N°00 LIGHT	Öhr	SMZ602	11,45
	N°00	Federöhr	SMZ651	11,45
100	N°000	Federöhr	SMZ650	11,45
110	N°4-0	Öhr	SMZ599	11,03
130	N°000000	Öhr	SMZ595	11,03




### 3/8 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze

80	N°1	Federöhr	SMZ303	12,71
90	N°00	Federöhr	SMZ301	12,71

## SCHNEIDENDE NADELN




### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>			
16	N°16	Federöhr	SMZ766	11,45
20	N°15	Öhr	SMZ714	11,87
	N°15	Federöhr	SMZ764	11,45
25	N°13	Öhr	SMZ713	11,87
	N°13	Federöhr	SMZ763	11,45
30	N°12	Öhr	SMZ712	11,87
	N°12	Federöhr	SMZ762	11,87
35	N°10	Öhr	SMZ711	11,87
	N°10	Federöhr	SMZ761	11,87
40	N°9	Öhr	SMZ710	11,87
	N°9	Federöhr	SMZ760	11,87
45	N°8	Öhr	SMZ708	11,87
	N°8	Federöhr	SMZ759	11,87
50	N°7	Federöhr	SMZ758	11,87
55	N°6	Öhr	SMZ706	11,87
	N°6	Federöhr	SMZ756	11,87
60	N°4	Federöhr	SMZ755	11,87
65	N°3	Öhr	SMZ704	11,87
70	N°2	Öhr	SMZ703	11,87
	N°2	Federöhr	SMZ753	11,87
80	N°1	Öhr	SMZ702	11,87
	N°1	Federöhr	SMZ752	11,87
90	N°00	Federöhr	SMZ751	11,87



### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX


Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>			
12	N°20	Federöhr	SMZ568	11,03
14	N°17	Federöhr	SMZ567	11,03
16	N°16	Öhr	SMZ516	11,03
	N°16	Federöhr	SMZ566	11,03
20	N°15	Öhr	SMZ514	11,03
	N°15	Federöhr	SMZ564	11,03
22	N°14	Federöhr	SMZ571	11,03
25	N°13	Öhr	SMZ513	11,03
	N°13	Federöhr	SMZ563	11,03
30	N°12	Öhr	SMZ512	11,03
	N°12	Federöhr	SMZ562	11,03
32	N°11	Federöhr	SMZ570	11,03
35	N°10	Öhr	SMZ511	11,45
	N°10	Federöhr	SMZ561	11,45
40	N°9	Öhr	SMZ510	11,45
	N°9	Federöhr	SMZ560	11,45
45	N°8	Öhr	SMZ508	11,45
	N°8	Federöhr	SMZ558	11,45
50	N°7	Federöhr	SMZ557	11,45
55	N°6	Federöhr	SMZ556	11,45
57	N°5	Öhr	SMZ506	11,87
60	N°4	Öhr	SMZ505	11,87
	N°4	Federöhr	SMZ555	11,45
70	N°2	Öhr	SMZ504	11,87
	N°2 LIGHT	Öhr	SMZ504L	11,87
	N°2	Federöhr	SMZ553	11,87
80	N°1	Öhr	SMZ503	12,71
	N°1	Federöhr	SMZ552	13,13
90	N°00	Öhr	SMZ501	12,71
	N°00	Federöhr	SMZ551	12,71
100	N°000	Öhr	SMZ500	12,71
	N°000	Federöhr	SMZ550	12,71
130	N°000000	Öhr	SMZ495	12,71



# SCHNEIDENDE NADELN


## VITREX

### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
55	N°21 DS 20	Öhr	EY 9421	18,76
65	N°19 DS 24.5	Öhr	EY 9419	18,76
	N°17 DS 28	Öhr	EY 9417	18,76
75	N°15 DS 32	Öhr	EY 9415	18,76
85	N°10 DS 44	Öhr	EY 9410	18,76
110	N°5 DS 58	Öhr	EY 9405	20,73



### SCHNEIDENDE NADELN – 12 ST./BOX

Ø in mm	Nadel-Nr.	Öhr	Artikel-Nr.	Preis in €
 <b>J-Nadeln, außen schneidende Nadel</b>				
12	N°20	Federöhr	SMZ268	9,40
16	N°16	Federöhr	SMZ266	9,40
20	N°15	Federöhr	SMZ264	9,40
25	N°13	Federöhr	SMZ263	9,40
30	N°12	Federöhr	SMZ262	9,40
35	N°10	Federöhr	SMZ261	9,40
40	N°9	Federöhr	SMZ260	9,40
45	N°8	Öhr	SMZ208	9,40
50	N°7	Öhr	SMZ207	9,40
55	N°6	Öhr	SMZ206	9,40
57	N°5	Öhr	SMZ201	9,40
60	N°4	Öhr	SMZ205	9,40
65	N°3	Öhr	SMZ204	9,40
70	N°2	Öhr	SMZ203	9,40
80	N°1	Öhr	SMZ202	9,40





# Zubehör

<b>Spezialprodukte für die Veterinärmedizin</b>	S. 74–75
<b>Wundkleber</b>	S. 76
<b>Chirurgische Netze</b>	S. 77
<b>Blutstillung</b>	S. 78–79
<b>Biopsie &amp; Katheter</b>	S. 80
<b>Halskrägen</b>	S. 81
<b>Bandagen</b>	S. 82
<b>Hautklammergerät &amp; -Entferner</b>	S. 83
<b>OP-Ausrüstung &amp; Schutzkleidung</b>	S. 84
<b>Nahtmaterial-Ständer &amp; -Halter</b>	S. 85



# SPEZIALPRODUKTE

## SMI OP-MATERIAL FÜR DEN ERSATZ DES VORDEREN KREUZBANDES

Mit diesem System können Sie ohne großen Kraftaufwand und ohne fremde Hilfe eine stabile und dauerhafte Fixierung der Kreuzbandplastik vornehmen.



### Fabella Nadel

<b>Größe 2</b>	groß	Länge 80 mm	12 St.	SMZC0000002	22,84 €
			6 St.	SMZC0000002_6	12,96 €
<b>Größe 3</b>	medium	Länge 62 mm	12 St.	SMZC0000003	22,84 €
			6 St.	SMZC0000003_6	12,96 €
<b>Größe 4</b>	klein	Länge 45 mm	12 St.	SMZC0000004	20,58 €
			6 St.	SMZC0000004_6	12,48 €
<b>Größe 5</b>	sehr klein	Länge 30 mm	12 St.	SMZC0000005	20,26 €
			6 St.	SMZC0000005_6	12,16 €



### Crimp-Röhre

<b>10 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00010	23,50 €
<b>12 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00012	25,76 €
<b>14 mm</b>	SS 316	12 St.	SMZC00014	30,46 €



### VKB Nahtmaterial, steril

Nylonmonolament für die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes.

Fäden für Hunde mit einem unterschiedlichen Belastungsbereich, abhängig vom Gewicht des Hundes. Beim Gewicht über 40 kg muss der Faden doppelt geführt werden.

<b>Faden VKB</b>	50 lb x 50 cm	Hunde < 15 kg	1 St.	SMZC050	4,38 €
	80 lb x 80 cm	Hunde < 20 kg	1 St.	SMZC080	4,54 €
	100 lb x 80 cm	Hunde > 20 kg	1 St.	SMZC100	4,70 €
		Hunde > 40 kg = 2x SMZC100			

Fadenstärke	Crimp-Röhre	Nadel	Menge	Bestell-Nr.	Preis
<b>VKB Varianten</b>					
<b>50 lb x 50 cm</b>	1x 10mm	-	1 St.	SMZC05010	7,46 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	-	1 St.	SMZC08012	7,78 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	-	1 St.	SMZC10012	8,42 €
<b>50 lb x 50 cm</b>	3x 10mm	-	1 St.	SMZC05010_3	11,02 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	3x 12mm	-	1 St.	SMZC08012_3	11,98 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	3x 12mm	-	1 St.	SMZC10012_3	13,60 €
<b>50 lb x 50 cm</b>	1x 10mm	30mm Nadel (sehr klein)	1 St.	SMZC0501005	10,70 €
<b>80 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	45mm Nadel (klein)	1 St.	SMZC0801204	11,02 €
<b>100 lb x 80 cm</b>	1x 12mm	62mm Nadel (medium)	1 St.	SMZC1001203	11,66 €
<b>50 lb x 1 m</b>		30mm Nadel Loop (sehr klein)	1 St.	SMZC0500005L	12,48 €
<b>80 lb x 1,6 m</b>		45mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0800004L	12,80 €
<b>80 lb x 1,6 m</b>		62mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0800003L	13,12 €
<b>100 lb x 1,6 m</b>		62mm Nadel Loop (medium)	1 St.	SMZC1000003L	13,44 €
<b>50 lb x 1 m</b>	2x 10mm	30mm Nadel Loop (sehr klein)	1 St.	SMZC0501005L	14,90 €
<b>80 lb x 1,6 m</b>	2x 12mm	62mm Nadel Loop (klein)	1 St.	SMZC0801204L	15,22 €
<b>100 lb x 1,6 m</b>	2x 12mm	62mm Nadel Loop (medium)	1 St.	SMZC1001203L	15,56 €

SMI

**E-FIBER UHMWPE (= ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE)**

E-FIBER ist ein medizinisch hochwertiges geflochtenes steriles chirurgisches Nahtmaterial aus ultrahochmolekularem Polyethylen (UHMWPE) und Polyester. E-FIBER ist ein nicht resorbierbares geflochtenes Nahtmaterial, das Flexibilität und Festigkeit bietet, die den meisten anderen Nahtmaterialien überlegen sind.

**VORTEILE:**

- Hochreine, medizinisch hochwertige, ultrahochmolekulare und leichte Polyethylenfasern bieten Flexibilität und unübertroffene Festigkeit
- Die einzigartige Geflechtkonstruktion hat eine bessere Knotenbruchfestigkeit als Polyesternah mit einem langkettigen Polyethylenkern
- Das geschmeidige Design lässt jeden Knoten gleiten, um eine sanftere und effizientere Leistung zu erzielen
- Eine flachere Oberfläche ermöglicht es jedem Knoten, sich gegen den vorherigen zu verriegeln, was eine hervorragende Knotensicherheit bietet
- Einzigartige Ummantelung mit einem blauen Indikator sorgt für bessere Sichtbarkeit


Fadenstärke	Fadenlänge	Nadel	Crimp-Röhre	Menge	Bestell-Nr.	Preis
<b>E-Fiber Nahtmaterial, steril</b>						
USP 2	50 cm	-	-	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5	18,54 €
USP 3+4	50 cm	-	-	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6	20,08 €
USP 5	50 cm	-	-	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7	21,64 €
USP 7	60 cm	-	-	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9	24,72 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial mit gerader &amp; gebogener Nadel, steril</b>						
USP 2	30 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5N	24,72 €
USP 3+4	50 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6N	29,36 €
USP 5	50 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7N	30,90 €
USP 7	60 cm	gerade & gebogene Nadel	-	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9N	34,00 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial mit gerader &amp; gebogener Nadel + 1 Crimp-Röhre, steril</b>						
USP 2	30 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 10 kg	1 St. SMZCB5NC	29,36 €
USP 3+4	50 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 20 kg	1 St. SMZCB6NC	34,00 €
USP 5	50 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 30 kg	1 St. SMZCB7NC	35,54 €
USP 7	60 cm	gerade & gebogene Nadel	1 Crimp-Röhre	Hunde < 40 kg	1 St. SMZCB9NC	38,62 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial Doppelfaden mit gerader &amp; gebogener Nadel, steril</b>						
USP 7	50 cm	gerade & gebogene Nadel		Hunde > 40 kg	1 St. SMZCB9N2	46,36 €

<b>E-Fiber Nahtmaterial Doppelfaden mit gerader &amp; gebogener Nadel + 2 Crimp-Röhren, steril</b>						
USP 7	50 cm	gerade & gebogene Nadel	2 Crimp-Röhren	Hunde > 40 kg	1 St. SMZCB9N2C	50,98 €



**CCL Instrumente**

1 Crimpzange	18 cm	1 St.	SMZC24	51,00 €
2 Crimpzange mit Übersetzung	23 cm	1 St.	SMZC25	159,00 €





# WUNDKLEBER

## WUNDKLEBER

**Indikation:** Schnittwunden, Schürfwunden, Verschluss einer Naht- / Heftklammerwunde, Zahn- und Kieferchirurgie

**SMI****Surgibond – n-Butyl-Cyanoacrylat Wundkleber**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Sichtbarkeit durch blaue Färbung</li> <li>• Surgibond wirkt innerhalb von Sekunden</li> <li>• Keine unnötigen Nähte oder Verbände</li> <li>• Wundverschluss</li> <li>• Zusätzliche Stabilisierung von Nähten</li> <li>• Stoppt Blutungen</li> <li>• Schutz von Infektionen</li> </ul>	2,5 ml	SMZG2	20,64 €
---	--------	-------	---------

<b>Surgibond Applikatoren</b>	6 St.	SMZGA2	1,92 €
-------------------------------	-------	--------	--------

**Ethicon****Dermabond Mini – 2-Octyl-Cyanoacrylat Wundkleber (2-Schicht-Auftrag)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unkomplizierte Wundversorgung von Platzwunden und kleinen Inzisionen (Wunden bis 5 cm Länge)</li> <li>• Sofort nach der Versorgung sicher adaptierte Wundränder</li> <li>• Einfaches und präzises Auftragen in 2 Schichten</li> <li>• Definierter Aushärtungsprozess des Hautklebers</li> <li>• Mikrobielle Barriere zum Schutz vor Infektionen</li> <li>• Lagerhaltung bei Raumtemperatur</li> </ul>	12 x 0,36 ml	AHVM12	175,47
--	--------------	--------	--------

**Ethicon****Dermabond Advanced - 2-Octyl-Cyanoacrylat (1-Schicht-Auftrag)**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehr Flexibilität</li> <li>• Eine verbesserte Verbindung mit der Haut und erhöhte Viskosität</li> <li>• Für Wunden bis zu 15 cm Länge</li> <li>• Schnelle Trockenzeit bei einschichtiger Anwendung</li> <li>• Ergonomisch geformter Applikator in Stiftform</li> </ul>	12 x 0,7 ml	ANX12	475,13 €
	6 x 0,7 ml	ANX6	237,31 €

**B. Braun****Histoacryl® – n-Butyl-Cyanoacrylat Wundkleber**


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einfaches, schnelles und präzises Auftragen (einschichtig)</li> <li>• Antibakterieller Schutzfilm gegen Eindringen von Bakterien</li> <li>• Kosteneffiziente Alternative durch OP-Zeitverkürzung</li> <li>• Empfohlen zur Herniennetzfixierung</li> <li>• Schnelle Polymerisierung in Kontakt mit Gewebe</li> <li>• Exzellente kosmetische Ergebnisse</li> </ul>			
farblos – speziell für Anwendungen im Gesichtsbereich	10 x 0,5 ml	1050071	321,88 €
	5 x 0,5 ml	1050060	160,89 €
blau – gute Sichtbarkeit	10 x 0,5 ml	1050044	321,88 €
	5 x 0,5 ml	1050052	148,95 €

SMI

**POLYPROPYLEN NETZ (nicht resorbierbar)**

Elastisches und beständiges Netz aus Polypropylen

- Äußerste Formstabilität und ausgezeichnete Transparenz
- Sehr dünne Netzstruktur, optimale Porosität
- Gute Handhabungseigenschaften – einfach zu schneiden
- Gute Verträglichkeit



**Polypropylen Hernia Netz Standard (50 gr/m<sup>2</sup>)**

5 x 10 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1515	157,50 €
6 x 11 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS0611	128,84 €
7,5 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS07515	128,84 €
10 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1015	128,84 €
15 x 15 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS1515	157,50 €
30 x 30 cm	<input type="radio"/> weiß	5 St.	SMZMS3030	357,95 €

ETHICON

**PROLENE NETZ – nicht resorbierbar**

Das Prolene Netz ist ein steriles Einweg-Produkt zur Gewebeunterstützung bzw. Defektüberbrückung bei der Behandlung von Hernien

- Aus Polypropylen, kleinporig
- Ungefärbt, zuschneidbar

**Prolene Netz**

6 x 11 cm	3 St.	PMS3	190,24 €
12 x 10	3 St.	PMP3	268,22 €
15 x 10 cm	3 St.	PMN3	295,44 €
15 x 15 cm	3 St.	PMM3	324,84 €
30 x 30 cm	1 St.	PML1	273,51 €

B. BRAUN

**OPTILENE® MESH – Netz zur Reparatur von Narben- und Leistenhernien**

- Universell einsetzbar:
  - Für alle offenen Techniken in der Narbenhernienchirurgie (Onlay, Sublay)
  - Für alle offenen und laparoskopischen Techniken in der Leistenhernienchirurgie (Lichtenstein, TEP, TAPP)
- Großporig und gewichtsreduziert
- Blaue Entfaltungslinien

**Optilene Mesh**

Polypropylen (60 g/m<sup>2</sup>), Porengröße/-stärke 1,5 mm / 0,53 mm

5 x 10 cm	5 St.	1065020	312,50 €
7,5 x 15 cm	5 St.	1065030	375,00 €
10 x 15 cm	5 St.	1065040	400,00 €

**Optilene Mesh Elastic**

Polypropylen (60 g/m<sup>2</sup>), Porengröße/-stärke 1,5 mm / 0,53 mm

7,5 x 15 cm	5 St.	1964930	375,00 €
10 x 15 cm	5 St.	1964920	400,00 €



## BLUTSTILLUNG

SMI

### SMI SPON

#### Resorbierbarer hämostatischer Gelatineschwamm

- Hochgereinigtes Gelatinematerial aus bester Qualität
- Für den hämostatischen Einsatz durch Auftragen auf eine blutende Oberfläche
- Biokompatibel und nicht pyrogen



#### SMI SPON

<b>Dental Cube</b>	<b>10 x 10 x 10 mm</b>	32 St./Box	SMZHG101010	14,83 €
<b>Regular</b>	<b>70 x 50 x 10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG705010	22,05 €
<b>Tampon</b>	<b>80 x 30 mm</b>	8 St./Box	SMZHG8030	30,19 €
<b>Special</b>	<b>80 x 50 x 1 mm</b>	20 St./Box	SMZHG805001	31,63 €
<b>Standard</b>	<b>80 x 50 x 10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG805010	22,45 €

B.BRAUN

### LYOSTYPT® - Hämostyptikum für die Gefäßchirurgie

Lyostypt® ist ein nassstabiles Kollagenvlies bovinen Ursprungs für die lokale Hämostase

- Effektive Hämostase bei kapillären, venösen, kleinen arteriellen Blutungen und Sickerblutungen
- Einfache Handhabung und sehr gute Gewebeerträglichkeit
- Vollständige Resorption innerhalb von 3 Wochen
- Hervorragend modellier- und verformbar



#### Lyostypt® KHV

<b>3 x 5 cm</b>	12 St.	1069128	136,60 €
<b>5 x 8 cm</b>	6 St.	1069152	138,00 €
	12 St.	1069020	287,90 €
<b>10 x 12 cm</b>	4 St.	1069209	118,70 €
	8 St.	1069039	328,00 €

## KNOCHENWACHS

Mechanische Barriere zum Eindämmen der Knochenblutungen

### Lieferform:

- 2,5 g einzeln verpackt



### SMI

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> Raffiniertes weißes Bienenwachs (20%), Paraffin und Isopropyl Palmitat (80%)	12 x 2,5g	SMZ046	23,58 €
--	-----------	--------	---------

### Ethicon

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> k.A.	12 x 2,5g	W31C	68,75 €
------------------------------	-----------	------	---------

### B. Braun

#### Knochenwachs

<b>Zusammensetzung:</b> Sterile Mischung aus Bienenwachs (70%) und Vaseline (30%).	24 x 2,5g	1029754	102,78 €
--	-----------	---------	----------



## BIOPSIE & KATHETER

SMI

### BIOPSIE-PUNCH

Sterile Biopsie-Punch für genaue und schonende Hautbiopsien

- Nahtlose scharfe Schneide aus Edelstahl
- Gerippter Griff für einen sicheren Halt und Steuerung



#### Biopsie-Punch

Ø 2 mm	25 St.	SMZBP2	61,24 €
Ø 3 mm	25 St.	SMZBP3	61,24 €
Ø 4 mm	25 St.	SMZBP4	61,24 €
Ø 5 mm	25 St.	SMZBP5	61,24 €
Ø 6 mm	25 St.	SMZBP6	61,24 €
Ø 8 mm	25 St.	SMZBP8	61,24 €
Ø 10 mm	20 St.	SMZBP10	58,80 €
Ø 12 mm	20 St.	SMZBP12	58,80 €

SMI

### HARNKATHETER FÜR HUNDE UND KATZEN



#### HARNKATHETER KATZEN aus Polypropylen

1.00 mm x 13 cm	3FG	12 St.	SMZAKA10	34,42 €
1.30 mm x 13 cm	4FG	12 St.	SMZAKA13	34,42 €
1.00 mm x 13 cm mit Stylet	3FG	12 St.	SMZAKA10_S	39,56 €
1.30 mm x 13 cm mit Stylet	4FG	12 St.	SMZAKA13_S	40,18 €




#### HARNKATHETER HUNDE aus Polypropylen

1.30 mm x 50 cm mit Stylet	4FG	12 St.	SMZAKA13D	41,40 €
2.00 mm x 50 cm	6FG	12 St.	SMZAKA20	41,40 €
2.60 mm x 50 cm	8FG	12 St.	SMZAKA26	42,02 €
3.30 mm x 50 cm	10FG	12 St.	SMZAKA33	42,64 €

SMI

### EASYCOL HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus umweltfreundlichem, flexiblem Polypropylen
- Mit einem Baumwollflanellstreifen am Rand des Kragens, der einen bequemen Sitz für den Patienten bietet
- Ausgestattet mit einem neuen Schnellbefestigungssystem. Der Kragen wird mit einem Befestigungsband oder Druckknöpfen geschlossen.
- Erhältlich in 9 verschiedenen Größen, passend für jeden Hund und jede Katze




#### Easycol Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: +- 5,5 cm	1 St.	SMZKE7	2,44 €
9,5 cm	+- 7,5 cm	1 St.	SMZKE95	2,56 €
10 cm	+- 9,0 cm	1 St.	SMZKE10	2,92 €
11,5 cm	+- 9,5 cm	1 St.	SMZKE115	3,26 €
13 cm	+- 10,5 cm	1 St.	SMZKE13	3,74 €
15,5 cm	+- 10 cm	1 St.	SMZKE155	4,48 €
17 cm	+- 10 cm	1 St.	SMZKE17	5,22 €
18 cm	+- 11 cm	1 St.	SMZKE18	7,24 €
22,5 cm	+- 13 cm	1 St.	SMZKE225	9,64 €

SMI

### KLASSISCHE HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus 100% umweltfreundlichem transparentem Polypropylen
- 3 Einstellungen der Halsgröße – leicht am Patienten zu befestigen, passend für jeden Hund und jede Katze



#### Klassische Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: 6 – 8 cm	10 St.	SMZKC75	9,00 €
10 cm	7 – 8 cm	10 St.	SMZKC10	10,12 €
12,5 cm	9 – 11 cm	10 St.	SMZKC125	13,20 €
15 cm	10 – 12 cm	10 St.	SMZKC15	21,48 €
20 cm	12 – 14 cm	10 St.	SMZKC20	27,26 €
25 cm	14 – 16 cm	10 St.	SMZKC25	35,80 €
30 cm	15 – 18 cm	10 St.	SMZKC30	46,68 €
35 cm	19 – 22 cm	10 St.	SMZKC35	68,62 €
40 cm	22 – 25 cm	10 St.	SMZKC40	88,44 €

SMI

### KLICK-HALSKRÄGEN

- Hergestellt aus 100% umweltfreundlichem transparentem Polypropylen
- Einfacher Schließmechanismus
- 3 Einstellungen der Halsgröße – leicht am Patienten zu befestigen, passend für jeden Hund und jede Katze



#### Klick-Halskrägen

7 cm	Passend für Ø: 6 – 8 cm	10 St.	SMZKK75	9,96 €
10 cm	7 – 8 cm	10 St.	SMZKK10	10,82 €
12,5 cm	9 – 11 cm	10 St.	SMZKK125	14,42 €
15 cm	10 – 12 cm	10 St.	SMZKK15	21,94 €
20 cm	12 – 14 cm	10 St.	SMZKK20	29,90 €
25 cm	14 – 16 cm	10 St.	SMZKK25	39,28 €
30 cm	15 – 18 cm	10 St.	SMZKK30	51,30 €
35 cm	19 – 22 cm	10 St.	SMZKK35	74,18 €
40 cm	22 – 25 cm	10 St.	SMZKK40	96,00 €



# BANDAGEN

## SMI

### FLEX-BANDAGEN

- Selbstklebend, ohne mit der Haut oder den Haaren zu verkleben
- Stark und angenehm in der Anwendung
- Schweiß- und wasserabweisend
- Behalten die ursprüngliche Größe bei und schrumpfen nicht ein
- Handabritt, keine Schere erforderlich

2,5 cm / 4,5 m			
rot	60 St.	SMZBAR25	37,50 €
grün	60 St.	SMZBAG25	37,50 €
blau	60 St.	SMZBAB25	37,50 €
gelb	60 St.	SMZBAY25	37,50 €
gelb Smiley	60 St.	SMZBAY25_S	43,50 €
verschiedene Farben	60 St.	SMZBAM25	37,50 €

5 cm / 4,5 m			
weiß	36 St.	SMZBAW5	38,40 €
rot	36 St.	SMZBAR5	38,40 €
grün	36 St.	SMZBAG5	38,40 €
blau	36 St.	SMZBAB5	38,40 €
gelb	36 St.	SMZBAY5	38,40 €
neon orange	36 St.	SMZBANO5	38,40 €
neon pink	36 St.	SMZBANP5	38,40 €
neon grün	36 St.	SMZBANG5	38,40 €
blau Smiley	36 St.	SMZBAB5_S	42,90 €
gelb Smiley	36 St.	SMZBAY5_S	42,90 €
weiß Pfote	36 St.	SMZBAW5_P	42,90 €
verschiedene Farben	36 St.	SMZBAM5	38,40 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	36 St.	SMZBAM5_S	42,90 €

7,5 cm / 4,5 m			
weiß	24 St.	SMZBAW75	35,22 €
rot	24 St.	SMZBAR75	35,22 €
grün	24 St.	SMZBAG75	35,22 €
blau	24 St.	SMZBAB75	35,22 €
gelb	24 St.	SMZBAY75	35,22 €
neon orange	24 St.	SMZBANO75	35,22 €
neon pink	24 St.	SMZBANP75	35,22 €
neon grün	24 St.	SMZBANG75	35,22 €
blau Smiley	24 St.	SMZBAB75_S	39,72 €
gelb Smiley	24 St.	SMZBAY75_S	39,72 €
weiß Pfote	24 St.	SMZBAW75_P	39,72 €
verschiedene Farben	24 St.	SMZBAM75	35,22 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	24 St.	SMZBAM75_S	39,72 €

10 cm / 4,5 m			
weiß	18 St.	SMZBAW10	31,92 €
rot	18 St.	SMZBAR10	31,92 €
grün	18 St.	SMZBAG10	31,92 €
blau	18 St.	SMZBAB10	31,92 €
gelb	18 St.	SMZBAY10	31,92 €
schwarz	18 St.	SMZBABL10	31,92 €
neon orange	18 St.	SMZBANO10	31,92 €
neon pink	18 St.	SMZBANP10	31,92 €
neon grün	18 St.	SMZBANG10	31,92 €
blau Smiley	18 St.	SMZBAB10_S	37,50 €
gelb Smiley	18 St.	SMZBAY10_S	37,50 €
weiß Pfote	18 St.	SMZBAW10_P	37,50 €
verschiedene Farben	18 St.	SMZBAM10	31,92 €
Fun Box mit Smiley und Pfote	18 St.	SMZBAM10_S	37,50 €

15 cm / 4,5 m			
rot	12 St.	SMZBAR15	34,50 €
grün	12 St.	SMZBAG15	34,50 €

No bit no chew Flex Bandage mit Bitterstoff			
Der bittere Geschmack verhindert Kauen und Lecken am Verband			
5 cm / 4,5 m	36 St.	SMZBAPT5	48,00 €
7,5 cm / 4,5 m	24 St.	SMZBAPT75	43,50 €
10 cm / 4,5 m	18 St.	SMZBAPT10	42,00 €

SMI  
HILFSMITTEL



**Hautklammergerät**

- Hautklammern und Einmal-Hautklammergerät steril, für den Gebrauch für jeweils einen Patienten
- Ergonomisches und benutzerfreundliches Design
- Ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld – die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen

<b>Set 10</b>	10x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	10 St.	SMZS35W010	84,00 €
<b>Set 50</b>	50x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	50 St.	SMZS35W050	420,00 €
<b>Set 100</b>	100x Einmalhautklammergerät mit je 35 St. Hautklammern	100 St.	SMZS35W100	780,00 €



**Klammer-Entferner**

<b>1 Einmal-Klammer-Entferner 1</b>	20 St.	SMZSR	110,20 € (Stk.-Preis: 5,51 €)
<b>2 Einmal-Klammer-Entferner 2</b>	50 St.	SMZSR2	125,00 € (Stk.-Preis: 2,50 €)



**Tabletteneingeber**

- Mit einem ausgeklügelten Design und einer weichen Gummispitze zur Erleichterung der Tabletten-Verabreichung ohne den Mund zu verletzen
- Schnelle und einfache Möglichkeit, Katzen und Hunden Tabletten zu verabreichen
- Die Box kann in ein intelligentes Panel umgewandelt werden, das mit 10 Einheiten ausgestattet ist

<b>Tabletteneingeber mit Silikon Spitze</b>	10 St.	SMZT1	11,12 €
---	--------	-------	---------



**Pilomat**

Der **Tabletenteiler** kann Tabletten in jeglicher Größe in zwei Teile teilen.  
Der **Tablettenmörser** kann Tabletten im Handumdrehen zermahlen.

<b>Tabletenteiler blau, stabile Qualität</b>	1 St.	SMZ044	4,52 €
<b>Tablettenmörser blau, stabile Qualität</b>	1 St.	SMZ045	4,52 €



**OP Abdecktuch, 56 m<sup>2</sup>, 3-lagig**

- Folie auf Polyolefin Basis 24 g/m<sup>2</sup>, Klebstoff auf Gummibasis (UFD-Technologie) 2 g/m<sup>2</sup>
- Hydrophile Polypropylen Spinnvlies 30 g/m<sup>2</sup>
- Latexfreie Materialien – durch die Materialzusammensetzung verteilt und absorbiert Flüssigkeit schnell

<b>Tuchgröße</b>	30 x 45 cm	<b>ohne Loch</b>	225 St.	SMZOC3045	101,92 €
	45 x 60 cm		125 St.	SMZOC4560	78,30 €
	60 x 90 cm		75 St.	SMZOC6090	69,52 €
	90 x 120 cm		40 St.	SMZOC90120	63,72 €
	120 x 120 cm		30 St.	SMZOC120120	68,32 €
	120 x 180 cm		15 St.	SMZOC120180	50,08 €
	180 x 250 cm		15 St.	SMZOC180250	72,36 €
	31 x 44 cm	<b>mit Loch:</b> 1,5 x 4,5 cm	225 St.	SMZOC3144_S	144,00 €
	31 x 44 cm	3,5 x 9 cm	225 St.	SMZOC3144_M	144,46 €
	31 x 44 cm	5 x 14 cm	200 St.	SMZOC3144_B	141,00 €
	44 x 74 cm	7 x 20 cm	100 St.	SMZOC4474_S	120,00 €
	44 x 74 cm	8 x 24 cm	125 St.	SMZOC4474_M	165,00 €





# HILFSMITTEL

## SMI SCHUTZKLEIDUNG



### Einmal-Überziehkittel

Einweg-Schutzkittel aus Polyethylen, einzeln verpackte und gefaltete Kittel

- Lange trichterförmige Raglanärmel mit engen Unterarmabschlüssen für eine gute Abdichtung
- Keine Rückenöffnung für besseren Schutz
- Lang und geräumig zum Knien

<b>Economic 25 µ</b>	180 cm, ● grün	24 St.	SMZP001	33,00 €
	170 cm, ● grün	24 St.	SMZP002	33,00 €
<b>Standard 30 µ</b>	190 cm (165 cm), ● blau	24 St.	SMZP004	51,00 €
	180 cm (156 cm), ● blau	24 St.	SMZP005	48,00 €
	170 cm (140 cm), ● blau	24 St.	SMZP006	48,00 €
	180 cm (156 cm), ● blau, steril	1 St.	SMZP007	3,76 €
	170 cm (140 cm), ● blau, steril	1 St.	SMZP008	3,76 €



### Handschuhe

<b>1 Eco-Handschuhe</b>	Einweghandschuhe aus Standard-Polyethylen 25 µ 90 cm, ● grün	100 St.	SMZP015	9,30 €
<b>2 Nackenschützer von der Fingermitte bis zum Nacken</b>	Einweg-Untersuchungshandschuhe mit Achselschutz und Kopfschleife 25 µ 90 cm, ● grün Maximaler Schutz	50 St.	SMZP016	9,90 €



### Überziehtiefel

<b>Einwegüberziehtiefel aus Kunststoff mit Gummibändern</b>	<b>60 µ</b>	35 x 50 cm	50 St.	SMZP030	13,78 €
---	-------------	------------	--------	---------	---------

SMI

**NAHTMATERIALSTÄNDER FÜR NAHTMATERIAL IN FOLIEN**

Das flexible Ständersystem ermöglicht das geordnete Aufbewahren von Nahtmaterial in Folien. So bleibt das Nahtmaterial während der Operationen einfach zugänglich. Die austauschbaren Teile ermöglichen die Zusammenstellung verschiedener Konstellationen.



**Nahtmaterialständer**

<b>1 Ständer für 2 horizontale Nahtmaterialdosen</b>	125 mm x 72 mm x 143 mm	1 St.	SMZ070	6,37 €
<b>Schublade für Ständer</b>		1 St.	SMZ071	4,21 €



**Flachspulenhalter**

<b>Rostfreier Stahl</b>	für 3 Flachspulen	1 St.	SMZ0050	24,00 €
	für 4 Flachspulen	1 St.	SMZ0051	27,00 €
	für 5 Flachspulen	1 St.	SMZ0052	37,50 €





# Weitere Infos

Erklärungen: Nadeltypen & Verpackung S. 88–89


Versandbedingungen S. 90

Musterbestellung + Ihre Vorteile S. 91



# NADELTYPEN

## NADELGEOMETRIE



NADELKRÜMMUNGEN	
	1/2 Kreis
	1/4 Kreis
	3/8 Kreis
	gerade
	J-Form

## NADELKÖRPER

	Rundkörper
	Außen schneidend



## SPEZIAL-NADELSPITZEN

	Spatula / Lanzette
	Mikrospitze
	Trokarspitze
	flache Spitze

## NADELARMIERUNG

	<b>Einfach armiert</b> <i>Einzelstich, fortlaufende Naht</i>
	<b>Doppelt armiert</b> <i>Hauptsächlich zur Anastomose von Blutgefäßen oder anderen anatomischen Gängen</i>
	<b>Loop</b> <i>Bauchwand und Sehnen</i>

**Beschriftung der Verpackungsboxen anhand von zwei Beispielen:**



\* Hinweis zu Ethicon-Bestellnummern:

Die Buchstaben am Ende der Bestellnummer bezeichnen die Liefermenge: G – 1 Dutzend Folien in der Packung  
E – 2 Dutzend Folien in der Packung  
H – 3 Dutzend Folien in der Packung



## VERSANDBEDINGUNGEN


### VERSANDKOSTEN national

Produkte mit einem  
Bestellwert  
unter 150 EUR:




**VERSAND:**  
5€ netto

Produkte mit einem  
Bestellwert  
über 150 EUR:



**VERSAND:**  
kostenlos

Nahtmaterial und  
Knochenwachs  
ab 5 Boxen



**VERSAND:**  
kostenlos

### VERSANDKOSTEN EU

Bestellung mit  
EU-Versand  
bis 10 kg:



**VERSAND:**  
18€ netto

Bestellung mit  
EU-Versand  
von 10 bis 30 kg:



**VERSAND:**  
35€ netto

Lieferungen an Postfachadressen sind nicht möglich!

Unsere Lieferbedingungen sind gemäß der omega medical GmbH Geschäftsbedingungen.

Die AGBs können Sie unter [www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de) nachlesen.



## MUSTERBESTELLUNG + IHRE VORTEILE

### MUSTERBESTESTELLUNGEN

Sie würden gerne mal neue Nadeln und Fäden ausprobieren, möchten aber keine ganze Packung bestellen?

Dann geben Sie uns einfach Bescheid, welche Artikel Sie interessieren und wir senden Ihnen bis zu 6 Muster kostenlos in unserer **Mustermappe** zu.



## IHRE VORTEILE



Beratung per  
Telefon & Online-Chat



Alles aus einer Hand  
Nahtmaterial und  
Praxisbedarf



Kein Mindestbestellwert!



Versandkostenfrei  
ab 150 EUR netto



Versicherter Versand



## **omega medical GmbH**

Birkenstraße 6

D-71364 Winnenden

Tel.: 07195 / 779 79-0

Fax: 07195 / 779 79-99

[sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)

