




omega  
medical

Ihr Partner für Nahtmaterial, Praxis- & Sprechstundenbedarf

# Katalog 2025

## Chirurgisches Nahtmaterial von SMI A.G.



Seit über 20 Jahren sind wir Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Nahtmaterial, Praxis- und Sprechstundenbedarf – alles aus einer Hand!

Wir stehen für Qualität, Kompetenz & Beratung und haben immer Ihre Bedürfnisse im Blick.

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)





## LIEBE KUNDINNEN UND KUNDEN,

wir freuen uns Ihnen heute unseren aktualisierten SMI-Katalog überreichen zu können.

Getreu unserem Motto, die Bedürfnisse unserer Kunden immer im Blick zu haben, haben wir unseren Katalog überarbeitet und optimiert, um Ihnen so ein leichteres Arbeiten ermöglichen zu können.

Die Rubriken sind farblich gekennzeichnet und auf den ersten Seiten finden Sie ausführliche Informationen zu Nadel und Faden. Mit Hilfe der Seitenverweise finden Sie schnell die entsprechenden Angebote.

*Benötigen Sie Beratung oder wollen eine Alternative zu Ihrem bisherigen Produkt? Haben Sie Fragen im Bereich von chirurgischem Nahtmaterial oder können einen Artikel nicht finden?*

Unser Serviceteam hilft Ihnen bei diesen und vielen weiteren Fragestellungen gerne weiter! Gerne senden wir Ihnen auf Anfrage auch Muster zu.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.

Ihr Serviceteam der omega medical GmbH



## SIE WÜNSCHEN EINEN RÜCKRUF?

Sie haben Beratungsbedarf oder eine spezielle Frage und gerade aber keine Zeit? Vereinbaren Sie einfach einen Rückrufwunsch mit uns per [E-Mail](mailto:sales@omega-medical.de) an die [sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)

## SIE HABEN GANZ BESONDERE ANFORDERUNGEN?

Sie haben ganz besondere Anforderungen an Ihre Nadel-Fadenkombination und diese ist am Markt nicht (mehr) erhältlich?

Kein Problem! Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner realisieren wir gerne Ihre individuelle Nadel-Faden-Kombination.\*

\* Ab einer vertraglichen Mindestabnahmemenge von 100 Packungen innerhalb von 2 Jahren.





## INHALTSANGABE

<b>Einführung</b>	Nadel- & Fadenvarianten	S. 7–16
<b>Nahtmaterial – resorbierbar</b>	Surgicryl 910 Polyglactin	S. 18
	Surgicryl PGA Polyglykolsäure	S. 23
	Surgicryl Rapid	S. 27
	Surgicryl Monofast	S. 30
	Surgicryl Monofilament	S. 33
<b>Nahtmaterial – nicht resorbierbar</b>	Polypropylene	S. 38
	Daclon Nylon	S. 42
	Polyester	S. 46
	Seide	S. 49
	Supramid	S. 53
	Stahl Monofilament	S. 55
<b>Nahtmaterial – Mikrochirurgie</b>	Surgicryl 910 Polyglactin	S. 58
	Polypropylene	S. 58
	Daclon Nylon	S. 59
<b>Nahtmaterial – Ophthalmologie</b>	Surgicryl 910 Polyglactin	S. 62
	Surgicryl PGA Polyglykolsäure	S. 63
	Polypropylene	S. 64
	Daclon Nylon	S. 65
	Polyester	S. 66
	Seide	S. 67
<b>Weitere Artikel</b>	Weitere Artikel	S. 69
<b>Weitere Infos</b>	Versandbedingungen	S. 76
	Musterbestellung + Ihre Vorteile	S. 77



# Einführung


## Nadel- & Fadenvarianten

Nadeltypen + Nadelarmierung	S. 8–9
Nadel-Special: Die Easy Pass Nadel	S. 10
Verpackung	S. 11
Übersicht aller Fäden	S. 12–15
Übersicht aller Nadel-Faden-Kombinationen	S. 16



# NADELTYPEN

## NADELGEOMETRIE








## NADELKRÜMMUNGEN




## Code

	<p><b>5/8 Kreis</b>  <i>Analbereich, Nasenhöhle, Urogenitaltrakt, Beckenbereich oder andere enge Bereiche</i></p>	<b>F</b>
	<p><b>1/2 Kreis</b>  <i>Magen-Darm-Trakt, Atemwege, Urogenitaltrakt, Herz- und Gefäßchirurgie, Faszien, Muskeln, Nasenhöhle, Mundhöhle, Augen, Becken, Haut, Sehnen, Unterhautfettgewebe</i></p>	<b>H</b>
	<p><b>3/8 Kreis</b>  <i>Herz- und Gefäßchirurgie, Aponeurosen, Nerven, Duramater, Faszien, Periost, Pleura, Urogenitaltrakt, Myokard, Haut, Augen, Muskeln</i></p>	<b>D</b>
	<p><b>1/4 Kreis</b>  <i>Ophthalmologie</i></p>	<b>V</b>
	<p><b>J-Nadel/Haken</b>  <i>Urologie, Laproskopie</i></p>	<b>J</b>
	<p><b>gerade</b>  <i>Nasenhöhle, Magen-Darm-Trakt, Mundhöhle, Haut, Sehnen, Kehlkopf, Gefäße.</i></p>	<b>G</b>






## NADELTYPEN + NADELARMIERUNG

NADELKÖRPER		Code
	Rundkörper	<b>R</b>
	Außen schneidend	<b>S</b>
	Innen schneidend	<b>NS</b>
	Easy Pass Nadel <i>Weitere Infos auf S.10</i>	<b>P</b>
	Koronarnadel	<b>CC</b>

SPEZIAL-NADELSPITZEN		Code
	stumpf	<b>B</b>
	Spatula	<b>SP</b>
	Mikrospitze	<b>M</b>
	Trokarspitze	<b>T</b>

NADELFARBEN		Code
	Metall	-
	Schwarze Nadel	<b>V</b>

NADELARMIERUNG	
	<b>Einfach armiert</b> <i>Einzelstich, fortlaufende Naht</i>
	<b>Doppelt armiert</b> <i>Hauptsächlich zur Anastomose von Blutgefäßen oder anderen anatomischen Gängen</i>
	<b>Loop</b> <i>Bauchwand und Sehnen</i>



# SPECIAL: DIE EASY PASS NADEL



## DIE EASY PASS NADEL – Drei Spitzentechnologien in einer erstklassigen Präzisionsnadel


Präzisionsspitze mit extra Schliff	Neue Generation Maraging Edelstahl	Spezial Nadel-beschichtungstechnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichnete Penetration, um das Patiententrauma zu verringern und die Integrität der Intima zu bewahren</li> <li>• Optimale und voraussehbare Penetration</li> <li>• Dauerhafte Nadelschärfe über eine Vielzahl von Stichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signifikant schärfer – Stich für Stich</li> <li>• Beste Biege- und Bruchfestigkeit</li> <li>• Optimale Kombination von Festigkeit und Geschmeidigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vollständig mit Silikon beschichteter Nadelkörper</li> <li>• Bessere Penetration – Kontrolle und besserer Nadeldurchzug</li> <li>• Extrem glatte Oberfläche</li> <li>• Behält die Nadelschärfe von Beginn bis Ende über eine Vielzahl von Stichen</li> </ul>

### Anwendungsgebiete:

*Dermatologie, MGK-Chirurgie, Kosmetische & Plastische Chirurgie, Allgemeine Chirurgie*

### Penetrationsaufwand in Newton:

- Easy-Pass-Nadel
- Standardnadel



**40–50 % verbesserte Penetrationseigenschaften im Vergleich zur Standardnadel!**

**Beschriftung der Verpackungsboxen (12 Folien/Box):**







**WEITERE VERPACKUNGSVARIANTEN**

<b>Flachspule</b>	<i>Das Nahtmaterial kann aseptisch aus der Flachspule entnommen werden. Chirurgische Nahtmaterialien in Flachspulen kommen überwiegend in der Veterinärmedizin zum Einsatz.</i>
<b>LigaPack</b>	<i>Chirurgisches Nahtmaterial bis zu einer Länge von 4 m kann während der Operation von einer Handrolle entnommen werden.</i>




# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## RESORBIERBARE FÄDEN

FADEN:	SURGICRYL 910	SURGICRYL PGA	SURGICRYL RAPID	SURGICRYL MONOFAST
	 resorb.	 resorb.	 resorb.	 resorb.
Typ	Geflochten + beschichtetes Multifilament	Geflochten + beschichtetes Multifilament	Geflochten + beschichtetes Multifilament	Monofilament
Zusammensetzung	Polyglactin 910, ein Copolymer aus 90% Glycolid und 10%L-lactid	Polyglykolsäure	Polyglykolsäure	Polyglacton 25, ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25%ε-Caprolacton
Beschichtung	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	-
Farbe	Violett	Violett Ungefärbt	Ungefärbt Violett	Violett Ungefärbt
Easy-Pass	●	●	●	●
Gewebereaktion	Minimal	Minimal	Minimal	Minimal
Resorption	Hydrolyse  50%: 21 Tage 100%: 56 – 70 Tage	Hydrolyse  50%: 21 Tage 100%: 60 – 90 Tage	Hydrolyse  50%: 7 Tage 100%: 42 Tage	Hydrolyse  60%: 7 Tage 100%: 90 – 120 Tage
Reißfestigkeit	hoch	hoch	hoch initial	hoch
Synthetisch	●	●	●	●
Bielsamkeit/ Geschmeidigkeit	-	-	-	●
Verpackung Nadel-Faden- Kombinationen	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Ligapack, Flachspule*	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Ligapack, Flachspule*	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien; Ligapack, Flachspule*
Seite	S. 18	S. 23	S. 27	S. 30

\* nur für den Veterinärbereich zugelassen





RESORBIERBARE FÄDEN

FADEN:	SURGICRYL MONOFILAMENT
	
Typ	Monofilament
Zusammen- setzung	Polydioxanon, ein Polymer aus Poly (p-dioxanon)
Beschichtung	-
Farbe	Violett
Easy-Pass	-
Gewebereaktion	Minimal
Resorption	Hydrolyse  0%: 42 Tage 100%: 180–210 Tage
Reißfestigkeit	hoch und dauerhaft
Synthetisch	●
Biegsamkeit/ Geschmeidigkeit	●
Verpackung Nadel-Faden- Kombinationen	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Flachspule*
Seite	S. 33



# ALLE FÄDEN AUF EINEN BLICK

## NICHT RESORBIERBARE FÄDEN

FADEN:	POLYPROPYLENE	DACLON NYLON	POLYESTER	SEIDE
				
Typ	Monofilament	Monofilament	Geflochtenes Multifilament	Geflochtenes Multifilament
Zusammensetzung	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen, Terephthalat	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
Beschichtung	-	Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)	Silikon	-
Farbe	Blau	Blau Schwarz	Grün Weiß	Schwarz
Easy-Pass	●	●	-	●
Gewebereaktion	Minimal	Minimal	Minimal	Mäßig
Resorption	nicht resorbierbar	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe. Anschliessend folgt eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe.
Reißfestigkeit	Hoch	Hoch	Unübertroffen hoch	Hoch
Synthetisch	●	●	●	-
Biegsamkeit/ Geschmeidigkeit	●	●	-	-
Verpackung Nadel-Faden- Kombinationen	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Flachspule*	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Ligapack	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Flachspule*, Ligapack
Seite	S. 38	S. 42	S. 46	S. 49







\* nur für den Veterinärbereich zugelassen

NICHT RESORBIERBARE FÄDEN

FADEN:	SUPRAMID SCHWARZ	STAHL MONOFILAMENT
		
Typ	Gedrehtes + ummanteltes Multifilament Stärken 5/0 und 6/0 Monofilament	Monofilament
Zusammensetzung	Fadenseele aus Polyamid 6.6	Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom
Beschichtung	Mantel aus Polyamid 6	-
Farbe	Schwarz	Metall
Easy-Pass	●	-
Gewebereaktion	Minimal	Minimal
Resorption	Nicht resorbierbar, es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt	Nicht resorbierbar
Reißfestigkeit	Hoch	Hoch
Synthetisch	●	●
Biegsamkeit/ Geschmeidigkeit	●	-
Verpackung Nadel-Faden-Kombinationen	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Flachspule*	Luftdicht Schachtel mit 12 Folien, Flachspule*
Seite	S. 53	S. 55



## NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN

		5/8 K.	1/2 K.	3/8 K.	1/4 K.	J-Nadel	gerade	Seite
								
resorbierbare Fäden	<b>Surgicryl 910</b>	FR	HR (Loop), HRB, HRT, HS, <b>HSP</b>	DR, DRT, DRB, <b>MDR</b> , DS, <b>DSP</b>	<b>VSP</b>		GS	18, 58, 62
	<b>Surgicryl PGA</b>	FR	HR, HRT, HS, <b>HSP</b>	DR, NS, <b>DS, DSP</b>	<b>VSP</b>	JR, JRT	GS	23, 63
	<b>Surgicryl Rapid</b>		HR, HRT, HS	DRT, DS			GS	27
	<b>Surgicryl Monofast</b>		HR, HRB	DRT, DS			GS	30
	<b>Surgicryl Monofilament</b>		HR (Loop), HRB, HS	DR, DS				33
nicht resorbierbare Fäden	<b>Polypropylen</b>		HR (Loop), HRT, HS	DR, DRT, <b>MDR</b> , DS, <b>DSP</b> , CC	<b>VSP</b>		GS, <b>GSP</b>	38, 58, 64
	<b>Daclon Nylon</b>		HR (Loop), HRB, HS, <b>HSP</b>	<b>MDR</b> , DRB, NS, <b>DS, DSP</b>	<b>VR</b> , <b>VSP</b>		GS	42, 59, 65
	<b>Polyester</b>		HR, HRT, HS, <b>HSP</b>	DR, DS, <b>DSP</b>	<b>VSP</b>		GR	46, 66
	<b>Seide</b>		HR, HRT, HS	DR, DRT, <b>DS, DSP</b>	<b>VSP</b>		GR, GS	49, 67
	<b>Supramid</b>		HR, HRT, HS	DRT, DS			GR, GS	53
	<b>Stahl Monofilament</b>		HRT, HS, NHS					55

Viele Fäden sind auch ohne Nadel erhältlich!

Geeignet für: ■ Ophthalmologie ■ Mikrochirurgie

#### Abkürzungen

FR = 5/8 Kreis Rundkörperringel

HR = 1/2 Kreis Rundkörperringel

DR = 3/8 Kreis Rundkörperringel

MDR = 3/8 Kreis Rundkörperringel Mikroringel

VR = 1/4 Kreis Rundkörperringel

JR = J-Nadel Rundkörperringel

GR = gerade Rundkörperringel

HS = 1/2 Kreis außen schneidende Nadel

DS = 3/8 Kreis außen schneidende Nadel

GS = gerade schneidende Nadel

NHS = 1/2 Kreis innen schneidende Nadel

NS = 3/8 Kreis innen schneidende Nadel

HSP = 1/2 Kreis Spatulanadel

DSP = 3/8 Kreis Spatulanadel

VSP = 1/4 Kreis Spatulanadel

GSP = gerade Spatulanadel

HRB = 1/2 Kreis stumpfe Nadel

DRB = 3/8 Kreis stumpfe Nadel

CC = 3/8 Kreis Koronarnadel

HRT = 1/2 Kreis Rundkörperringel schneidende Spitze

DRT = 3/8 Kreis Rundkörperringel schneidende Spitze

JRT = J-Nadel Rundkörperringel schneidende Spitze



# Nahtmaterial

## resorbierbar

Surgicryl 910 Polyglactin	S. 18
Surgicryl PGA Polyglykolsäure	S. 23
Surgicryl Rapid	S. 27
Surgicryl Monofast	S. 30
Surgicryl Monofilament	S. 33



## SURGICRYL 910 POLYGLACTIN

### EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglactin 910 aus Copolymer aus 90% Glycolid
<b>Beschichtung</b>	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1 %)
<b>Farbe</b>	Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 21 Tagen.
<b>Wundhalt</b>	Etwa 30 Tage
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien oder Ligapack
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Reißfestigkeit</li><li>• Synthetisch</li><li>• Resorption durch Hydrolyse</li><li>• Geflochtener Fadenaufbau</li><li>• Beschichtetes Multifilament</li><li>• Luftdichte Verpackung</li></ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgezeichneter Gewebehalt</li><li>• Minimale Gewebereaktion</li><li>• Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit</li><li>• Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften</li><li>• Hohe Flexibilität</li><li>• Hohe Reißfestigkeit</li><li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li><li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeffect, Gewebezug und Trauma</li><li>• Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit</li><li>• Verminderte Kapillarwirkung</li><li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemeine Chirurgie</li><li>• Hautverschluss</li><li>• Viszeralchirurgie</li><li>• Gynäkologie</li><li>• Geburtshilfe</li><li>• Plastische Chirurgie</li><li>• Urologie</li><li>• Ophthalmologie</li><li>• Orthopädie</li></ul>

# SURGICRYL 910 POLYGLACTIN



## FADEN – LIGAPACK



Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM15200025	37,07
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM15300025	39,69
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM15350025	41,58
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM15400025	56,07
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM15500025	49,25

## FADEN – 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
<b>USP 4/0</b>	12x45 cm	●	SM15150045	106,26	
	150 cm	●	SM15150015	32,55	
<b>USP 3/0</b>	12x45 cm	●	SM15200045	105,00	
	6x45 cm	●	SM15200045_6	57,23	
	2x70 cm	●	SM15200070_2	32,97	
	150 cm	●	SM15200015	32,55	
<b>USP 2/0</b>	12x45 cm	●	SM15300045	114,45	
	3x45 cm	●	SM15300045_3	35,91	
	6x45 cm	●	SM15300045_6	62,06	
	2x70 cm	●	SM15300070_2	35,91	
	150 cm	●	SM15300015	35,49	
<b>USP 0</b>	3x45 cm	●	SM15350045_3	38,96	
	12x45 cm	●	SM15350045	127,05	
	6x45 cm	●	SM15350045_6	67,62	
	2x70 cm	●	SM15350070_2	38,96	
<b>USP 1</b>	150 cm	●	SM15350015	37,80	
	<b>USP 1</b>	12x45 cm	●	SM15400045	137,55
	2x70 cm	●	SM15400070_2	44,94	
<b>USP 2</b>	7x75 cm	●	SM15400075	139,23	
	150 cm	●	SM15400015	44,42	
	<b>USP 2</b>	12x45 cm	●	SM15500045	143,22
<b>USP 2</b>	2x70 cm	●	SM15500070_2	47,67	
	150 cm	●	SM15500015	47,04	

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>5/8 Kreis, Rundkörpernadel</b> 				
<b>FR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200326	36,45
<b>FR27</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300327	41,16
	USP 0	75 cm	●	SM15350327	42,84

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b> 				
<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM15070113	43,37
	USP 5/0	75 cm	●	SM15100113	43,37
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150113	41,06
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15100117	38,96
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150117	38,96
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200117	37,07
<b>HR22</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300117	37,07
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150122	39,48
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200122	37,07
<b>HR22</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300122	37,07
	USP 1	75 cm	●	SM15400122	42,11
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150126	41,58
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200126	38,96
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300126	41,58
	USP 0	75 cm	●	SM15350126	41,58
<b>HR26</b>	USP 1	75 cm	●	SM15400126	41,58
	USP 2	75 cm	●	SM15500126	41,16
	<b>2xHR26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200126_2
<b>2xHR26</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300126_2	52,78
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200130	37,07
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300130	37,07
	USP 0	75 cm	●	SM15350130	41,58
<b>HR30</b>	USP 1	75 cm	●	SM15400130	40,74
	USP 2	90 cm	●	SM15500130	40,74
	<b>HR36</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200136
<b>HR36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15300136	39,69
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300136U	40,95
<b>HR36</b>	USP 0	90 cm	●	SM15350136	39,69
	USP 1	90 cm	●	SM15400136	39,69
	USP 2	90 cm	●	SM15500136	39,69
<b>HR40</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15200140	39,96
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300140	39,69
	USP 0	75 cm	●	SM15350140_75	38,75
<b>HR40</b>	USP 0	90 cm	●	SM15350140	39,69
	USP 1	75 cm	●	SM15400140_75	36,80
	USP 1	90 cm	●	SM15400140	39,69

Alle Preise zzgl. MwSt.

**SURGICRYL 910 POLYGLACTIN****FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX**

Nadel-form	Faden-stärke	Faden-länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>HR40</b>	USP 2	75 cm	●	SM15500140_75	38,64
	USP 2	90 cm	●	SM15500140	39,69
<b>HR45</b>	USP 2	90 cm	●	SM15500145	50,19
<b>HR45 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM15350945	50,19
<b>HR48</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM15300148	46,10
	USP 0	90 cm	●	SM15350148	49,56
	USP 1	90 cm	●	SM15400148	50,19
	USP 2	90 cm	●	SM15500148	49,56
<b>HR60</b>	USP 1	75 cm	●	SM15400160	45,68
	USP 2	90 cm	●	SM15500160	43,50
<b>HR65</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM15300165	43,26
	USP 0	90 cm	●	SM15350165	45,68
<b>HR65 Loop</b>	USP 2	240 cm	●	SM15500965	79,17
<b>HR80</b>	USP 1	100 cm	●	SM15400180	45,05
	USP 2	100 cm	●	SM15500180	45,05

**1/2 Kreis, Rundkörpernadel stumpf**

<b>HRB36</b>	USP 1	90 cm	●	SM15350836	48,72
	USP 0	90 cm	●	SM15401836	48,72
<b>HRB45</b>	USP 2	90 cm	●	SM15401845	48,72

**1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze**

<b>HRT13</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15150513	44,00
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150517	44,00
		75 cm	●	SM15200517	38,33
<b>HRT26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15150526	38,12
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200526	45,26
		75 cm	●	SM15300526	45,57
<b>HRT30 + DRT13</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15100530_0413	71,61
	USP 2/0	75 cm	●	SM15300530	45,57
	USP 0	75 cm	●	SM15350530	45,99
	USP 1	75 cm	●	SM15400530	51,55
<b>HRT36</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM15300536	46,31
	USP 0	90 cm	●	SM15350536	46,62
		90 cm	●	SM15400536	46,83
<b>HRT40</b>	USP 0	90 cm	●	SM15350540	46,83
	USP 1	90 cm	●	SM15400540	47,15
	USP 2	90 cm	●	SM15500540	37,36
<b>HRT48</b>	USP 6	150 cm	●	SM15800548	83,06

Alle Preise zzgl. MwSt.

Nadel-form	Faden-stärke	Faden-länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel</b>				
<b>DR17</b>	USP 4/0	45 cm	●	SM15150217	39,59
	USP 4/0	75 cm	●	SM15150222	39,59
USP 3/0		75 cm	●	SM15200222	38,54
<b>DR30</b>	USP 1	75 cm	●	SM15400230	41,16
<b>DR32</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM15300232	40,77
	USP 0	75 cm	●	SM15350232	42,75

**3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze**

<b>DRT17</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15150417	44,10
	USP 3/0	75 cm	●	SM15200417	44,10
<b>DRT13 + HRT30</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15100530_0413	71,61

**3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Mikronadel**

<b>MDR 6.4mm 150µm</b>	USP 8/0	20 cm	●	SMM910087	143,12
------------------------	---------	-------	---	-----------	--------


**FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX****1/2 Kreis, außen schneidende Nadel**


<b>HS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071412	45,26
<b>HS17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15101417	45,26
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151417	45,26
		75 cm	●	SM15201422	45,26
<b>HS22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201422	45,26
<b>HS23</b>	USP 2	90 cm	●	SM15501423	45,99
<b>HS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201426	49,25
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301426	49,25
	USP 0	75 cm	●	SM15351426	49,25
	USP 1	75 cm	●	SM15401426	45,99
<b>HS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201430	45,26
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301436	49,25
	USP 0	90 cm	●	SM15351436	49,25
	USP 1	90 cm	●	SM15401436	49,25
<b>HS40</b>	USP 2	90 cm	●	SM15501436	49,25
	USP 3/0	90 cm	●	SM15201440	57,33
	USP 2/0	90 cm	●	SM15301440	57,33
<b>HS45</b>	USP 0	90 cm	●	SM15351440	57,33
	USP 1	90 cm	●	SM15401440	57,33
	USP 2	90 cm	●	SM15501440	57,96


# SURGICRYL 910 POLYGLACTIN


## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12ST./BOX


Nadel-form	Faden-stärke	Faden-länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>HS48</b>	USP 0	90 cm	●	SM15351448	49,04
	USP 1	90 cm	●	SM15401448	49,67
	USP 2	90 cm	●	SM15501448	50,30
<b>HS60</b>	USP 0	90 cm	●	SM15351460	49,04


 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2xHSP 8mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMO910081	122,85
	USP 7/0	45 cm	●	SMO91007	128,84
<b>2x HSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMO910061	128,84
	USP 6/0	45 cm	○	SMO910061U	122,85

 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>					
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071512	43,37
	USP 5/0	45 cm	●	SM15101512	38,96
	USP 4/0	45 cm	●	SM15151512	38,96
<b>DS16</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071516	44,00
	USP 5/0	75 cm	●	SM15101516	38,96
	USP 5/0	75 cm	○	SM15101516U	38,96
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151516	38,96
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15101519	38,96
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519	39,48
	USP 3/0	75 cm	●	SM15201519	38,12
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15151524	38,12
	USP 3/0	75 cm	●	SM15201524	38,12
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301524	38,12
	USP 0	75 cm	●	SM15351524	42,63
<b>DS26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM15151526	38,12
	USP 3/0	75 cm	●	SM15201526	38,12
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301526	38,12
	USP 2/0	90 cm	●	SM15301526_90	40,85
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15201530	38,12
	USP 2/0	75 cm	●	SM15301530	38,12
	USP 2/0	90 cm	●	SM15301530_90	38,22
	USP 0	75 cm	●	SM15351530	42,63
	USP 0	90 cm	●	SM15351530_90	39,00
	USP 1	90 cm	●	SM15401530_90	42,32
<b>DS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301536	44,76
	USP 0	75 cm	●	SM15351536	42,63
	USP 1	75 cm	●	SM15401536	42,63
<b>DS40</b>	USP 0	75 cm	●	SM15351540	42,63
	USP 1	75 cm	●	SM15401540	42,63
<b>DS45</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM15301545	40,85

Nadel-form	Faden-stärke	Faden-länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass</b>					
<b>DS16</b>	USP 3/0	50 cm	○	SM15201516UP	43,16
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm	○	SM15151519UP	43,16
<b>DS24</b>	USP 3/0	50 cm	○	SM15201524UP	43,16
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm	○	SM15201526UP	43,16
	USP 2/0	75 cm	○	SM15301526UP_75	40,95
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	○	SM15201530UP_75	43,16
<b>DS36</b>	USP 3/0	75 cm	○	SM15201536UP	41,00

 <b>3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel</b>					
<b>DS16</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM15071516VB	51,17
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM15101519VB	46,15
	USP 4/0	75 cm	●	SM15151519VB	46,76

 <b>3/8 Kreis außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2x DSP 6mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMO91008	128,84
<b>2x DSP 6mm 220µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMO91072	128,84
<b>DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	30 cm	●	SMO910082_1	109,20
	USP 7/0	30 cm	●	SMO910077_1	109,20
<b>2x DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	30 cm	●	SMO910082	122,85
	USP 7/0	30 cm	●	SMO910077	122,85
<b>2x DSP 11mm 350 µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMO910051	128,84

 <b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2x VSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	20 cm	○	SMO91006U_20	128,84
	USP 6/0	45 cm	●	SMO91006	128,84
	USP 6/0	45 cm	○	SMO91006U	128,84
<b>2x VSP 8mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMO91005	128,84
	USP 5/0	45 cm	○	SMO91005U	122,85



 <b>gerade, schneidende Nadel</b>					
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM15202160	45,57
	USP 2/0	75 cm	●	SM15302160	45,99

Alle Preise zzgl. MwSt.



## SURGICRYL 910 POLYGLACTIN

### FADEN + STUMPFE NADEL 12 ST./BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis stumpfe Nadel</b>				
<b>DRB63</b>	USP 1	100 cm	●	SM15401963	56,07
<b>DRB85</b>	USP 2	75 cm	●	SM15501985	56,07

# SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Beschichtung Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
<b>Farbe</b>	Violett Ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
<b>Wundhalt</b>	Etwa 30 Tage
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien oder Ligapack
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichneter Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Handhabung</li> <li>• Hohe Flexibilität</li> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Gute Knotengleiteigenschaften/Regulierbarkeit</li> <li>• Verminderte Kapillarwirkung</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Chirurgie</li> <li>• Hautverschluss</li> <li>• Viszeralchirurgie</li> <li>• Gynäkologie</li> <li>• Geburtshilfe</li> <li>• Plastische Chirurgie</li> <li>• Urologie</li> <li>• Ophthalmologie</li> <li>• Orthopädie</li> </ul>



**SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE****FADEN – 12 FOLIEN/BOX**



Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	6x45 cm	●	SM11150045_6	51,77
	3x50 cm	●	SM11150050	32,24
<b>USP 3/0</b>	12x45 cm	●	SM11200045	94,40
	6x45 cm	●	SM11200045_6	54,18
	3x50 cm	●	SM11200050	35,07
	10x60 cm	●	SM11200060	102,06
	5x70 cm	●	SM11200070	66,78
	150 cm	●	SM11200015	35,07
<b>USP 2/0</b>	12x45 cm	●	SM11300045	102,90
	6x45 cm	●	SM11300045_6	58,28
	3x50 cm	●	SM11300050	37,49
	10x60 cm	●	SM11300060	112,88
	5x70 cm	●	SM11300070	72,77
	150 cm	●	SM11300015	37,49
<b>USP 0</b>	12x45 cm	●	SM11350045	112,56
	6x45 cm	●	SM11350045_6	62,58
	3x50 cm	●	SM11350050	35,7
	10x60 cm	●	SM11350060	123,8
	5x70 cm	●	SM11350070	80,33
	150 cm	●	SM11350015	39,9
<b>USP 1</b>	12x45 cm	●	SM11400045	116,87
	6x45 cm	●	SM11400045_6	67,73
	3x50 cm	●	SM11400050	40,53
	10x60 cm	●	SM11400060	133,25
	5x70 cm	●	SM11400070	84,63
	150 cm	●	SM11400015	39,48
<b>USP 2</b>	12x45 cm	●	SM11500045	122,01
	6x45 cm	●	SM11500045_6	70,98
	3x50 cm	●	SM11500050	47,78
	10x60 cm	●	SM11500060	138,71
	5x70 cm	●	SM11500070	88,52
	150 cm	●	SM11500015	47,78
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM11600015	59,22
<b>USP 5</b>	150 cm	●	SM11700015	50,19
<b>USP 6</b>	150 cm	●	SM11800015	54,39

**FADEN – LIGAPACK**

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	250 cm	●	SM11150025	36,23
<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM11200025	42,32
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM11300025	44,73
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM11350025	47,15
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM11400025	52,61
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM11500025	59,22
<b>USP 3+4</b>	250 cm	●	SM11600025	59,22
<b>USP 5</b>	250 cm	●	SM11700025	59,22
<b>USP 6</b>	250 cm	●	SM11800025	64,26

**FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./ BOX**

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
	<b>5/8 Kreis, Rundkörperringel</b> 					
	<b>FR27</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11200327	42,74
		USP 2/0	75 cm	●	SM11300327	42,74

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 					
	<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM11070113	43,37
		USP 5/0	75 cm	●	SM11100113	43,37
		USP 4/0	75 cm	●	SM11150113	43,37
	<b>HR17</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM11070117	40,43
		USP 5/0	75 cm	●	SM11100117	36,02
		USP 4/0	75 cm	●	SM11150117	36,02
		USP 3/0	75 cm	●	SM11200117	36,02
		USP 2/0	75 cm	●	SM11300117	36,02
	<b>HR20</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11300120	32,27
	<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM11150122	36,54
		USP 3/0	75 cm	●	SM11200122	34,34
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200122U	35,60	
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300122	34,34	
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM11150126	36,02	
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200126	36,02	
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200126U	35,60	
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300126	38,54	
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300126U	40,32	
	USP 0	75 cm	●	SM11350126	38,54	
	USP 1	75 cm	●	SM11400126	38,54	
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11200130	38,54	
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300130	38,54	
	USP 0	75 cm	●	SM11350130	38,54	
	USP 1	75 cm	●	SM11400130	37,70	


Alle Preise zzgl. MwSt.





# SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./ BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €	
<b>HR36</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11200136	38,54	
	USP 2/0	75 cm	●	SM11300136	40,95	
	USP 0	90 cm	●	SM11350136	36,75	
	USP 1	90 cm	●	SM11400136	36,75	
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11300140	40,95	
	USP 0	90 cm	●	SM11350140	36,75	
	USP 1	75 cm	●	SM11400140_75	35,91	
	USP 1	90 cm	●	SM11400140	36,75	
<b>HR40</b>	USP 2	75 cm	●	SM11500140_75	34,89	
	USP 2	90 cm	●	SM11500140	36,75	
	<b>HR48</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11300148	44,00
		USP 0	90 cm	●	SM11350148	45,89
USP 1		90 cm	●	SM11400148	45,89	
USP 2		90 cm	●	SM11500148	45,89	
<b>HR48</b>	USP 3+4	90 cm	●	SM11600148	45,78	
	<b>HR50 Loop</b>	USP 1	150 cm	●	SM11400950	87,36


 <b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>					
<b>HRT26</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11300526	38,54
	USP 0	75 cm	●	SM11350530	41,06
<b>HRT30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11300530	38,54
	USP 1	75 cm	●	SM11400530	41,06
<b>HRT36</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM11300536	38,54
	USP 0	90 cm	●	SM11350536	41,06
<b>HRT36</b>	USP 1	90 cm	●	SM11400536	39,69
<b>HRT40</b>	USP 0	90 cm	●	SM11350540	41,06
	USP 1	90 cm	●	SM11400540	39,69
	USP 2	90 cm	●	SM11500540	43,79
<b>HRT43</b>	USP 0	150 cm	●	SM11350543_150	39,06
<b>HRT48</b>	USP 1	90 cm	●	SM11400548	39,69
<b>HRT50</b>	USP 1	150 cm	●	SM11400950	87,36


 <b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel</b>					
<b>DR17</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM11150217	36,02
	USP 3/0	75 cm	●	SM11200217	33,92
<b>DR25</b>	USP 1	75 cm	●	SM11400225	38,54
	USP 0	75 cm	●	SM11350225	38,54

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>J-Rundkörpernadel</b>					
<b>JR36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11303036	39,06
	USP 0	75 cm	●	SM11353036	39,06
<b>JR40</b>	USP 1	75 cm	●	SM11403040	42,75
<b>JR36 + FR27</b>	USP 0	75 cm	●	SM11353036_0327	71,61

 <b>J-Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>					
<b>JRT31</b>	USP 1	75 cm	●	SM11403131	39,06

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>					
<b>HS22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11201422	35,91
	USP 3/0	75 cm	○	SM11201422U	36,65
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301422	35,60
	USP 2/0	75 cm	○	SM11301422U	36,96
<b>HS26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM11151426	36,12
	USP 3/0	75 cm	●	SM11201426	36,12
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301426	36,12
	USP 0	75 cm	●	SM11351426	41,06
<b>HS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11201430	34,47
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301430	34,49
	USP 2	90 cm	●	SM11501430	43,79
<b>HS36</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM11301436	36,33
	USP 0	90 cm	●	SM11351436	41,06
	USP 1	90 cm	●	SM11401436	39,48
<b>HS40</b>	USP 2	90 cm	●	SM11501436	43,16
	USP 2/0	90 cm	●	SM11301440	36,33
	USP 2	90 cm	●	SM11501440	43,16
<b>HS40</b>	USP 1	90 cm	●	SM11401440	39,48
	USP 0	90 cm	●	SM11351440	43,68
	<b>HS48</b>	USP 0	90 cm	●	SM11351448
USP 1		90 cm	●	SM11401448	39,48
USP 2		90 cm	●	SM11501448	43,16
USP 3+4		90 cm	●	SM11601448	45,99

 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2x HSP 8mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU07	117,39
<b>2x HSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU061	117,39

Alle Preise zzgl. MwSt.

**SURGICRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE****FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./ BOX**

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>				
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM11071512	40,11
	USP 6/0	45 cm	○	SM11071512U	41,69
	USP 5/0	45 cm	●	SM11101512	36,02
	USP 4/0	75 cm	●	SM11151512	36,02
<b>DS16</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM11071516	38,43
	USP 5/0	75 cm	●	SM11101516	35,91
	USP 5/0	75 cm	○	SM11101516U	37,38
	USP 4/0	75 cm	●	SM11151516	35,91
	USP 4/0	75 cm	○	SM11151516U	37,38
	USP 3/0	75 cm	●	SM11201516	35,20
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM11101519	36,02
	USP 4/0	75 cm	●	SM11151519	36,54
	USP 4/0	75 cm	○	SM11151519U	38,12
	USP 3/0	75 cm	●	SM11201519	35,28
	USP 3/0	75 cm	○	SM11201519U	36,02
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301519	35,28
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11201524	35,28
	USP 3/0	75 cm	○	SM11201524U	36,86
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301524	35,28
	USP 2/0	75 cm	○	SM11301524U	36,86
	USP 0	75 cm	●	SM11351524	39,48
	USP 0	75 cm	○	SM11351524U	41,10
<b>DS26</b>	USP 2/0	75 cm	○	SM11301526U	37,70
<b>DS30</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM11151530	35,60
	USP 3/0	75 cm	●	SM11201530	35,28
	USP 2/0	75 cm	●	SM11301530	35,28
	USP 2/0	75 cm	○	SM11301530U	36,86
	USP 0	75 cm	●	SM11351530	39,48
	USP 1	75 cm	●	SM11401530	39,48
	USP 2	75 cm	●	SM11501530	40,95
<b>DS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11301536	35,07
	USP 0	75 cm	●	SM11351536	39,48
	USP 1	75 cm	●	SM11401536	40,11
	USP 2	75 cm	●	SM11501536	41,37
<b>DS40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM11301540	35,07
	USP 0	75 cm	●	SM11351540	39,48
	USP 1	75 cm	●	SM11401540	39,48
	USP 2	75 cm	●	SM11501540	40,95

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass ▼</b>				
<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	○	SM11071512UP	49,25
	USP 5/0	50 cm	○	SM11101512UP	49,25
	USP 4/0	50 cm	○	SM11151512UP	49,25
<b>DS16</b>	USP 4/0	50 cm	○	SM11151516UP	47,15
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm	○	SM11151519UP	47,15
	USP 3/0	50 cm	○	SM11201519UP	47,15
	USP 2/0	50 cm	○	SM11301519UP	47,15
<b>DS24</b>	USP 3/0	50 cm	○	SM11201524UP	47,15
	USP 2/0	50 cm	○	SM11301524UP	47,15

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis außen schneidende Spatulanadel</b>				
<b>2x DSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMOSU102	150,15
<b>5,5mm 150µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOSU08	137,39
<b>6mm 200µm</b>					
<b>DSP</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMOSU101	143,12
<b>6,2mm 150µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMOSU10	157,50
<b>6,2mm 150µm</b>					
<b>DSP</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOSU09_1	116,03
<b>6,4mm 200µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOSU09	143,12
<b>6,4mm 200µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU071	137,39
<b>8mm 200µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU062	111,93
<b>8mm 300µm</b>					

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, innen schneidende Nadel ▲</b>				
<b>NS16</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM11101716	36,96

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>				
<b>2x VSP</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU06	117,39
<b>8mm 300µm</b>					
<b>2x VSP</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMOSU05	117,39
<b>8mm 350µm</b>					

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>gerade, schneidende Nadel ▼</b>				
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM11202160	34,76
	USP 3/0	75 cm	○	SM11202160U	38,22
	USP 2/0	75 cm	●	SM11302160	34,76
	USP 2/0	75 cm	○	SM11302160U	35,91



























Alle Preise zzgl. MwSt.















## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG










<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Polycarprolacton und Kalziumstereat (1%)
<b>Farbe</b>	Ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 42 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 7 Tagen.
<b>Wundhalt</b>	Etwa 10 Tage
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe initiale Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichneter Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit</li> <li>• Schnelle Substanzresorption</li> <li>• Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften</li> <li>• Hohe Flexibilität</li> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Gute Knoteneigenschaften / Regulierbarkeit</li> <li>• Verminderte Kapillarwirkung</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Nur oberflächliche Weichteiladaptation von Haut und Schleimhaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastische Chirurgie</li> <li>• Geburtshilfe (Episiotomie)</li> <li>• Gynäkologie</li> <li>• Urologie (Beschneidung)</li> <li>• Ophthalmologie (Bindehaut)</li> <li>• Kinderchirurgie</li> </ul>










**SURGICRYL RAPID****FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX**





















Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm		SM14100117	41,58
	USP 4/0	75 cm		SM14150117	41,58
	USP 3/0	75 cm		SM14200117	41,58
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm		SM14150122	41,16
	USP 3/0	75 cm		SM14200122	41,37
	USP 2/0	75 cm		SM14300122	43,26
<b>HR26</b>	USP 3/0	75 cm		SM14200126	41,27
	USP 2/0	75 cm		SM14300126	41,37
	USP 0	75 cm		SM14350126	40,33
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm		SM14200130	41,37
	USP 2/0	75 cm		SM14300130	41,69
	USP 0	75 cm		SM14350130	41,90
<b>HR36</b>	USP 3/0	75 cm		SM14200136	41,16
	USP 2/0	75 cm		SM14300136	41,48
	USP 0	90 cm		SM14350136	42,21
	USP 1	90 cm		SM14400136	42,63
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm		SM14300140	41,90
	USP 0	90 cm		SM14350140	42,32
	USP 1	90 cm		SM14400140	42,63
	USP 2	90 cm		SM14500140	42,63
<b>HR48</b>	USP 2/0	75 cm		SM14300148	42,32
	USP 0	90 cm		SM14350148	42,32
	USP 1	90 cm		SM14400148	43,47
	USP 2	90 cm		SM14500148	44,84

	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b> 				
<b>HRT17</b>	USP 3/0	75 cm		SM14200517	51,45
<b>HRT26</b>	USP 3/0	75 cm		SM14200526	51,45
	USP 2/0	75 cm		SM14300526	51,45
<b>HRT36</b>	USP 2/0	90 cm		SM14300536	51,45
	USP 0	90 cm		SM14350536	51,45
	USP 1	90 cm		SM14400536	51,45
<b>HRT40</b>	USP 2/0	90 cm		SM14300540	46,59
	USP 0	90 cm		SM14350540	47,30
	USP 1	90 cm		SM14400540	51,45
	USP 2	150 cm		SM14500540	51,45
<b>HRT48</b>	USP 0	90 cm		SM14350548	52,92
	USP 1	90 cm		SM14400548	47,32




Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b> 				
<b>DRT16</b>	USP 5/0	75 cm		SM14100416	51,45
	USP 4/0	75 cm		SM14150416	51,45
	USP 3/0	75 cm		SM14200416	51,45
<b>DRT19</b>	USP 4/0	75 cm		SM14150419	38,07
	USP 3/0	75 cm		SM14200419	38,07

**FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX**

	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 				
<b>HS17</b>	USP 4/0	45 cm		SM14151417	51,87
	USP 3/0	45 cm		SM14201417	51,87
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm		SM14301436	51,87
	USP 0	75 cm		SM14351436	51,87
<b>HS40</b>	USP 0	90 cm		SM14351440	51,14
	USP 1	90 cm		SM14401440	51,87
	USP 2	90 cm		SM14501440	51,87

	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 				
<b>DS12</b>	USP 6/0	75 cm		SM14071512	41,58
	USP 5/0	75 cm		SM14101512	41,58
	USP 4/0	75 cm		SM14151512	41,58
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm		SM14101516	41,58
	USP 4/0	75 cm		SM14151516	41,58
	USP 3/0	45 cm		SM14201516	41,58
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm		SM14101519	41,58
	USP 4/0	75 cm		SM14151519	41,58
	USP 3/0	75 cm		SM14201519	41,58
	USP 2/0	75 cm		SM14301519	41,58
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm		SM14201524	41,90
	USP 2/0	75 cm		SM14301524	41,90
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm		SM14201526	41,58
	USP 2/0	75 cm		SM14301526	41,90
	USP 0	75 cm		SM14351526	41,90
<b>DS30</b>	USP 0	90 cm		SM14351530	41,69
<b>DS36</b>	USP 2/0	75 cm		SM14301536	41,90
	USP 0	75 cm		SM14351536	41,90


**FADEN + SCHNEIDENDE NADEL** 12 ST./BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass</b> ▼					
<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM14071512P	49,25
	USP 5/0	50 cm	●	SM14101512P	49,25
	USP 4/0	50 cm	●	SM14151512P	49,25
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM14151519P	47,15
	USP 3/0	50 cm	●	SM14201519P	47,15
<b>DS24</b>	USP 3/0	50 cm	●	SM14201524P	46,83
	USP 2/0	50 cm	●	SM14301524P	48,93
 <b>3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel</b> ▼					
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM14101516VB	47,09
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM14151519VB	47,09
	USP 3/0	75 cm	●	SM14201519VB	47,09
 <b>gerade, schneidende Nadel</b> ▼					
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM14202160	51,45



# SURGICRYL MONOFAST

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglecapron 25, ein Copolymer aus 75% Glycolid und 25% $\epsilon$ -Caprolacton
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Violett Ungefärbt
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 90 bis 120 Tagen. Ca. 60% der Zugfestigkeit verbleiben nach 7 Tagen.
<b>Wundhalt</b>	Etwa 20 Tage
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien und Ligapack
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Reißfestigkeit</li><li>• Synthetisch</li><li>• Resorption durch Hydrolyse</li><li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li><li>• Biessamkeit und Geschmeidigkeit</li><li>• Luftdichte Verpackung</li></ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgezeichneter Gewebehalt</li><li>• Minimale Gewebereaktion</li><li>• Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit</li><li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeefferkt, Gewebezug und Trauma</li><li>• Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)</li><li>• Ausgezeichnete Knoteneigenschaften</li><li>• Gute Handhabungseigenschaften</li><li>• Einfaches und sicheres Knoten</li><li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"><li>• Allgemeine Chirurgie</li><li>• Hautverschluss</li><li>• Plastische Operationen</li><li>• Viszeralchirurgie</li><li>• Gynäkologie</li><li>• Urologie</li></ul>

## SURGICRYL MONOFAST

### FADEN – 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	150 cm	●	SM16200015	39,90
<b>USP 2/0</b>	150 cm	●	SM16300015	39,90
<b>USP 0</b>	150 cm	●	SM16350015	46,00
<b>USP 1</b>	150 cm	●	SM16400015	39,90
<b>USP 2</b>	120 cm	●	SM16500012	37,07
	150 cm	●	SM16500015	38,64

### FADEN – LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM16500025	62,37

### FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12ST./BOX

1/2 Kreis, Rundkörperringel					
<b>HR13</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM16070113	45,99
	USP 5/0	45 cm	●	SM16100113	42,11
	USP 4/0	75 cm	●	SM16150113	47,25
<b>HR17</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM16100117	47,04
	USP 4/0	75 cm	●	SM16150117	47,04
	USP 3/0	75 cm	●	SM16200117	47,04
<b>HR19</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM16300119	42,95
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM16150122	48,09
	USP 3/0	75 cm	●	SM16200122	49,46
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300122	49,46
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM16150126	41,90
	USP 3/0	75 cm	●	SM16200126	48,41
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300126	49,14
	USP 0	75 cm	●	SM16350126	49,14
	USP 1	75 cm	●	SM16400126	48,62
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM16200130	51,45
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300130	52,29
	USP 0	75 cm	●	SM16350130	55,13
	USP 1	75 cm	●	SM16400130	55,13
<b>HR36</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM16200136	51,45
	USP 2/0	75 cm	●	SM16300136	51,45
	USP 0	90 cm	●	SM16350136	53,97
	USP 1	90 cm	●	SM16400136	55,86
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM16300140	51,98
	USP 0	90 cm	●	SM16350140	56,18
	USP 1	90 cm	●	SM16400140	56,18
<b>HR48</b>	USP 0	90 cm	●	SM16350148	56,28
	USP 1	90 cm	●	SM16400148	56,28

3/8 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze					
<b>DRT16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM16100416	37,47

1/2 Kreis, stumpfe Nadel					
<b>HRB40</b>	USP 0	90 cm	●	SM16351840	40,09

### FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12ST./BOX

3/8 Kreis außen schneidende Nadel					
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM16071512	48,41
	USP 6/0	75 cm	●	SM16071512_75	43,57
	USP 6/0	75 cm	●	SM16071512V	43,57
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512	45,57
	USP 5/0	45 cm	●	SM16101512V	39,48
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM16101516	48,51
	USP 5/0	75 cm	●	SM16101516V	46,66
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151516	48,51
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151516V	48,51
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201516	48,51
	USP 2/0	75 cm	●	SM16301516	48,51
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM16101519	46,41
	USP 5/0	75 cm	●	SM16101519V	46,41
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519	51,35
	USP 4/0	75 cm	●	SM16151519V	42,11
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519	51,35
	USP 3/0	75 cm	●	SM16201519V	40,09
	USP 2/0	75 cm	●	SM16301519	45,36
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM16201524	47,15
	USP 2/0	75 cm	●	SM16301524	47,15

Alle Preise zzgl. MwSt.



# SURGICRYL MONOFAST

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL <sup>12 ST./BOX</sup>

<b>DS26</b>	USP 4/0	75 cm		SM16151526	47,15
	USP 3/0	75 cm		SM16201526	47,15
	USP 3/0	75 cm		SM16201526V	42,11
	USP 2/0	75 cm		SM16301526	47,15
	USP 2/0	75 cm		SM16301526V	42,11
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm		SM16301530	40,09
	USP 0	75 cm		SM16351530V	47,15
<b>DS40</b>	USP 0	75 cm		SM16351540	47,15
	USP 1	90 cm		SM16401540	47,15



### 3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass ▼

<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm		SM16071512P	52,40
	USP 5/0	50 cm		SM16101512P	52,40
	USP 4/0	50 cm		SM16151512P	52,40
<b>DS16</b>	USP 5/0	50 cm		SM16101516P	54,50
	USP 4/0	50 cm		SM16151516P	54,50
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm		SM16151519P	54,50
	USP 3/0	50 cm		SM16201519P	54,50
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm		SM16201524P _75	50,61



### 3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel ▼

<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm		SM16101516VB	46,66
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm		SM16101519VB	49,21
	USP 4/0	75 cm		SM16151519VB	49,21



### gerade, außen schneidende Nadel ▼

<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm		SM16202160	42,11
	USP 2/0	75 cm		SM16302160	42,11



## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polydioxanon, ein Polymer aus Poly(p-dioxanon)
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 180 bis 210 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben bis 42 Tagen.
<b>Wundhalt</b>	Etwa 60 Tage
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe und dauerhafte Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biegsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hervorragende Reißfestigkeit für einen verlängerten Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Vorhersehbare Resorptionsgeschwindigkeit</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeffekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)</li> <li>• Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften</li> <li>• Gute Handhabungseigenschaften</li> <li>• Einfaches und sicheres Knoten</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Adaption von Weichgewebe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Chirurgie</li> <li>• Viszeralchirurgie</li> <li>• Ophthalmologie</li> <li>• Orthopädie</li> <li>• Bauchdeckenverschluss</li> <li>• Gynäkologie</li> <li>• Plastische Chirurgie</li> <li>• Urologie</li> </ul>





# SURGICRYL MONOFILAMENT

## FADEN – 12 FOLIEN/BOX



Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 2</b>	1,5 m	●	SM13500015	43,37
<b>USP 3+4</b>	1,5 m	●	SM13600015	45,89

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadel-form	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
<b>HR13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM13070113	42,84
	USP 5/0	75 cm	●	SM13100113	35,64
<b>2x HR13</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100113_2	66,89
<b>HR17</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM13070117	42,32
	USP 5/0	75 cm	●	SM13100117	43,37
	USP 4/0	75 cm	●	SM13150117	45,89
	USP 3/0	75 cm	●	SM13200117	42,11
<b>2x HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100117_2	61,43
	USP 4/0	75 cm	●	SM13150117_2	61,43
<b>HR22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13150122	47,88
	USP 3/0	75 cm	●	SM13200122	49,25
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13150126	48,20
	USP 3/0	75 cm	●	SM13200126	48,20
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300126	49,14
	USP 0	75 cm	●	SM13350126	48,20
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13200130	49,35
	USP 2/0	75 cm	●	SM13300130	49,98
	USP 0	75 cm	●	SM13350130	53,45
<b>HR36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13300136	49,77
	USP 0	90 cm	●	SM13350136	53,66
	USP 1	90 cm	●	SM13400136	53,66
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13300140	53,66
	USP 0	90 cm	●	SM13350140	53,66
	USP 1	90 cm	●	SM13400140	53,66
	USP 2	90 cm	●	SM13500140	53,66
<b>HR40 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM13350940	101,43
	USP 1	150 cm	●	SM13400940	104,58
<b>HR48</b>	USP 0	90 cm	●	SM13350148	53,76
	USP 1	90 cm	●	SM13400148	53,87
	USP 2	90 cm	●	SM13500148	53,87
<b>HR50 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM13350950	101,43
	USP 1	150 cm	●	SM13400950	104,48
	USP 2	150 cm	●	SM13500950	104,48


## FADEN – LIGAPACK


Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 3/0</b>	2,5 m	●	SM13200025	39,59

Nadel-form	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
<b>HR65 Loop</b>	USP 1	150 cm	●	SM13400965	100,70

<b>DR13</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100213	43,44
	USP 4/0	75 cm	●	SM13150213	39,73
<b>DR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13100217	35,64

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX


	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼				
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301436	48,62
	USP 0	75 cm	●	SM13351436	49,25
	USP 1	75 cm	●	SM13401436	49,25
<b>HS48</b>	USP 1	90 cm	●	SM13401448	49,25


	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼				
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM13071512	48,09
	USP 5/0	45 cm	●	SM13101512	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151512	48,09
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13101516	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151516	45,66
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM13101519	48,09
	USP 5/0	75 cm	●	SM13101519_75	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519	50,19
	USP 4/0	90 cm	●	SM13151519_90	44,61
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201519	51,45
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13151524	48,09
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201524	51,45
	USP 3/0	90 cm	●	SM13201524_90	45,70
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301524	53,24
	USP 2/0	90 cm	●	SM13301524_90	47,78
	USP 0	75 cm	●	SM13351524	55,02
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13201526	51,45
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301526	51,45


## SURGICRYL MONOFILAMENT


### FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301530	51,45
	USP 0	75 cm	●	SM13351530	51,45
<b>DS40</b>	USP 1	90 cm	●	SM13401540	51,45
	USP 2	90 cm	●	SM13501540	51,45

 <b>3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel ▼</b>					
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13101516VB	51,29
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519VB	51,41

 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>					
<b>HS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301436	48,62
	USP 0	75 cm	●	SM13351436	49,25
	USP 1	75 cm	●	SM13401436	49,25
<b>HS48</b>	USP 1	90 cm	●	SM13401448	49,25

 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼</b>					
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM13071512	48,09
	USP 5/0	45 cm	●	SM13101512	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151512	48,09
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13101516	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151516	45,66
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM13101519	48,09
	USP 5/0	75 cm	●	SM13101519_75	48,09
	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519	50,19
	USP 4/0	90 cm	●	SM13151519_90	44,61
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201519	51,45
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13151524	48,09
	USP 3/0	75 cm	●	SM13201524	51,45
	USP 3/0	90 cm	●	SM13201524_90	45,70
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301524	53,24
<b>DS26</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM13301524_90	47,78
	USP 0	75 cm	●	SM13351524	55,02
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM13201526	51,45
	USP 2/0	75 cm	●	SM13301526	51,45
<b>DS33</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM13301530	51,45
	USP 0	75 cm	●	SM13351530	51,45
<b>DS40</b>	USP 1	90 cm	●	SM13401540	51,45
	USP 2	90 cm	●	SM13501540	51,45

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel ▼</b>					
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM13101516VB	51,29
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM13151519VB	51,41

### FADEN + STUMPFE NADEL 12 ST./BOX

 <b>1/2 Kreis, stumpfe Nadel ○</b>					
<b>HRB50 Loop</b>	USP 1	150 cm	●	SM13400850	47,46

Alle Preise zzgl. MwSt.



# Nahtmaterial

## nicht resorbierbar

Polypropylene	S. 38
Daclon Nylon	S. 42
Polyester	S. 46
Seide	S. 49
Supramid	S. 53
Stahl Monofilament	S. 55





## POLYPROPYLENE

### EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG





<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Blau
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hohe Reißfestigkeit</li><li>• nicht resorbierbar</li><li>• Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen</li><li>• Synthetisch</li><li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li><li>• Biessamkeit und Geschmeidigkeit</li><li>• Luftdichte Verpackung</li></ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgezeichneter und verlängerter Gewebehalt</li><li>• Anwendung in Herz- / Gefäßchirurgie (Herzklappenprothese und Anastomosen)</li><li>• Minimale Gewebereaktion</li><li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li><li>• Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)</li><li>• Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften</li><li>• Gute Handhabungseigenschaften</li><li>• Einfaches und sicheres Knoten</li><li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"><li>• Herz- / Gefäßchirurgie</li><li>• Neurochirurgie</li><li>• Ophthalmologie</li><li>• Mikrochirurgie</li><li>• Plastische Chirurgie</li><li>• Hautverschluss</li><li>• Orthopädie</li><li>• Hernien (auch als Netz)</li><li>• Viszeralchirurgie</li><li>• Allgemeine Chirurgie</li><li>• Gynäkologie</li><li>• Geburtshilfe</li></ul>

FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
<b>HR10</b>	USP 7/0	45 cm	●	SM5050110	43,19
	USP 6/0	75 cm	●	SM5070110	26,53
<b>2x HR10</b>	USP 7/0	60 cm	●	SM5050110_2	83,58
	USP 6/0	60 cm	●	SM5070110_2	60,67
	USP 5/0	60 cm	●	SM5100110_2	60,67
<b>2x HR13</b>	USP 6/0	60 cm	●	SM5070113_2	60,67
	USP 7/0	60 cm	●	SM5050113_2	60,67
	USP 5/0	75 cm	●	SM5100113_2	60,67
<b>HR15</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM5070115	26,53
	USP 5/0	75 cm	●	SM5100115	20,30
	USP 4/0	75 cm	●	SM5150115	20,30
<b>HR15 + HR30</b>	USP 3/0	90 cm	●	SM5200115_30	28,47
<b>2x HR16</b>	USP 5/0	90 cm	●	SM5100116_2	37,63
	USP 4/0	90 cm	●	SM5150116_2	34,13
	USP 3/0	90 cm	●	SM5200116_2	34,13
<b>HR17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM5100117	20,30
	USP 3/0	75 cm	●	SM5200117	20,30
<b>HR20</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM5100120	20,30
	USP 4/0	75 cm	●	SM5150120	20,30
	USP 3/0	75 cm	●	SM5200120	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM5300120	18,04
<b>2x HR20</b>	USP 5/0	90 cm	●	SM5100120_2	37,63
	USP 4/0	90 cm	●	SM5150120_2	34,13
	USP 3/0	90 cm	●	SM5200120_2	34,13
<b>HR25</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM5100125	20,30
	USP 4/0	75 cm	●	SM5150125	19,96
	USP 3/0	75 cm	●	SM5200125	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM5300125	20,91
	USP 0	75 cm	●	SM5350125	19,96
	USP 1	75 cm	●	SM5400125	19,96
<b>2x HR25</b>	USP 4/0	90 cm	●	SM5150125_2	34,13
	USP 3/0	90 cm	●	SM5200125_2	27,89
	USP 2/0	90 cm	●	SM5300125_2	27,89
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM5200130	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM5300130	20,85
	USP 0	75 cm	●	SM5350130	19,39
	USP 1	75 cm	●	SM5400130	21,09
<b>2x HR30</b>	USP 3/0	90 cm	●	SM5200130_2	28,47
	USP 2/0	90 cm	●	SM5300130_2	28,47
<b>HR35</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM5300135	21,10
	USP 0	75 cm	●	SM5350135	19,39
	USP 1	75 cm	●	SM5400135	21,09

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>2x HR35</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM5300135_2	28,47
<b>HR40</b>	USP 0	75 cm	●	SM5350140	19,39
	USP 1	90 cm	●	SM5400140	19,39
	USP 2	75 cm	●	SM5500140	19,39
<b>2x HR40</b>	USP 0	90 cm	●	SM5350140_2	25,06
	USP 1	90 cm	●	SM5400140_2	26,54
<b>2x HR8</b>	USP 8/0	60 cm	●	SM5040108_2	86,68
	USP 7/0	60 cm	●	SM5050108_2	83,58
	USP 6/0	60 cm	●	SM5070108_2	83,58

	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b> 				
<b>HRT10</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM5070510	31,06
<b>2x HRT16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM5100516_2	60,67
	USP 4/0	90 cm	●	SM5150516_2	57,79
<b>2x HRT22</b>	USP 4/0	90 cm	●	SM5150522_2	41,73
<b>HRT25</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM5300525	21,88
<b>2x HRT25</b>	USP 4/0	90 cm	●	SM5150525_2	60,56
	USP 3/0	90 cm	●	SM5200525_2	60,56
	USP 2/0	90 cm	●	SM5300525_2	40,26
<b>2x HRT30</b>	USP 3/0	90 cm	●	SM5200530_2	60,59
	USP 2/0	90 cm	●	SM5300530_2	40,26

	<b>3/8 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
<b>2x DR6,5</b>	USP 8/0	60 cm	●	SM50402065_2_60	76,44
<b>2x DR8</b>	USP 8/0	45 cm	●	SM5040208_2	86,68
	USP 7/0	60 cm	●	SM5050208_2	83,58
<b>2x DR9,3</b>	USP 7/0	60 cm	●	SM5050293_2	79,61
	USP 6/0	60 cm	●	SM5070293_2	66,34
<b>2x DR10</b>	USP 6/0	60 cm	●	SM5070210_2	60,67
	USP 5/0	60 cm	●	SM5100210_2	57,79
<b>2x DR13</b>	USP 7/0	60 cm	●	SM5050213_2	57,79
	USP 6/0	60 cm	●	SM5070213_2	60,67
	USP 5/0	75 cm	●	SM5100213_2	57,79
<b>DR16</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM5150216	20,66
<b>2x DR18</b>	USP 5/0	90 cm	●	SM5100218_2	40,26
	USP 4/0	90 cm	●	SM5150218_2	34,13
<b>2x DR22</b>	USP 4/0	90 cm	●	SM5150222_2	32,48
<b>2x DR26</b>	USP 4/0	90 cm	●	SM5150226_2	29,48
<b>2x DR30</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM5300230_2	25,06

Alle Preise zzgl. MwSt.



## POLYPROPYLENE

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Mikronadel</b>				
<b>MDR 5.1mm 100µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMMP106	117,39
<b>MDR 6.4mm 150µm</b>	USP 9/0	15 cm	●	SMMP097	108,78

## FADEN+ SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
<b>HS22</b>	USP 3/0	45 cm	●	SM5201422	23,01
<b>HS24</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM5301424	23,03

	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
<b>DS10</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM5071510	26,53
<b>DS12</b>	USP 7/0	45 cm	●	SM5051512	27,00
	USP 6/0	45 cm	●	SM5071512	26,53
	USP 5/0	45 cm	●	SM5101512	26,21
	USP 4/0	75 cm	●	SM5151512	23,01
<b>DS16</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM5071516	26,53
	USP 5/0	45 cm	●	SM5101516	26,53
	USP 4/0	45 cm	●	SM5151516_45	20,77
	USP 4/0	75 cm	●	SM5151516	26,52
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201516	23,01
<b>DS19</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM5071519	26,54
	USP 5/0	45 cm	●	SM5101519_45	21,08
	USP 5/0	75 cm	●	SM5101519	23,26
	USP 4/0	45 cm	●	SM5151519_45	23,01
	USP 4/0	75 cm	●	SM5151519	23,01
	USP 3/0	45 cm	●	SM5201519_45	23,01
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201519	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5301519	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM5351519	23,03
<b>DS24</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM5151524	23,01
	USP 3/0	45 cm	●	SM5201524_45	23,01
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201524	23,01
	USP 2/0	45 cm	●	SM5301524_45	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5301524	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM5351524	23,03
	USP 1	75 cm	●	SM5401524	24,16
<b>DS26</b>	USP 3/0	45 cm	●	SM5201526_45	20,77
	USP 3/0	75 cm	●	SM5201526	20,77

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	USP 2/0	45 cm	●	SM5301526_45	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5301526	23,01
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM5201530	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5301530	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM5351530	23,26
	USP 1	75 cm	●	SM5401530	23,25
<b>DS36</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM5201536	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5301536	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM5351536	23,26
	USP 1	75 cm	●	SM5401536	23,70
<b>DS40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM5301540	23,24
	USP 0	90 cm	●	SM5351540	23,26
	USP 1	75 cm	●	SM5401540	23,25
	USP 2	90 cm	●	SM5501540	24,27
<b>DS45</b>	USP 1	90 cm	●	SM5401545	23,70
<b>DS90</b>	USP 1	90 cm	●	SM5401590	23,70



	<b>3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass</b>				
<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM5071512P	32,77
	USP 5/0	50 cm	●	SM5101512P	32,77
<b>DS16</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM5071516P	32,77
	USP 5/0	50 cm	●	SM5101516P	32,77
	USP 4/0	50 cm	●	SM5151516P	30,51
<b>DS19</b>	USP 5/0	50 cm	●	SM5101519P	32,77
	USP 4/0	50 cm	●	SM5151519P	30,51
	USP 3/0	50 cm	●	SM5201519P	30,51
<b>DS24</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM5151524P	28,76
	USP 3/0	50 cm	●	SM5201524P	30,51
	USP 2/0	50 cm	●	SM5301524P	30,51



	<b>3/8 Kreis außen schneidende Schwarze Nadel</b>				
<b>DS16</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM5101516VB	33,75
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM5101519VB	29,85
	USP 4/0	75 cm	●	SM5151519VB	29,52



Alle Preise zzgl. MwSt.







**FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX**



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>DSP 6mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOPP71_1	92,82
<b>2x DSP 6,4mm 200µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMOPP105	92,82
<b>2x DSP 6mm 200µm</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOPP95	92,82

	<b>3/8 Kreis außen schneidende Koronarnadel</b> 				
<b>2x CC6,4</b>	USP 8/0	60 cm	●	SM5042606_2	100,36
<b>2x CC8</b>	USP 8/0	60 cm	●	SM5042608_2	103,76
	USP 7/0	75 cm	●	SM5052608_2	101,71
	USP 6/0	75 cm	●	SM5072608_2	101,71
<b>2x CC9,3</b>	USP 7/0	60 cm	●	SM5052693_2	96,97
	USP 6/0	60 cm	●	SM5072693_2	81,09
<b>2x CC10</b>	USP 7/0	75 cm	●	SM5052610_2	101,71
	USP 6/0	75 cm	●	SM5072610_2	101,73
<b>2x CC13</b>	USP 7/0	75 cm	●	SM5052613_2	101,71
	USP 6/0	75 cm	●	SM5072613_2	101,73
	USP 5/0	75 cm	●	SM5102613_2	101,73

	<b>3/8 Kreis außen schneidende Koronarnadel schwarz</b> 				
<b>2x CC8</b>	USP 8/0	60 cm	●	SM5042608_2VB	119,75
	USP 7/0	75 cm	●	SM5052608_2VB	116,10
	USP 6/0	75 cm	●	SM5072608_2VB	116,10
<b>2x CC9,3</b>	USP 7/0	60 cm	●	SM5052609_2VB	110,77
<b>2x CC13</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM5072613_2VB	116,12
	USP 5/0	75 cm	●	SM5102613_2VB	116,12

	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>2xVSP8mm 300 µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOPP62	92,82
<b>VSP 15,3mm 150 µm Loop</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP113L_2	163,80
<b>VSP16mm 150 µm</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMOPP103	136,50
<b>VSP16mm 150 µm Loop</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP103L_2	163,80

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>gerade, schneidende Nadel</b> 				
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM5202160	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM5302160	23,26
<b>GS75</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM5302175	23,01

	<b>gerade, außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>GSP 16 mm 150 µm + DSP 4 mm 100µm</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP102	143,01
<b>GSP 16,15mm 150µm Loop</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMOPP110	136,50
<b>2xGSP 16,15mm 150µm</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP101	126,00
	USP 9/0	20 cm	●	SMOPP91	114,66

Alle Preise zzgl. MwSt.



# DACLON NYLON

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG





<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Blau Schwarz
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biogsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)</li> <li>• Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften</li> <li>• Gute Handhabungseigenschaften</li> <li>• Einfaches und sicheres Knoten</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hautverschluss</li> <li>• Allgemeine Chirurgie</li> <li>• Plastische Chirurgie</li> <li>• Viszeralchirurgie</li> <li>• Gynäkologie</li> <li>• Geburtshilfe</li> <li>• Orthopädie</li> </ul> </li> <li>● Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastische Chirurgie</li> <li>• Ophthalmologie</li> </ul> </li> </ul>



FADEN – 12 FOLIEN/BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 0	150 cm	●	SM9350015	14,91
USP 1	150 cm	●	SM9400015	14,91

FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 					
<b>HR16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9100116	18,63
	USP 4/0	75 cm	●	SM9150116	18,65
<b>HR20</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM9070120	18,63
	USP 5/0	75 cm	●	SM9100120	18,65
	USP 4/0	75 cm	●	SM9150120	18,65
	USP 3/0	75 cm	●	SM9200120	18,63
	USP 2/0	75 cm	●	SM9300120	18,63
<b>HR22</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9300122	16,59
<b>HR26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM9150126	18,65
	USP 3/0	75 cm	●	SM9200126	18,63
	USP 2/0	75 cm	●	SM9300126	18,63
	USP 0	75 cm	●	SM9350126	18,63
	USP 1	75 cm	●	SM9400126	18,75
<b>HR30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9300130	18,63
	USP 0	75 cm	●	SM9350130	18,63
	USP 1	75 cm	●	SM9400130	18,66
<b>HR30 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM9350930	22,46
	USP 1	150 cm	●	SM9400930	22,46
<b>HR35 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM9350935	19,13
	USP 1	150 cm	●	SM9400935	22,46
<b>HR37</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9300137	18,63
	USP 0	75 cm	●	SM9350137	18,63
	USP 1	75 cm	●	SM9400137	18,63
<b>HR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9300140	18,63
	USP 0	75 cm	●	SM9350140	18,63
	USP 1	75 cm	●	SM9400140	18,75
	USP 2	75 cm	●	SM9500140	18,75
<b>HR40 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM9350940	22,46
	USP 1	150 cm	●	SM9400940	22,46
<b>HR50</b>	USP 1	100 cm	●	SM9400150	16,64

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>HR50 Loop</b>	USP 0	150 cm	●	SM9350950	27,63
	USP 1	150 cm	●	SM9400950	27,64
<b>2x HR65</b>	USP 2/0	90 cm	●	SM9300165_2	26,75

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis, Rundkörperringel mit Mikronadel</b> 					
<b>MDR 3.8mm 70µm</b>	USP 11/0	10 cm	●	SMMN113	148,89
	USP 10/0	10 cm	●	SMMN103	141,96
<b>MDR 3.8mm 100µm</b>	USP 11/0	10 cm	●	SMMN112	141,96
	USP 10/0	15 cm	●	SMMN105	140,28
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN094	133,77
<b>MDR 5.1mm 100µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMMN106	117,39
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN096	117,39
<b>MDR 5.1mm 70µm</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMMN104	148,89
<b>MDR 6.4mm 140µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMMN1011	81,90
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN098	81,90
	USP 8/0	15 cm	●	SMMN087	85,89
<b>MDR 9.7mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMMN078	65,84

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, Rundkörperringel stumpf</b> 					
<b>HRB 40</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401840	29,48

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/4 Kreis, Rundkörperringel</b> 					
<b>2x VR 8mm 220µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMMN81	82,95

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 					
<b>HS17</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM9151417	22,45
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201417	22,45
<b>HS22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201422	22,45

Alle Preise zzgl. MwSt.



## DACLON NYLON

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>HS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201426	21,20
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301426	21,20
<b>HS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201430	18,50
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301430	18,50
	USP 0	75 cm	●	SM9351430	21,21
<b>HS36</b>	USP 0	75 cm	●	SM9351436	21,80
	USP 1	75 cm	●	SM9401436	21,21
	USP 2	75 cm	●	SM9501436	23,70
<b>HS40</b>	USP 0	75 cm	●	SM9351440	21,21
	USP 1	75 cm	●	SM9401440	21,21
<b>HS48</b>	USP 1	100 cm	●	SM9401448	21,21

**1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel**

<b>HSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON1081	65,52
<b>5,5mm 150µm</b>					
<b>2x HSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON108	79,17
<b>5,5mm 150µm</b>					
<b>2x HSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON102	82,95
<b>6,2mm 150µm</b>					
<b>2x HSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON106	82,95
<b>6,4mm 220µm</b>					
<b>2x HSP</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMON62	82,95
<b>8mm 300µm</b>					

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel**

<b>DS12</b>	USP 7/0	75 cm	●	SM9051512	29,45
	USP 6/0	75 cm	●	SM9071512	23,48
	USP 5/0	75 cm	●	SM9101512	23,48
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151512	23,48
<b>DS16</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM9071516_45	22,46
	USP 6/0	75 cm	●	SM9071516	23,48
	USP 5/0	45 cm	●	SM9101516_45	17,62
	USP 5/0	75 cm	●	SM9101516	20,19
	USP 4/0	45 cm	●	SM9151516_45	20,18
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151516	20,19
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201516	20,17
	USP 3/0	90 cm	●	SM9201516_90	20,17
<b>DS19</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM9101519_45	20,17
	USP 5/0	75 cm	●	SM9101519	20,19
	USP 4/0	45 cm	●	SM9151519_45	20,18
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151519	20,17
	USP 4/0	90 cm	●	SM9151519_90	19,85
	USP 3/0	45 cm	●	SM9201519_45	19,04
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201519	20,19
	USP 3/0	90 cm	●	SM9201519_90	19,91
USP 2/0	75 cm	●	SM9301519	20,18	


Alle Preise zzgl. MwSt.


Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS24</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9101524	20,17
	USP 4/0	45 cm	●	SM9151524_45	20,17
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151524	20,17
	USP 3/0	45 cm	●	SM9201524_45	19,04
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201524	20,19
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301524	20,30
<b>DS26</b>	USP 0	75 cm	●	SM9351524	20,30
	USP 1	75 cm	●	SM9401524	20,42
	USP 3/0	45 cm	●	SM9201526_45	20,17
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201526	20,19
	USP 2/0	45 cm	●	SM9301526_45	20,18
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301526	18,69
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201530	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301530	20,30
	USP 0	75 cm	●	SM9351530	20,13
<b>DS36</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401530	20,42
	USP 3/0	75 cm	●	SM9201536	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301536	20,30
<b>DS40</b>	USP 0	75 cm	●	SM9351536	20,13
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301540	20,18
	USP 0	75 cm	●	SM9351540	20,30
<b>DS40</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401540	20,42
	USP 2	90 cm	●	SM9501540	20,40
	USP 2/0	100 cm	●	SM9301545	20,18
<b>DS45</b>	USP 1	75 cm	●	SM9401545	20,19
	USP 2/0	75 cm	●	SM9301560	20,18
<b>DS60</b>	USP 2/0	100 cm	●	SM9301560_100	18,29
	USP 2/0	100 cm	●	SM9301590	21,21
<b>DS90</b>	USP 0	100 cm	●	SM9351590	21,21
	USP 1	100 cm	●	SM9401590	21,21


**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass**


<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM9071512P	30,51
	USP 5/0	50 cm	●	SM9101512P	30,51
	USP 4/0	50 cm	●	SM9151512P	30,51
<b>DS16</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM9071516P	28,25
	USP 5/0	50 cm	●	SM9101516P	28,24
	USP 4/0	50 cm	●	SM9151516P	28,24
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM9151519P	28,24
	USP 3/0	50 cm	●	SM9201519P	28,24
<b>DS24</b>	USP 2/0	50 cm	●	SM9301524P	28,24


**FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX**

Nadelform	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Schwarze Nadel</b> ▼				
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9101516VB	26,22
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM9101519VB	26,22
	USP 4/0	75 cm	●	SM9151519VB	26,22

	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> ▽				
<b>DSP</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMON1011	65,52
<b>6,2mm 150µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 11/0	20 cm	●	SMON111	126,00
<b>6,2mm 150µm</b>					
	USP 10/0	30 cm	●	SMON101	82,95
	USP 9/0	30 cm	●	SMON95	82,95
	USP 9/0	45 cm	●	SMON95_45	82,95
	USP 8/0	30 cm	●	SMON85	82,95
	USP 8/0	45 cm	●	SMON85_45	82,95
<b>2x DSP</b>	USP 7/0	30 cm	●	SMON75	82,95
<b>6,2mm 200µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON103	82,95
<b>6,0 mm 220µm</b>					
<b>2x DSP</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON105	82,95
<b>6,4mm 220µm</b>					
	USP 10/0	38 cm	●	SMON105_38	79,17
	USP 10/0	45 cm	●	SMON105_45	82,95
<b>2x DSP</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMON61	82,95
<b>8mm 300µm</b>					

	<b>3/8 Kreis, innen schneidende Nadel</b> ▲				
<b>NS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9201726	23,94
<b>NS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9301730	23,94
<b>NS40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9301740	23,94

	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> ▽				
<b>2x VSP</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMON51	82,95
<b>8mm 350µm</b>					

	<b>gerade, schneidende Nadel</b> ▼				
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM9202160	20,30
	USP 2/0	75 cm	●	SM9302160	20,30
<b>GS75</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM9302175	17,71

Alle Preise zzgl. MwSt.



## POLYESTER

### EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Geflochtenes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat
<b>Beschichtung</b>	Silikon
<b>Farbe</b>	Grün, weiß
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit vom Bindegewebe umhüllt.
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien oder Ligapack
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Unübertroffene Reißfestigkeit</li><li>• nicht resorbierbar</li><li>• Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen</li><li>• Synthetisch</li><li>• Geflochtener Fadenaufbau</li><li>• Beschichtetes Multifilament</li><li>• Luftdichte Verpackung</li></ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt</li><li>• Anwendung in Herz- / Gefäßchirurgie (Herzklappenprothesen)</li><li>• Minimale Gewebereaktion</li><li>• Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften</li><li>• Hohe Flexibilität</li><li>• Hohe Reißfestigkeit</li><li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li><li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeefferkt, Gewebezug und Trauma</li><li>• Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit</li><li>• Verminderte Kapillarwirkung</li><li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li></ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur <ul style="list-style-type: none"><li>• Herz- / Gefäßchirurgie</li><li>• Allgemeine Chirurgie</li><li>• Hautverschluss</li><li>• Ophthalmologie</li><li>• Orthopädie</li><li>• Viszeralchirurgie</li><li>• Geburtshilfe</li></ul>



FADEN – LIGAPACK

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 4/0	250 cm	●	SM7150025	17,91
USP 3/0	250 cm	●	SM7200025	18,34
USP 2/0	250 cm	●	SM7300025	18,70
USP 0	250 cm	●	SM7350025	19,06
USP 1	250 cm	●	SM7400025	19,43
USP 2	250 cm	●	SM7500025	19,77
USP 3+4	250 cm	●	SM7600025	20,14

FADEN – 12 FOLIEN / BOX



USP 4/0	6x45 cm	●	SM7150045	18,77
	150 cm	●	SM7150015	15,76
USP 3/0	6x45 cm	●	SM7200045	19,15
USP 3/0	3x50 cm	●	SM7200050	15,76
	2x75 cm	●	SM7200075_2	15,76
	150 cm	●	SM7200015	16,09

FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel</b> 				
HR16	USP 5/0	75 cm	●	SM7100116	20,30
	USP 4/0	75 cm	●	SM7150116	20,30
	USP 3/0	75 cm	●	SM7200116	20,30
HR16+36	USP 3/0	60 cm	●	SM7200116_36	46,39
2x HR17	USP 2/0	90 cm	●	SM7300117_2	46,50
HR20	USP 4/0	75 cm	●	SM7150120	20,30
	USP 3/0	75 cm	●	SM7200120	20,30
2x HR20	USP 2/0	90 cm	●	SM7300120_2	46,50
HR26	USP 4/0	75 cm	●	SM7150126	17,71
	USP 3/0	75 cm	●	SM7200126	20,53
	USP 2/0	75 cm	●	SM7300126	20,52
	USP 0	75 cm	●	SM7350126	20,52
	USP 1	75 cm	●	SM7400126	20,53
2x HR26	USP 2/0	75 cm	●	SM7300126_2	46,50
HR30	USP 2/0	75 cm	●	SM7300130	20,52
	USP 0	75 cm	●	SM7350130	20,52
	USP 1	75 cm	●	SM7400130	20,53
HR36	USP 2/0	75 cm	●	SM7300136	20,52
	USP 0	75 cm	●	SM7350136	20,52
	USP 1	75 cm	●	SM7400136	20,86

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
USP 2/0	6x45 cm	●	SM7300045	19,52
	3x50 cm	●	SM7300050	15,76
	150 cm	●	SM7300015	16,46
USP 0	6x45 cm	●	SM7350045	19,91
	3x50 cm	●	SM7350050	15,76
	150 cm	●	SM7350015	16,85
USP 1	6x45 cm	●	SM7400045	19,27
	3x50 cm	●	SM7400050	15,76
	150 cm	●	SM7400015	17,23
USP 2	6x45 cm	●	SM7500045	18,67
	3x50 cm	●	SM7500050	15,76
	150 cm	●	SM7500015	17,62
USP 3+4	6x45 cm	●	SM7600045	19,99
	150 cm	●	SM7600015	17,99

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
HR40	USP 0	75 cm	●	SM7350140	20,86
	USP 1	75 cm	●	SM7400140	20,86
	USP 2	75 cm	●	SM7500140	21,32
	USP 5	75 cm	●	SM7700140	27,17
	USP 2	75 cm	●	SM7500148	20,87
HR48	USP 1	75 cm	●	SM7400148	20,86
	USP 2	75 cm	●	SM7500148	20,87

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperringel mit Trokarspitze</b> 				
2x HRT17	USP 4/0	90 cm	●	SM7150517_2	58,74
	USP 3/0	90 cm	●	SM7200517_2	58,74
	USP 2/0	90 cm	●	SM7300517_2	58,74
	USP 2/0 mit Pledget		4x ●, 4x ○	SM7300517_2P	221,13
HRT18	USP 4/0	75 cm	●	SM7150518	27,68
	USP 3/0	75 cm	●	SM7200518	27,68
2x HRT25	USP 3/0	90 cm	●	SM7200525_2	58,74
	USP 2/0	90 cm	●	SM7300525_2	58,74
	USP 2/0 mit Pledget		4x ●, 4x ○	SM7300525_2P	221,13
2x HRT35	USP 2/0	90 cm	●	SM7300535_2	54,39
HRT40	USP 2	75 cm	●	SM7500540	27,06
	USP 6	90 cm	●	SM7800540	24,96
HRT55	USP 5	4x75cm	●	SM7700555_4	58,97





Alle Preise zzgl. MwSt.








## POLYESTER


## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörperring</b> 				
<b>DR50</b>	USP 5	75 cm	●	SM7700250	24,35
	<b>gerade, Rundkörperring</b> 				
<b>GR19</b>	USP 4/0	45 cm	●	SM7152019	20,30
	USP 3/0	50 cm	●	SM7202019	20,30


## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼				
<b>HS17</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM7151417	23,94
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201417	23,94
<b>HS20</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM7301420	21,21
<b>HS22</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM7201422	23,94
<b>HS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM7201426	20,77
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301426	22,90
<b>HS30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM7301430	21,88
	USP 0	75 cm	●	SM7351430	22,91
	USP 1	75 cm	●	SM7401430	23,48
	USP 2	75 cm	●	SM7501430	22,44
<b>HS36</b>	USP 0	75 cm	●	SM7351436	21,88
	USP 1	75 cm	●	SM7401436	22,56
<b>HS40</b>	USP 0	75 cm	●	SM7351440	20,77
	USP 1	75 cm	●	SM7401440	21,32
	USP 2	75 cm	●	SM7501440	21,32
<b>HS48</b>	USP 3+4	75 cm	●	SM7601448	23,48
	USP 5	75 cm	●	SM7701448	22,30



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>2x HSP 8mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	○	SMOP52	79,17

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> ▼				
<b>DS12</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM7101512	27,69
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM7101516	27,69
	USP 4/0	75 cm	●	SM7151516	23,01
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201516	23,01

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM7101519	27,69
	USP 4/0	75 cm	●	SM7151519	23,01
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201519	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301519	23,01
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM7201524	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301524	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM7351524	23,01
<b>DS26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM7151526	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301526	23,01
<b>DS30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM7201530	23,01
	USP 2/0	75 cm	●	SM7301530	23,01
	USP 0	75 cm	●	SM7351530	23,01
	USP 1	75 cm	●	SM7401530	23,46
	USP 1	110 cm	●	SM7401530_110	23,59
<b>DS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM7301536	23,01
	USP 1	75 cm	●	SM7401536	23,01
	USP 2	75 cm	●	SM7501536	23,01
<b>DS40</b>	USP 0	75 cm	●	SM7351540	24,15
	USP 1	75 cm	●	SM7401540	24,14
	USP 2	75 cm	●	SM7501540	24,14

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Schwarze Nadel</b> ▼				
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM7151519VB	29,52
	USP 3/0	75 cm	●	SM7201519VB	29,52

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>2x DSP 8mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	○	SMOP53	82,95

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 				
<b>2x VSP 8mm 250µm</b>	USP 7/0	45 cm	○	SMOP71	82,95
<b>2x VSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	○	SMOP61	82,95
<b>2x VSP 8mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	○	SMOP51	82,95
	USP 4/0	45 cm	○	SMOP41	82,95



## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Geflochtenes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe
<b>Beschichtung</b>	Wachs
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewebereaktion</b>	Mäßig
<b>Resorption</b>	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien oder Ligapack
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichnete und verlängerter Gewebehalt bis zu 3 Monaten</li> <li>• Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften</li> <li>• Hohe Flexibilität</li> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug mit minimalem Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Gute Knotengleiteigenschaften / Regulierbarkeit</li> <li>• Verminderte Kapillarwirkung</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Chirurgie</li> <li>• Hautverschluss</li> <li>• Ophthalmologie</li> <li>• Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie</li> <li>• Viszeralchirurgie</li> <li>• Gynäkologie</li> <li>• Geburtshilfe</li> </ul>



## SEIDE



## FADEN – 12 FOLIEN / BOX

Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>USP 4/0</b>	13x60 cm	●	SM8150060	21,71
	150 cm	●	SM8150015	18,80
<b>USP 3/0</b>	6x45 cm	●	SM8200044	18,76
	17x45 cm	●	SM8200046	22,26
	13x60 cm	●	SM8200060	22,03
	12x75 cm	●	SM8200075	22,21
	150 cm	●	SM8200015	17,01
<b>USP 2/0</b>	6x45 cm	●	SM8300044	17,95
	17x45 cm	●	SM8300046	15,75
	13x60 cm	●	SM8300060	14,07
	12x75 cm	●	SM8300075	22,42
	150 cm	●	SM8300015	17,01
<b>USP 6</b>	150 cm	●	SM8800015	18,60
<b>USP 3+4</b>	150 cm	●	SM8600015	17,01
<b>USP 2</b>	6x45 cm	●	SM8500044	20,07
	12x75 cm	●	SM8500075	23,32
	150 cm	●	SM8500015	18,36
<b>USP 1</b>	6x45 cm	●	SM8400044	19,66
	17x45 cm	●	SM8400046	23,16
	13x60 cm	●	SM8400060	22,11
	12x75 cm	●	SM8400075	22,93
	150 cm	●	SM8400015	17,71
<b>USP 0</b>	6x45 cm	●	SM8350044	19,36
	17x45 cm	●	SM8350046	22,78
	13x60 cm	●	SM8350060	22,06
	12x75 cm	●	SM8350075	22,65
	150 cm	●	SM8350015	17,01

## FADEN – LIGAPACK

<b>USP 3/0</b>	250 cm	●	SM8200025	23,01
<b>USP 2/0</b>	250 cm	●	SM8300025	23,14
<b>USP 0</b>	250 cm	●	SM8350025	23,50
<b>USP 1</b>	250 cm	●	SM8400025	24,36
<b>USP 2</b>	250 cm	●	SM8500025	24,08
<b>USP 3+4</b>	250 cm	●	SM8600025	25,84

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörperring</b>				
<b>HR12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM8070112	23,24
	USP 5/0	45 cm	●	SM8100112	23,24
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150112	20,77
<b>HR16</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM8070116	23,24
	USP 5/0	75 cm	●	SM8100116	20,06
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150116	19,58
<b>HR20</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8200116	19,58
	USP 5/0	75 cm	●	SM8100120	20,18
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150120	19,58
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200120	18,99
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300120	18,99
	USP 0	75 cm	●	SM8350120	19,00
<b>HR26</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8100126	19,00
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150126	18,99
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200126	18,99
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300126	18,99
	USP 0	75 cm	●	SM8350126	19,95
	USP 1	75 cm	●	SM8400126	19,95
<b>HR30</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8200130	18,99
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300130	18,99
	USP 0	75 cm	●	SM8350130	19,95
	USP 1	75 cm	●	SM8400130	19,95
	USP 2	75 cm	●	SM8500130	19,95
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200137	19,94
<b>HR37</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM8300137	19,94
	USP 0	75 cm	●	SM8350137	19,95
	USP 1	75 cm	●	SM8400137	19,95
	USP 2	75 cm	●	SM8500137	19,95
	USP 0	75 cm	●	SM8350140	17,16
	USP 1	75 cm	●	SM8400140	19,95
<b>HR45</b>	USP 2	75 cm	●	SM8500140	19,95
	USP 1	75 cm	●	SM8400145	20,06
	USP 2	75 cm	●	SM8500145	19,94
	USP 3+4	75 cm	●	SM8600145	18,71



**1/2 Kreis, Rundkörperring mit Trokarspitze**



<b>HRT18</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8100518	21,77
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150518	20,41
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200518	20,41
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300518	20,41
<b>HRT27</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8200527	20,41
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300527	20,39

Alle Preise zzgl. MwSt.



FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX



Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel</b> 				
<b>DR12</b>	USP 5/0	45 cm	●	SM8100212	19,81
<b>DR16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8100216	18,62
	USP 4/0	75 cm	●	SM8150216	19,35
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200216	19,11
<b>DR25</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8200225	19,11
	USP 2/0	75 cm	●	SM8300225	19,11
	USP 0	75 cm	●	SM8350225	19,71
<b>DR30</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM8300230	19,11

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b> 				
<b>DRT18</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM8150418	20,41
	USP 3/0	75 cm	●	SM8200418	20,41

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>gerade, Rundkörpernadel</b> 				
<b>GR40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM8302040	20,40

FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 				
<b>HS12</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM8071412	24,50
<b>HS17</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101417	20,19
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151417	20,19
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201417	20,19
<b>HS20</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM8151420	20,17
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201420	20,19
<b>HS22</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101422	20,17
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151422	20,19
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201422	20,19
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301422	20,19
<b>HS26</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101426	20,17
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151426	20,19
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201426	20,19
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301426	20,19
	USP 0	75 cm	●	SM8351426	20,18
<b>HS36</b>	USP 0	75 cm	●	SM8351436	20,76
	USP 1	75 cm	●	SM8401436	20,76

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b> 				
<b>DS12</b>	USP 7/0	45 cm	●	SM8051512	32,37
	USP 6/0	45 cm	●	SM8071512	23,94
	USP 5/0	45 cm	●	SM8101512	21,88
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151512	20,98
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201512	20,99
<b>2x DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM8071512_2	36,86

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS16</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM8071516	22,46
	USP 5/0	75 cm	●	SM8101516	20,42
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151516	19,62
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201516	19,62
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301516	19,62
<b>DS19</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM8071519	23,93
	USP 5/0	75 cm	●	SM8101519	21,88
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151519	19,62
	USP 3/0	45 cm	●	SM8201519_45	16,97
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201519	19,62
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301519	19,26
	USP 0	75 cm	●	SM8351519	20,42
	USP 1	75 cm	●	SM8401519	20,42
<b>DS24</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101524	20,42
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151524	19,62
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201524	19,62
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301524	19,62
	USP 0	75 cm	●	SM8351524	20,42
	USP 1	75 cm	●	SM8401524	20,42
<b>DS26</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8201526	20,18
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301526	20,72
<b>DS30</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM8151530	19,62
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201530	18,94
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301530	19,62
	USP 0	75 cm	●	SM8351530	20,42
	USP 1	75 cm	●	SM8401530	20,42
	USP 2	75 cm	●	SM8501530	20,42

Alle Preise zzgl. MwSt.



## SEIDE

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS37</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8201537	18,94
	USP 2/0	75 cm	●	SM8301537	19,62
	USP 0	75 cm	●	SM8351537	20,42
	USP 1	75 cm	●	SM8401537	20,42
	USP 2	75 cm	●	SM8501537	21,75
	USP 3+4	75 cm	●	SM8601537	23,58
<b>DS45</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM8301545	20,41
	USP 0	75 cm	●	SM8351545	20,42
	USP 1	75 cm	●	SM8401545	20,39
	USP 2	75 cm	●	SM8501545	20,39
<b>DS60</b>	USP 1	75 cm	●	SM8401560	19,61
<b>DS90</b>	USP 0	100 cm	●	SM8351590	17,89

**3/8 Kreis, außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass ▼**

<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM8071512P	28,25
<b>DS16</b>	USP 5/0	50 cm	●	SM8101516P	28,25
	USP 4/0	50 cm	●	SM8151516P	28,25
<b>DS19</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM8151519P	28,25
	USP 3/0	50 cm	●	SM8201519P	28,25

**3/8 Kreis, außen schneidende Schwarze Nadel ▼**

<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101516VB	26,50
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151516VB	25,53
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM8101519VB	28,24
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151519VB	25,53
	USP 3/0	75 cm	●	SM8201519VB	25,53

**3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel**

<b>2x DSP 6,5mm 150µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOS82	79,17
	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81	82,95
<b>2x DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81B	82,95
	USP 7/0	45 cm	●	SMOS71	82,95
<b>2x DSP 6,5mm 240µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOS61	82,95
	USP 5/0	30 cm	●	SMOS52	82,95

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>				
	<b>2x VSP 10mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMOS51
<b>2x VSP 8mm 250µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOS62	82,95

**gerade, schneidende Nadel ▼**

<b>GS40</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM8302140	19,62
<b>GS60</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM8202160	19,62
	USP 2/0	75 cm	●	SM8302160	19,62
	USP 0	75 cm	●	SM8352160	20,40

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Gedrehtes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Fadenseele aus Polyamid 6.6 / Mantel aus Polyamid 6
<b>Beschichtung</b>	Polyamid 6
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit von Bindegewebe umhüllt.
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Nicht resorbierbar</li> <li>• Gedrehter Fadenaufbau</li> <li>• Ummanteltes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Ausgezeichnete Handhabungseigenschaften</li> <li>• Hohe Flexibilität</li> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Ausgezeichnete Knotensicherheit</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Gute Knotengleiteigenschaften/Regulierbarkeit und Sicherheit</li> <li>• Verminderte Kapillarwirkung</li> <li>• Gute Handhabungseigenschaften</li> <li>• Einfaches und sicheres Knoten</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adaption von Weichteilgewebe und/oder Ligatur</li> <li>• Hautverschluss</li> </ul>



## SUPRAMID

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel</b>				
<b>HR16</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4150116	23,02
	USP 3/0	75 cm	●	SM4200116	23,02
<b>HR20</b>	USP 3/0	45 cm	●	SM4200120	23,02
<b>HR26</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM4300126	23,02
	<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>				
<b>HRT18</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4150518	27,68
	USP 3/0	75 cm	●	SM4200518	27,68
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>				
<b>DRT18</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4150418	25,62
	USP 3/0	75 cm	●	SM4200418	27,68
	<b>gerade, Rundkörpernadel</b>				
<b>GR22</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM4152022	24,83

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
<b>HS17</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151417	24,83
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201417	24,83
<b>HS20</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM4101420	24,83
	USP 4/0	75 cm	●	SM4151420	24,83
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201420	24,83
<b>HS22</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151422	24,83
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201422	22,44
<b>HS26</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151426	24,83
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201426	24,83
	USP 2/0	75 cm	●	SM4301426	24,83
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
<b>DS12</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM4071512	24,83
	USP 5/0	45 cm	●	SM4101512_45	22,44
	USP 5/0	75 cm	●	SM4101512	22,44
	USP 4/0	45 cm	●	SM4151512	24,83

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>DS16</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM4071516	24,61
	USP 5/0	45 cm	●	SM4101516_45	22,44
	USP 5/0	75 cm	●	SM4101516	24,61
	USP 4/0	45 cm	●	SM4151516	24,61
	USP 4/0	75 cm	●	SM4151516_75	24,61
	USP 3/0	45 cm	●	SM4201516	24,61
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201516_75	24,61
<b>DS19</b>	USP 6/0	75 cm	●	SM4071519	24,61
	USP 5/0	75 cm	●	SM4101519	24,61
	USP 4/0	45 cm	●	SM4151519	24,61
	USP 4/0	75 cm	●	SM4151519_75	24,61
	USP 3/0	75 cm	●	SM4201519	24,61
	USP 2/0	75 cm	●	SM4301519	24,61
<b>DS24</b>	USP 3/0	75 cm	●	SM4201524	24,48
	USP 2/0	75 cm	●	SM4301524	24,50
	USP 0	75 cm	●	SM4351524	24,50
<b>DS36</b>	USP 2/0	75 cm	●	SM4301536	25,98
	USP 0	75 cm	●	SM4351536	25,98
	USP 1	75 cm	●	SM4401536	25,98


	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass</b>				
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM4151519P_75	32,66

	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Schwarze Nadel</b>				
<b>DS16</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM4101516VB	31,27
<b>DS19</b>	USP 5/0	75 cm	●	SM4101519VB	31,27
	USP 4/0	75 cm	●	SM4151519VB	31,27

	<b>gerade, schneidende Nadel</b>				
<b>GS20</b>	USP 4/0	50 cm	●	SM4152120	24,83
<b>GS25</b>	USP 4/0	60 cm	●	SM4152125	24,83

Alle Preise zzgl. MwSt.

## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG





<b>Typ</b>	Monofilament
<b>Zusammensetzung</b>	Legierung aus Eisen, Nickel und Chrom
<b>Beschichtung</b>	Keine
<b>Farbe</b>	Metall
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar
<b>Verpackung</b>	Box á 12 Folien
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Nicht resorbierbar</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Dehnbar und verformbar</li> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgezeichneter und permanenter Gewebehalt</li> <li>• Minimale Gewebereaktion</li> <li>• Gute Handhabungseigenschaften</li> <li>• Geschmeidiger Gewebedurchzug ohne Sägeeﬀekt, Gewebezug und Trauma</li> <li>• Keine Kapillarwirkung (keine Förderung von Bakterienwachstum)</li> <li>• Ausgezeichnete Knotengleiteigenschaften</li> <li>• Garantierte Dichtheit und Produktsterilität</li> </ul>
<b>Anwendungsgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sternumverschluss</li> <li>• Orthopädie</li> <li>• Bauchdeckenverschluss und Hernien</li> </ul>
<b>Gegenanzeigen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekannte Überempfindlichkeiten oder Allergien auf Inox oder auf Metalle wie Chrom und Nickel</li> </ul>







# STAHL MONOFILAMENT

## FADEN + RUNDKÖRPERNADEL 12 ST./BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, Rundkörpernadel mit Trokarspitze</b>				
<b>HRT40</b>	USP 3+4	4x45 cm	●	SMST45	199,50
<b>HRT48</b>	USP 5	4x45 cm	●	SMST55	199,50
	USP 6	4x45 cm	●	SMST65	199,50
<b>HRT 54</b>	USP 5	1x75 cm	●	SMST54	139,16

## FADEN + SCHNEIDENDE NADEL 12 ST./BOX

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Nadel</b>				
<b>HS25</b>	USP 0	4x45 cm	●	SMST01	199,50
<b>HS40</b>	USP 1	4x45 cm	●	SMST11	199,50
	USP 2	4x45 cm	●	SMST21	199,50
<b>HS48</b>	USP 3+4	4x45 cm	●	SMST41	199,50
	USP 7	4x45 cm	●	SMST71	191,10
<b>HS50</b>	USP 5	1x75 cm	●	SMST53	145,95
	USP 5	4x45 cm	●	SMST51	199,50
	USP 6	4x45 cm	●	SMST61	199,50
<b>HS58</b>	USP 5	4x45 cm	●	SMST52	199,50
	USP 6	4x45 cm	●	SMST62	199,50
<b>HS120</b>	USP 7	1x60 cm	●	SMST75	122,85

Nadel- form	Faden- stärke	Faden- länge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, innen schneidende Nadel</b>				
<b>NHS48</b>	USP 5	4x45 cm	●	SMST56	199,50
	USP 6	4x45 cm	●	SMST63	199,50
	USP 7	4x45 cm	●	SMST72	199,50



# Mikrochirurgie

---

Surgicryl 910 Polyglactin S. 58

---

Polypropylene S. 58

---

Daclon Nylon S. 59



## MIKROCHIRURGIE




### EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglactin 910 aus Copolymer aus 90% Glycolid	
<b>Beschichtung</b>	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1 %)	
<b>Farbe</b>	Violett	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Ca. 50 % der Zugfestigkeit verbleiben nach 21 Tagen.	
<b>Wundhalt</b>	Etwa 30 Tage	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

**weitere Infos s. S. 18**

### SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Mikronadel</b>				
MDR 6.4mm	150µm	USP 8/0	20 cm	● SMM910087	143,12



### EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Monofilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen	
<b>Beschichtung</b>	Keine	
<b>Farbe</b>	Blau	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen</li> <li>• Synthetisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biagsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

**weitere Infos s. S. 38**

### POLYPROPYLENE 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Mikronadel</b>				
MDR 5.1mm	100µm	USP 10/0	15 cm	● SMMP106	117,39
MDR 6.4mm	150µm	USP 9/0	15 cm	● SMMP097	108,78

Alle Preise zzgl. MwSt.





## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Monofilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6	
<b>Beschichtung</b>	Keine	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Synthetisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biugsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

**weitere Infos s. S. 42**

## DACLON NYLON 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>3/8 Kreis, Rundkörpernadel mit Mikronadel</b>				
<b>MDR 3.8mm 70µm</b>	USP 11/0	10 cm	●	SMMN113	148,89
	USP 10/0	10 cm	●	SMMN103	141,96
<b>MDR 3.8mm 100µm</b>	USP 11/0	10 cm	●	SMMN112	141,96
	USP 10/0	15 cm	●	SMMN105	140,28
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN094	133,77
<b>MDR 5.1mm 100µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMMN106	117,39
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN096	117,39
<b>MDR 6.4mm 140µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMMN1011	81,90
	USP 9/0	15 cm	●	SMMN098	81,90
	USP 8/0	15 cm	●	SMMN087	85,89
<b>MDR 9.7mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMMN078	65,84



# Ophthalmologie

Surgicryl 910 Polyglactin	S. 62
Surgigryl PGA Polyglykolsäure	S. 63
Polypropylene	S. 64
Daclon Nylon	S. 65
Polyester	S. 66
Seide	S. 67



## OPHTHALMOLOGIE






## EIGENSCHAFTEN &amp; ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglactin 910 aus Copolymer aus 90% Glycolid	
<b>Beschichtung</b>	Poly-glycolid-co-L-lactid und Kalziumstearat (<1%)	
<b>Farbe</b>	Violett, ungefärbt	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 56 bis 70 Tagen. Ca. 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach 21 Tagen.	
<b>Wundhalt</b>	Etwa 30 Tage	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

*weitere Infos s. S. 18*

## SURGICRYL 910 POLYGLACTIN 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>2x HSP 8mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMO910081	122,85
	USP 7/0	45 cm	●	SMO91007	128,84
<b>2x HSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMO91061	128,84
	USP 6/0	45 cm	○	SMO910061U	122,85
 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>2x DSP 6,0mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMO91008	128,84
<b>2x DSP 6,0mm 220µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMO91072	128,84
<b>DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	30 cm	●	SMO910082_1	109,20
	USP 7/0	30 cm	●	SMO910077_1	109,20
<b>2x DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	30 cm	●	SMO910082	122,85
	USP 7/0	30 cm	●	SMO910077	122,85
<b>2x DSP 11mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMO910051	128,84
 <b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>2x VSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	20 cm	○	SMO91006U_20	128,84
	USP 6/0	45 cm	●	SMO91006	128,84
	USP 6/0	45 cm	○	SMO91006U	128,84
<b>2x VSP 8mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMO91005	128,84
	USP 5/0	45 cm	○	SMO91005U	122,85

Alle Preise zzgl. MwSt.



## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Geflochtenes und beschichtetes Multifilament
<b>Zusammensetzung</b>	Polyglykolsäure
<b>Beschichtung</b>	Beschichtung Polycaprolacton und Kalziumstearat (1%)
<b>Farbe</b>	Violett
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal
<b>Resorption</b>	Die Hydrolyse, durch die das Material abgebaut wird, verursacht eine vollständige Resorption in etwa 60 bis 90 Tagen. Etwa 50% der Zugfestigkeit verbleiben nach etwa 21 Tagen.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• Synthetisch</li> <li>• Resorption durch Hydrolyse</li> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

weitere Infos s. S. 23

## SURGIGRYL PGA POLYGLYKOLSÄURE 12 ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
-----------	-------------	------------	-------	----------	------------



### 1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel

<b>2x HSP 8mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU07	117,39
<b>2x HSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU061	117,39



### 3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel

<b>2x DSP 5,5mm 150µm</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMOSU102	150,15
<b>2x DSP 6,0mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOSU08	137,39
<b>DSP 6,2mm 150µm</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMOSU101	143,12
<b>2x DSP 6,2mm 150µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMOSU10	157,50
<b>DSP 6,4mm 200µm</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOSU09_1	116,03
<b>2x DSP 6,4mm 200µm</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOSU09	143,12
<b>2x DSP 8,0mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOSU071	137,39
<b>300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU062	111,93



### 1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel

<b>2x VSP 8,0mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOSU06	117,39
<b>350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMOSU05	117,39



### 3/8 Kreis, außen schneidende Nadel ▼

<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM11071512	40,11
	USP 5/0	45 cm	●	SM11101512	36,02



### 3/8 Kreis außen schneidende Nadel mit Präzisionsspitze Easy Pass ▼

<b>DS12</b>	USP 6/0	50 cm	●	SM11071512UP	49,25
	USP 5/0	50 cm	●	SM11101512UP	49,25

Alle Preise zzgl. MwSt.



# OPHTHALMOLOGIE









## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Monofilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Polypropylen, ein Polymer aus Propylen	
<b>Beschichtung</b>	Keine	
<b>Farbe</b>	Blau	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen</li> <li>• Synthetisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biegsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

weitere Infos s. S. 38

## POLYPROPYLENE 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>3/8 Kreis außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>DSP 6,0mm 200µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOPP71_1	92,82
<b>2x DSP 6,0mm 200µm</b>	USP 9/0	30 cm	●	SMOPP95	92,82
<b>2x DSP 6,4mm 200µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMOPP105	92,82
 <b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>2x VSP 8mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOPP62	92,82
<b>VSP 15,3mm 150µm Loop</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP113L_2	163,80
<b>VSP 16,0mm 150µm</b>	USP 10/0	10 cm	●	SMOPP103	136,50
<b>VSP 16,0mm 150µm Loop</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP103L_2	163,80
 <b>gerade, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>GSP 16 mm 150µm + DSP 4 mm 100µm</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP102	143,01
<b>GSP 16,15mm 150µm Loop</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMOPP110	136,50
<b>2x GSP 16,15mm 150µm</b>	USP 10/0	20 cm	●	SMOPP101	126,00
	USP 9/0	20 cm	●	SMOPP91	114,66











## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG



<b>Typ</b>	Monofilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Extrusion aus Polyamid 6.0 oder 6.6	
<b>Beschichtung</b>	Keine	
<b>Farbe</b>	Schwarz	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit durch Bindegewebe umhüllt. Die Substanz des Fadens verringert sich durch Hydrolyse um ungefähr 10% pro Jahr.	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Synthetisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monofilament mit mikroskopisch gleichmäßigem Durchmesser</li> <li>• Biugsamkeit und Geschmeidigkeit</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
	<b>weitere Infos s. S. 42</b>	

## DACLON NYLON 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
 <b>1/4 Kreis, Rundkörpernadel</b> 					
<b>2x VR 8,0mm 220µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMON81	82,95

 <b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>HSP 5,5mm 150µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON1081	65,52
<b>2x HSP 5,5mm 150µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON108	79,17
<b>2x HSP 6,2mm 150µm</b>	USP 6/0	30 cm	●	SMON102	82,95
<b>2x HSP 6,4mm 220µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON106	82,95
<b>2x HSP 8,0mm 300µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMON62	82,95

 <b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>DSP 6,2 mm 150µm</b>	USP 10/0	15 cm	●	SMON1011	65,52
<b>2x DSP 6,2mm 150µm</b>	USP 11/0	20 cm	●	SMON111	126,00
	USP 10/0	30 cm	●	SMON101	82,95
	USP 9/0	30 cm	●	SMON95	82,95
	USP 9/0	45 cm	●	SMON95_45	82,95
	USP 8/0	30 cm	●	SMON85	82,95
	USP 8/0	45 cm	●	SMON85_45	82,95
<b>2x DSP 6,2mm 200µm</b>	USP 7/0	30 cm	●	SMON75	82,95
<b>2x DSP 6,0mm 220µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON103	82,95
<b>2x DSP 6,4mm 220µm</b>	USP 10/0	30 cm	●	SMON105	82,95
	USP 10/0	38 cm	●	SMON105_38	79,17
	USP 10/0	45 cm	●	SMON105_45	82,95
<b>2x DSP 8,0mm 300µm</b>	USP 6/0	30 cm	●	SMON61	82,95

 <b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b> 					
<b>2x VSP 8mm 220µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMON51	82,95

Alle Preise zzgl. MwSt.



# OPHTHALMOLOGIE



## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Geflochtenes Multifilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Polyester, ein Polymer aus Polyethylen Terephthalat	
<b>Beschichtung</b>	Silikon, Teflon	
<b>Farbe</b>	Grün	
<b>Gewebereaktion</b>	Minimal	
<b>Resorption</b>	Nicht resorbierbar – es wird mit der Zeit vom Bindegewebe umhüllt.	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unübertroffene Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• Widerstandsfähigkeit gegen wiederholtes Biegen</li> <li>• Synthetisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geflochtener Fadenaufbau</li> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>
	<b>weitere Infos s. S. 46</b>	

## POLYESTER 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
	<b>1/2 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>				
2x HSP 8mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOP52	79,17
	<b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>				
2x DSP 8mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOP53	82,95
	<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>				
2x VSP 8mm 250µm	USP 7/0	45 cm	●	SMOP71	82,95
2x VSP 8mm 300µm	USP 6/0	45 cm	●	SMOP61	82,95
2x VSP 8mm 350µm	USP 5/0	45 cm	●	SMOP51	82,95
	USP 4/0	45 cm	●	SMOP41	82,95

Alle Preise zzgl. MwSt.



## EIGENSCHAFTEN & ANWENDUNG

<b>Typ</b>	Geflochtenes Multifilament	
<b>Zusammensetzung</b>	Geflochtene Fasern aus dem Kokon der Seidenraupe	
<b>Beschichtung</b>	Wachs, Silikon	
<b>Farbe</b>	Schwarz, blau	
<b>Gewebereaktion</b>	Mäßig	
<b>Resorption</b>	Der Seidenfaden verursacht eine Entzündungsreaktion im Gewebe, die durch eine allmähliche Verkapselung in fibrösem Bindegewebe gefolgt wird.	
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohe Reißfestigkeit</li> <li>• nicht resorbierbar</li> <li>• geflochtener oder gedrehter Fadenaufbau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschichtetes Multifilament</li> <li>• Luftdichte Verpackung</li> </ul>

**weitere Infos s. S. 49**

## SEIDE 12ST./BOX

Nadelform	Fadenstärke	Fadenlänge	Farbe	Art. Nr.	Preis in €
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2x DSP 6,2mm 150µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOS82	79,17
<b>2x DSP 6,5mm 200µm</b>	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81	79,00
	USP 8/0	45 cm	●	SMOS81B	82,95
<b>2x DSP 6,5mm 240µm</b>	USP 7/0	45 cm	●	SMOS71	82,95
	USP 6/0	45 cm	●	SMOS61	82,95
<b>2x DSP 8,0mm 350µm</b>	USP 5/0	30 cm	●	SMOS52	82,95
<b>1/4 Kreis, außen schneidende Spatulanadel</b>					
<b>2x VSP 8,0mm 250µm</b>	USP 6/0	45 cm	●	SMOS62	82,95
<b>2x VSP 10,0mm 350µm</b>	USP 5/0	45 cm	●	SMOS51	82,95
<b>3/8 Kreis, außen schneidende Nadel</b>					
<b>DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM8071512	21,10
	USP 5/0	45 cm	●	SM8101512	19,30
	USP 4/0	75 cm	●	SM8151512	18,50
<b>2x DS12</b>	USP 6/0	45 cm	●	SM8071512_2	34,13
<b>DS16</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM8151516	18,17
<b>DS19</b>	USP 4/0	75 cm	●	SM8151519	18,17



# Weitere Artikel

Polypropylen Netze	S. 70
Chirurgische Skalpelle	S. 71
Hautklammergerät + Klammerentferner	S. 72
Hautmarkierungsstift + Pilomat	S. 73
SMI Spon + Nahtmaterial Regalsystem	S.74



# POLYPROPYLEN NETZE

## POLYPROPYLEN NETZE



- Zusammensetzung**      Elastisches und beständiges Netz aus Polypropylen Monofilament
- Indikation**                Gewebesunterstützung für die Bauchwand
- Hernien
  - Eventration
- Durch Zölioskopie oder Laparotomie
- Vorteile**
- Äußerste Formstabilität
  - Sehr dünne Netzstruktur
  - Optimale Porosität
  - Ausgezeichnete Transparenz
  - Gute Handhabungseigenschaften
  - Einfach zu schneiden
  - Gute Verträglichkeit

### HERNIA NETZ WEISS – 5 ST./PCK.

Material	Größe	Artikel-Nr.	Preis in €
<b>Standard 50 gr/m<sup>2</sup></b>	7.5 x 15 cm	SMZMS07515	128,84
	10 x 15 cm	SMZMS1015	128,84
	15 x 15 cm	SMZMS1515	157,50
	5 x 10 cm	SMZMS0510	143,12
	11 x 6 cm	SMZMS0611	128,84
	30 x 30 cm	SMZMS3030	357,95

## CHIRURGISCHE SKALPELLE

### EINMALSKALPELLE

steril, einzeln verpackt, aus Karbonstahl,  
mit Plastikgriff



Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
N° 10	10 Stk.	SMZBD10	3,85
N° 11	10 Stk.	SMZBD11	3,85
N° 12	10 Stk.	SMZBD12	3,85
N° 15	10 Stk.	SMZBD15	3,85
N° 20	10 Stk.	SMZBD20	3,85
N° 21	10 Stk.	SMZBD21	3,85
N° 22	10 Stk.	SMZBD22	3,85
N° 23	10 Stk.	SMZBD23	3,85
N° 24	10 Stk.	SMZBD24	3,85


### SKALPELLKLINGEN

steril, einzeln verpackt, aus Karbonstahl,  
kompatibel mit Skalpeppgriffen anderer Hersteller



Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
N° 10	100 Stk.	SMZB10	7,90
N° 11	100 Stk.	SMZB11	7,90
N° 12	100 Stk.	SMZB12	7,90
N° 12d	100 Stk.	SMZB12D	7,90
N° 15	100 Stk.	SMZB15	7,90
N° 15c	100 Stk.	SMZB15C	7,90
N° 18	100 Stk.	SMZB18	7,90
N° 20	100 Stk.	SMZB20	7,90
N° 21	100 Stk.	SMZB21	7,90
N° 22	100 Stk.	SMZB22	7,90
N° 23	100 Stk.	SMZB23	7,90
N° 24	100 Stk.	SMZB24	7,90
N° 25	100 Stk.	SMZB25	7,90

### SKALPELLGRIFF aus Edelstahl



Größe	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
Größe 3	10 Stk.	SMZBH3	37,50
Größe 4	10 Stk.	SMZBH4	37,50

Alle Preise zzgl. MwSt.



# HAUTKLAMMERGERÄT + KLAMMERENTFERNER

## HAUTKLAMMERGERÄT



### Anwendungsgebiet/Produktbeschreibung

Hautklammern und Einmal-Hautklammergerät steril und für den Gebrauch für jeweils einen Patienten bestimmt.

Ergonomisches und benutzerfreundliches Design

- ungehinderte Sicht auf das Operationsfeld
- die Anzahl verbleibende Klammern ist einfach zu überprüfen

### Indikation:

Klammern sind zur Verwendung in der abdominalen, thorakalen, gynäkologischen und orthopädischen Chirurgie zum Verschluss der Haut bestimmt.


Einmal-Hautklammergerät	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
mit 35 Stück Hautklammern	1 St	SMZS35W	10,50
10x je 35 Stück Hautklammern	10 St / Pack	SMZS35W010	84,00
Set 12	12x35 St / Set	SMZS35W012	107,10
Set 3	3x35 St / Set	SMZS35W03	29,93
Set 50	50x35 St / Set	SMZS35W050	420,00
Set 6	6x35 St / Set	SMZS35W06	56,70
Set 100	100x35 St / Set	SMZS35W100	780,00

## KLAMMERENTFERNER



Produkt	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
Einmal-Klammerentferner 1	1 St	SMZSR	5,51
Einmal-Klammerentferner 2	1 St	SMZSR2	2,50


### Gebrauchsanweisung



1 Greifen Sie die Wundkanten gleichmäßig nacheinander mit einem Instrument zur Wundadaptierung.


2 Platzieren Sie die Zentrumsmarkierung in die Mitte zwischen die Wundkanten.

3 Den Hebel mit gleichmäßigem, festem Druck vollständig schließen und dann freigeben.



1 Setzen Sie die untere Klemmbacke des Hautklammer-Entferners zwischen die Klammer und die Haut.

2 Heben Sie den Hautklammer-Entferner erst, wenn Sie den Griff vollkommen durchgedrückt haben und entsorgen Sie die Klammer.



Das Hautklammergerät enthält breite Klammern:

- ursprüngliche Klammer (1)
- geformte Klammer (2)
- Varianten der geformten Klammer (3)



## HAUTMARKIERUNGSSTIFT + PILOMAT

### HAUTMARKIERUNGSSTIFT



- Für die allgemeine Hautmarkierung
- Unauslöschbare gentianviolette Tinte
- Biokompatibel, nicht toxisch und nicht reizend
- Mit Lineal in Zentimeter und Zoll

Produkt	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
Hautmarkierer mit zwei Schreibspitzen - mittel und fein	36 St./VE	SMZSM20	68,90

### PILOMAT



Der **Tablettenteiler** kann Tabletten in jeglicher Größe in zwei Teile teilen.

Produkt	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
Tablettenteiler blau, stabile Qualität	1 St./VE	SMZ044	4,52



Der **Tablettenmörser** kann Tabletten im Handumdrehen zermahlen.

Produkt	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
Tablettenmörser blau, stabile Qualität	1 St./VE	SMZ045	4,52

### LANGARMSPENDER


Universal Langarmspender Aluminium	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
1000 ml	1 St.	U999001	67,28
500 ml	1 St.	U999500	58,86

Alle Preise zzgl. MwSt.



## SMI SPON + REGALSYSTEM

### SMI SPON



Resorbierbarer Hämostatischer Gelatineschwamm

**Zusammensetzung:**

Hochgereinigtes Gelatinematerial aus bester Qualität

**Indikation:**

Zur Verwendung in verschiedenen chirurgischen Eingriffen. Für den hämostatischen Einsatz durch Auftragen auf eine blutende Oberfläche. Biokompatibel und nicht pyrogen.

Hämostypikum SMI Spon	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
<b>Dental Cube 10x10x10 mm</b>	32 St./Box	SMZHG101010	14,83
<b>Regular 70x50x10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG705010	22,05
<b>Tampon 80x30 mm DIA</b>	6 St./Box	SMZHG8030	30,19
<b>Special 80x50x1 mm</b>	20 St./Box	SMZHG805001	31,63
<b>Standard 80x50x10 mm</b>	10 St./Box	SMZHG805010	22,45

### NAHTMATERIAL REGALSYSTEM



Das flexible Ständersystem ermöglicht das geordnete Aufbewahren von Nahtmaterial in Folien. So bleibt das Nahtmaterial während der Operationen einfach zugänglich. Die austauschbaren Teile ermöglichen die Zusammenstellung verschiedener Konstellationen. Ein Einzel-Systemteil ist für 2 Nahtmaterial-Boxen nebeneinander ausgelegt und hat eine Größe von 125x72x143 mm

Produkt	VE	Artikel-Nr.	Preis in €
<b>Einzel-Systemteil für Nahtmaterial-Regal-system</b>	1 St.	SMZ070	6,37
<b>Schublade passend für ein Einzel-Systemteil</b>	1 St.	SMZ071	4,21

# Weitere Infos





Versandbedingungen S. 76

Muster- & Rezeptbestellung + Ihre Vorteile S. 77





## VERSANDBEDINGUNGEN

### VERSANDKOSTEN national

<p><b>Produkte mit einem Bestellwert unter 150 EUR:</b></p>  <p>unter <b>150€ netto</b></p> <p><b>VERSAND: 5€ netto</b></p>	<p><b>Produkte mit einem Bestellwert über 150 EUR:</b></p>  <p>ab <b>150€ netto</b></p> <p><b>VERSAND: kostenlos</b></p>	<p><b>Nahtmaterial ab 5 Boxen</b></p>  <p>ab <b>5 Boxen</b></p> <p><b>VERSAND: kostenlos</b></p>	<p><b>Bestellung Sprechstundenbedarf mit Rezept</b></p>  <p>mit <b>Rezept</b></p> <p><b>VERSAND: kostenlos</b></p>
--	---	--	---

### VERSANDKOSTEN EU

<p><b>Bestellung mit EU-Versand bis 10 kg:</b></p>  <p>bis <b>10kg</b></p> <p><b>VERSAND: 18€ netto</b></p>	<p><b>Bestellung mit EU-Versand von 10 bis 30 kg:</b></p>  <p><b>10 kg – 30kg</b></p> <p><b>VERSAND: 35€ netto</b></p>
--	---

Lieferungen an Postfachadressen sind nicht möglich!

Unsere Lieferbedingungen sind gemäß der omega medical GmbH Geschäftsbedingungen.

Die AGBs können Sie unter [www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de) nachlesen

## MUSTER- & REZEPTBESTELLUNG + IHRE VORTEILE

### MUSTERBESTESTELLUNGEN

Sie würden gerne mal neue Nadeln und Fäden ausprobieren, möchten aber keine ganze Packung bestellen?

Dann geben Sie uns einfach Bescheid, welche Artikel Sie interessieren und wir senden Ihnen bis zu 6 Muster kostenlos in unserer **Mustermappe** zu.



### KOSTENLOSE BESTELLUNG MIT REZEPT

Ärzte, die in Deutschland niedergelassen und kassenärztlich tätig sind, können bei uns ihren **Sprechstundenbedarf kostenfrei** und ohne Mindestbestellwert bestellen und bequem per Rezeptabrechnung bezahlen.

**Freiumschläge** für Ihre Rezeptzusendung können Sie gerne per Mail an [sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de) bei uns bestellen!

Wie Sie Ihr Rezept korrekt ausfüllen, finden Sie in der Anleitung in unserem Onlineshop:

<https://www.omega-medical.de/rezept/>



Die Rezeptabrechnung erfolgt durch uns mit der zuständigen Krankenkasse gemäß Sprechstundenbedarfsvereinbarung/zum Apothekeneinkaufspreis (AEP) und selbstverständlich vollkommen gebührenfrei für Sie.

Sollten Sie weitere Fragen zum Thema Sprechstundenbedarf haben, steht Ihnen das Serviceteam sehr gerne zur Verfügung: Tel. 07195 / 779 79-0

## IHRE VORTEILE



Beratung per  
Telefon & Online-Chat



Alles aus einer Hand  
Nahtmaterial, Praxis &  
Sprechstundenbedarf



Kostenlose  
Freiumschläge  
für Ihre Rezepte –  
Einfach per Mail bestellen!



Sprechstundenbedarf /  
Abrechnung Ihrer  
Rezepte zum AEP



Kein Mindestbestellwert!



Versandkostenfrei  
ab 150 EUR netto



Versicherter Versand

## **omega medical GmbH**

Birkenstraße 6

D-71364 Winnenden

Tel.: 07195 / 779 79-0

Fax: 07195 / 779 79-99

[sales@omega-medical.de](mailto:sales@omega-medical.de)

[www.omega-medical.de](http://www.omega-medical.de)

